



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

sanabelle poche de jambe U220

Caractéristiques :

- Système multi-chambre
- Volume 600 ml
- Tubulure 50 cm
- Connecteur supplémentaire
- Blocage antiretour
- Robinet de sortie
- Face dorsale feutrée
- Stérile

Domaines d'utilisation / Indications :

- Drain urinaire à demeure en relation avec une sonde vésicale transurétrale ou suprapubienne, un préservatif urinoir ou tout autre système interne ou externe de dérivation urinaire pour les patients mobiles.

Connexion et changement :

- Après la pose de la sonde ou du préservatif urinoir, la poche de lit est connectée en conditions stériles.
- La poche de jambe est changée en cas de problèmes de fonctionnement ou après 7 jours au plus tard.
- Avant le changement, désinfecter avec une solution de désinfection adaptée la connexion entre la poche et le cathéter urinaire; respecter la durée d'action de la solution.
- La tubulure peut être raccourcie à une longueur individuelle dans des conditions stériles puis être raccordée au connecteur fourni
- Connecter la nouvelle poche au collecteur d'urine dans des conditions stériles.
- Une fois totalement vidée, la poche usagée peut être évacuée avec les ordures ménagères.

Possibilités de fixation :

- Il faut accrocher la poche verticalement, sous le niveau de la vessie. Éviter le contact avec le sol.
- Pour la fixation sur la jambe, la poche dispose de fentes latérales destinées aux fixateurs
- Il faut éviter de plier ou d'accrocher la tubulure car cela pourrait entraver l'évacuation de l'urine.
- La face feutrée permet un port confortable de la poche sur la jambe
- Grâce au système à plusieurs chambres, l'urine se répartit uniformément dans la poche, ce qui permet un port plus confortable.

Vidange :

- La poche doit être vidangée à temps avant que le niveau d'urine n'atteigne le blocage antiretour.
- Pour vidanger, sortir le robinet de sortie de sa pochette et l'ouvrir. Laisser couler l'urine dans un récipient préparé à cet effet.
- Fermer le robinet de vidange.

Remarques particulières :

- Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé ou déjà ouvert.
- Des échantillons d'urine fraîche peuvent être prélevés avec le système de ponction sans aiguille.
- Produit à usage unique exclusivement. Évacuer après utilisation. Ce produit ne doit pas être réutilisé ou restérilisé. Une réutilisation est associée à un risque d'infection du patient et/ou de l'utilisateur et pourrait altérer les performances du produit ou même aboutir à un arrêt de son fonctionnement.

Informations de commande

Produit	Unité de commande	N° d'article
sanabelle poche de jambe U 220	60	77712803

