



FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Germany
Tel. +49 (0) 61 72 / 6 86-0
www.fresenius-kabi.com



CE0123

STERILE EO



REF

7755646



120cm



2,9mm



1,9mm

de - Freka® Intestinale Sonde CH 9, ENFit

für die Kombination mit Freka® PEG CH 15 zur intestinalen Langzeitanwendung. Nur zur enteralen Anwendung.

en - Freka® Intestinal Tube FR 9, ENFit

for the combination with Freka® PEG FR 15 for long-term intestinal feeding. For enteral use only.

fr - Freka® Sonde intestinale CH/FR 9, ENFit

pour combinaison avec Freka® PEG CH/FR 15 pour alimentation intestinale à long terme. **Uniquement par voie entérale.**

bg - Чревна сонда Freka® FR 9 ENFit

за използване в комбинация с PEG FR 15 за продължително чревно хранене. **Само за ентерално приложение.**

cs - Střevní sonda Freka® FR 9, ENFit

ke kombinaci se systémem PEG FR 15 pro dlouhodobou intestinální výživu. Pouze pro entérální použití.

da - Freka® Intestinal sonde FR 9, ENFit

til kombination med PEG FR 15 for intestinal langtidsnæring. Kun til enteral anvendelse.

el - Εντερικός Καθετήρας Στιστικής Freka® FR 9, ENFit

για τοποθέτηση μέσω ήδη υπάρχοντα καθετήρα σδημογού PEG FR 15 για μακροχρόνια διτσίσιση στο λεπτό έντερο. Μόνο για εντερική χρήση.

es - Freka® sonda intestinal de calibre CH/FR 9, ENFit

para la utilización con una PEG de calibre CH/FR 15 para alimentación intestinal de larga duración. **Solo para uso enteral.**

fi - Freka® Ohutsuolisondi CH/FR 9,

ENFit PEG CH/FR 15 -illä kanssa käytettäväksi pitkäaikaiseen intestinaliin ruokintaan. Ainoastaan enteraaliseen ravitsemukseen.

hr - Intestinalna cijev Freka® FR 9, ENFit,

za upotrebu s kompletom PEG FR 15 za dugotrajno intestinalno hranjenje. Samo za enteraalnu upotrebu.

hu - Freka® FR 9 intesztnális cső,

PEG FR 15-hoz távú intesztnális táplálásra. Csak enteralis alkalmazásra.

is - Freka® þarmslanga FR 9, ENFit

til að nota með PEG FR 15 fyrir langtímáningarmæðferi í meltingarveg. **Aðeins til**

notkunar í meltingarvegi.

it - Freka® Sonda intestinale CH/FR 9, ENFit

da usare con PEG CH/FR 15 indicata per nutrizione enterale a lungo termine. **Esclusivamente per uso enteral.**

nl - Freka® Intestinal sonde FR 9, ENFit

voor de combinatie met PEG FR 15 voor de intestinale voeding gedurende langere tijd **Alleen voor enteral gebruik.**

no - Freka® intestinalslange FR 9, ENFit

for kombinasjon med PEG FR 15 for langvarig intestinalernæring. **Kun for enteral bruk.**

pl - Zgęblnik do żywienia dojelitowego Freka® FR 9, ENFit

do stosowania razem z zestawem PEG FR 15 do długoterminowego żywienia dojelitowego. **Wyłącznie do zastosowania dojelitowego.**

pt - Freka® Sonda Intestinal CH/FR 9, ENFit

para uma PEG CH/FR 15 gástrica horizontal, de guia, para nutrição intestinal de longa duração. **Apenas para uso entérico.**

ro - Sondă intestinală Freka® FR 9, ENFit

pentru combinare cu PEG FR 15 pentru nutriție intestinală de lungă durată. **Dar pentru utilizare enterală.**

ru - Кишечный зонд Freka® CH 9 с разъемом ENFit

для использования в сочетании с зондом ЧЭГ CH 15- для продолжительного интестинального питания. **использования. Только для энтерального использования.**

sk - Črevná hadička Freka® FR 9, ENFit

na kombinované používanie so systémom PEG FR 15 na dlhodobú črevnú výživu. **Len na entéralte použitie.**

sl - Intestinalna cevka Freka® FR 9, ENFit

za kombiniranje s PEG FR 15 za dolgotrajno intestinalno hranjenje. **Samo za enteralno uporabo.**

sv - Freka® Intestinalsond FR 9, ENFit

för kombination med PEG FR 15 för: intestinal näringstillförsel under lång tid. **Endast för enteral användning.**

tr - Freka® İntestinal Tüp FR 9, ENFit

uzun süreli intestinal besleme için PEG FR 15 ile kombinasyon için. **Sadece enteral kullanım için.**




de - Gebrauchsinformation	fi - Käytöohje	pt - Instruções de utilização
en - Instruction for use	hr - Upute za uporabo	ro - Instructiunile de Utilizarea
fr - Mode d'emploi	hu - Használati Utasítás	ru - Инструкция по применению
bg - Инструкция за употреба	is - Notkunarleiðbeiningar	sk - Návod na použitie
cs - Návod k Použití	it - Istruzioni per l'uso	sl - Upute za uporabu
da - Brugsanvisning	nl - Gebruiksaanwijzing	sv - Bruksanvisning
el - Οδηγίες Χρήσης	no - Bruksanvisning	tr - Uygulama kullanmak için
es - Instrucciones de uso	pl - Instrukcja obsługi	

de - Freka® Intestinale Sonde CH 9, ENFit	Abbildungen siehe Innenseite	7-9
en - Freka® Intestinal Tube FR 9, ENFit	Pictures - see inside	10-12
fr - Freka® Sonde intestinale CH/FR 9, ENFit	Illustrations : voir page intérieure	13-15
bg - Чревна сonda Freka® FR 9 ENFit	За илюстрации вж. вътре	16-18
cs - Střevní sonda Freka® FR 9, ENFit	Obrázky – viz uvnitř	19-21
da - Freka® Intestinal sonde FR 9, ENFit	Billeder – se indeni	22-24
el - Εντερικός Καθετήρας Στίσισης Freka® FR 9, ENFit	Εικόνες – βλ. εντός	25-27
es - Freka® sonda intestinal de calibre CH/FR 9, ENFit	Imágenes: ver el interior	28-30
fi - Freka® Ohutsuolisondi CH/FR 9,	Kuvat – katso sisäpuoli	31-33
hr - Intestinalna cijev Freka® FR 9, ENFit,	Slike – pogledajte unutrašnjost	34-36
hu - Freka® FR 9 intesztinális cső, ENFit,	A képek belül találhatók.	37-39
is - Freka® þarmaslanga FR 9, ENFit	Myndir – sjá innihald	40-42
it - Freka® Sonda intestinale CH/FR 9, ENFit	Immagini vedere all'interno	43-45
nl - Freka® Intestinal sonde FR 9, ENFit	Afbeeldingen – zie binnenin	46-48
no - Freka® intestinalslange FR 9, ENFit	Bilder – se inni	49-51
pl - Zgębiennik do żywienia dojelitowego Freka® FR 9, ENFit	Ilustracje wewnętrz.	52-55
pt - Freka® Sonda Intestinal CH/FR 9, ENFit	Imagens – ver no interior	56-58
ro - Sondă intestinală Freka® FR 9, ENFit	Imagini – a se vedea interiorul	59-61
ru - Кишечный зонд Freka® CH 9 с разъемом ENFit	Иллюстрации (см. внутри)	62-65
sk - Črevná hadička Freka® FR 9, ENFit	Obrázky sú vo vnútri.	66-68
sl - Intestinalna cevka Freka® FR 9, ENFit	Za slike glejte dokument	69-71
sv - Freka® Intestinalsond FR 9, ENFit	Bilder – se insidan	72-74
tr - Freka® İntestinal Tüp FR 9, ENFit	Resimler – içine bakın	75-77




de - Dieses Produkt ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Eine Wiederverwendung stellt ein potentielles Patientenrisiko oder eine Infektionsgefahr für den Anwender dar. Eine Kontamination des Produktes kann zu einer Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten führen. Eine Aufbereitung kann die Integrität des Medizinproduktes beeinträchtigen. / **en** - This product is for single use only. Reuse creates a potential risk of patient or user infection. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient. Reprocessing may compromise the structural integrity of the device. / **fr** - Ce produit est à usage unique. Une réutilisation de celui-ci crée un risque d'infection pour le patient ou pour l'utilisateur. La contamination de ce produit peut engendrer des blessures, maladies, voire la mort du patient. Une réutilisation peut compromettre l'intégrité du produit. / **bg** - Този продукт е предназначен само за еднократна употреба. Повторната му употреба може да породи рисък от инфекция. Замърсяването на продукта може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Предварителна обработка може да повлияе на целостта на медицинското устройство. / **cs** - Tento produkt je určen k jednorázovému použití. Opětovné použití produktu představuje potencionální riziko pro pacienta, případně hrozí nebezpečí nákazy uživateli. Kontaminace produktu by mohla vést k poranění, onemocnění nebo smrti pacienta. Příprava může mit vliv na integritu daného lékařského produktu. / **da** - Dette produkt er beregnet til engangsbrug. Genanvendelse indebærer en potentiel risiko for patienten eller infektionsfare for brugeren. Hvis produktet er kontamineret, kan det medføre personskade, sygdom eller død for patienten. Opræjdning kan begrænse medicinalprodukts integritet. / **el** - Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για μία χρήση. Τυχόν επανάληψη χρήσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή ή να δημιουργήσει κίνδυνο μόλυνσης του χειριστή. Εάν το πρόϊόν περιέχει οκαθαρούς, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου του ασθενή. Η προετοιμασία μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του φαρμακευτικού προϊόντος. / **es** - Este producto es de usar y tirar. Su reutilización supone un riesgo para los pacientes o un peligro de infección para el usuario. La contaminación del producto puede causar lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente. Su manipulación puede limitar la integridad del producto médico. / **fi** - Tuote on kertakäytöinen. Uudelleenkäytölt voi vaarantaa potilaan turvallisuuden tai aiheuttaa käyttäjälle infektiotaan. Tuotteen kontaminointia voi johtaa potilaan vammaan, sairastumiseen tai kuolemaan. Puhdistaminen voi heikentää lääkinnällisen tuotteen rakennetta. / **hr** - Ovaj proizvod namijenjen je za jednokratnu upotrebu. Ponovo koristenje proizvoda predstavlja potencijalni rizik za pacijenta ili opasnost od infekcije za korisnika. Kontaminacija proizvoda može dovesti do ozljedivanja, bolesti ili smrti pacijenta. Čišćenje proizvoda može naškoditi ispravnosti medicinskog proizvoda. / **hu** - A termék egyesről használatra szánt. Ismételt felhasználása a páciens számára kockázatot, a terméket alkalmazó személy számára pedig fertőzésveszélyt jelenthet. A termék kontamínációja a páciens sérelrését, megbetegedését vagy halálát okozhatja. A termék előkészítése az orvostechnikai eszköz épségét hártyános befolyásolhatja. / **is** - Þessi vara er einnottu. Endurkinn notkun felur í sér huganslega hættu fyrir sjúklingin eða sykingarhættu fyrir notandann. Öhreinkn vörurnar getur leitt til meiðs, sjúkdóma eða dauða sjúklingsins. Endurvinnslu getur spilt eiginleikum þessarar laekningavöru. / **it** - Il presente prodotto è esclusivamente monouso. Un suo eventuale riutilizzo può compromettere la salute del paziente o esporre a rischio di infezione l'operatore. La contaminazione del dispositivo può portare a lesioni, malattia o morte del paziente. L'eventuale rigenerazione può compromettere l'integrità del dispositivo medico. / **nl** - Dit product is bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik vormt een mogelijk risico voor de patiënt of levert infectiegevaar op voor de gebruiker. Infectie kan leiden tot letsel, ziekte of dood van de patiënt. Bewerking van het product kan de integriteit ervan negatief beïnvloeden. / **no** - Dette produktet er ment for engangsbruk. Gjenbruk medfører en potensiell risiko for pasienten eller en infeksjonsrisiko for brukeren. Kontaminering av produktet kan føre til skade eller sykdom hos pasienten eller også død. Behandling kan redusere medisiproductets integritet. / **pl** - Produkt jednorazowego użytku. W przypadku powtórnego użycia może wystąpić zagrożenie dla pacjenta lub ryzyko zakażenia personelu. W następstwie skażenia produktu może dojść do uszczerbku na zdrowiu, choroby lub zgonu pacjenta. Przeróbki produktu medycznego mogą powodować utratę jego integralności. / **pt** - Este produto é para uma única utilização. Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infecção para o utilizador. A contaminação do produto pode causar ferimentos, doenças ou a morte do doente. A reutilização pode pôr em causa a integridade deste dispositivo médico. / **ro** - Acest produs este de unică folosință. Reutilizarea sa reprezintă un risc potențial pentru pacient sau un pericol de infectare pentru utilizator. Contaminarea produsului poate produce lezare, imbolnăirea sau moartea pacientului. Reprocesarea poate compromite integritatea structurală a dispozitivului medical. / **ru** - Этот продукт предназначен для одноразового использования. Повторное использование представляет потенциальный риск для пациента или опасность инфицирования. Бактериальное загрязнение продукта может привести к ухудшению самочувствия, болезни или смерти пациента. Предварительная подготовка может негативно

Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15, ENFit




Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15, ENFit


3




7




4a




8




4b




9




5




10



6



11





повлиять на чistotu medicinskogo produkta. / **sk** - Tento výrobok je určený na jedno použitie. Jeho opäťovné použitie predstavuje možné riziko pre pacienta a tiež nebezpečenstvo infekcie pre používateľa. Kontaminácia výrobku môže mať za následok poranenie, ochorenie alebo smrť pacienta. Úprava medicinského výrobku môže ovplyvniť jeho konštrukčnú integritu. / **sl** - Izdelek je namenjen enkratnej uporabi. Ponovna uporaba predstavlja tveganje za boľnika oz. nevarnosť okúzbe za uporabnika. Posledice kontaminácie izdelka so ľahko poškodba, bolezen alebo smrť boľnika. Priprava medicinského pripomôcka ľahko povzročí, da le-ta ni veľ neoporečen. / **sv** - Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. Om produkten återanvänds innebär det en potentiell risk för patienten eller infektionsrisk för användaren. Om produkten kontamineras kan det leda till att patienten skadas, insjuknar eller dör. Bearbetning av den medicintekniska produkten kan förstämra produkten integritet. / **tr** - Bu ürün tek kullanımlıktır. Yeniden kullanılması, kullanıcının hastalık riski veya enfeksiyon tehlikesi oluşturur. Ürünün kontamine olması hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir. Yeniden işleme ürünün güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir.



de - Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung! / **en** - Do not use if package is damaged! / **fr** - Ne pas utiliser si l'emballage est déterioré! / **bg** - Да не се използва, ако опаковката е повредена. / **cs** - Nepoužívat je-li obal poškozen. / **da** - Må ikke anvendes, hvis pakningen er skadet! / **el** - Να μην χρησιμοποιηθεί εάν έχει είναι ακέραιη η συσκευασία! / **es** - ¡No utilizar si el envase está deteriorado! / **fi** - Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut! / **hr** - Ne upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno! / **hu** - Ne használj, ha a csomagolás sérült! / **is** - Notist ekki ef umþúðir eru skemmdar. / **it** - Non utilizzare se la confezione è danneggiata! / **nl** - Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is! / **no** - Må ikke anvendes hvis pakningen er skadet! / **pl** - Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. / **pt** - Não utilizar se a embalagem estiver danificada! / **ro** - A nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat. / **ru** - Не использовать, если упаковка повреждена. / **sk** - Nepoužívať, ak je obal poškodený. / **sl** - Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana! / **sv** - Får ej användas om förpackningen är skadad! / **tr** - Ambalaj hasarlıysa kullanmayın.



de - Schlauchlänge / **en** - tube length / **fr** - longueur du tube / **bg** - дължина на тръбата / **cs** - délka hadičky / **da** - slangelængde / **el** - μήκος σωλήνα / **es** - longitud del tubo / **fi** - putken pituus / **hr** - duljina crijeva / **hu** - csőhossz / **is** - lengd slöngu / **it** - lunghezza tubo / **nl** - slanglengte / **no** - Rør lengde / **pl** - długość rurki / **pt** - comprimento do tubo / **ro** - lungime tub / **ru** - длина трубки / **sk** - dĺžka hadičky / **sl** - dolžina cevke / **sv** - slangelängd / **tr** - tüp uzunluğu



Freka® Intestinale Sonde CH 9 für PEG CH 15,ENFit

1. Beschreibung

Die Freka® Intestinale Sonde FR 9 für PEG CH15, ENFitdient der intestinalen Langzeitanernährung oder langzeitlichen Medikamentenapplikation.

Bestandteile Intestinale Sonde aus Polyurethan CH 9, 120 cm (1 x 1 Stück) mit:

- Integriertem teflonbeschichteten Mandrin mit aufgesetztem Y-Ansatz und blauer Fixierschraube
- Röntgenkontraststreifen
- Zahlenmarkierungen im Abstand von 10 cm
- Distalem Ende in Pigtail-Form
- Vier seitlichen Austrittsöffnungen
- Endständig offener Kunststoffolive und flexiblem greifbaren Sondenfortsatz

Zubehör (1 x 1 Stück)

- Freka® Y-Anschluss für CH 15, ENLock für einen gleichzeitigen gastralen und intestinalen Zugang bestehend aus:
 - a) Fixierschraube (blau-weiß) zur Befestigung auf gastraler Freka® PEG CH 15, ENFit
 - b) Y-Anschluss mit Trichteransatz zur gastralnen Dekompression (weiß) und intestinaler Zugang (grün) zur Befestigung des Klick-Ansatzes.
- Freka® Klick-Adapter CH 9, ENFit, bestehend aus:
 - a) Freka® Klick-Adapter
 - b) ENFit-Konnektor (mit Metallstift)

2. Indikationen

a. Intestinale Langzeitanernährung bei:

- Bewusstseinstörungen, Bewusstlosigkeit
- Magenausgangstenose, Störungen der Magenentleerung
- Neurogenen Schluckstörungen mit Aspirationsgefahr
- Intestinalen Stenosen (zur poststenotischen Ernährung)

b. Gastrale Dekompression/Drainage per Schwerkraft und intestinaler Ernährung bei:

- Magenentleerungsstörungen
- Langzeitapplikation von Medikamenten

3. Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen

- Intestinale Obstruktionen
- Dünndarmatoni
- Peritonitis
- Sepsis

Relative Kontraindikationen

- Immunsuppression
- Strahlerenteritis
- Pancreatitis
- Morbus Crohn (Risiko der Fistelbildung)
- Peritonealkarzinose

4. Warnhinweise

1. Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.
2. Bitte Verwendbarkeitsdatum beachten.
3. Vor Anlage der intestinalen Sonde CH 9 muss die gastrale Sonde Freka® PEG CH 15 gemäß der Gebrauchsanleitung angelegt sein. Die PEG CH 15 dient als Führungssonde für die

intestinale Sonde CH 9.

4. Zum erleichterten Verschieben der intestinalen Sonde kann die Sondenspitze mit steriles Wasser oder Endo-Gel benetzt werden. **Es ist darauf zu achten, dass der Metallstift des ENFit-Konnektors und das äußere Sondenende fettfrei, sauber und trocken sind.** Die Verwendung von Gleitmittel ist nicht erforderlich (erhöhte Gefahr des Ablösens der intestinalen Sonde).
5. Zur dauerhaften Platzierung der intestinalen Sonde ist diese spannungsfrei und gerade – ohne Schlaufen – durch das Magenkummen in den Dünndarm zu legen. Eine im Magen verbleibende Schleife erhöht das Risiko einer Sondenlokation.
6. Während der Anlage auf keinen Fall die Fixierung des Mandrins lösen bzw. den Mandrin vor- und zurückziehen. Es besteht die Gefahr des Austritts durch die Sondenöffnungen. Bei Verstopfung ist die Sonde zu wechseln.
7. **Um ein versehentliches Öffnen des Freka® Klick-Ansatzes zu vermeiden, kann die Verschraubung nicht ohne Zerstörung des Ansatzes gelöst werden. Wird die Verschraubung gelöst, muss ein neuer Klick-Ansatz CH 9, ENFit , Art.-Nr. 7981389 verwendet werden.**
8. Das Sondenkummen darf unter keinen Umständen unter hohem Druck (kleinvolumige ENLock-Spritze, z. B. 2,5 oder 5 ml) oder mit einem Mandrin wieder durchgängig gemacht werden. Es besteht die Gefahr des Ablösens der intestinalen Sonde oder Perforation des Sondenschläuches.
9. Es dürfen keine säurehaltigen Flüssigkeiten eingesetzt werden, da sie ein Ausflocken von Nahrungsbestandteilen bewirken können.
10. Die Sonde muss vor und nach jeder Medikamentengabe mit 20 ml Wasser, vorzugsweise über eine 20-60 mL ENFit -Spritze, gespült werden. Arzneimittel, insbesondere Antacida, dürfen auf keinen Fall mit der Nahrung gemischt verabreicht werden.
11. Keine Infusionspumpe zur Verabreichung der enteralen Nahrung verwenden.

5. Vorsichtsmaßnahmen

1. **Dauer der Anwendung:**Im bisherigen Einsatz wurden mehrmonatige komplikationsfreie Liegezeiten der Sonde dokumentiert. Häufige Verabreichung alkoholhaltiger Flüssigkeiten kann Materialdefekte der Sonde zur Folge haben, die einen Wechsel schon nach kurzer Liegezeit erfordern. Die Sonde muss nach jeder Verabreichung ausreichend gespült werden. Materialdefekte durch Medikamente können weitestgehend ausgeschlossen werden, wenn die Sonde vor und nach jeder Medikamentengabe ausreichend gespült wird.
2. **Hinweise zur Nachsorge:**Die gastrale PEG-Sonde sollte täglich vorsichtig im Stoma etwas vor- und zurückbewegt werden, nachdem die Punktionstelle abgeheilt ist. Dabei darf die Sonde keinesfalls gedreht werden, um Schlaufenbildung und Dislokationen der intestinalen Sonde zu vermeiden. Eine freie Beweglichkeit der Sonde im Stoma

ist wichtig, um ein Einwachsen der inneren Rückhalteplatte zu vermeiden („Buried-Bumper-Syndrom“).

Die Ernährungssonde muss vor und nach jeder Nahrungsapplikation – oder mindestens einmal täglich – mit 20 ml lauwarmem Wasser, vorzugsweise über eine 20–60 ml ENFit-Spritze, gespült werden. Bei doppelkammeriger Nutzung muss der nicht zur Ernährung benutzte Schenkel der Sonde in gleicher Weise einmal täglich gespült werden.

Bei Verstopfung ist die Sonde zu wechseln.

Das Sondenlumen darf unter keinen Umständen unter hohem Druck (kleinvolumige ENFit-Spritze, z. B. 2,5 oder 5 ml) oder mit einem Mandrin wieder durchgängig gemacht werden.

Es besteht die Gefahr des Ablösen der intestinalen Sonde oder Perforation des Sondenschlauches.

Ist die intestinale Sonde nicht mehr durchgängig, muss sie ausgetauscht werden.

- 3. **Hinweise zur Arzneimittelapplikation:** Arzneimittel sollten möglichst in gelöster oder flüssiger Form verabreicht werden.

Die Sonde muss vor und nach jeder Medikamentengabe mit 20 ml Wasser, vorzugsweise über eine 20–60 ml ENFit-Spritze, gespült werden. Arzneimittel, insbesondere Antacida, dürfen auf keinen Fall mit der Nahrung gemischt verabreicht werden.

Im Zweifelsfall sollte der behandelnde Arzt oder Apotheker konsultiert werden.

6. Unerwünschte Ereignisse

Eine freie Beweglichkeit der Sonde im Stoma ist wichtig, um ein Einwachsen der inneren Rückhalteplatte zu vermeiden („Buried-Bumper-Syndrom“).

7. Anweisungen

7.1 Anlage der intestinalen Sonde

Vor Anlage der Freka Intestinalen Sonde CH 9 muss die gastrale Sonde Freka® PEG CH 15 gemäß der Gebrauchsanleitung angelegt sein. Die PEG CH 15 dient als Führungssonde für die intestinale Sonde CH 9.

Befestigen des ENFit Konnektors an der gastralen (Führungs-)Sonde.

- Die Schlauchklemme schließen.
- ENFit-Konnektor der gastralen Sonde abschneiden (Abb. 1).
- Die blau-weiße Fixierschraube für den ENFit-Konnektor über die gastrale Sonde schieben.
- Den Stift des V-Anschlusses weitestmöglich auf die Sonde schieben und mit der Fixierschraube sichern (Abb. 2). Die Schraubhilfe (äußerer weißer Ring) nach unten abziehen und entfernen (Abb. 3).

Platzieren der intestinalen Sonde

- Die blaue Fixierschraube an der intestinalen Sonde 3–4 Umdrehungen öffnen und den Mandrin bis kurz vor den Metalleinsatz am distalen Ende der Sonde schieben, so dass

die Pigtail-Ausformung gestreckt wird (Abb. 4/1).

- Den Mandrin mittels der Fixierschraube wieder fixieren (Abb. 4/2).
- Die Schlauchklemme an der gastralen Sonde öffnen.
- Die intestinale Sonde vorsichtig durch den intestinalen Zugang des Y-Ansatzes („Y“-intestinal, grün) (Abb. 5) schieben.

Zur dauerhaften Platzierung der intestinalen Sonde ist diese spannungsfrei und gerade – ohne Schläuchen – durch das Magenlumen in den Dünndarm zu legen. Eine im Magen verbleibende Schleife erhöht das Risiko einer Sondendislokation.

- Bei endoskopischer Platzierung das distale Sondenende mit einem endoskopischen Instrument erfassen und unter Sicht bis hinter das Treitz'sche Band ziehen (Abb. 6), vorzugsweise mit:
 - der Fremdkörperzange 2:1 gezahnt,
 - dem zweizärmigen Greifer oder
 - dem dreizärmigen Polypengreifer. Die Sonde kann alternativ auch unter Bildwandlert kontrolle mithilfe des Mandrins vorgeschoben werden.
- Ist die gewünschte Position erreicht, den Mandrin entfernen (Abb. 7).
- Bei Rückzug des Endoskops die Sonde mit der Zange oder dem Greifer in Position halten.

Während der Anlage auf keinen Fall die Fixierung des Mandrins lösen bzw. den Mandrin vor- und zurück schieben. Es besteht die Gefahr des Austritts durch die Sondenöffnungen.

Befestigen der intestinalen Sonde an der gastralen (Führungs-)Sonde

- Zur Fixierung der Lage der intestinalen Sonde die Schlauchklemme schließen.
- Die intestinale Sonde ca. 3–4 cm oberhalb ihres Austrittes aus der gastralen Führungssonde abschneiden (Abb. 8).
- Den grün-weißen ENFit-Klick-Ansatz vom weißen Ende her über die intestinale Sonde schieben.
- Dann den Metallstift des ENFit-Konnektors weitest möglich in die intestinale Sonde schieben und den ENFit-Klick-Ansatz daran bis zum Anschlag festschrauben (Abb. 9).
- Die Schlauchklemme wieder öffnen.
- Anschließend den konnektierten intestinalen ENFit-Klick-Ansatz über den intestinalen ENFit-Zugang des Y-Ansatzes schieben, bis Sie ein leises Klicken hören (Abb. 10).

Freka® Intestinale Sonde CH 9 für PEG CH 15,ENFit

- Zum erleichterten Vorschieben der intestinalen Sonde kann die Sondenspitze mit steriles Wasser oder Endo-Gel benetzt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass der Metallstift des ENFit-Konnektors und das äußere Sondenende fettfrei, sauber und trocken sind. Die Verwendung von Gleitmittel ist nicht erforderlich (erhöhte Gefahr des Ablösens der intestinalen Sonde).**

7.2 Verwendung des Y-Ansatzes bei doppelumriger Nutzung der Sonde

Bei gastraler Dekompression und intestinaler Ernährung

- dient der gastrale Zugang des Y-Ansatzes („g“ für gastral, weiß) zur gastralen Dekompression und
- über den intestinalen Zugang des Y-Ansatzes („i“-intestinal, grün) erfolgt die Nahrungsapplikation, vorzugsweise per Ernährungspumpe.

7.3 Hinweise zur Sondenernährung

1-2 Stunden nach erfolgter Anlage der gastralen PEG oder bei Nahrungszufuhr in den Dünndarm kann mit der Ernährung begonnen werden. Bei gleichzeitiger Anlage der gastralen PEG mit der intestinalen Sonde und intragastraler Nahrungszufuhr wird eine Nahrungskarenz von 1 bis 2 Stunden empfohlen. In jedem Fall sollte die Nahrung anfangs einschleichend dosiert werden. Für die anzuwendende pumpengesteuerte kontinuierliche Sondenernährung sind grundsätzlich die für diesen Zweck im Handel erhältlichen enteralen Ernährungspumpen einzusetzen.

Keine Infusionspumpe zur Verabreichung der enteralen Nahrung verwenden.

7.4 Hinweise zum Entfernen und Wechseln der intestinalen Sonde

Zum Entfernen/Wechseln der intestinalen Sonde die geriffelten Flächen des intestinalen Klick-Ansatzes mit zwei Fingern kräftig zusammendrücken und abziehen (Abb. 11). Danach die intestinale Sonde vorsichtig herausziehen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen.

Um ein versehentliches Öffnen des Freka® Klick-Ansatz-ENFit zu vermeiden, kann die Verschraubung nicht ohne Zerstörung des Ansatzes gelöst werden. Wird die Verschraubung gelöst, muss ein neuer Klick-Ansatz CH 9, ENFit , Art.-Nr. 7981389 verwendet werden.

8. Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Stück	Art.-Nr.
Freka® Intestinale Sonde CH 9 für PEG CH 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG-Set gastral CH 15, ENFit	1 x 1	7755643

Produktbezeichnung	Stück	Art.-Nr.
Freka® Reparaturset für PEG CH 15,	1 x 1	7981383
Freka® ENFit-Konnektoren-für PEG CH 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® Halteplatte für PEG CH 15	1 x 5	7904 002
Freka® Schlauchklemme für PEG CH 9 und PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-Ansatz für PEG CH 15/9, ENENFit	1 x 5	7981394
Freka® Klick-Ansatz für CH 9, ENFit	1 x 15	7981389
Verbandset für die Gastrostomie nach Hermann	1 x 1	7901 081
Erlanger Verbandset	1 x 1	7981941

Spritze für enterale Ernährung

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Produktbezeichnung	Stück	Art.-Nr.
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Description

Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR15, ENFit is intended for long-term intestinal feeding or long-term administration of medication.

Pack Contents Intestinal tube made of polyurethane FR 9, 120 cm (1 x 1 piece) with:

- Integrated Teflon-coated guide wire with fitted Y-Connector and blue fixation screw
- Radio-opaque strip
- Interval markings every 10 cm
- Distal pigtail bend tip
- 4 lateral outlet ports
- Straight open flexible tube with small antenna end

Accessories (1 x 1 piece)

- Freka® Y-Connector for FR 15, ENFit for simultaneous gastric and intestinal access consisting of:
 - a) fixation screw (blue-white) for attachment to gastric Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-Connector with funnel adaptor for gastric decompression (white) and intestinal access (green) for fixation of the Click Adapter.
- Freka® Click adapter FR 9, ENFit consisting of:
 - a) Freka® Click Adapter
 - b) ENFit connector (with metal pin)

2. Indications

a. Long-term intestinal feeding for example in:

- Prolonged coma
- Gastric outflow obstruction
- Neurological dysphagia with risk of aspiration
- Post intestinal stenosis feeding

b. Gastric decompression/ drainage by gravity and simultaneous intestinal feeding in:

- Impaired gastric emptying

c. Long-term administration of medication

3. Contraindications

Absolute Contraindications

- Intestinal obstruction
- Intestinal atony
- Peritonitis
- Sepsis

Relative contraindications

- Immune suppression
- Radiation enteritis
- Pancreatitis
- Crohn's disease (risk of a fistula formation)
- Peritoneal carcinoma

4. Warnings

1. This is a single-use product. Do not reuse.
2. Please note the shelf life of the product
3. Before the insertion of the Freka Intestinal Tube FR 9 the Gastric Tube Freka® PEG FR 15 must be positioned according the directions for use. The Freka PEG Gastric FR 15 serves as a guide tube for the Freka Intestinal Tube FR 9.
4. To facilitate intestinal tube insertion, the tip of the tube

can be moistened with sterile water or Endo gel! Ensure that the metal pin of the ENFit Connector and the external end of the tube are free of grease, clean and dry. The use of lubricants is not required (increased risk of the intestinal tube becoming loose).

5. A long-term intestinal tube should be inserted through the gastric lumen into the small intestine; it should be slack and straight – without loops. Loops remaining in the stomach, increases the risk of tube dislocation!
6. During placement do not release the attachment of the guidewire or push the guidewire forwards or backwards. The wire could inadvertently be pushed through the tube outlets. If the tube becomes blocked, it needs to be changed.
7. To prevent the Freka® Click Adapter being opened inadvertently, the screwed connection cannot be undone without destroying the adapter. If the screwed connection is undone, a new Freka Click Adapter FR 9 ENFit, article no.: 7981389 must be used.
8. Under no circumstances should the lumen of the tube be flushed forcibly (small-volume ENFit syringe, e.g. 2,5 or 5 ml) or unblocked by using a wire. There is the risk to disconnect the intestinal tube or tube perforation.
9. Do not use acid containing fluids, as they may cause it to coagulate.
10. The tube must be flushed with 20 ml water before and after each administration of medication preferably using a 20-60 ml ENFit syringe. Drugs, especially antacids, must not be mixed with feed under any circumstances.
11. Parenteral infusion pumps must not be used to administer enteral nutrition.

5. Precautions

1. Duration of Use: Based on clinical experience, the tube can remain in place for many months without complications.

Frequent administration of alcohol can result in material defects in the tube, requiring it to be changed after only a short time in situ. The tube has to be flushed with water after each administration.

Material defects caused by medicines do not generally occur if the tube is flushed before and after each administration of medication.

2. Notes on Aftercare: The gastric PEG tube should be carefully moved backwards and forwards in the stoma once a day when the puncture site has healed. The tube should not be turned under any circumstances to prevent the formation of loops and dislocation of the intestinal tube. Free movement of the tube in the stoma is important to avoid an embedding of the inner retention plate ("buried bumper syndrome").

Flush the feeding tube with 20 ml of lukewarm water before and after each administration of nutrition or at least once a day using a 20-60ml ENFit syringe. In the case of double-lumen use, the limb of the tube not being used for feeding

Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15,ENFit

en

should be flushed once a day in the same way.

If the tube becomes blocked, it needs to be changed. Under no circumstances should the lumen of the tube be flushed forcibly (small-volume ENFit syringe, e.g. 2,5 or 5 ml) or unblocked using a wire. **There is the risk of intestinal tube disconnection or tube perforation.**

If the intestinal tube becomes blocked, it must be replaced.

- 3. Notes on the Administration of Medicines:** Where possible, medicines should be administered in dissolved or liquid form to the T-piece on the giving set. Liquid medicines (drops or syrup) are preferred.

The tube must be flushed with 20 ml water before and after each administration of medication preferably using a 20-60 ml ENFit syringe. Drugs, especially antacids, must not be mixed with feed under any circumstances.

If there is any doubt, consultation of the doctor or a pharmacist is recommended

6. Adverse events

Free movement of the tube in the stoma is important to avoid an embedding of the inner retention plate ("buried bumper syndrome").

7. Directions

7.1 Insertion of the Intestinal Tube

Before insertion of the Freka Intestinal Tube FR 9 the gastric tube Freka® PEG FR 15 must be positioned according the directions for use. The PEG FR 15 serves as a guide tube for the intestinal tube FR 9.

Fixation of the ENFit Connector to the Gastric (Guide) Tube

- Close the tube clamp.
- Cut off the ENFit Connector of the gastric tube (Fig. 1).
- Push the blue and white fixation screw for the ENFit-connector over the gastric tube.
- **Push the pin of the Y-Connector as far as possible onto the tube and secure with the fixation screw (Fig. 2). Pull off the screwing aid (outer white ring) in a downward direction and remove it. (Fig. 3).**

Positioning the Intestinal Tube

- Open the blue fixation screw on the intestinal tube 3-4 turns and push the guidewire before the metal insert at the distal end of the tube to stretch the pigtail bend. (Fig. 4/1).
- Fix the guidewire in position again using the fixation screw (Fig. 4/2).
- Open the tube clamp on the gastric tube.
Insert the intestinal tube carefully through the intestinal access of the Y-Connector ('I' for intestinal, green) (Fig. 5)

Insertion of the intestinal tube via the gastric lumen into the small intestine. To ensure a lasting placement of the tube should be slack and straight –without loops. Any loops remaining in the stomach increases the risk of dislocation!

- In the case of endoscopic placement, it is recommended to grasp the distal end of the tube using the following endoscopic instruments and push the tube under visual control until it has passed beyond the ligament of Treitz (Fig. 6):
 - the foreign body forceps, 2:1 teeth,
 - the two-arm gripper or
 - the three-arm polyp gripper. The tube can also be pushed using an image sensor control with the aid of the guidewire.
- Once the required position is reached, remove the guidewire (Fig. 7).
- When withdrawing the endoscope, the tube should be kept in position by using the forceps or the gripper.

During placement do not release the fixing of the guidewire or push the guidewire forwards or backwards. The guidewire could inadvertently be pushed through the tube outlets.

Fixation of the Intestinal Tube to the Gastric (Guide) Tube

- To securely position the intestinal tube, close the tube clamp.
- Cut off the intestinal tube approximately 3 - 4 cm above its exit from the gastric guide tube (Fig. 8).
- **Push the green/white ENFit Click adapter from the white end into the intestinal tube.**
- Then push the metal pin of the ENFit connector as far as possible into the intestinal tube and screw the ENFit Click adapter tightly until the stop is reached (Fig. 9).
- **Open the tube clamp .**
- **Push the connected intestinal ENFit Click adapter over the ENFit intestinal access of the Y-Connector (Fig. 10) until an audible click is heard.**

- To facilitate the intestinal tube insertion, the tip of the tube can be moistened with sterile water or Endogel®
- **Ensure that the metal pin of the ENFit Connector and the external end of the tube are free of grease, clean and dry. If MCT oil is used, there is an increased risk that the intestinal tube may come off.**

7.2 Using the Y-Connector for Double-Lumen Use of the Tube

When used for gastric decompression and intestinal feeding

- the gastric access of the Y-Connector ('g' for gastric, white) is used for decompression and
- feed is administered via the intestinal access of the Y-Connector ('I' for intestinal, green) preferably using an enteral feeding pump.

7.3 Notes on the Feeding Regimen

If the gastric PEG has been in situ for 1 - 2 hours or if food is

administered to the small intestine, the administration of nutrition can start. If the gastric PEG is simultaneously inserted with the intestinal tube and if feed is being administered intragastrically, it is recommended that a fasting period of approximately 1–2 hours is adhered. Feed should be administered slowly in the beginning and increased gradually. A standard enteral feeding pump should be used for continuous feed administration.

Parenteral infusion pumps must not be used to administer enteral nutrition.

7.4 Notes on Removal and Changing of Intestinal Tube

To remove/change the intestinal tube, squeeze the contoured surfaces of the intestinal Click Adapter firmly between two fingers and pull off (Fig. 11). After that, carefully pull out the intestinal tube and replace it with a new one if required.

To prevent the Freka® Click Adapter ENFit being opened inadvertently, the screwed connection cannot be undone without destroying the adapter. If the screwed connection is undone, a new Click Adaptor FR 9 ENFit, article no.: 7981389 must be used.

Syringe for enteral feeding		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Product name	piece	Product code
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Ordering Information

Product name	piece	Product code
Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG Set Gastric FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® Repair Set for PEG FR 15, ENFit	1 x 1 kit	7981383
Freka® Connectors for PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® Fixation Plate for PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka® Tube Clamp for PEG CH 9 and PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-Connector for PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® Click Adaptor FR 9 for PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
„Hermann“ Gastrostomy Dressing Set	1 x 1	7901 081
Erlanger Dressing Set	1 x 1	7981941

Sonde intestinale Freka® FR9 pour PEG FR15, ENFit

fr

1. Description

La sonde intestinale Freka® FR9 pour PEG FR15, ENFit, est conçue pour l'alimentation intestinale ou l'administration de médicaments sur une longue durée.

Éléments du kit Sonde intestinale en polyuréthane FR9, 120cm (1x1pièce) avec:

- fil guide intégré enrobé de teflon, avec un raccord en Y et une vis de fixation bleu
- ligne radio-opaque
- graduations à 10cm d'intervalle
- extrémité distale recourbée
- quatre orifices latéraux
- sonde flexible avec ouverture droite et extrémité en forme d'olive

Accessoires (1x1pièce)

- Raccord en Y Freka® pour PEG FR15, ENFit, permettant un accès gastrique et intestinal simultané et composé des éléments suivants:
 - a) vis de fixation (bleue-blanche) pour la fixation à la sonde gastrique Freka® PEG FR15, ENFit
 - b) raccord en Y avec un adaptateur conique pour la décompression gastrique (blanc) et un accès intestinal (vert) à fixer à l'adaptateur dic
- Adaptateur dic Freka® FR9, ENFit, composé des éléments suivants:
 - a) adaptateur dic Freka®
 - b) raccord ENFit (avec pointe métallique)

2. Applications

a. Alimentation intestinale de longue durée pour les cas suivants:

- Coma prolongé
- Sténose du défilé gastrique
- Dysphagie neurologique avec risques d'aspiration de corps étranger
- Alimentation post-sténose intestinale

b. Décompression gastrique/drainage par gravité et alimentation intestinale simultanée en cas de:

- Troubles de vidange gastrique

c. Administration de médicaments sur une longue durée

3. Contre-indications

Contre-indications absolues

- Occlusion intestinale
- Atonie intestinale
- Péritonite
- Septicémie

Contre-indications relatives

- Immunosuppression
- Entréite radique
- Pancréatite
- Maladie de Crohn (risque de formation de fistules)
- Carcinome péritonéal

4. Avertissements

1. Ce produit est à usage unique. Ne le réutilisez pas.
2. Vérifiez la durée de conservation du produit.

3. Avant d'insérer la sonde intestinale Freka® FR9, positionnez la sonde gastrique Freka® PEG FR15 conformément aux instructions du mode d'emploi. La sonde gastrique Freka® PEG FR15 sert de sonde guide pour la sonde intestinale Freka® FR9.

4. Pour faciliter l'insertion de la sonde intestinale, il est possible d'humidifier l'extrémité de la sonde avec de l'eau stérile ou de l'Endogel. **Assurez-vous que la pointe métallique du raccord ENFit et l'extrémité externe de la sonde sont exempts de graisse, propres et secs.** Il n'est pas nécessaire d'utiliser de lubrifiant; le risque de détachement de la sonde intestinale en serait accru.

5. Pour la mise en place durable de la sonde intestinale, il est primordial de l'insérer droite, sans boucles ou tensions, au travers de la lumière gastrique jusqu'à l'intestin grêle. Toute boucle subsistant dans l'estomac augmente le risque de dislocation de la sonde.

6. Lors de la mise en place de la sonde, ne relâchez pas le fil guide, ne le poussez pas et ne le tirez pas. Il risquerait de sortir par les orifices latéraux. Si la sonde se bouché, elle doit être remplacée.

7. Pour éviter que l'adaptateur dic Freka® ne s'ouvre par mégarde, il est impossible de retirer le raccord fileté sans détruire l'adaptateur. Si le raccord fileté est hors d'usage, vous devez utiliser un nouvel adaptateur dic Freka® FR9 ENFit (référence 7981389).

8. Vous ne devez en aucun cas essayer de déboucher la sonde par la force, (à l'aide d'une seringue ENFit de petit volume (de 2,5 ou 5ml par exemple) ou avec un fil-guide. Ceci risquerait de détacher la sonde intestinale ou de la perforer.

9. N'utilisez pas de liquides acides car ils pourraient provoquer une coagulation des éléments nutritifs.

10. La sonde doit être rinçée avec 20ml d'eau, avant et après chaque administration de médicaments et de préférence avec une seringue ENFit de 20 à 60ml. Les médicaments, notamment les antacides, ne doivent en aucun cas être administrés en même temps que les nutriments.

11. N'utilisez en aucun cas une pompe à perfusion conçue pour une application parentérale afin d'administrer une nutrition entérale.

5. Précautions

1. Durée d'utilisation:des essais cliniques ont démontré que la sonde peut rester en place pendant plusieurs mois sans complications.

L'administration fréquente de solutions alcoolisées peut endommager le matériau de la sonde et nécessiter son remplacement, même en cas de pose récente. Rincez la sonde à l'eau après chaque utilisation.

L'endommagement du matériau de la sonde par les médicaments est quasiment exclu si la sonde est rincée avant et après l'administration de médicaments.

2. Post-traitement:Une fois par jour à compacter de la cicatrisation du site de ponction, poussez et tirez avec précaution la sonde gastrique GEP sur 3 à 4cm environ dans

la stomie. Pendant cette opération, n'effectuez en aucun cas de mouvements rotatifs afin d'éviter la formation de boudes et la dislocation de la sonde intestinale. Il est important que la sonde soit mobile dans la stomie pour éviter l'inclusion du disque de rétention interne (enfoncissement de la colerette interne ou «buried bumper syndrome»).

Rincez la sonde d'alimentation avec 20ml d'eau tiède, avant et après chaque administration de nutriment et au moins une fois par jour, de préférence avec une seringue ENFit de 20à60ml.Dans le cas d'une utilisation en double lumière, rincez le conduit de la sonde qui n'est pas utilisé pour l'alimentation de la même façon une fois par jour.

Si la sonde se bouche, elle doit être remplacée. Vous ne devez en aucun cas essayer de déboucher la sonde par la force (à l'aide d'une seringue ENFit de petit volume (de 2,5ou 5ml par exemple) ou avec un fil-guide. **Ceci risquerait de disloquer la sonde intestinale ou de la perforer.**

Une sonde intestinale bouchée doit être remplacée par le médecin.

3. Administration de médicaments: dans la mesure du possible, les médicaments ne doivent être administrés sous forme dissoute ou liquide par le raccord ent du kit d'administration Il est préférable d'utiliser des médicaments liquides (gouttes ou sirop).

La sonde doit être rinçée avec 20ml d'eau, avant et après chaque administration de médicaments et de préférence avec une seringue ENFit de 20 à 60ml. Les médicaments, notamment les antiacides, ne doivent en aucun cas être administrés en même temps que les nutriments.

En cas de doute, consultez le médecin ou un pharmacien.

6. Effets indésirables

Il est important que la sonde soit mobile dans la stomie pour éviter l'inclusion du disque de rétention interne (enfoncissement de la colerette interne ou «buried bumper syndrome»).

7. Mode d'emploi

7.1 Mise en place de la sonde intestinale

Avant d'insérer la sonde intestinale Freka® FR9, positionnez la sonde gastrique Freka® PEG FR15 conformément aux instructions du mode d'emploi. La PEG FR15 sert de sonde guide pour la sonde intestinale FR9.

Fixation du raccord ENFit à la sonde gastrique (sonde guide)

- Fermez le clamp de la sonde.
- Coupez le raccord ENFit de la sonde gastrique (Fig.1).
- Placez la vis de fixation bleue et blanche du raccord ENFit sur la sonde gastrique.
- **Poussez la pointe métallique du raccord**

enY aussi loin que possible dans la sonde et fixez-la à l'aide de la vis (Fig.2). Tirez l'auxiliaire de vissage (anneau blanc extérieur) vers le bas pour le retirer (Fig.3).

Mise en place de la sonde intestinale

- Desserrez de trois ou quatrre tours la vis de fixation bleue sur la sonde intestinale et avancez le fil guide jusqu'à ce qu'il atteigne et dépasse la pointe métallique, de manière à tendre l'extrémité recourbée. (Fig.4/1).
- Maintenez à nouveau le fil guide en position à l'aide de la vis de fixation (Fig.4/2).
- Ouvrez le clamp placé sur la sonde gastrique. Insérez avec précaution la sonde intestinale à travers le conduit droit prévu pour un accès intestinal du raccord enY («pour intestinal, vert») (Fig.5).

Insertion de la sonde intestinale au travers de la lumière gastrique, dans l'intestin grêle. Pour la mise en place durable de la sonde intestinale, il est primordial de l'insérer droite, sans boucles ou tensions*. Toute boucle subsistant dans l'estomac augmente le risque de dislocation de la sonde.

- En cas de mise en place par endoscope, il est recommandé de maintenir l'extrémité distale de la sonde à l'aide des instruments endoscopiques suivants, puis de la pousser, en le vérifiant visuellement, jusqu'à ce qu'elle ait franchi le ligament de Treitz (Fig.6):
 - la pince à corps étrangers, 2:1 dentée,
 - la pince à deux crochets ou
 - la pince à trois crochets. Il est également possible d'avancer la sonde à l'aide du fil guide et d'un capteur d'image.
- Une fois la position souhaitée atteinte, retirez le fil guide (Fig.7).
- Lors du retrait de l'endoscope, maintenez la sonde en place à l'aide des pinces.

Lors de la mise en place de la sonde, ne relâchez pas le fil guide, ne le poussez pas et ne le tirez pas. Il risquerait de sortir par les orifices latéraux.

Fixation de la sonde intestinale à la sonde gastrique guide

- Pour fixer correctement la sonde intestinale, fermez le clamp.
- Coupez la sonde intestinale environ 3 à 4cm au-dessus de son point de sortie de la sonde gastrique guide (Fig.8).
- **Poussez l'adaptateur clic ENFit vert/blanc sur la sonde intestinale depuis l'extrémité blanche.**
- **Poussez ensuite la pointe métallique du raccord ENFit aussi loin que possible dans la sonde intestinale, puis serrez fermement l'adaptateur clic ENFit jusqu'à la butée (Fig.9).**
- **Ouvrez à nouveau le clamp.**
- **Poussez l'adaptateur clic ENFit sur le conduit ENFit permettant un accès intestinal du raccord enY (Fig.10) jusqu'à entendre un déclic.**

Sonde intestinale Freka® FR9 pour PEG FR15, ENFit

- Pour faciliter l'insertion de la sonde intestinale, il est possible d'humidifier l'extrémité de la sonde avec de l'eau stérile ou de l'Endogel.
- Assurez-vous que la pointe métallique du raccord ENFit et l'extrémité externe de la sonde sont exempts de graisse, propres et secs. L'utilisation d'huile de TCM augmente le risque de déconnexion ou de retrait de la sonde intestinale.**

7.2 Emploi du raccord enY pour une utilisation de la sonde en double lumière

En cas d'utilisation pour une décompression gastrique et une alimentation intestinale simultanée,

- le conduit permettant un accès gastrique du raccord enY ENFit (gris pour gastrique, blanc) sert pour la décompression, et
- l'alimentation est administrée au travers du conduit permettant un accès intestinal du raccord enY (vert pour intestinal, vert) à l'aide d'une pompe de nutrition entérale.

7.3 Régime alimentaire

Commencez l'alimentation une à deux heures après la pose de la GEP gastrique ou immédiatement après en cas d'alimentation par l'intestin grêle. En cas de pose simultanée d'une sonde gastrique GEP et d'une sonde intestinale, et en cas d'une alimentation intra-gastrique, il est recommandé d'attendre de une à deux heures avant de commencer l'alimentation. Les solutions nutritives doivent être administrées lentement et les quantités augmenter progressivement. Il est recommandé d'utiliser une pompe de nutrition entérale standard pour une alimentation assistée par sonde en continu.

N'utilisez en aucun cas une pompe à perfusion conçue pour une application parentérale afin d'administrer une nutrition entérale.

7.4 Retrait et remplacement de la sonde intestinale

Pour retirer ou remplacer la sonde intestinale, pressez fermement les surfaces cerclées de l'adaptateur clic intestinal entre deux doigts et tirez (Fig.11). Retirez ensuite avec précaution la sonde intestinale et remplacez-la par une nouvelle si nécessaire.

Pour éviter que l'adaptateur clic Freka® ENFit ne s'ouvre par mégarde, il est impossible de retirer le raccord fileté sans détruire l'adaptateur. Si le raccord fileté est retiré, vous devez utiliser un nouvel adaptateur clic FR9 ENFit (référence 7981389).

8. Informations pour la commande

Nom du produit	unités	Référence
Sonde intestinale Freka® FR9 pour PEGFR15 ENFit,	1x1	7755646
Kit gastrique Freka® pour PEGFR15 ENFit,	1x1	7755643
kit de réparation Freka® pour PEG FR15 ENFit,	1x1kit	7981383
Raccord Freka® pour PEG FR15 ENFit,	1 x 15	7981386
Plaquette de fixation Freka® pour PEG FR15	1 x 5	7904002
Clamp pour la sonde Freka® pour PEG CH9 et PEG CH15	1 x 15	7751701
Raccord enY Freka® pour PEGFR15/9 ENFit	1 x 5	7981394
Adaptateur clic Freka® FR9 pour PEG FR15 ENFit	1 x 15	7981389
Kit de pansements de gastrostomie Hermann	1 x 1	7901081
Kit de pansements Erlanger	1 x 1	7981941

Seringue de nutrition entérale

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Nom du produit	unités	Référence
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785X5
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786X5
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787X5

1. Описание

Freka® чревна сонда FR 9 за PEG FR15 ENFit е предназначена за продължително чревно хранене или продължително въвеждане на лекарства.

Съдържания на опаковката Чревна сонда, изработена от полиуретан FR 9, 120 см (1 x 1 брой) със:

- Интегриран водач с тefлоново покритие с монтирани към него Y-конектор и син крепежен винт
- Рентгеноконтрастна лента
- Маркировки през интервали по 10 cm
- Периферен край с извишка
- 4 странични изпускателни отвора
- Напълно отворена гълъбка тръба с малка антена в края

Принадлежности (1 x 1 брой)

- Freka® Y-конектор за FR 15, ENFit за едновременен стомашен и чревен достъп, състоящ се от:
 - a) крепежен винт (сиво-блед) за закрепване към стомашната сонда Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-конектор с фузион адаптер за стомашна декомпресия (блед) и чревен достъп (зелен) за фиксиране на зъбния адаптер.
- Зъбен адаптер Freka® FR 9, ENFit, състоящ се от:
 - a) Freka® зъбен адаптер
 - b) Конектор ENFit с метален шип

2. Показания

a. продължително чревно хранене например при:

- продължителна кома
- стомашна обструкция
- неврологична дисфункция с опасност от аспираране
- хранене след чревна стеноза

б. стомашна декомпресия/ свободно дрениране и едновременно чревно хранене при:

- нарушило изправление на стомаха
- продължително въвеждане на лекарства

3. Противопоказания

Абсолютни противопоказания

- чревна обструкция
- чревна атония
- перитонит
- сепсис

Относителни противопоказания

- имуна супресия
- радиационен ентерит
- панкреатит
- болест на Крон (опасност от образуване на фистула)
- карцином на перитонеума

4. Предупреждения

1. Това е продукт за еднократна употреба. Не използвайте повторно.
2. Моля, спазвайте срока на годност на продукта.
3. Преди въвеждане на чревната сонда FR9 тръбва да се постави стомашната сонда Freka® PEG FR15 според съответните указания за употреба. Стомашната сонда PEG FR 15 служи като водеща за чревната сонда FR9.

Freka® Чревна сонда FR 9 за PEG FR 15, ENFit

4. За да се улесни поставянето на чревната сонда, върхът ѝ може да бъде навлажнен със стерилина вода или Endogel. **Уверете се, че металният шип на конектора ENFit и външният край на сондата са обезмасленни, чисти и сухи.** Не се изиска употребата на смазващи вещества (засилване на риска от разхлабване на чревната сонда!).
 5. Чревната сонда за продължително използване тръбва да се прокара през stomахния лumen в тънкото черво; тя тръбва да е отпусната и права – без примики. Примките в stomаха увеличават опасността от изместване на сондата!
 6. При поставяне не освобождавайте закрепения водач и не го насиливайте напред или назад. Възможно е по невнимание да го извадите през изводите на сондата. Ако сондата бъде блокирана, тя тръбва да се смени.
 7. **За да се предотврати инцидентно отваряне на зъбен адаптер Freka®, винтовата връзка не може да се отвори, без да се разрушат адаптерът.** Ако връзката се отвори, тръбва да се използва нов зъбен адаптер FR 9 ENFit с артикулен номер 7981389.
 8. Мененето на сондата не тръбва при никакви обстоятелства да се промива със сила (чрез малка спринцовка ENFit, напр. 2,5 или 5 ml) или да се отпуска с тел. Съществува опасност от прекъсване или пробиване на чревната сонда.
 9. Не използвайте течности, съдържащи киселини, тъй като те могат да предизвикат коагулацията им.
 10. Сондата тръбва да се промива с 20 ml вода преди и след всяко въвеждане на лекарства, за предпочитане чрез спринцовка ENFit от 20 до 60 ml. При никакви обстоятелства не тръбва да се смесват медикаменти (особено антиациди) с храна.
 11. За прилагане на ентерално хранене не тръбва да се използват помпи за парентерална инфузия.
-
5. **Предпазни мерки**
 1. **Продължителност на употреба:** Въз основа на клиничния опит сондата може да остане поставена на място в продължение на много месеци. Честото въвеждане на алкохол може да причини дефекти на материалите в сондата, което да наложи нейната смяна само след кратък период на употреба. След всяко въвеждане сондата тръбва да се промива с вода. Ако тя се промива преди и след всяко въвеждане на лекарства, обикновено не възникват дефекти на материалите, причинени от медикамента.
 2. **Забележки за грижите след използване:** Стомашната PEG сонда тръбва внимателно да се придвижва напред и назад в stomата **веднъж дневно**, след като мястото на пункцията **заздравее**. В никакъв случай сондата не тръбва да се обръща, за да се избегне образуването на примки и изместването ѝ. Свободното движение на сондата

Freka® Чревна сонда FR 9 за PEG FR 15, ENFit

bg

в стомата е важно за предотвратяване на срастването на вътрешната задържаща пластина („синдром на погребания буфер“).

Промивайте сондата за хранене с 20 ml хладка вода преди и след всяко въвеждане на храна поне веднъж дневно чрез спринцовка ENFit от 20 до 60 ml. При използване на сонда с два лумена края, който не се използва за хранене, трябва да се промива ежедневно по същия начин.

Ако сондата ще бъде блокирана, тя трябва да се смени. Лументът на сондата не трябва при никакви обстоятелства да се промива със сила (чрез малка спринцовка ENFit, напр. 2,5 или 5 ml) или да се отпушва с тел. **Съществува опасност от прекъсване или пробиване на чревната сонда.**

Ако чревната сонда ще бъде блокирана, тя трябва да се смени.

3. Заделки при въвеждане на медикаменти:

Когато е възможно, лекарствата трябва да се въвеждат в разтворена или втечнена форма до I-образната част на набора за вливане.

За предпочитане са течните лекарства (капки или сироп). Сондата трябва да се промива с 20 ml вода преди и след всяко въвеждане на лекарства, за предпочитане чрез спринцовка ENFit от 20 до 60 ml. При никакви обстоятелства не трябва да се смесват медикаменти (особено антиациди) с храна.

Ако изпитвате съмнения, консултирайте се със завеждащия лекар или с фармацевт.

6. Неблагоприятни събития

Свободното движение на сондата в стомата е важно за предотвратяване на срастването на вътрешната задържаща пластина („синдром на погребания буфер“).

7. Указания

7.1 Поставяне на чревната сонда

Преди въвеждане на чревната сонда FR9 трябва да се постави стомашната сонда Freka® PEG FR15 според съответните указания за употреба. PEG FR 15 служи като водеща сонда за чревната сонда FR9.

Фиксиране на ENFit конектора към стомашната (водеща) сонда

- Затворете скобата на сондата.
- Отрежете ENFit конектора на стомашната сонда (Фиг. 1).
- Избутайте синьо-белия крепежен винт за ENFit-конектора над стомашната сонда.
- **Избутайте шипа на Y-конектора максимално навътре върху сондата и го застопорете с крепежния винт (Фиг. 2). Издърпайте резебования спомагателен елемент (външния**

бял пръстен) в положение надолу и го извадете. (Фиг. 3).

Разполагане на чревната сонда

- Развийте синия крепежен винт в чревната сонда на 3-4 оборота и избутайте водача пред металната вложка в периферния край на сондата, за да разпънете иззвиката. (Фиг. 4/1).
 - Фиксирайте отново водача на място чрез крепежния винт (Фиг. 4/2).
 - Отворете скобата на стомашната сонда.
- Поставете внимателно чревната сонда през чревния достъп на Y-конектора („из чревен“, зелен) (Фиг. 5).

Вкарване на чревната сонда през стомашния лumen в тъкнато чврво. За да се осигури трайно поставяне на сондата, тя трябва да е отпусната и права – без пръники. Примиките в стомаха увеличават опасността от изместване!

- При ендоскопско поставяне е препоръчително да хванате периферния край на сондата с помощта на следните ендоскопски инструменти и да натиснете използвана сонда под визуален контрол, докато премине зад лигамента на Трейд (Фиг. 6):
 - форцепс за чуждо тяло, эъбци 2:1;
 - двураменен захващащ; или
 - трираменен захващащ за полипи. Сондата може също да се избута чрез визуално сензорно управление с помощта на водача.
- След като достигнете необходимото положение, извадете водача (Фиг. 7).
- При изтегляне на ендоскопа сондата трябва да се задържи на място с помощта на форцепса или захващаща.

При поставяне не освобождавайте фиксирането на водача и не насилийте водача напред или назад. Възможно е по невнимание да го извадите през изводите на сондата.

Фиксиране на чревната към стомашната (водеща) сонда

- За да поставите правилно чревната сонда, затворете скобата й.
- Отрежете чревната сонда приблизително 3-4 см над изхода ѝ от стомашната водеща сонда (Фиг. 8).
- Избутайте зеления/белия ENFit зъбен адаптер от белия край в чревната сонда.
- След това избутайте металния шип на конектора ENFit максимално навътре в чревната сонда и завийте стегнато ENFit зъбния адаптер докрай (Фиг. 9).
- Отворете скобата на сондата.
- Бутнете свързания ENFit зъбен адаптер над чревния достъп на Y-конектора (Фиг. 10), докато чуете ясно щракване.

bg

- За да се улесни поставянето на чревната сонда, върхът ѝ може да бъде навлажнен със стерилна вода или Endogel.
- Уверете се, че металният шип на ENFit конектора и външният край на сондата са обезмаслени, чисти и сухи. Ако се използва масло от MCT има повишен рисков от излизане на чревната сонда.**

7.2 Използване на Y-конектора за употреба на сондата с два лумена

При стомашна декомпресия и чревно хранене

- стомашният достъп на Y-конектора („g“ за стомашен, „яял“) се използва за декомпресия, а
- храната се въвежда чрез чревния достъп на Y-конектора („i“ за чревен, „зелен“) за предпоганите с помощта на помпа за ентерално хранене.

7.3 Задележки за хранителният режим

Ако стомашната PEG е била на място 1-2 часа или ако храната е достигнала до тънкото чрево, въвеждането на храна може да започне. Ако стомашната PEG е поставена едновременно с чревната сонда и храната е въвеждана вътрешномащно, препоръчано е храненето да се преустанови за приближително 1-2 часа.

Първоначално храната трябва да се въвежда бавно и постепенно до се увеличава. За непрекъснато въвеждане на храна трябва да се използва стандартна помпа за ентерално хранене.

За прилагане на ентерално хранене не трябва да се използват помпи за парентерална инфузия.

7.4 Задележки за изваждането и смяната на чревната сонда

За да извадите/смените чревната сонда, сгънете здраво с два пръста очертаните повърхности на чревния зъбен апликатор и издърпайте (Фиг. 11). След това внимателно изтеглете чревната сонда и ако е необходимо, сменете я с нова.

За да се предотврати инцидентно отваряне на Freka® зъбния адаптер ENFit, винтовата връзка не може да се отвори, без да се разрушат адаптерът. Ако връзката се отвори, трябва да се използва нов зъбен адаптер FR 9 ENFit с артикулен номер 7981389.

Freka® Чревна сонда FR 9 за PEG FR 15, ENFit

Наименование на продукта	броя	Продуктов код
Freka® Комплект за поправка за PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Freka® конекториза PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® Крепежна пластина за PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka® скоба за сонда за PEG CH 9 и PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-конектор за PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® Зъбен адаптер FR 9 за PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Превързочен комплект „Hermann“ за гастроствомия	1 x 1	7901081
Превързочен комплект „Erlanger“	1 x 1	7981941

Спринцовка за ентерално хранене

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Наименование на продукта	броя	Продуктов код
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Информация за поръчка

Наименование на продукта	броя	Продуктов код
Freka® Чревна сонда FR 9 за PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG Стомашен комплект FR 15, ENFit	1 x 16	7755643

Intestinaální sonda Freka® FR 9 pro PEG FR 15, ENFit

cs

1. Popis

Intestinaální sonda Freka® FR 9 pro PEG FR15, ENFit je určena pro dlouhodobou intestinaální výživu nebo dlouhodobé podávání leků.

Obsah balení/Intestinaální sonda z polyuretanu FR 9, 120 cm (1 x 1 kus) s následujícími součástmi:

- integrovaný teflonový vodicí drát s připojeným Y-konektorem a modrým fixačním šroubem,
- rentgenkontrastní proužek,
- délkové značky po 10 cm,
- distální střenční konec,
- 4 boční výstupní porty,
- rovná otevřená flexibilní sonda s malým anténovým zakončením.

Doplňky (1 x 1 kus)

- Y-konektor Freka® pro FR 15, ENFit pro současný žaludeční a střevní přístup skládající se z následujících součástí:
 - a) fixačního šroubu (modrobílého) pro připojení k žaludečnímu PEGu Freka® FR 15, ENFit,
 - b) Y-konektoru s nalevkovitým adaptérem pro žaludeční dekomprezii (bílý) a střevní přístup (zelený) pro fixaci adaptéru Click.
- Adapter Freka® Click FR 9, ENFit skládající se z následujících položek:
 - a) adaptér Freka® Click
 - b) konektor ENFit (k kovovým kolíkem).

2. Indikace.

a. Dlouhodobá intestinaální výživa u následujících případů:

- dlouhodobé kóma,
- obstrukce výstupní části žaludku,
- neurologická dysfagie s rizikem aspirace,
- podávání výživy za intestinaální stenuzu.

b. Žaludeční dekomprese/drenáž pomocí gravitace a současně podávání intestinaální výživy u následujících případů:

- porucha vyprazdňování žaludku.
- c. **Dlouhodobé podávání léčiv**

3. Kontraindikace

Absolutní kontraindikace

- střevní obstrukce,
- střevní atonie,
- peritonitida,
- sepsa.

Relativní kontraindikace

- imunosuprese,
- postradiační enteritida,
- pankreatitida,
- Crohnova choroba (riziko vzniku pštěli),
- karcinom peritonea.

4. Varování

1. Tento produkt je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.
2. Sledujte datum spotřeby výrobku.
3. Před zavedením intestinaální sondy Freka FR9 je nutné zavést

žaludeční sondu Freka® PEG FR15 podle pokynů k použití.

Žaludeční sonda Freka PEG FR 15 slouží jako vodicí sonda pro intestinaální sondu Freka FR9.

4. Pro usnadnění zavedení intestinaální sondy je možné navlhčit konec sondy sterilní vodou nebo gelém Endogel. **Ujistěte se, že na kovovém kolíku konektoru ENFit a na vnější konci sondy není mastnota a že jsou čisté a suché.** Použití lubrikantu není nutné (zvýšené riziko uvolnění intestinaální sondy).
5. Intestinaální sonda pro dlouhodobé použití je vhodné zavádět přes lumen žaludku do tenkého střeva. Měla by být zavedena volně a rovně bez smyček. Smyčky sondy v žaludku zvyšují riziko uvolnění sondy.
6. V průběhu umisťování neuvolňujte uchycení vodicího dráту a neplatce vodicího dráta vpřed nebo vzad. Mohlo by dojít k nechtěnému protažení vodicího drátu přes výstupy sondy. Při ucpání sondy je nutná její výměna.
7. **Abyste nedošlo k náhodnému otevření adaptéru Freka® Click, nelze rozpojit šroubovací spoj bez znění adaptéru.** Při rozpojení šroubovacího spoje je nutné použít nový adaptér Freka Click FR 9 ENFit, číslo položky 7981389.
8. Za žádných okolností se lumen sondy nesmí proplachovat silou (nízkoobjemová stříkačka ENFit, např. 2,5 nebo 5 ml) nebo zprůchoduňovat pomocí vodicího drátu. Existuje riziko rozpojení intestinaální sondy nebo perforace.
9. Nepoužívejte žádné kyselé roztoky, neboť může dojít ke srážení.
10. Před každým podáváním léčiv a po něm je nutné sondu propláchnout 20 ml vlažné vody, ideálně pomocí stříkačky ENFit o objemu 20–60 ml. Léky, zvláště pak antacida, se za žádných okolností nesmí mictat v výživou.
11. Parenterální infuzní pumpy se nesmí používat k podávání enterální výživy.

5. Bezpečnostní opatření

1. **Délka použití:** Na základě klinických zkušeností může být sonda ponechána na místě mnoho měsíců bez výskytu komplikací.

Casté požívání alkoholu může mít za následek poškození materiálu sondy, vyzádající její výměnu v krátké době po zavedení. Po každé aplikaci je nutné sondu propláchnout vodou.

K poškození materiálu sondy podávanými léčivy obvykle nedochází, je-li sonda propláchnuta před každým podáním léčiva a po něm.

2. **Poznámky k následné péči o sondu:** Sonda žaludečního PEGu je nutné každý den posunout stomatickem opatrně dovnitř a ven po zhotovení místa vpicu. Za žádných okolností se sonda nesmí při této činnosti otáčet, aby nedošlo k tvorbě smyček a k vytáhnutí intestinaální sondy. Volný pohyb sondy ve stomatu je důležitý proto, aby nedošlo k zachycení vnitřní retenční destičky („buried bumper syndrom“). Před a po každém podávání výživy, nebo alespoň jednou denně, propláchněte výživovou sondu minimálně 20 ml vlažné vody, ideálně pomocí stříkačky ENFit o objemu 20–60

Intestinální sonda Freka® FR 9 pro PEG FR 15, ENFit

mLV případě použití dvojitého lumen je nutné propláchnout i větve sondy nepoužívanou k podávání výživy stejným způsobem.

Při ucpání sondy je nutná její výměna.

Za žádných okolností se lumen sondy nesmí propláchat silou (nízkobjemová stříkačka ENFit, např. 2,5 nebo 5 ml) nebo zprůchoduňovat pomocí vodicího drátu. **Existuje riziko rozpojení intestinální sondy nebo perforace.**

Pokud dojde k ucpání intestinální sondy, je nutné ji vyměnit.

- 3. Poznámky k podávání léků:** Je-li to možné, tak léky podávejte v rozpuštěné nebo tekuté formě přes T-kus aplikačního setu. Preferována jsou tekutá léčiva (kapky nebo sirupy).

Před každým podáváním léčiv a po něm je nutné sondu propláchnout 20 ml vlažné vody, ideálně pomocí stříkačky ENFit o objemu 20–60ml. Léky, zvláště pak antacida, se za žádných okolnosti nesmí mictan s výživou.

Máte-li pochybnosti, obraťte se na ošetrujícího lékaře nebo lékárničku.

6. Nežádoucí účinky

Volný pohyb sondy ve stomatu je důležitý proto, aby nedošlo k zachycení vnitřní retenční desticky („buried bumper syndrome“).

7. Pokyny

7.1 Zavedení intestinální sondy

Před zavedením intestinální sondy Freka FR9 je nutné zavést žaludeční sondu Freka® PEG FR15 podle příslušných pokynů k použití. PEG FR 15 slouží jako vodící sonda pro intestinální sondu FR9.

Upevnění konektoru ENFit k žaludeční (vodící) sondě

- Zavřete svorku na sondě.
- Odřízněte konektor ENFit na žaludeční sondě (obr. 1).
- Zatlačte modrořílý fixační šroub pro konektor ENFit přes žaludeční sondu.
- **Zatlače výstupek Y-konektoru co nejdále na sondu a zajistěte jej fixačním šroubem (obr. 2). Zatáhněte za srovávací konec (vnější bílý prsteneček) směrem dolů a odstraňte jej.** (obr. 3).

Zavedení intestinální sondy

- Otevřete modrý fixační šroub na intestinální sondě o 3–4 otáčky a zatlačte vodící drát před kovovou vložkou na distálním konci sondy pro narovnání stočeného konce. (obr. 4/1).
 - Upevněte znovu vodící drát pomocí fixačního šroubu (obr. 4/2).
 - Otevřete svorku na žaludeční sondě.
- Zaveděte intestinální sondu opatrně přes intestinální přístup na Y-konektoru (zelený intestinální konec s označením „i“) (obr. 5).

Zavedení intestinální sondy přes lumen žaludku do tenkého střeva. Aby se zajistilo trvající umístění sondy, miela byt zavedena volně a rovně bez smyček. Veškeré smyčky sondy v žaludku zvyšují riziko uvolnění sondy.

- Při endoskopickém zavedení se doporučuje uchopit distální konec sondy pomocí následujících endoskopických nástrojů a zalačit sondu pod endoskopickou vizuální kontrolou až za Treitzův vaz (obr. 6):
 - kleště na cizi tělesa, zuby 2 : 1,
 - dvouzubý uchopovací nástroj nebo
 - trojzubý uchopovací nástroj na polypy. Sondu je rovně možné zalačit pod obrazovou kontrolou na místě pomocí vodicího drátu.
- Po dosažení požadované polohy vytáhněte vodicí drát (obr. 7).
- Při vytahování endoskopu je nutné držet sondu na místě pomocí kleště nebo uchopovacího nástroje.

V průběhu umisťování neuvoľňujte fixaci vodicího drátu a netačte vodicí drát vpřed nebo zpět. Mohlo by dojít k nečteněmu protažení vodicího drátu přes vystupující sondy.

Upevnění intestinální sondy k žaludeční (vodící) sondě

- Pro bezpečné umístění intestinální sondy uzavřete svorku na sondu.
- Odřízněte intestinální sondu přibližně 3–4 cm nad výstupem z žaludeční vodící sondy (obr. 8).
- **Zatlačte zelenobílý adaptér ENFit Click od bílého konce do intestinální sondy.**
- **Poté zatlačte kovový kolík konektoru ENFit co nejdále do intestinální sondy azašroubujte adaptér ENFit Click, dokud nedojde k jeho zastavení (obr. 9).**
- Otevřete svorku na sondu.
- **Zatlačte připojený intestinální adaptér ENFit Click přes intestinální přístup ENFit na Y-konektoru (obr. 10), dokud neuslyšíte cvaknutí.**

- Pro usnadnění zavedení intestinální sondy je možné navlhčit konec sondy sterilní vodou nebo gelém Endogel.
- **Ujistěte se, že na kovovém kolíku konektoru ENFit a na vnějším konci sondy není mastnotva a že jsou čisté a suché. Pokud je použit olej MTC, je zde zvýšené riziko, že intestinální sonda vyklouzne.**

7.2 Použití Y-konektoru pro sondu s dvojitým lumenem

Při použití pro žaludeční dekomprezii a podávání intestinální výživy

- žaludeční přístup na Y-konektoru (žaludeční bílý konec s označením „g“) se používá pro dekomprezii a
- výživa se podává přes intestinální přístup na Y-konektoru (střevní zelený konec s označením „i“) ideálně přes pumpu pro enterální výživu.

7.3 Poznámky k dávkování výživy

Je-li žaludeční PEG zaveden (po dobu 1–2 hodin) nebo je-li výživa podávána do tenkého střeva, je možné zahájit podávání

Intestinální sonda Freka® FR 9 pro PEG FR 15, ENFit

výživy. Při současném zavedení žaludečního PEGu s intestinální sondou a při intragastrickém podávání výživy se doporučuje dodržení doby lačnění (přibližně 1–2 hodiny).

Výživu je nutné začít podávat ze začátku pomalu a postupně rychlosť aplikace zvyšovat. Pro kontinuální podávání výživy je nutné používat standardní pumpu pro enterální výživu.

Parenterální infuzní pumpy se nesmí používat k podávání enterální výživy.

7.4 Poznámky k vyměnit a výměně intestinální sondy

Pro vyměnu/výměnu intestinální sondy sláťte tvarované okraje intestinálního adaptérů Click pevně dvěma prsty a vytáhněte je (obr. 11). Poté opatrně vytáhněte intestinální sondu a v případě potřeby ji vyměňte za novou.

Aby nedošlo k náhodnému otevření adaptéru Freka® Click ENFit, nelze rozpojít šroubovací spoj bez zničení adaptéru. Při rozpojení šroubovacího spoje je nutné použít nový adaptér Click FR 9 ENFit, číslo položky 7981389.

Stříkačka pro enterální výživu		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Název produktu	kusů	objednávku Kód produktu
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Informace pro

Název produktu	kusů	objednávku Kód produktu
Intestinální sonda Freka® FR 9 pro PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Sada pro žaludeční PEG Freka® FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Sada pro opravu Freka® PEG FR 15, ENLock	1 x 1	7981383
Konektory Freka® ENFitpro PEG FR 15, ENLock	1 x 15	7981386
Fixační destička Freka® pro PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Svorka na sondu Freka® pro PEG CH 9 a PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Y-konektor Freka® pro PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Adaptér Freka® Click FR 9 pro PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Gastrostomie „Hermann“ sada krytí	1 x 1	7901081
Sada krytí Erlanger	1 x 1	7981941

1. Beskrivelse

Freka® Intestinalsonde FR 9 til PEG FR 15, ENFit er beregnet til intestinal langtidsernæring eller langtidsadministration af medicin.

Pakagens indhold Intestinal sonde af polyuretan FR 9, 120 cm (1 x 1 stk.) med:

- Integreret teflonbelagt guidewire med påsat Y-forbindelse og blå fikseringsskrue
- Røntgenkontraststribler
- Talmærkeringer med 10 cm's interval
- Distal bojet pigtail-spids
- 4 laterale udgangsbåninger
- Lige åben fleksibel sonde med lille antenneende

Tilbehør(1 x 1 stk.)

- Freka® Y-forbindelse til FR 15, ENFit til samtidig gastral og intestinal adgang bestående af:
 - a) Fikseringsskrue (blå-hvid) til befæstigelse på den gastrale sonde Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-forbindelse med tragtadAPTER TIL gastrisk dekompression (hvid) og intestinal adgang (grøn) til fastgørdelse af klikadAPTER.
- Freka®-klikadAPTER FR 9, ENFit bestående af:
 - a) Freka®-klikadAPTER
 - b) ENFit-forbindelse (med metalpind)

2. Indikationer

a. Intestinal langtidsernæring ved f.eks.:

- Langvarig coma
- Forstyrrelser ved mavetømning
- Neurologisk dysfagi med aspirationsfare/intestinale stenoser (ved poststomatisk ernæring)

b. Gastrisk dekompression/drenage pr. tyngdekraft og samtidig intestinal ernæring ved:

- Mavetømningsforstyrrelser
- Langtidsadministration af medicin

3. Kontraindikationer

Absolute kontraindikationer

- Intestinal obstruktion
- Intestinal atoni
- Peritonitis
- Sepsis

Relative kontraindikationer

- Immunsuppression
- Stråleenteritis
- Pancreatitis
- Morbus Crohn (risiko for fisteldannelse)
- Peritonealkarcinose

4. Advarsler

1. Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke anvendes igen.
2. Bemærk produktets lagerholdbarhed.
3. For anlæggelsen af Freka Intestinal Tube FR 9 skal mavesonden Freka® PEG FR 15 være placeret i henhold til brugsvejledningen. Freka PEG Gastric FR 15 fungerer som guidesonde for

Freka®-intestinalsonde FR 9 til PEG FR 15, ENFit.

Freka Intestinal Tube FR 9.

4. For lettere fremskydning af intestinalsonden kan sondespidsen vædes med steril vand eller Endogel! **Sørg for, at ENFit-forbindelsens metalpind og den udvendige ende af sonden er fri for fedt, og at den er ren og tor.** Det er ikke nødvendigt at anvende glijdemiddel ((øget risiko for, at den intestinale sonde løsner sig!).
5. En intestinalsonde til langtidsernæring skal anlægges gennem mavenlumen og ind i tyndtarmen. Den skal være uspandt og lige og uden sløffer. Hvis der er sløffer tilbage i maven, øger det risikoen for dislokation af sonden!
6. Under anbringelsen må guidewiren ikke løsnes, og den må ikke skubbes fremad eller tilbage. Der er risiko for, at guidewiren skubbes gennem sondebåningerne. Hvis sonden bliver blokeret, skal den udskiftes.
7. **For at forhindre utilsigtet åbning af Freka®-klikadAPTEREN kan den fastskruede forbindelse ikke skrues op, uden at adapteren går i stykker. Hvis den fastsukrede forbindelse skrues op, skal der bruges en ny Freka Click Adapter FR 9 ENFit, varenummer:7981389.**
8. Sondelumenten må under ingen omstændigheder skyldes igennem med magt (ENFit-sprøjte med lille volumen, f.eks. 2,5 eller 5 ml), og blokeringen må ikke fjernes med en wire. Der er risiko for, at intestinalsonden løsnes, eller sonden perforeres.
9. Der må ikke anvendes syreholdig væske i forbindelse med ernæringen, da disse kan medføre koagulering af næringsbestanddele.
10. Sonden skal skyldes igennem med 20 ml vand før og efter hver indgivelse af medicin ved brug af en 20-60 ml ENFit-sprøjte. Medicamenter, specielt antacida, må under ingen omstændigheder blandes med ernæring.
11. Infusionspumper, der er beregnet til parenteral ernæring, må ikke anvendes til administration af enteral ernæring.

5. Forebyggende foran staltninger

1. **Varighed af anvendelsen:** Baseret på klinisk erfaring kan sonden anvendes i flere måneder uden komplikationer. Hyppig indtagelse af alkohol kan føre til materialeforandringer på sonden, som gør det nødvendigt at udskifte sonden efter kort tid in situ. Sonden skal skyldes med vand efter hver administrering. Materialedefekter som følge af administrering af medicin kan i videst muligt omfang undgås, hvis sonden skyldes før og efter hver administrering.

2. Henvisninger til pleje af sonden:

- PEG-sonden bør forsigtigt trækkes frem og tilbage i stomaen én gang om dagen, når punkturstedet er helet. Sonden må under ingen omstændigheder drejes for at forhindre, at der dannes sløffer og dislokation af intestinalsonden.** Fri bevægelighed af sonden i stomaen er vigtig, for at undgå fastgroning af den indvendige holdspade ("buried bumper syndrome"). Skyd ernæringssonden med 20 ml lukket vand før og efter hver indgivelse af ernæring eller mindst en gang dagligt med en 20-60 ml ENFit-sprøjte. Ved dobbeltlumen anvendelse

Freka®-intestinalsonde FR 9 til PEG FR 15, ENFit.

skal den lumen, der ikke anvendes til ernæring, ligeledes gennemskyldes en gang dagligt som beskrevet ovenfor.

Hvis sonden bliver blokeret, skal den udskiftes.

Sondelumenen må under ingen omstændigheder skyldes igen nem med magt (ENFit-sprøjte med lille volumen, f.eks. 2,5 eller 5 ml), og blokeringen må ikke fjernes med en wire. **Der er risiko for, at intestinalsonden løsnes, eller sonden perforeres.**

Hvis intestinalsonden bliver blokeret, skal den udskiftes.

3. Henvisning til administrering af medicamenter:

Medikamenter skal om muligt gives i oplost eller flydende form via T-stykket på indgåtsættet. Flydende medikamenter (i form af dråber eller mikstur) foretrækkes.

Sonden skal skyldes igennem med 20 ml vand før og efter hver ind givelse af medicin ved brug af en 20-60 ml ENFit-sprøjte. Medicamenter, specielt antacida, må under ingen omstændigheder blandes med ernæring.

Hvis du er i tvivl, anbefales rådføring med lægen eller en farmaceut.

6. Bivirkninger

Fri bevægelighed af sonden i stomaen er vigtig, for at undgå fastgøringen af den indvendige holdepalle ("buried bumper syndrome").

7. Vejledning

7.1 Anlæggelse af intestinalsonden

For anlæggelse af Freka Intestinal Tube FR 9 skal mavesonden Freka® PEG FR 15 være placeret i henhold til brugsvejledningen. PEG FR 15 fungerer som guidesonde for intestinalsonden FR 9.

Fastgørelse af ENFit-forbindelsen på den gastriske (guide-)sonde

- Luk sondeklemmen.
- Skær derefter ENFit-forbindelsen af den gastriske sonde (fig. 1).
- Skub den blå og hvide fikseringsskrue til ENFit-forbindelsen over den gastriske sonde.
- **Skub Y-forbindelsens pind så langt som muligt over på sonden, og fastgør den med fikseringsskrullen (fig. 2). Træk skruenhjælpen (den udvendige hvide ring) nedad, og tag den af. (Fig. 3).**

Placering af intestinalsonden

- Åbn den blå fikseringskrue på intestinalsonden med 3-4 omdrejninger, og skub guidewiren til for metalindsatsen på den distale ende af sonden, så pigtail-bojningen rettes ud. (Fig. 4/1).
- Sæt guidewire fast igen med fikseringsskrullen (fig. 4/2).
- Åbn sondeklemmen på den gastriske sonde.
- Indfør intestinalsonden forsigtigt gennem Y-forbindelsens intestinale adgang (j' for intestinal, grøn) (fig. 5)

Anlæggelse af intestinalsonden via mavelumen og ind i tyndtarmen. For at sikre en varig placering af sonden skal den være uspændt og lige og uden sløser. Hvis der er sløser tilbage i maven, øger det risikoen for dislokation!

- Ved endoskopisk placering anbefales det at tage fat i den distale ende med følgende endoskopiske instrumenter og skubbe sonden under visuel kontrol, indtil den er nået forbi det treitske bånd (fig. 6):
 - fremmedlegemetang, 2:1tanget
 - toarmet griber eller
 - trearmet polypgriber. Sonden kan også skubbes med en billedsensorskontrol ved hjælp af guidewiren.
- Fjern guidewiren, når den ønskede position er nået (fig. 7).
- Ved tilbagetrækning af endoskopet holdes sonden på plads ved brug af tang eller griber.

Under placeringen må guidewirens fastgørelse ikke løsnes, og den må ikke skubbes fremad eller tilbage. Der er risiko for, at guidewiren skubbes gennem sondædhængene.

Fastgørelse af intestinalsonden på den gastriske (guide-)sonde

- Luk sondeklemmen for at anbringe intestinalsonden sikkert.
- Klip intestinalsonden af ca. 3-4 cm over udgangsstedet fra den gastriske guidesonde (fig. 8).
- **Skub den grønne/hvide ENFit-klikadapter fra den hvide ende ind i intestinalsonden.**
- **Skub derefter ENFit-forbindelsens metalpind så langt som muligt ind i intestinalsonden, og skru ENFit-klikadapternen stramt, indtil stoppet er nået (fig. 9).**
- **Åbn sondeklemmen.**
- **Skub derefter den tilsluttede intestinale ENFit-klikadapter over Y-forbindelsens ENFit-intestinale adgang (fig. 10), indtil der høres et hørbart klik.**

- For lettere fremskydning af intestinalsonden kan sondespidsen vædes med sterilt vand eller Endogel!
- **Sørg for, at ENFit-forbindelsens metalpind og den udvendige ende af sonden er fri for fedt, og at den er ren og tor. Hvis der anvendes MCT-olie, er der en øget risiko for, at intestinalsonden kan gå af..**

7.2 Brug af Y-forbindelsen til dobbeltlumenanvendelse af sonden

Ved brug til gastrisk dekompression og intestinalernæring

- Den gastriske adgang på Y-forbindelsen (j' for gastrisk, hvid) bruges til dekompression, og ernæring administreres via den intestinale adgang på Y-forbindelsen (j' for intestinal, grøn), fortrinsvis ved brug af en enteral ernæringspumpe.

7.3 Henvisning til sondeernæring

Hvis den gastriske PEG har været anlagt i 1-2 timer, eller hvis ernæringen administreres til tyndtarmen, kan administrering

da

af ernæring begynde. Ved samtidig anlæggelse af den gastriske PEG og den intestinale sonde og ernæringen administreres intragastisk, anbefales en fasteperiode på 1-2 timer.

Ernæringen indgives i starten langsomt og derefter i stigende mængder. Der skal anvendes en standard enteral ernæringspumpe til kontinuerlig ernæringsadministrering.

Infusionspumper, der er beregnet til parenteral ernæring, må ikke anvendes til administration af enteral ernæring.

7.4 Henvisning til udtagning og udskiftning af den intestinale sonde

For at fjerne/udskifte intestinalsonden skal du klemme de forhøjede overflader på den intestinale klikadAPTER hårdt mellem to fingre og trække den af (fig. 11). Træk derefter forsigtigt intestinalsonden ud, og udskift den om nødvendigt med en ny.

For at forhindre utilsigtet åbning af Freka®-

KlikadAPTER ENFit kan den fastskruede forbindelse ikke skrues op, uden at adapteren går i stykker.

Hvis den fastskruede forbindelse skrues op, skal der bruges en ny klikadAPTER FR 9 ENFit, varenummer: 7981389.

Freka®-intestinalsonde FR 9 til PEG FR 15, ENFit.

Sprøjte til sondeernæring

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Produktnavn	stk.	Produktkode
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Bestillingsinformation

Produktnavn	stk.	Produktkode
Freka®-intestinalsonde FR 9 til PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG gastrik-sæt FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka®-reparationssæt til PEG FR 15, ENLock	1 x 1	7881383
Freka® -forbindelser til PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka®-holdeplade til PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka®-sondeklemme til PEG CH 9 og PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka®-Y-forbindelse til PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka®-klikadAPTER FR 9 til PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
„Hermann“ Gastrostomi -forbindingssæt	1 x 1	7901081
Erlanger-forbindingssæt	1 x 1	7981941

1. Περιγραφή

Ο εντερικός οιλήνας Freka® FR 9 για PEG FR15, ENFit προορίζεται για μακροχρόνια εντερική σίτση ή μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων.

Περιεχόμενο συσκευασίαςΕντερικός οιλήνας από πολυουρεθάνη FR 9, 120 cm (1 x 1 τεμάχιο) με:

- Ενσωματωμένο οδηγό σύρμα επιστρωμένο με θείον με τοποθετημένο σύνδεσμο Υ και μπλε κοχλία καθήλωσης
 - Ακτινοσκειρή λωρίδα
 - Σημάνσεις απόστασης ανά 10 cm
 - Περιφερικό σπειροειδές κεκαμένο άκρο
 - 4 πλευρικές θύρες εξόδου
 - Ευθύ ανατολικό έγκαμπτο οιλήνα με μικρό άκρο κεραίας
- Βοηθητικά ξερήτηματα (1 x 1 τεμάχιο)**
- Σύνδεσμος Υ Freka® για FR 15, ENFit για ταυτόχρονη γαστρική και εντερική προστέλαση που αποτελείται από:
 - κοχλία καθήλωσης (καυανόλευκος) για προσάρτηση σε γαστρικό οιλήνα PEG Freka® FR 15, ENFit
 - σύνδεσμο Υ με χανοειδή προσαρμογέα για γαστρική αποσυμπίεση (λευκό) και εντερική προστέλαση (πράσινο), για καθήλωση του κουμπωτού προσαρμογέα.
 - Κουμπωτώς προσαρμογέας Freka® FR 9, ENFit που αποτελείται από:
 - κουμπωτό προσαρμογέα Freka®
 - σύνδεσμο ENFit (με μεταλλική ακίδα)

2. Ενδείξεις

a. Μακροχρόνια εντερική σίτση

- για παρδείγμα στις εξής περιπτώσεις:
 - Παρατεταμένο κώμα Απόφραξη γαστρικής εξόδου
 - Νευρογενής δυσφαγία με κίνδυνο αναρρόφησης
 - Σίτση μετά από εντερική στένωση
- Γαστρική αποσυμπίεση/παροχήτευση μέσω βαρύτητας και ταυτόχρονη εντερική σίτση σε περίπτωση:
 - Προβλημάτων γαστρικής κένωσης
- **c. Μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων**

3. Απόλυτες αντενδείξεις

Απόλυτες αντενδείξεις

- Εντερική απόδραξη
- Εντερική αστονία
- Περιτονίτιδα
- Σήηη

Σχετικές αντενδείξεις

- Ανοσοκαταστολή
- Εντερίτιδα λόγω ακτινοβολίας
- Παγκρεατίτιδα
- Νόσος του Crohn (κίνδυνος σχηματισμού συριγγίου)
- Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

4. Προειδοποίησης

1. Το προϊόν αυτό προορίζεται για μία χρήση. Να μην επαναχρησιμοποιηθεί.
2. Προσέρτετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
3. Πριν από την εισαγωγή του εντερικού οιλήνα Freka FR9, θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ο γαστρικός οιλήνας PEG Freka® FR15 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ο γαστρικός οιλήνας

Freka PEG FR 15 λειτουργεί ως οδηγός οιλήνας για τον εντερικό οιλήνα Freka FR9.

4. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή του εντερικού οιλήνα, μπορείτε να υγράνετε το άκρο του με αποστειρωμένο νερό ή Endogel® Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική ακίδα του συνδέσμου ENFit και το εξωτερικό άκρο του οιλήνα είναι καθαρό, στεγνά και χωρίς ίχνη λιπαρότητας. Δεν απαιτείται χρήση λιπαντικών (υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποσύνδεσης του εντερικού οιλήνα!).
5. Στην περίπτωση εντερικού οιλήνα μακροχρόνιας σίτσης, η εισαγωγή της πρέπει να γίνει διαμέσου του γαστρικού οιλήνα ώστε το λέπτο έπεραν. Θα πρέπει να είναι χαλαρός και ευθύς, χωρίς βράχος. Αν παραμείνουν βράχοι μέσα στο στόμαχο, αυξάνεται ο κίνδυνος μετατόπισης του οιλήνα!
6. Κατά την τοποθέτηση, μην ελευθερώνετε το ομπέο προσάρτησης του οδηγού σύρματος και μην ωθήσετε το οδηγό σύρμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Υπάρχει κίνδυνος το οδηγό σύρμα να βγει κατά λάθος από τις θύρες εξόδου του οιλήνα. Αν ο οιλήνας αποφραχθεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί.
7. **Για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμα του κουμπωτού προσαρμογέα Freka®, δεν είναι δυνατόν να ανοιχθεί η βιδωτή σύνδεση χωρίς να καταστραφεί ο προσαρμογέας. Αν ανοιχθεί η βιδωτή σύνδεση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος κουμπωτός προσαρμογέας Freka FR 9 ENFit (κωδικός προϊόντος 7981389).**
8. Ο αυλός του οιλήνα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκπλυνθεί με δάκηση πίεσης (με σύριγγα ENFit μικρού όγκου, π.χ. 2,5 ή 5 ml) ή να ελευθερώθει με χρήση σύρματος. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αποσύνδεσης του εντερικού οιλήνα λίγη διάτρηση του οιλήνα.
9. Μη χρησιμοποιείτε υγρά που περιέχουν οξεία, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πήξη.
10. Ο οιλήνας πρέπει να εκπλένεται με 20 ml νερού πριν και μετά από κάθε χορήγηση φαρμάκου, κατά προτίμηση με σύριγγα ENFit των 20-60 ml. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάμιξη φαρμάκων, ιδίως αντιδίνων, με την τροφή.
11. Για τη χορήγηση εντερικής σίτσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίλεις παρεντερικής έχυσης.

5. Μέτρα προφύλαξης

1. **Διάρκεια χρήσης:**Με βάση την κλινική εμπειρία, ο οιλήνας μπορεί να παραμείνει στη θέση του επί πολλούς μήνες χωρίς καμία επιπλοκή. Η συχνή χορήγηση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του υλικού του οιλήνα με αποτέλεσμα να χρειαστεί αντικατάσταση του μετά από σύντομη μόνο παραμονή. Ο οιλήνας πρέπει να εκπλένεται με νερό μετά από κάθε χορήγηση φαρμάκου. Κατά κανόνα δεν παρατηρείται βλάβη υλικού λόγω των φαρμάκων εφόδων ο οιλήνας εκπλένεται πριν και μετά από κάθε χορήγηση φαρμάκου.
2. **Υποδείξεις για τη μετέπειτα φροντίδα: Ο γαστρικός οιλήνας PEG θα πρέπει να μετακινείται προσεκτικά προς τα εμπρός και προς τα πίσω μέσα στη στομάχια μία φορά την ημέρα μετά την**

επούλωση του σημείου παρακέντησης. Ο σωλήνας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιστραφεί, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός βρόγων και η μετατόπιση του εντερικού σωλήνα. Η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης του ωαλήνα μέσα στη στομία είναι πολύ σημαντική, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση της εσωτερικής πλάκας συγκράτησης στον ιστό [το λεγόμενο σύνδρομο ενταφιασμού του έως σταθεροποιητή (buried bumper syndrome)].

Να εκπλένεται ο σωλήνας σίτισης με 20 ml χιλιού νερού πριν και μετά από κάθε χορήγηση τροφής ή τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, κατά προτίμηση με σύρηγα ENFit των 20-60 ml. Σε περίπτωση χρήσης διπλού αυλού, το οκλήσις του σωλήνα που δεν χρησιμοποιείται για σίτιση θα πρέπει να εκπλένεται μία φορά την ημέρα κατά το ίδιο τρόπο.

Αν ο σωλήνας αποφραχεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ο αυλός του σωλήνα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκπλυθεί με σάκηση πίεσης (με σύρηγα ENFit μικρού όγκου, π.χ. 2,5 ή 5 ml) ή να ελευθερώθει με χρήση σύρματος. **Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αποσύνεσης του εντερικού σωλήνα ή διάτρησης του σωλήνα.**

Αν ο εντερικός σωλήνας αποφραχεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

- 3. Ποδοξείς για τη χορήγηση φαρμάκων:** Όποτε είναι δυνατόν, τα φάρμακα θα πρέπει να χορηγούνται σε διαλυμένη ή υγρή μορφή στο εξάρτημα T του σετ χορήγησης. Προτιμώνται υγρά φάρμακα (σταγόνες ή ιαρότη).

Ο σωλήνας πρέπει να εκπλένεται με 20 ml νερού πριν και μετά από κάθε χορήγηση φαρμάκου, κατά προτίμηση με σύρηγα ENFit των 20-60 ml. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάμειξη φαρμάκων, ιδίως αντιόξινων, με την τροφή.

Αν έχετε οποιοδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον ιατρό ή κάποιον φαρμακοποιο.

6. Ανεπιδύμητα συμβάντα

Η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης του σωλήνα μέσα στη στομία είναι πολύ σημαντική, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση της εσωτερικής πλάκας συγκράτησης στον ιστό [το λεγόμενο σύνδρομο ενταφιασμού του έως σταθεροποιητή (buried bumper syndrome)].

7. Οδηγίες

7.1 Εισαγωγή του εντερικού σωλήνα

Πριν από την εισαγωγή του εντερικού σωλήνα Freka FR9, θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ο γαστρικός σωλήνας PEG Freka® FR15 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Ο σωλήνας PEG FR 15 λειτουργεί ως οδηγός σωλήνας για τον εντερικό σωλήνα FR9.

Καθήλωση του συνδέσμου ENFit στο γαστρικό (οδηγό) σωλήνα

- Κλείστε το αφιγκτήρα του σωλήνα.

- Αποκόψτε το ουδέτερο ENFit του γαστρικού σωλήνα (Εικ. 1).
- Πίεστε τον κυανόλευκο κοχλία καθήλωσης του συνδέσμου ENFit πάνω από το γαστρικό σωλήνα.
- **Πιέστε την ακίδα του συνδέσμου Y όσο το δυνατόν ποιο μακριά πάνω στο σωλήνα και στερεώστε τη με τον κοχλία καθήλωσης (Εικ. 2). Τραβήξτε το βοηθητικό στοιχείο κοχλία (εσωτερικός λευκός δακτύλιος) προς τα κάτω και αφαίρεστε το (Εικ. 3).**

Τοποθέτηση του εντερικού σωλήνα

- Χαλαρώστε τον μηλέ κοχλία καθήλωσης του εντερικού σωλήνα κατά 3-4 στροφές και πιέστε το οδηγό σύρμα πριν από το μεταλλικό ένθεμα στο περιφερικό άκρο του σωλήνα, ώστε να ευθεύνεστε η κεκαμένη σπείρα. (Εικ. 4/1).
- Καθηλώστε ξανά το οδηγό σύρμα στη θέση του με τον κοχλία καθηλώσης (Εικ. 4/2).
- Ανοίξτε το αφιγκτήρα του γαστρικού σωλήνα.
- Εισαγάγετε προσεκτικά τον εντερικό σωλήνα διαμέσου του ανοιγμάτου εντερικής προσπελάσης του συνδέσμου Y „i“ από το „intestinal“ (εντερική), πράσινο (Εικ. 5)

Εισαγωγή του σωλήνα εντερικής σίτισης μέσω του γαστρικού σωλήνα στο λεπτό έντερο. Για να διασφαλίσετε τη ποτοθέτηση μακράς διαρκείας του σωλήνα, ο σωλήνας πρέπει να είναι χαλαρός και ευθύς, χωρίς βρόχους. Αν παραμείνουν βρόχοι μέσα στον στόμαχο, αυξάνεται ο κίνδυνος μετατόπισης!

- Σε περίπτωση ενδοσκοπικής τοποθέτησης, συνιστάται η συγκράτηση του περιφερικού άκρου του σωλήνα με χρήση των παρακάτω ενδοσκοπικών εργαλείων και η οπικά ελεγχόμενη άρθρηση του σωλήνα μέχρι ότου περάσει από το σύνδεσμο του Treitz (Εικ. 6):
 - Λιβάδια για αφαίρεση έξοντος σύρματος, οδηγώστω 2:1
 - Εργαλείο συλλήψης δύο βραχιόνων ή
 - Εργαλείο συλλήψης πολυπόδων, τριών βραχιόνων. Η άρθρηση του σωλήνα μπορεί να γίνει επίσης υπό έλεγχο με αισθητήρια απεικόνισης, με τη βοήθεια του οδηγού σύρματος.
- Αφού φέραστε στην επιθυμητή θέση, απομακρύνετε το οδηγό σύρματος (Εικ. 7).
- Καθώς αποσύρετε το ενδοσκόπιο, ο σωλήνας θα πρέπει να συγκρατείται στη θέση του με τη λαβίδα ή το εργαλείο συλλήψης.

Κατά την τοποθέτηση, μην ελευθερώνετε την καθήλωση του οδηγού σύρματος και μην ωθείτε το οδηγό σύρμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Υπάρχει κίνδυνος το οδηγό σύρμα να βγει κατά λάθος από τις θύρες εξόδου του σωλήνα.

Καθήλωση του εντερικού σωλήνα στο γαστρικό (οδηγό) σωλήνα

- Για να στερεώσετε με ασφάλεια τον εντερικό σωλήνα, κλείστε το αφιγκτήρα του σωλήνα.
- Αποκόψτε τον εντερικό σωλήνα σε ένα σημείο περίπου 3-4 cm πάνω από το σημείο εξόδου του από το γαστρικό οδηγό σωλήνα (Εικ. 8).
- **Ωθήστε το λευκοπράσινο κουμπωτό προσαρμογέα ENFit από το λευκό άκρο στον εντερικό σωλήνα.**

Εντερικός σωλήνας Freka® FR 9 για PEG FR 15,ENFit

- Κατόπιν, ωθήστε τη μεταλλική ακίδα του συνδέσμου ENFit όσο το δυνατόν βιαύτερα μέσα στον εντερικό σωλήνα και βιδώστε σφικτά τον κουμπωτό προσαρμογέα ENFit μέχρι το τέρμα (Εικ. 9).
- Ανοιξτε τον σφιγκτήρα του σωλήνα.
- Ωθήστε τον συνδέσμενο εντερικό κουμπωτό προσαρμογέα ENFit πάνω από το άνοιγμα εντερικής προσπέλασης ENFit του συνδέσμου Υ (Εικ. 10) μέχρι να ακουστεί ένα απαλό „κλκι“.

- Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή του εντερικού σωλήνα, μπορείτε να υγράνετε το άκρο του με αποστειρωμένο νερό ή Endogel!
- **Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική ακίδα του συνδέσμου ENFit και το εξωτερικό άκρο του σωλήνα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς ίχνη λιπαρότητας. Αν χρησιμοποιείτε λάδι MCT, υπάρχει αιχμένενός κινδυνός να ολιοθήσει προς τα έξω ο σωλήνας εντερικής σίτισης..**

7.2 Χρήση του συνδέσμου Υ για χρήση διπλού αυλού του σωλήνα

Όταν χρησιμοποιείται για γαστρική αποσυμπίεση και εντερική σίτιση

- το άνοιγμα γαστρικής προσπέλασης του συνδέσμου Υ („g“ από το „gastric“) χρησιμοποιείται για την αποσυμπίεση και
- η τροφή χορηγείται διαμέσου του ανοίγματος εντερικής προσπέλασης του συνδέσμου Υ [„i“ από το „intestinal“ (εντερικό), πράσινο], κατά προτίμηση με χρήση αντλίας εντερικής σίτισης.

7.3 Υποδείξεις για το σχήμα σίτισης

Αφού ο γαστρικός σωλήνας PEG παραμένει στη θέση του για 1-2 ώρες ή εφόσον χρηγείται τροφή στο λεπτό έντερο, μπορεί να ζεκινήσει η χορήγηση τροφής. Άν ο γαστρικός σωλήνας PEG εισόδευται ταυτόχρονα με τον εντερικό σωλήνα και αν χορηγείται τροφή ενδογαστρικά, συνιστάται διάσταση νηστειας 1-2 ώρών περίπου.

Η χορήγηση τροφής θα πρέπει να ξεκινήσει οργά στην αρχή και να αυξάνεται σταδιακά. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια τυπική αντλία εντερικής σίτισης για τη συνεχή χορήγηση τροφής.

Για τη χορήγηση εντερικής σίτισης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντλίες παρεντερικής έγχυσης.

7.4 Υποδείξεις για την απομάκρυνση και την αντικατάσταση του εντερικού σωλήνα

Για να απομακρύνετε ή να αντικαταστήσετε τον εντερικό σωλήνα, πιέστε δυνατά τις ανάγλυφες επιφάνειες του εντερικού κουμπωτού προσαρμογέα με δύο δάκτυλα, τραβήξτε τον προσαρμογέα και φαραίστε τον (Εικ. 11). Κατόπιν τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω τον εντερικό σωλήνα και αντικαταστήστε τον με νέο αν χρειάζεται.

Για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμα του κουμπωτού προσαρμογέα Freka® ENFit, δεν είναι δυνατόν να ανοιχθεί η βιδωτή σύνδεση χωρίς να καταστραφεί ο προσαρμογέας. Αν ανοιχθεί η βιδωτή σύνδεση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος κουμπωτός προσαρμογέας FR 9 ENFit (κωδικός προϊόντος 7981389).

8. Πληροφορίες παραγγελίας

Όνομα προϊόντος	τεμάχια	Κωδικός προϊόντος
Εντερικός σωλήνας Freka® FR 9 για PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Σετ PEG Freka® γαστρικό FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Σετ επιδιόρθωσης Freka® για PEG FR 15, ENLock	1 x 1	7981383
Σύνδεσμοι Freka® ENFit για PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Πλάκα καθήλωσης Freka® για PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Σφιγκτήρας σωλήνα Freka® για PEG CH 9 και PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Σύνδεσμος Y Freka® για PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Κουμπωτός προσαρμογέας Freka® FR 9 για PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Σετ επίδεσης γαστροστομίας Hermann	1 x 1	7901081
Σετ επίδεσης Erlanger	1 x 1	7981941

Σύριγγα για εντερική σίτιση		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Όνομα προϊόντος	τεμάχια	Κωδικός προϊόντος
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

Freka® Tubo intestinal FR 9 para PEG FR 15,ENFit

es

1. Descripción

Freka® Sonda intestinal, de calibre CH/FR 9 para PEG, de calibre CH/FR15, ENFit está concebida para la alimentación intestinal de larga duración o para la administración de medicamentos de larga duración.

Contenido del paquete: Sonda intestinal de poliuretanoCH/FR 9, 120 cm (1 unidad) con:

- mandril integrado revestido de teflón con conector en Y y tornillo de fijación azul
- franja radio-opaca
- marcas numeradas a intervalos de 10 cm
- extremo distal acodable
- cuatro orificios laterales de salida
- tubo flexible recto abierto con pequeño final en antena

Accesorios (1 unidad)

- Freka® Conector en Y para calibre CH/FR 15, ENFit para un acceso simultáneo gástrico e intestinal compuesto de:
 - a) tornillo de fijación (azul-blanco) para fijación en la Freka® PEG gástrica de calibre CH/FR 15, ENFit
 - b) Conector en Y con adaptador de embudo para descompresión gástrica (blanco) y acceso baintestinal (verde) para fijación del adaptador a presión.
- Freka® Adaptador a presión de calibre CH/FR 9, ENFit compuesto de:
 - a) Freka® Adaptador a presión
 - b) Conector ENFit (con clavija de metal)

2. Indicaciones

a. Alimentación intestinal de larga duración por ejemplo, en caso de:

- Coma prolongado
- Obstrucción del tracto de salida gástrico
- Trastornos neurogénicos de la deglución con riesgo de aspiración
- Estenosis intestinales (para la alimentación postestomía)
- b. Descompresión/drenaje gástrico por gravedad y alimentación intestinal simultánea en caso de:**
- Trastornos de vaciamiento gástrico
- c. Administración de medicamentos a largo plazo**

3. Contraindicaciones

Contraindicaciones absolutas

- Obstrucción intestinal
- Atonía intestinal
- Peritonitis
- Sepsis

Contraindicaciones relativas

- Inmunosupresión
- Enteritis por radiación
- Pancreatitis
- Enfermedad de Crohn (riesgo de formación de fistulas)
- Carcinoma peritoneal

4. Advertencias

1. Este producto está diseñado para un solo uso. No lo reutilice.
2. Consulte la duración del producto.
3. Antes de insertar la sonda intestinal Freka de calibre CH/FR

9, la sonda gástrica Freka® PEG de calibre CH/FR 15 se debe colocar de acuerdo con las instrucciones. La sonda gástrica Freka PEG CH/FR 15 sirve como sonda-guía para la sonda intestinal Freka CH/FR 9.

4. Para facilitar el avance de la sonda intestinal se puede humedecer la punta de la sonda con agua estéril o Endogel. **Asegúrese de que la clavija de metal del conector ENFit y que el extremo final de la sonda no tienen grasa y estén limpios y secos.** No es necesario el uso de lubricantes (aumenta el riesgo de que se afloje la sonda intestinal).
5. Para una ubicación duradera de la sonda intestinal, ésta se debe colocar libre de tensiones y recta (sin bucles) a través de la luz estomacal en el intestino delgado. Si quedara un bucle en el estómago aumentaría el riesgo de una dislocación de la sonda.
6. Durante la colocación de la sonda, no aflojar por ningún motivo la fijación del mandril ni empujarlo hacia delante o atrás. Esto puede hacer que se salga por uno de los orificios de la sonda. En caso de obstrucción deberá cambiarse la sonda.
7. **Para evitar que el adaptador a presión Freka® se abra de forma inadvertida, una vez hecha la conexión ésta no puede desconectarse sin destruir el adaptador. Si se desconecta, deberá usarse un nuevo conector Freka con adaptador a presión ENFit CH/FR 9, código de producto 7981389.**
8. En ningún caso debe desatascarse el lumen de la sonda inyectando líquido a presión elevada (con una jeringa ENFit de pequeño volumen, ej. 2,5 o 5 ml) o mediante un mandril. Existe riesgo de desconexión de la sonda intestinal o perforación de la sonda.
9. No se deben usar líquidos ácidos, porque pueden provocar coagulación.
10. La sonda debe limpiarse antes y después de cada administración de medicamentos con unos 20 ml de agua, preferentemente por medio de una jeringa ENFit de 20-60 ml. No mezclar por ningún motivo medicamentos, especialmente antiácidos, con la alimentación.
11. En ningún caso se deberá utilizar una bomba de infusión parenteral para administrar nutrición enteral.

5. Precauciones

- 1. Duración del uso:** De acuerdo con la experiencia clínica disponible, la sonda puede permanecer colocada durante varios meses sin que se produzcan complicaciones. La administración frecuente de alcohol puede tener como consecuencia que se produzcan defectos en el material de la sonda que requieran un cambio al poco tiempo de la colocación. La sonda se deberá enjuagar con agua después de cada administración. Los defectos materiales producidos por medicamentos no suelen ocurrir si la sonda se enjuaga antes y después de cada administración de medicamentos.

- 2. Instrucciones para el cuidado de la sonda:** La sonda gástrica PEG debe moverse con cuidado hacia delante y hacia atrás en el estómago una vez al

día cuando el lugar de punción haya cicatrizado. La sonda no debe girarse de ninguna manera a fin de evitar los nudos y las dislocaciones. Es importante que la sonda tenga libre movilidad en el estoma a fin de evitar que la placa de retención interna quede adherida (síndrome de placa de retención adherida).

La sonda de alimentación deberá enjuagarse antes y después de cada administración de alimentos y, por lo menos, una vez al día, con 20 ml de agua tibia, utilizando una jeringa ENFit de 20-60 ml. En caso de utilización de doble lumen, se ha de lavar del mismo modo y una vez al día, el brazo de la sonda que no se utiliza para la alimentación

En caso de obstrucción deberá cambiarse la sonda. En ningún caso debe desatascarse el lumen de la sonda inyectando líquido a presión elevada (con una jeringa ENFit de pequeño volumen, ej. 2,5 o 5 ml) o mediante un mandril. **Existe riesgo de desconexión o perforación de la sonda.**

Si la sonda intestinal se obstruye, ha de ser sustituida.

- 3. Instrucciones para la administración de medicamentos:** Cuando sea posible, los medicamentos se deben administrar de forma disuelta o líquida a través de la pieza en T del set de administración. Son preferibles los medicamentos líquidos (gotas o jarabes).

La sonda debe limpiarse antes y después de cada administración de medicamentos con unos 20 ml de agua, preferentemente por medio de una jeringa ENFit de 20-60 ml. No mezclar por ningún motivo medicamentos, especialmente antidiárticos, con la alimentación.

En caso de duda se aconseja consultar al médico o al farmacéutico.

6. Efectos adversos

Es importante que la sonda tenga libre movilidad en el estoma a fin de evitar que la placa de retención interna quede adherida (síndrome de placa de retención adherida).

7. Instrucciones

7.1 Inserción de la sonda intestinal

Antes de insertar la sonda intestinal Freka de calibre CH/ FR 9, la sonda gástrica Freka® PEG de calibre CH/FR 15 se debe colocar de acuerdo con las instrucciones pertinentes. La PEG CH/FR 15 sirve como sonda-guía para la sonda intestinal CH/FR 9.

Fijación del conector ENFit a la sonda gástrica (de guía)

- Cerrar la pinza de cierre de la sonda.
- Cortar el conector ENFit de la sonda gástrica (Fig. 1).
- Empujar el tornillo de color azul y blanco para el conector ENFit por la sonda gástrica.
- **Empujar la clavija del conector en Y todo lo que se pueda en la sonda y fijarla con el tornillo de fijación**

(Fig. 2). Tirar del dispositivo de roscado (anillo exterior blanco) hacia abajo para extraerlo. (Fig. 3).

Colocación de la sonda intestinal

- Abrir el tornillo de fijación azul de la sonda intestinal, aflojándolo 3-4 vueltas y empujar el mandril hasta un poco antes del elemento metálico en el extremo distal de la sonda de modo que se estire el extremo distal acodable. (Fig.4/1).
- Fijar de nuevo el mandril mediante el tornillo de fijación (Fig. 4/2).
- Abrir la pinza de cierre de la sonda gástrica. Insertar cuidadosamente la sonda intestinal a través del acceso intestinal del conector en Y („Y“ intestinal, verde) (Fig. 5) | Inserción de la sonda intestinal a través del lumen gástrico en el intestino delgado.

Para garantizar una ubicación duradera de la sonda intestinal, ésta se debe colocar libre de tensiones y recta (sin bucles) a través de la luz estomacal en el intestino delgado. Si quedara un bucle en el estómago aumentaría el riesgo de dislocación.

- En caso de colocación endoscópica se recomienda sujetar el extremo distal de la sonda con los siguientes instrumentos endoscópicos y empujar la sonda bajo control visual hasta que haya pasado el ligamento de Treitz (Fig. 6):
 - fórceps para cuerpos extraños con dentado 2:1,
 - pinza de dos brazos o
 - pinza para pólipos de tres brazos. La sonda también se podrá empujar con ayuda del mandril, bajo control del convertidor de imágenes.
- Una vez alcanzada la posición deseada, extraer el mandril (Fig. 7).
- Al retirar el endoscopio, mantener la posición de la sonda con los fórceps o la pinza.

Durante la colocación de la sonda, no aflojar por ningún motivo la fijación del mandril ni empujarlo hacia delante o atrás. Esto puede hacer que se salga por uno de los orificios de la sonda.

Fijación de la sonda intestinal a la sonda gástrica (de guía)

- Para la fijación de la sonda intestinal, cerrar la pinza de cierre de la misma.
- Cortar la sonda intestinal aproximadamente 3-4 cm por encima de su punto de salida de la sonda guía (Fig. 8).
- **Empujar el adaptador a presión ENFit verde/blanco desde el extremo blanco por la sonda intestinal.**
- A continuación, empujar la clavija de metal del conector ENFit todo lo que se pueda en la sonda intestinal y apretar el adaptador a presión ENFit hasta llegar al tope (Fig. 9).
- **Abrir la pinza de cierre.**
- **Empujar el adaptador intestinal a presión ENFit conectado sobre el acceso intestinal ENFit del conector en Y (Fig. 10) hasta oír un clic.**

Freka® Tubo intestinal FR 9 para PEG FR 15, ENFit

- Para facilitar el avance de la sonda intestinal se puede humedecer la punta de la sonda con agua estéril o Endogel.
- Asegúrese de que la daviaja de metal del conector ENFit y que el extremo final de la sonda no tienen grasa y estén limpios y secos. Si se utiliza aceite MCT, aumenta el riesgo de dislocación de la sonda intestinal.**

7.2 Aplicación del conector en Y en caso de utilizar la sonda con doble lumen

En caso de descompresión gástrica y alimentación intestinal

- el acceso gástrico del conector en Y ('gástrico, blanco) sirve para la descompresión y
- a través del acceso intestinal del conector en Y ('intestinal, verde) se administra la alimentación, preferiblemente mediante una bomba de alimentación enteral.

7.3 Instrucciones para la alimentación por sonda

Si hace unas 1-2 horas que se ha efectuado la colocación de la PEG gástrica o si se administra alimentación al intestino delgado, se puede comenzar a administrar alimentación. En caso de colocación simultánea de la PEG gástrica con la sonda intestinal y si la alimentación es intragástrica se recomienda un período de ayuno de unas 1-2 horas.

La alimentación deberá administrarse lentamente al principio y aumentarse de forma progresiva. Para administrar alimentación de forma continua deben usarse bombas de alimentación enteral estándar.

En ningún caso se deberá utilizar una bomba de infusión parenteral para administrar nutrición enteral.

7.4 Instrucciones para retirar y cambiar la sonda intestinal

Para retirar/cambiar la sonda intestinal, sujetar firmemente entre dos dedos las superficies contorneadas del adaptador intestinal a presión y tirar para quitarlas (Fig. 11). Después, sacar con cuidado la sonda intestinal y sustituirla por una nueva, si es necesario.

Para evitar que el adaptador a presión ENFit Freka® se abra de forma inadvertida, una vez hecha la conexión ésta no puede desconectarse sin destruir el adaptador. Si se desconecta, deberá usarse un nuevo conector ENFit con adaptador a presión CH/FR 9, N.º artículo 7981389.

Nombre de producto	unidades	Código de producto
Freka® PEG Set gástrico de calibre CH/FR 15, ENFit	1x1	7755643
Freka® Set de reparación para PEG de calibre CH/FR 15, ENFit	1x1	7981383
Freka® Conectores para PEG CH/FR 15, ENFit	1x15	7981386
Freka® Placa de fijación para PEG CH/FR 15	1x5	7904002
Freka® pinza de cierre de la sonda para PEG CH 9 y PEG CH 15	1x15	7751701
Freka® Conector en Y para PEG CH/FR 15/9, ENFit	1x5	7981394
Freka® Adaptador a presión CH/FR 9 para PEG FR 15, ENFit	1x15	7981389
Set „Hermann“ para el cuidado de la gastrostomía	1x1	7901081
Set de cuidados Erlanger	1x1	7981941

Jeringa para alimentación enteral

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Nombre de producto	unidades	Código de producto
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Catálogo de productos

Nombre de producto	unidades	Código de producto
Freka® Sonda intestinal, de calibre CH/FR 9 para PEG CH/FR 15, ENFit	1	7755646

1. Kuvaus

Freka®-intestinaaliletku FR 9 ENFit-liittimen sisältövälle PEG FR151le, on tarkoitettu pitkäkestoiseen intestinaliruokintaan tai pitkäkestoiseen lääkkeiden antoon.

Pakkausen sisältö Polyuretaanista tehty intestinaaliletku FR 9, 120 cm (1 x 1 kpl) ja:

- integroitu Teflon-päällästetty ohjainkanka, jossa on sovitettu Y-liitin ja sininen kiinnitysruuvi
 - röntgenpositiivinen liuska
 - pituusmerkinmäät 10cm:n välein
 - distaalinen saparomuotoinen kärki
 - 4 lateraalista poistoaukkoa
 - suora avoin joustava letku, jossa on pieni antenninpää
- Lisävarusteet (1 x 1 kpl)**
- Freka® Y-liitin ENFit-liittimelleiseen FR 15:een samanaikaiseen gastraal- ja intestinaaliyhteyteen; sisältää
 - a) kiinnitysruuvi (sinivalkoinen) liitettyväksi ENFit-liittimelleiseen mahalaukun Freka® PEG FR 15:een
 - b) Y-liitin ja suppoliustut mahalaukun paineine poisto (valkoinen) ja intestinaaliyhteyttä varrettu (vihreä) napsautussivitimen kiinnitykseen. ENFit-liittimen sisältävä
 - Freka®-napsautussovitin FR 9, joka sisältää
 - a) Freka®-napsautussovitimen
 - b) ENFit-liittimen (jossa on metallitappi)

2. Käyttöaiheet

a. Pitkäkestoinen intestinaliruokinta esimerkissä seuraavissa tiloissa:

- pitkittynyt koama
- mahalaukun ulosvirtauksen tukos
- neurologinen nielemiishäiriö, johon liittyy aspiraatiovaara
- intestinaalistenosin jälkeinen ruokinta

b. Mahalaukun paineenv alennus/dreenaus painoviman avulla ja samanaikainen intestinali ruokinta seuraavissa tiloissa:

- huonontunut mahalaukun tyhjeneminen
- Pitkäkestoinen lääkkeidenanto

3. Vasta-aiheet

Ehdottomat vasta-aiheet

- suolitukos
- suoliston velttous
- peritonitiitti
- sepsis

Suhteelliset vasta-aiheet

- immuunisupressio
- säteilyn aiheuttama suolitulehdus
- haimatulehdus
- Crohnin tauti (fistelinmuodostuksen vaara)
- peritoneaalinen karsinooma

4. Vaarat

1. Tämä tuote on vain kertäytöön. Ei saa käyttää uudelleen.
2. Ota huomioon tuoton käyttökäytävät.
3. Ennen Freka FR9-intestinaaliletkun asettamista mahalaukuletku Freka® PEG FR15 on asetettava käyttöohjeiden

Freka® Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15,ENFit

mukaisesti. Mahalaukuletku Freka PEG FR 15 toimii ohjainkankaan Freka.intestinaaliletkulle FR9.

4. Intestinaaliletkun asettamisen helpottamiseksi letkuun kärkeä voidaan kostuttaa steriiliä vedellä tai Endogel-aineella. **Varmista, että ENFit-liittimen metallitappi ja letkuun ulkoinen pää ovat rasvattonia, puhtaita ja kuivia.** Voiteluaideineen käyttö ei ole pakollista (suurten vaaraa, että intestinaliletku löystyi!).
5. Pitkäkestoinen intestinali-letku on asetettava mahalaukun luumeni läpi ohutsuoleen. Sen pitäisi olla lösyllä ja suorassa, ilman silmukoita. Mahalaukkuun jäävät silmukat lisäävät letkuun siirtymisen vaaraa!
6. Asetuksen aikana ohjainkangan kiinnitystä ei saa vapauttaa tai ohjainkankaan työntää eteen- tai taaksepäin. Lanka voi tahattomasti työntää letkuun poistoaukkojen läpi. Jos letku tukkeutuu, se on vaihdettava.
7. **Jotta Freka®-napsautussovitin ei avaudu ta-hattomasti, ruuvaatavaa liittääntää ei voi avata ilman, ettei sovitin tuhoudu. Jos ruuvaatu liittääntää avataan, on käytettävä uttaa Freka®-napsautussovitinta FR 9 ENFit, tuotenro 7981389.**
8. Missään ololuhteissa letkuun luumentia ei saa huuhdella voimalla (pienikokoisella ENFit-ruiskulla, esim. 2,5 tai 5ml:n ruiskulla) tai tuosta poistaa ohjainkangalla. Se aiheuttaa intestinaliletkun iroamisen tai letkuun puhkeamisen vaaran.
9. Älä käytä hoppaa sisältäviä nesteitä, koska ne voivat aiheuttaa hyttymistä.
10. Letku on huuhdeltava 20ml:lla vettä ennen jokaista lääkeidenantotektaa sekä jokaisen kerran jälkeen mielellään 20–60ml:n ENFit-ruiskulla. Lääketietä, kuten antaiseja, ei saa missään ololuhteissa sekoittaa ruokaan.
11. Parenteraalisessa infusioimpuppuja ei saa käyttää enteraliseen ravinnonantoon.

5. Varotoimet

1. **Käytön kesto:** Kiinilisen kokemuksen perusteella letku voi olla paikallaan useita kuukausia ilman komplikaatioita. Alkoholin nauttimisen usein voi aiheuttaa letkuun materiaalivirkoja, mikä aiheuttaa vaihtamisen tarpeen vain lyhyen paikallaanolojan jälkeen. Letku on huuhdeltava vedellä jokaisen antotekan jälkeen. Lääkeiden aiheuttama materiaalivirkoja ei yleensä esiinny, jos letku huuhdellaan ennen jokaista lääkkeidenantotektaa sekä jokaisen kerran jälkeen.
2. **Huomautuksia jälkihoidosta:** Mahalaukun PEG-letkuva on varovasti siirrettävä taakse- ja eteenpäin aukossa kerran päivässä, kun punktiokohta on parantunut. Letkuva ei saa missään tapauksessa käännytä, jottei siilen muodostu mutkia tai jottei se siirry. On tärkeää, että letku voi liikkua vapaasti aukossa, jotta välitetään sisemmän kiinnityslevyn uppoamisen („hadautun puskurin oireyhtymä“). Huuhtele ravinnonantoletku vähintään 20ml:lla haaleaa vettä ennen jokaista ravinnonantotektaa sekä jokaisen kerran jälkeen vähintään kerran päivässä mielellään 20–60ml:n ENFit-ruiskulla. Kaksiosluumenissa käytössä sen letkuun haara, jota ei käytetä ravinnonantoon, on huuhdeltava

Freka® IntestinaTube FR 9 for PEG FR 15,ENFit

fi

kerran päivässä samalla tavalla.

Jos letku tukkeutuu, se on vaihdettava. Missään ololuhteissa letkun luumenia ei saa huuhdella voimalla (pienikokoisella ENFit-ruiskulla), esim. 2,5 tai 5ml:n ruiskulla) tai tukosta poistaa ohjainlangalla. **Se aiheuttaa intestinaaliletkun irtoamisen tai letkun puhekeamisen vaaran.**

Jos intestinaaliletku tukkeutuu, se on vaihdettava.

- 3. Huomautuksia lääkkeiden annosta:** Aina kun mahdollista, lääkkeet on annettava liuotettuksi tai nestemäisessä muodossa antosarjan T-kappaleeseen. Nestemäiset lääkeet (pisarat tai neste) ovat parempia.

Letku on huuhdeltava 20mlilla vettä ennen jokaista lääkkeidenantotarkasta sekä jokaisen kerran jälkeen 20–60ml:n ENFit-ruiskulla. Lääkkeiltä, kuten antasideja, ei saa missään ololuhteissa sekoittaa ruoakan.

Jos sinulla on epäilyksiä, suositellaan, että kysyt vastuulääkäriltä tai farmaseutilta.

6. Havitavaikutukset

On tärkeää, että letku voi liikkua vapaasti aukossa, jotta vältetään sisemän kiinnityslevyn uppoaminen („haudutun puskurin oireyhtymä”).

7. Ohjeet

7.1 Intestinaaliletkun asettaminen

Ennen Freka FR9 -intestinaaliletkun asettamista mahalaukkuletku Freka® PEG FR15 on asettettava asianomaisten käyttöohjeiden mukaisesti. PEG FR 15 toimii ohjainletkuna intestinaaliletkulle FR9.

ENFit-liittimen kiinnittäminen mahalaukku(ohjain) letkun

- Cerrar la pinza de cierre de la sonda.
- Leikkaa ENFit-liitin pois mahalaukkuletkusta (kuva 1).
- Työnnä ENFit-liittimen sinivalkoineen kiinnitysruuvit mahalaukkuletkun pääle.
- Työnnä Y-liittimen nasta mahdolissiman pitkälle letkun ja kiinnitä se kiinnitysruuvilla (kuva 2). Vedä ruuvausapuväline (ulompi valkoinen rengas) pois alas paina ja poista se (kuva 3).**

Intestinaaliletkun asettaminen

- Avaa intestinaaliletkun sinistä kiinnitysruuvia 3–4 kierrosta ja paina ohjainlanka letkun distaalipäällä olevan metallisiseen eteen sraporaitokseen venytämistä varten (kuva 4/1).
- Kiinnitä ohjainlanka uudelleen paikoilleen kiinnitysruuvilla (kuva 4/2).
- Avaa mahalaukkuletkun letkupuristin. Aseta intestinaaliletku varovasti Y-liittimen intestinaaliyhteiden läpi („i”-kirjain tarkoittaa intestinaalista, vihreä, (kuva 5).

Intestinaaliletkun asettaminen mahalaukun luumenin läpi ohutsuoleen. Jotta letkun pitkäkestoinen asettuminen voidaan taata, sen pitäisi olla lös-sällä ja surrossa, ilman silmukoita. Kaikki mahalaukuun jäädvät silmukat lisäävät siirtymisen vaaraa!

- Endoskoopissa sijoituksessa on suositeltavaa tarttua letkun distaalipähän seuraavilla endoskoopilla instrumenteilla ja työntää letkua kuvantamisohjauksessa, kunnes se on ohittanut Treitzin ligamentin (kuva6):
 - vierasesinepihdit, hammastus 2.1
 - kaksihäarainen tarrain tai
 - kolmihaarainen kynstilärrain. Letku voidaan myös työnnettä kuva-auturiohjauksessa ohjainlangan avulla.
- Kun tarvittu asento on saavutettu, poista ohjainlanka (kuva7).
- Kun vedät endoskooppia pois, letku on pidettävä paikoillaan piideillä tai taraimella.

Asetuksen aikana ohjainlangan kiinnitystä ei saa vapauttaa tai ohjainlankaa työntää eteen- tai taaksepäin. Ohjainlanka voi tahattomatki työntää letkun poistoaukkojen läpi.

Intestinaaliletkun kiinnittäminen mahalaukku(ohjain) letkun

- Kiinnitä intestinaaliletku tiukasti sulkemalla letkupuristin.
- Leikkaa intestinaaliletku noin 3–4cm kohdasta, jossa se tullee ulos mahalaukun ohjainletkusta (kuva8).
- Paina vihreä/valkoinen ENFit-napsautussovitin valkoisesta päästä intestinaaliletkuun.**
- Työnnä sitten ENFit-liittimen metallinasta mahdolissiman pitkälle intestinaaliletkuun ja ruuva ENFit-napsautussovitinta tiukasti, kunnes saatavataan pysäytin (kuva9).
- Avaa letkupuristin.
- Työnnä liitettyä intestinaalista ENFit-napsautussovitinta Y-liittimen ENFit-intestinaaliyhetyden pääille (kuva10), kunnes kuulee selvin naksahduksen.**

- Intestinaaliletkun asetuksen helpottamiseksi letkun kärkeä voidaan kostuttaa steriiliä vedellä tai Endogelaineella.
- Varmista, että ENFit-liittimen metallitippi ja letkun ulkoinen pää ovat rasvattomia, puhtaata ja kuivia. Jos MCT-öljyä käytetään, on olemassa suurentunut vaara, että intestinaaliletku irtoaa.**

7.2 Y-liittimen käyttäminen kaksoisluumenissa letkun käytössä

Käytettyyn mahalaukun paineen alennukseen ja suodensisäistä ravinnonantoon

- Y-liittimen mahalaukkuyhteyttä („g”-kirjain tarkoittaa gastrista, valkoisen) käytetään paineen alennukseen ja**
- ravintoa annetaan Y-liittimen intestinaaliyhetyden läpi („i”-kirjain tarkoittaa intestinaalista, vihreä), mielleillään**

enteraalisella ravinnonantopumpulla.

7.3 Huomautuksia ruokintaohjelmasta

Jos mahalaukun PEG on ollut paikoillaan 1–2 tuntia tai jos ruoka annetaan ohutsuoleen, ravinnonantori voi alkaa. Jos mahalaukun PEG asetetaan samanaikaisesti intestinaaliletkun kanssa ja jos ravintoa annetaan mahalaukunisäisesti, on suositeltavaa, että potilaas paastoa noin 1–2 tunta. Ravintoa on annettava aluksi hitaasti ja ravinnon antoja on lisättävä asteittain. Standardia enteraalista ravinnonantopumppua on käytettävä jatkuvana ravinnonantontaan.

Parenteraalisia infuusioipumppuja ei saa käyttää enteraaliseen ravinnonantontaan.

7.4 Huomautuksia intestinaaliletkun poistamisesta ja vahimisesta

Poista/vaihda intestinaaliletku puristamalla intestinaalisen napsautussovitimen muotoilulta osia tiukasti kahden sormen välissä ja vedä letku pois (kuva11). Vedä sen jälkeen intestinaaliletku varovasti ulos ja vähdä se uuteen tarvittaessa.

Jotta Freka®-napsautussovitin ENFit ei avaudu tahattomasti, ruuvaattavaa liitintää ei voi avata ilman, ettei sovitin tuhouduu. Jos ruuvaatu liitintää avataan, on käytettävä utta napsautusliitintäFR 9 ENFit, tuotenro 7981389.

8. Tilaustiedot

Tuotenumi	kpl	Tuotekoodi
Freka®-intestinaaliletku FR 9 PEG FR 15, ENFitille	1 x 1	7755646
Freka® PEG -mahalauk-kusarja FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka®-korjaussarja PEG FR 15, ENLockille	1 x 1	7981383
Freka® ENFit -liittimet PEG FR 15, ENFitille	1 x 15	7981386
Freka®-kiinnityslevy PEG FR 15:lle	1 x 5	7904 002
Freka®-letkupuristin PEG CH 9:lle ja PEG CH 15:lle	1 x 15	7751 701
Freka® Y-liitin PEG FR 15/9:lle, ENFit	1 x 5	7981394
Freka®-napsautussovitin FR 9 PEG FR 15:lle, ENFit	1 x 15	7981389
Hermann-gastrostomiasi-dossarja Sidossarja	1 x 1	7901081
Erlanger-sidossalja	1 x 1	7981941

Ruisku enteraaliseen ravinnonantontaan		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Tuotenumi	kpl	Tuotekoodi
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

Intestinalna cijev Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit

hr

1. Opis

Intestinalna cijev Freka® FR 9 za PEG FR15, ENFit namijenjena je dugoročnom intestinalnom hranjenju ili dugoročnom davanju lijekova.

Sadržaj pakiranja/intestinalna cijev od poliuretana FR 9, 120 cm (kom. 1 x 1):

- ugrađenom žicom vodilicom presvučenom teflonom te Y-priklučkom i plavim pričvršnjim vijkom
- neprozirnom trakom
- oznakama intervala na svakih 10 cm
- distalnim savitljivim "pigtail" vrhom
- 4 bočna izlazna priključka
- ravnom otvorenom elastičnom cijevi s malom antenom na kraju

Dodatajni pribor (kom. 1 x 1)

- Y-priklučak Freka® za FR 15, ENFit za istovremeni gastrički i intestinalni pristup koji se sastoji od:
 - a) pričvršnjem vijkom (plavo-bijeli) za priključivanje na PEG sustav Freka® FR 15, ENFit
 - b) Y-priklučak s prilagodnikom u obliku ljevkava za gastričku dekompreziju (bijeli) i intestinalni pristup (zeleni) za pričvršćenje uskočnog prilagodnika.
- Uskočni prilagodnik Freka® FR 9, ENFit koji se sastoji od:
 - a) uskočnog prilagodnika Freka®
 - b) priključka ENFit s metalnom iglicom

2. Indikacije

a. Dugoročno intestinalno hranjenje primjerice u slučaju:

- dugotrajne kome
- opstrukcije istjecanja sadržaja iz želuca
- neurološke disfagijske s rizikom od aspiracije
- hranjenja nakon intestinalne stenoze

b. Gastrička dekomprezija/gravitacijska drenaža i istovremeno intestinalno hranjenje kod:

- otežanog pražnjenja želuca
- **c. Dugoročno davanje lijekova**

3. Kontraindikacije

Apsolutne kontraindikacije

- opstrukcija crijeva
- atonija crijeva
- peritonitis
- sepsa

Relativne kontraindikacije

- imunosupresija
- radijacijski enteritis
- pankreatitis
- Crohnova bolest (opasnost od stvaranja fistule)
- peritonealni karcinom

4. Upozorenja

1. Ovaj se proizvod smije koristiti samo jednom. Nije namijenjen za ponovnu upotrebu.
2. Obratite pozornost na vijek trajanja proizvoda.
3. Prije uvođenja intestinalne cijevi Freka FR9, PEG gastrička cijev Freka® FR15 mora se postaviti u skladu s uputama za

upotrebu. PEG gastrička cijev Freka FR 15 služi kao uvodna cijev za intestinalnu cijev Freka FR9.

4. Da bi se olakšalo uvođenje intestinalne cijevi, vrh cijevi može se navlažiti sterilnom vodom ili endogelom! **Metalna iglica priključka ENFit i vanjski kraj cijevi moraju biti čisti, suhi i na njima ne smije biti masnoće.** Upotreba sredstava za podmazivanje nije potrebna (u tom slučaju povećava se opasnost od odvajanja intestinalne cijevi!).
5. Trajna intestinalna cijev treba se vesti kroz lumen želuca u tanko crijevo; ona mora biti labava i ravna, bez stvaranja petlji. Petlje koje ostanu u želuču povećavaju opasnost od pomicanja cijevi!
6. Tijekom postavljanja ne otpuštajte priključak žice vodilice i ne potiskujte žicu naprijed-natrag. Žica bi nehotice mogla biti potisнутa kroz izlaze cijevi. U slučaju začepljenja cijev se mora zamijeniti.
7. **Da bi se sprječilo nehotično otvaranje uskočnog prilagodnika Freka®, vijčani se spoj ne može otvoriti bez uništavanja prilagodnika. Ako otvorite vijčani spoj, morate upotrijebiti novi uskočni prilagodnik Freka FR 9 ENFit, br. artikla 7981389.**
8. Lumen cijevi nikako se ne smije ispirati prisilno (štarcnjkom ENFit s niskim volumenom, npr. 2,5 ili 5 ml) ili otčepljivati žicom vodilicom. U tom slučaju postoji opasnost od odvajanja intestinalne cijevi ili bušenja cijevi.
9. Ne upotrebljavajte tekućine koje sadrže kiseline jer mogu prouzročiti koagulaciju.
10. Prijе i nakon svakog davanja lijeka cijev se mora isprati pomoću 20 ml vode, po mogućnosti putem štarcnjaka ENFit od 20-60 ml. Lijekovi, posebno antacidci, ni pod kojim okolnostima ne smiju se miješati s hranom.
11. Parenteralne infuzijske pumpice ne smiju se koristiti za unos enteralne prehrane.

5. Mjere opreza

1. **Trajanje primjene:** Na osnovi kliničkih iskustava, cijev može ostati postavljena više mjeseci bez komplikacija. Česta primjena velikih količina alkohola može prouzročiti oštećenje cijevi, što podrazumijeva potrebu za zamjenom već nakon kratkog razdoblja upotrebe. Cijev se mora isprati vodom nakon svake upotrebe. Oštećenje materijala uslijed davanja lijekova obično ne nastaju ako se cijev ispere prije i nakon svakog unošenja lijeka.

2. **Napomene o njezi nakon postavljanja:** Nakon zarastanja mjesta punkcije gastričke se PEG cijev mora jedanput dnevno pažljivo pomicati naprijed-natrag u stomi. **Intestinalna se cijev se ne smije nikako okretati kako bi se sprječilo stvaranje petlji i izmještanje cijevi.** Važno je da se cijev može slobodno pomicati u stomu da bi se sprječilo urastanje unutarnje pridržne pločice ("buried bumper" sindrom). Cijev isperite prije i nakon svakog hranjenja ili najmanje jednom dnevno, s 20 ml mlake vode, po mogućnosti pomoći štarcnjake ENFit od 20-60 ml.U slučaju da upotrebljavate cijev s dvostrukim lumenom, krak cijevi koji se ne koristi za hranjenje također treba ispirati jednom dnevno na isti način.

U slučaju začepljenja cijev se mora zamjeniti.

Lumen cijevi nikako se ne smije ispirati prisilno (štreljkom ENFit s niskim volumenom, npr. 2,5 ili 5 ml) ili otcepljivati žicom vodilj.-com. **U tom slučaju postoji opasnost od odvajanja ili bušenja intestinalne cijevi.**

U slučaju začepljenja intestinalna se cijev mora zamjeniti.

- Napomene o davanju lijekova:** Kad god je to moguće, lijekovi se kroz T-element kompleta za hranjenje trebaju dati u otpalenom ili tekućem obliku. Preporučuje se korištenje tekućih lijekova (kapi ili sirupa).

Prije i nakon svakog davanja lijeka cijev se mora isprati pomoću 20 ml vode, po mogućnosti putem štrcaljke ENFit od 20–60 ml. Lijekovi, posebno antaciđi, ni pod kojim okolnostima ne smiju se miješati s hranom.

U slučaju bilo kakve dvojbe preporučujemo da se obratite liječniku ili liječniku.

6. Nuspojave

Važno je da se cijev može slobodno pomicati u stomu kako bi se sprječilo urastanje unutarnje pridržne pločice ("buried bumper" sindrom).

7. Upute

7.1 Uvođenje intestinalne cijevi

Prije uvođenja intestinalne cijevi Freka FR9 PEG gastrička cijev Freko® FR15 mora se postaviti u skladu s odgovarajućim uputama za upotrebu. Cijev PEG FR 15 služi kao uvodna cijev za intestinalnu cijev FR9.

Pričvršćivanje priključka ENFit na gastričku (uvodnu) cijev

- Zatvorite stezaljku.
- Zatim zatvorite priključak ENFit gastričke cijevi (sl. 1).
- Potisnite plavi i bijeli pričvrsti vijak za priključak ENFit na gastričku cijev.
- Gurnite iglicu Y-priklužka što dublje na cijev i osigurajte pričvršćim vijkom (sl. 2). Povucite vanjski bijeli prsten za pritezjane prema dolje i uklonite ga (sl. 3).**

Postavljanje intestinalne cijevi

- Odvornite plavi pričvrsti vijak na intestinalnoj cijevi za 3-4 okretaja i potisnite žicu vodilicu prije metalnog umetka na distalnom kraju cijevi da biste rastegnuli uvijeni dio („pigtail“) (sl. 10).
- Ponovno pričvrstite žicu vodilicu na mjesto pričvršćim vijkom (sl. 4/2).
- Otvorite stezaljku na gastričkoj cijevi.
- Pažljivo uvedite intestinalnu cijev kroz odgovarajući pristupni točku na Y-priklužku („i“ označava „intestinalno“, zelene boje) (sl. 5).

Intestinalna cijev Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit

Umetanje intestinalne cijevi kroz lumen želuca u tanko crijevo. Da biste trajno postavili cijev, ona mora biti labava i ravna, bez stvaranja petlj. Petlje koje ostanu u želuču povećavaju opasnost od pomicanja cijevi!

- U slučaju endoskopskog postavljanja preporučuje se da uhvatite distalni kraj cijevi pomoću sljedećih endoskopskih instrumenta i vizualne kontrole potiskujete cijev dok ne prode mimo Treitzovog ligamenta (sl. 6):
 - kliještama za strana tijela sa zupcima 2:1,
 - dvostrukim hvataljkama ili
 - trostrukim hvataljkama za polipe. Cijev se također može potisnuti koristeći sustav za senzorsku kontrolu i žicu vodilicu.
- Nakon postizanja potrebnog položaja uklonite žicu vodilicu (sl. 7).
- Pri izvlačenju endoskopa cijev se mora zadržati na mjestu kliještama ili hvataljkom.

Tijekom postavljanja ne otpuštajte priključno mjesto žice vodilice i ne potiskujte žicu naprijed–natrag. Žica vodilica mogla bi nehotice biti potisnuta kroz izlaze cijevi.

Pričvršćivanje intestinalne cijevi na gastričku (uvodnu) cijev

- Da biste dobro pričvrstili intestinalnu cijev, zatvorite stezaljku.
- Zatvorite intestinalnu cijev 3-4 cm iznad izlaza iz gastričke uvodne cijevi (sl. 8).
- Potisnite zeleno–bijeli uskočni prilagodnik ENFit u intestinalnu cijev s bijelog kraja.**
- Zatim gurnite metalnu iglicu priključka ENFit što dublje u intestinalnu cijevčiću i dobro pritegnite uskočni prilagodnik ENFit dok ne dosegnete graničnik (sl. 9).
- Ponovno otvorite stezaljku.**
- Gurnite priključeni intestinalni uskočni prilagodnik ENFit na intestinalni pristup ENFit na Y-priklužku (sl. 10) dok ne čujete „klik“.

- Da bi se olakšalo uvođenje intestinalne cijevi, vrh cijevi može se navlažiti sterilnom vodom ili endogelom!
- Metalna iglica priključka ENFit i vanjski kraj cijevi moraju biti čisti, suhi i na njima ne smije biti masnoće. Ako se koristi MCT ulje, postojanje rizik od odvajanja intestinalne cijevi.**

7.2 Upotreba Y-priklužka na cijevi s dvostrukim lumenom

Kada se upotrebljava za gastričku dekompresiju i intestinalno hranjenje,

- gastrička pristupna točka na Y-priklužku („g“ označava gastričko, bijelo) upotrebljava se za gastričku dekompresiju, a
- hrana se daje putem intestinalne pristupne točke na Y-priklužku („i“ označava intestinalno, zeleno), po mogućnosti pomoću enteralne pumpice za hranjenje.

Intestinalna cijev Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit**7.3 Napomene o režimu hranjenja**

Ako je gastrička PEG cijev postavljena prije 1-2 sata ili se hrana daje u tanko crijevo, hranjenje može započeti. Ako se gastrička PEG cijev uvodi zajedno s intestinalnom cijevi, a hrana se daje intragastrički, preporučuje se da se pridržavate razdoblja posta od oko 1-2 sata.

Hrana se u početku mora uvoditi polako, a količina se mora postupno povećavati. Standardna enteralna pumpica za hranjenje treba se koristiti za kontinuirano hranjenje.

Parenteralne infuzijske pumpice ne smiju se koristiti za unos enteralne prehrane.

7.4 Napomene o uklanjanju i zamjeni intestinalne cijevi

Da biste uklonili/zamjenili intestinalnu cijev, čvrsto stisnite površine s obrisima na intestinalnom uskočnom prilagodniku prstima i skinite ih (sl. 11). Nakon toga pažljivo izvucite intestinalnu cijev i po potrebi je zamjenite drugom.

Da bi se spriječilo nehotično otvaranje uskočnog adaptera Freka® ENFit, vijčani spoj ne može se otvoriti bez uništavanja prilagodnika. Ako otvorite vijčani spoj, morate upotrijebiti novi uskočni prilagodnik FR 9 ENFit, br. artikla 7981389.

8. Informacije o naručivanju

Naziv proizvoda	kom.	Šifra proizvoda
Intestinalna cijev Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Gastrički PEG komplet Freka® FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Reparativni komplet Freka® za PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Priklučci Freka® ENFit za PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Pričvrstna pločica Freka® za PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Cijevna stezaljka Freka® za PEG CH 9 i PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Y-priklučak Freka® za PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Uskočni prilagodnik Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Komplet za povijanje Hermann za gastrostomiju Komplet za povijanje	1 x 1	7901081
Komplet za povijanje Erlanger	1 x 1	7981941

Štrcaljka za enteralnu prehranu		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Naziv proizvoda	kom.	Šifra proizvoda
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Leírás

A FR 15 ENFit PEG-hez való Freka® FR 9 intesztinális cső hosszú táví intesztinális táplálásra vagy gyógyszer hosszú táví adagolásra szolgál.

A csomag tartalma Poliuretanból készült intesztinális cső FR 9, 120 cm-es (1 x 1 darab) a következőkkel:

- Integrált, teflon bevonatú vezetődrót Y-csatlakozával és kék rögzítőcavarral felszerelve
- Sugárfogó szalag
- 10 cm-enkénti szakasz jelölések
- Disztrális pigtail hajlítási csúcs
- 4 laterális kimeneti port
- Egyenes nyitott rugalmas cső a végén kis nyúlvánnyal

Kiegészítő elemek (1 x 1 darab)

- Freka® Y-csatlakozó a FR 15 ENFitsatlakozóhoz, a gyomor és bél szimultán eléréséhez, melynek részei:
 - a) rögzítőcavar (kék-fehér) a Freka® PEG FR 15, ENFitsatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz
 - b) Y-csatlakozó tölcseáradapter a gyomor-dekompresszióhoz (fehér) a bél elére részéhez (zöld) a Click Adapter rögzítéséhez.
- Freka® FR 9 bekattintatható adapter, ENFit, melynek részei:
 - a) Freka® bekattintatható adapter
 - b) ENFit csatlakozó (fémszöggel)

2. Javallatok

a. Hosszú táví intesztinális táplálás például a következő esetekben:

- Elhúzódó kóma
- gyomorkimenet-elzáródás
- Neuroológiai dysphagia, aspiráció kockázatával
- Bélszűkület utáni táplálás

b. Gyomor-dekomprezzió/gravitációs lecsapolás és szimultán intesztinális táplálás a következő eseteknél:

- Csökken gyomorürlés

c. Gyógyszerek hosszú táví alkalmazása

3. Ellenjavallatok

Abszolút ellenjavallatok

- Bélezáródás
- Bél atónia
- Hashártyagyulladás
- Szepsis

Relatív ellenjavallatok

- Immunsupresszió
- Sugárás okozta bélgyulladás
- Hasnyálmirigy-gyulladás
- Crohn-betegség (sípoló kialakulásának kockázata)
- Hashártya-carcinoma

4. Figyelmezettségek

1. Egyszer használatos termék. Ne használja fel újból!
2. Vegye figyelembe a felhasználhatóság időt.
3. A Freka FR 9 intesztinális cső behelyezése előtt pozicionálni kell a Freka® PEG FR15 gyomorsöveget a vonatkozó használáti útmutató szerint. A Freka FR 15 gyomor-PEG a Freka FR 9 intesztinális cső vezetőcsöve.

Freka® FR 9 intesztinális cső a FR15, ENFit PEG-hez
4. Az intesztinális cső behelyezésének megkönnyítése érdekében a cső hegye steril vízzel vagy Endogellel benedvesíthető. **Ügyeljen arra, hogy az ENFit csatlakozó fémszöge és a cső külső vége zsírmentes, tiszta és száraz legyen.** Kenőanyagok használata nem szükséges (növeli az intesztinális cső kialakulásának kockázatát).

5. A hosszú táví intesztinális csővet a gyomor lumenen keresztül kell behelyezni a vékonybelőle; legyen laza és egyenes - hurkok nélkül. A gyomron belül maradt minden hurkok növeli a cső elmozdulásának kockázatát!
6. A behelyezéskor ne engedje el a vezetődrót csatlakozását, és ne nyomja előre vagy hátra a vezetődrótot. A drót veletlenül átnyomhat a cső kimeneteit. Ha a cső elzárt, ki kell cserélni.

A Freka® Bekattintatható adapter véletlen kinyilását elkerülendő a bescavart csatlakozó csuk úgy lehet kicsavarni, hogy az Adapter tönkremegy. Ha a bescavart csatlakozó ki lett cavarva, egy új, 7981389 termékódú Freka FR 9, ENFit bekattintatható adaptort kell használni.

8. A cső lumenét semmilyen körülömények között nem szabad erővel (kis volumenű ENFit feckendő, pl. 2,5 vagy 5 ml) átmossni vagy vezetődrót segítségével szabaddá tenni. Ilyenkor ugyanis fennáll az intesztinális cső leválásának vagy perforálódásának kockázata.
9. Ne adjagonáljon semmilyen savtártalmú folyadékot, mivel ezek koagulációt okozhatnak.
10. A csővet minden gyógyszeradagolást előtt és után 20 ml vízzel a kel lőtlenítő, lehetőleg egy 20–60 ml-es ENFit feckendő segítségével. Az olyan gyógyszeret, mint a sávlektők, semmilyen körülömények között nem szabad tápláláshoz állítsa.
11. Parenterális infúziós pumpák nem alkalmazhatók enterális tápláláshoz.

5. Övintézkedések

1. Az alkalmazás időtartama: Klinikai tapasztalatok alapján a cső több hónapon keresztül komplikáció nélkül a helyén maradhat. Alkohol gyakori adagolása a cső anyagának károsodását okozhatja, ami a cső rövid idő utáni cseréjét teszi szükségesé. A cső minden használat után vízzel a kel lőtlenítő. Gyógyszerek által okozott csőkárosodás általában nem történik, ha a csővet minden gyógyszer adagolás előtt és után átóbólítik.

2. Utókezelés: A gyomor PEG csővet óvatosan előre-hátra kell mozgatni a sztómában naponta egyszer, miután a punkció helye begyögyült. A csővet semmilyen körülömények között nem szabad forgatni, meglezzeni a hurkok kialakulását és az intesztinális cső elmozdulását. Fontos, hogy a cső szabadon tudjon mozogni a sztómában, hogy a belső retencíós lemez ne ágyazódjon be („elsüllyedő szonda szindróma”). A táplálószöndát minden táplálék beada előtt és után át kell lőtleníteni 20 ml langos vízzel, legalább naponta egyszer, egy 20–60 ml-es ENFit feckendő segítségével. Kettős lumen használata esetén a csönek a tápláláshoz nem használj.

Freka® FR 9 intesztinális cső a FR15, ENFit PEG-hez

részét naponta egyszer azonos módon át kell öblíteni.

Ha a cső elzárul, ki kell cserélni.

A cső lumenét semmilyen körülmenyek között nem szabad erővel (kis volumenű ENFit fecskendő, pl. 2,5 vagy 5 ml) átmossni vagy vezetőről segítségével szabadtá tenni.

Ilyenkor ugyanis fennáll az intesztinális cső leválásának vagy perforálódásának kockázata.

Ha az intesztinális cső elzárul, ki kell cserélni.

- 3. Gyógyszerék alkalmazása:** Ha lehetséges, a gyógyszert feloldva vagy folyadék formájában kell alkalmazni a transzfúziós rendszer T darabján. Elönnyel részesítani a folyékony gyógyszereket (csepp vagy szírup formájában).

A csövet minden gyógyszeradagolás előtt és után 20 ml vizzel át kell öblíteni, lehetőleg egy 20–60 ml-es ENFit fecskendő segítségével. Az olyan gyógyszereket, mint a savjeltőköt, semmilyen körülmenyek között nem szabad táplálékkal összekerülni.

Ha kétéssége van, javasoljuk, hogy kérdezze meg az illétek orvosát vagy egy gyógyszerészét.

6. Nemkívánatos események

Fontos, hogy a cső szabadon tudjon mozogni a szátmában, hogy a belső retenciós lámez ne ágyazódjon be („elsüllyedő szonda szindróma”).

7. Útmutató

7.1 Az intesztinális cső behelyezése

Az FR 9 intesztinális cső behelyezése előtt pozicionálni kell a Freka® FR15 PEG-hez a használati útmutató szerint. A FR 15 PEG az FR

9 intesztinális cső vezetőcsőre. Az ENFit csatlakozó rögzítése a gyomor- (vezető-) csőhöz

- Zárja le a csőszorítót.
- Vágja le a gyomor cső ENFit csatlakozóját (1. ábra).
- Tolja rá a gyomorsőre az ENFit csatlakozóhoz tartozó kék és fehér rögzítőcsavart.
- Nyomja az Y-csatlakozó szögét a csőre amennyire csak lehet, és rögzítse a rögzítőcsavarral (2. ábra).** Húzza le a csavarozó segédeszköt (kíllős fehér gyűrű) lefelé mutatott irányban és távolítsa el. (3. ábra).

Az intesztinális cső pozicionálása

- Csavarja ki a kék rögzítőcsavart 3–4 tekeréssel az intesztinális csővön, és nyomja be a vezetőrőtőt a fémbetét előtt a cső disztalis végénél, hogy a pigtail hajlat kiegyenesedjen. (4/1. ábra).
- Ezután rögzítse a helyére a vezetőrőtöt ismét a rögzítőcsavarral (4/2. ábra).
- Nyissa ki a csőszorítót a gyomorsövön. Övatosan helyezze be az intesztinális csövet az Y-csatlakozó intesztinális csatlakozóján („j” jelöléssel, zöld) (5. ábra).

Az intesztinális csövet a gyomor lumenen keresztül kell behelyezni a vékonybelbe. A hosszú élettartam biztosítása érdekében fontos, hogy a szondalaza és egyenleg legyen – hurkok nélkül. A gyomron belül maradt minden hurrok növeli a cső elmozdulásának kockázatát!

- Endoszkópos behelyezés esetén javasolt a következő endoszkópos eszközök valamelyikével a cső disztalis végét megfogni, és vizuális kontroll mellett a csövet addig nyomni, amíg a Treitz-szalagon túl nem halad (6. ábra):
 - idegentest-fogók, 2:1 foggal,
 - kétkarú megfogó, vagy
 - a hármonikus polip megfogó. Képzékelővel kontroll mellett a vezetőrőt segítségével is nyomható a cső.
- A megfelelő pozíció elérése után húzza ki a vezetőrőt (7. ábra).
- Az endoszkóp kihúzásakor a csövet tartsa a helyén a fogók vagy a megfogó segítségével.

A behelyezéskor ne engedje el a vezetőrőt rögzítőjét, és ne nyomja előre vagy hátra a vezetőrőt. A vezetőrőt véletlenül átnyomódhat a cső kimenetein.

Az intesztinális cső rögzítése a gyomor- (vezető-) csőhöz

- Az intesztinális cső biztos pozicionálásához járja rá a csőszorítót.
- Vágja le az intesztinális csövet körülbelül 3–4 cm-re attól a ponttól, ahol a kilep a gyomor vezetőcsőből (8. ábra).
- Tolja a zöld/fehér ENFit bekattintatható adaptert a fehér végződéstől az intesztinális csőre.**
- Az ENFit csatlakozó fémszögét tolja be amennyire csak lehet az intesztinális csőbe, és csavarozza az ENFit bekattintatható adaptert egészen ütközésig (9. ábra).**
- Ismét nyissa ki a csőszorítót.**
- Nyomja az összefoglalt intesztinális ENFit bekattintatható adaptert az Y-csatlakozó ENFit intesztinális bemeneti csatlakozójára (10. ábra), amíg egy halk kattanást nem hall.**

- Az intesztinális cső behelyezésének megkönnyítése érdekében a cső hegye steril vizsel vagy Endogellel benedvesítethető.
- Ügyeljen arra, hogy az ENFit-csatlakozó fémszöge és a cső külső vége zsírszemes, tiszta és száraz legyen. Az MCT olaj használata növeli az intesztinális cső elmozdulásának kockázatát.**

7.2 Y-csatlakozó használata a cső kettős lumenű használatához

Gyomor-dekompresszióhoz és intesztinális tápláláshoz törétnő használattal esetén

- az Y-csatlakozó gyomorbemenete („g” jelölésű, fehér) használával a dekompresszióhoz, és
- a táplálékot az Y-csatlakozó intesztinális bemenetén keresztül kell adagolni („j” jelölésű, zöld), lehetőleg egy enterális tápláló pumpa segítségével.

7.3 Táplálási rend

Ha a gyomor PEG már 1-2 órája be van helyezve, vagy ha az étel adagolása a vékonybelje történik, a táplálék adagolása megkezdődhet. Ha a gyomor PEG és az intesztinális cső behelyezése szimultán történik, és a táplálék adagolása a gyomron keresztül történik, 1-2 órás kopulás betartása javasolt. A táplálékok először lassan kell bevezetni, és az adagot fokozatosan kell emelni. Táplálék folyamatos adagolásához használjon szabványos enterális tápláló pumpát.

Parenterális infúziós pumpák nem alkalmazhatók enterális tápláláshoz.

7.4 Az intesztinális cső eltávolítása és cseréje

Az intesztinális cső eltávolításához/cseréjéhez erősen nyomja össze az intesztinális Click Adaptert két ujjal a megjelölt pontokon, és húzza le (11. ábra). Ezután ovatosan húzza ki az intesztinális csövet, és cserélje ki egy újra, ha szükséges.

A Freka® ENFit bekattintatható adaptervéletlen kinyilását elkerülendő a bocsavart csatlakozót csak úgy lehet kicsavarni, hogy az Adapter tönkre nemegy.
Ha a bocsavart csatlakozó ki lett csavarva, egy új, 7981389 termékkódú ENFit bekattintatható adapter FR 9 adaptort kell használni, ki lett csavarva, egy új, 7981389 termékkódú ENFit bekattintatható adapter FR 9 adaptort kell használni.

8. Rendelési tájékoztató

Terméknév	darab	Termékkód
Freka® FR 9 intesztinális cső a FR 15, ENFit PEG-hez	1 x 1	7755646
Freka® PEG gyomorkészlet, FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® helyreállító készlet a FR 15, ENFit PEG-hez	1 x 1	7981383
Freka® csatlakozók a FR 15, ENFit PEG-hez	1 x 15	7981386
Freka® rögzítőlemez a FR 15 PEG-hez	1 x 5	7904 002
Freka® csőszorító a CH 9 PEG-hez és CH 15 PEG-hez	1 x 15	7751 701
Freka® Y-csatlakozó a FR 15/9, ENFit PEG-hez	1 x 5	7981394
Freka® bekattintatható adapter, FR 9 a FR 15, ENFit PEG-hez	1 x 15	7981389
Hermann® Gastrostomy kötözökészlet	1 x 1	7901081
Erlanger kötözökészlet	1 x 1	7981941

Fecskendő enterális tápláláshoz

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Terméknév	darab	Termékkód
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

Freka® þarmaslanga FR 9 fyrir PEG FR 15, ENFit

is

1. Lýsing

Freka® þarmaslanga FR 9 fyrir PEG FR15, ENFit er ætlud til langtímanæringarmeðferðar um þarma eða langtímalýfagjafar. **Innhald pakkalítrigrátt, teflon bevonutu vezetódrit Y-csatlakozóval** és kék röggítósvavarri felszerelte Þarmaslanga gerð úr polýuretaní, FR 9, 120 cm (1 x 1 stykki) með:

- Innbyggðum teflonhlúðum stýririv með sérsniðnu Y-tengi og blárra festiskrifu
- Geislaþéttir ræmu
- Bílmérkingum með 10 cm millibili
- Fjarlægum spirallaga oddi (e. pigtail bend tip)
- Fjórum hljóðlegum úttaksgáttum
- Sveigjanlegrir slöngu með beinnum opnum og litlum enda með öngum (e. antenna end)

Aukabúnaður (1 x 1 stykki)

- Freka® Y-tengi fyrir FR 15, ENFit fyrir samhlíða aðengingi að magavegi og þórmum, inniheldur:
 - festiskrifu (blá-hvít) til að festa við Freka® PEG FR 15, ENFit
 - Y-tengi með trektarmillistykki fyrir þrýstingsminnunum í maga (hvitt) og aðengi að þórmum (graent) til festingar á millistykki með smelli.
- Freka® smellumillistykki FR 9, ENFit sem samanstandur af:
 - Freka® smellumillistykki
 - ENFit-tengi (með málmpinnu)

2. Ábendingar

a. Langtímanæringarmeðferð í mettingarvegtíl dæmis við:

- Langvarandi dá
- Hindrað flæði úr maga
- Kyngingartengið tengd taugakerfi með hætta á ásvelgingu Næringarmeðferð eftir þarmastiflu
- Prýstingsminnun í maga/taemning vökvá úr maga með byngdarafli og samtímis næringarmeðferð um þarma við:
- Skerta magatæmingu
- c. Langtímalýfjameðferð

3. Frábendingar

Algjer frábendingar

- Garnateppa
- Spennuleysi í þórmum
- Skinubólga
- Blöðsýking

Afstæðar frábendingar

- Ónæmishælding
- Garnabólga vegna geisilunar
- Brísibólga
- Crohns-sjúkdómur (hætta á fistilmyndun)
- Krabbameinir í lífhimnu

4. Viðvaranir

1. Þessi vara er einnota. Notið ekki aftur.
2. Gefið gaum að geymsluboli vörurnar
3. Fyrir ísetningu Freka þarmaslongunnar FR9 verður að staðsettja Freka magaslönguna ® PEG FR15 í samræmi við

notkunarleiðbeiningar. Freka PEG FR 15 magaslönguna má nota sem stýrislöngu fyrir Freka þarmaslonguna FR9.

4. Til að auðvelda ísetningu þarmaslongunnar má vata odd slöngunnar með sæfou vatni eða Endo-hlaupi! **Gangið úr skugga um að málmpinnin i ENFit-tenginu og yrri endi slöngunnar séu lausir við fitu, hreimir og þurrir.** Notkun smurefna er ekki áskilin (felur í sér auksa hætta á að slöngan færst til!).
5. Þarmaslongu til langtímanotkunar ætti að setja í gegnum magaholli inn í smáþarmana; hún ætti að vera slök og bein – án lykkja. Lykkjur sem verða eftir í maganum auka hætta að að slöngan færst til!
6. Við ísetningu skal ekki losa festinguna á stýrvínum eða yta stýrvínum áfram eða aftur á bak. Þá er hugsanlegt að virnum verfi af misgáningi ytt gegnum endapoin að slöngunni. Ef stifta myndast í slöngunni verður að skipa um hana.
7. **Til að hindra að Freka® smellumillistykkið opnist af misgáningi er ekki hægt að losa skrifúaða tengið nema eyðileggja um leið millistykkið.** Ef skrifúaða tengið er losað verður að nota nýtt Freka millistykki með smelli FR 9 ENFit, vörurn.: 7981389.
8. Undir engum kringumstæðum má hreinsa hol slöngunnar með afli (ENFit-sprauta fyrir litlu magn, t.d. 2,5 eða 5 ml) með vir. Þá er hætta að tenging við þarmaslonguna rofni eða hætta að að gata slönguna.
9. Notið ekki vökvá sem innihalda sýru þar sem sýran getur valdjið storknum vökvans.
10. Nauðsynlegt er að skola slönguna með 20 ml af vatni, fyrir og eftir hverja lyfagjóf, helst með 20–60 ml ENFit-sprautu. Lyfjum, einkum sýrubindandi lyfjum, má ekki undir neinum kringumstæðum blanda saman við næringu.
11. Innrennslsdælur fyrir gjof utan mettingarvegar má ekki nota til að gefa næringu í mettingarvegar.

5. Varúðarráðstafanir

1. Notkunartími: Miðað við klíniska reynslu getur slöngan verið á sama stað í margu mánuði án fylgivilla.

Tíð neysla afengis getur leitt til skemmda á slöngunni og leitt til þess að skipa þurfi um hana eftir notkunartíma á sínum stað. Skola þarf slönguna með vatni eftir hverja gjóf. Skemmdir á efni slöngunnar með völdum lyfa koma yfirleitt ekki upp ef slöngan er skoluð þæð fyrir og eftir hverja lyfagjóf.

2. **Athugasemdir varðandi eftirmeðferð:** PEG-magaslönguna ætti að færa gætlega fram og til baka í stómanni einu sinni á dag, eftir að stungustáburinn hefur gróði. Ekki ætti að snúna slöngunni undir neinum kringumstæðum, til að hindra að lykkjur myndist og þarmaslangan færst til. Mikilvegt er að slöngan geti freyst til í stómanu til að forðast að innri festingarplatan grófi fót („buried bumper syndrome“). Skolíð slönguna með 20 ml af volgu vatni fyrir og eftir hverja næringargjóf, og eigi sjaldnar en einu sinni á dag, með 20–60 ml ENFit-sprautu. Þeim tilvikum þegar slöngan er notuð með tveimur holum ætti að skola þann stílk slöngunnar sem ekki er notaður til næringarmeðferðar einu sinni á dag, með sama hætti.

Ef stífla myndast í slöngunni verður að skipta um hana.
Undir engum kringumstæðum má hreinsa hol slöngunnar með aflsi (ENFit-sprauta fyrir lítið magn, t.d. 2,5 eða 5 ml) eða losa um stíflur í henni með vir. **Þá er hætta að tenging við þarmaslönguna rofni eða hætta að gata slönguna.**

Ef stífla myndast í þarmaslöngunni verður að skipta um hana.

- 3. Athugasemdir um gjöf lyfja:** Þar sem þess er unnt að gefa lyf í upplestu eða fljótfandi formi um T-stykki á gjafasettinu. Lyf í vökvaformi (dropar eða saft) eru ákjósaneleg.

Nauðsynlegt er að skola slönguna með 20 ml af vatni, fyrir og eftir hverja lyfagjöf, helst með 20–60 ml ENFit-sprauta. Lyfum, einkum sýrubindandi lyfum, má ekki undir neinum kringumstæðum blanda saman við næringu.

Ef vafi leikur á er ráðlagt að hafa samrá við læknin eða lyfjaraðing

6. Aukaverkanir

Mikilvægt er að slængan geti hreyfist til í stómanu til að forðast að innri festingarþlan grófi fóst („buried bumper syndrome“).

7. Leiðbeiningar

7.1 Ísetning þarmaslöngunnar

Fyrir ísetningu Freka þarmaslöngunnar FR9 verður að staðsettja magaslönguna Freka® PEG FR15 í samræmi við notkunarleiðbeiningar. PEG FR 15 magaslönguna má nota sem stýrslöngu fyrir þarmaslönguna FR9.

Festing ENFit-tengisins við þarma(stýri)slönguna

- Lokið slönguklemmuni.
- Skerið ENFit-tengið af magaslöngunni (mynd 1).
- Ytið bláu og hvítu festiskrifunni fyrir ENFit-tengið yfir magaslönguna.
- Ytið pinnanum á Y-tenginu eins langt og hægt er upp á slönguna og festið hann með festiskrifunni (mynd 2). Dragið skrifustóðina (hvítur ytri hrингur) af með niðurvisandi hreyfingu og fjarlægið hana. (Mynd 3).

Þarmaslangan staðsett

- Losið um bláu festiskrifunna á þarmaslöngunni sem nemur 3–4 snúningum og ytið stýrvinum fyrir framan málmsnstykki við fjarlægari enda slöngunnar, til að strekkja á spirallaga sveigjunni (e. pigtail bend). (Mynd 4/1).
- Festið stýrvininn aftur á sínum stað með festiskrifunni (mynd 4/2).
- Opnið slönguklemmuna á magaslöngunni.
- Setjið þarmaslönguna varlega inn um þarmaaðgangsopíð á Y-tenginu („i“ merkir „intestinal“ (þarmar), grænt) (mynd 5).

Ísetning þarmaslöngunnar um magahlöði og inn í smáþarmana. Til að tryggja varanlega staðsetningu ætti slængan að vera slök og bein – án lykja. Lykkjur sem verða eftir í maganum auka hættuna að slængan færst til!

- Í rölvíkum þar sem slöngunni er komið fyrir með hölsjá er ráðlagt að griða um fjarlægari enda slöngunnar með eftirfarandi holspelunarähöldum og yta slöngunni inn með sjónskoðun þar til hún er komin fram hjá Treitz-liðbandinu (mynd 6):
 - aðskotahlutartönginni, tennur 2:1,
 - tveggja arma griptönginni eða
 - þriggja arma sepatönginni. Einnig er hægt að yta slöngunni áfram með því að nota myndstýringu með skynjara og stýrivarinn.
- Pegar ákjósanlegrí staðsetningu er náð skal fjarlægja stýrivarinn (mynd 7).
- Pegar hölsján er dregin aftur út ætti að halda slöngunni á réttum stað með því að nota töngina eða griptöngina.

Við ísetningu skal ekki losa festinguna á stýrívimum eða yta stýrívimum áfram eða aftur á bak. Þá er hugsanlegt að virnum verði af misgáningi ytt gegnum endaopin á slöngunni.

Festing þarmaslöngunnar við maga(stýri)slönguna

- Til að festa þarmaslönguna trygglega á réttum stað skal loka slönguklemmuni.
- Skerið á þarmaslönguna um það 3–4 cm yfir útkomustæð hennar um magastýrslöngunni (mynd 8).
- Ytið á grána/hvítu ENFit-smellumillistykkið frá hvítu endanum og inn í þarmaslönguna.
- Ytið því næst málmpinnanum á ENFit-tenginu eins langt inn í þarmaslönguna og hægt er og skrifð ENFit-smellumillistykkið þétt að þar til endastoppini er náð (mynd 9).
- Opnið slönguklemmuna.
- Ytið tengda ENFit-smellumillistykkinu fyrir þarma yfir ENFit-þarmaaðgangsopíð á Y-tenginu (mynd 10) þar til greinilegur smellur heyrist.
- Til að auðveldu ísetningu þarmaslöngunnar er hægt að væta endanum á slöngunni með vatni eða Endogel-hlæpi!
- Gangið úr skugga um að málmpinninn í ENFit-tenginu og ytri endi slöngunnar séu lausir við fitu, hreinir og þurrir. Notkun MCT-oliu eykur hættuna á að þarmaslangan losni.

7.2 Notkun Y-tengis við notkun slöngunnar með tveimur holum

Pegar slængan er notuð við prýstingsminnukin í maga og næringarmæðferi um þarma

- er aðgengi Y-tengisins að maga („g“ (gastric) táknað maga, hvit) notað við prýstingsminnukin og
- næringin er gefin um þarmaaðgangsopíð á Y-tenginu („i“ (intestinal) táknað parma, grænt), helst með því að nota næringardælu fyrir meðtingarveg.

Freka® þarmaslanga FR 9 fyrir PEG FR 15, ENFit

7.3 Athugasemdir um næringarætlun

1–2 klukkustundur eftir að PEG-magaslangan er komin á réttan stað eða ef næring hefur verið gefin í smáþarmaðna er hægt að hefja næringargjófina. Ef PEG-magaslangan er sett í samtíma þarmaslöngunni og ef verið er að gefa næringu í meltingarveginn er ráðlagt að fylgja fyrirmælum um um það bil 1–2 klukkustunda föstu.

Næringu skal gefa hægt til að byrja með og auka magnið smárt og smátt. Nota skal stöðlaða næringardælu fyrir meðferð í meltingarveg fyrir samfélöda næringarmeðferð.

Innrennslisdælur fyrir gjöf utan meltingarvegar má ekki nota til að gefa næringu í meltingarveg.

7.4 Athugasemdir um fjarlægingu og skipti á þarmaslöngu

Til að fjarlægja/skipta um þarmaslönguna skal taka þétt um rifflada yfirborðið á smellumillistykki fyrir þarma á milli tveggja fingra og toga það af (mynd 11). Eftir það skal draga þarmaslönguna gatilega út og setja nýja slöngu í staðinn, ef þess gerist þörf.

Til að hindra að Freka® ENFit-smellumillistykkið opnist af misgáningi er ekki hægt að losa skrúfaða tengið nema eyðileggja um leið millistykkið.

Ef skrúfaða tengið er losað verður að nota nýtt smellumillistykki FR 9 ENFit, vörurnr.: 7981389.

Vöruheiti	stykki	Vörukóði
„Hermann Gastrostomy Dressing“-umbúðasett fyrir magaraufun	1x1	7901081
Erlanger-umbúðasett	1x1	7981941

Sprauta til næringarinn töku

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Vöruheiti	stykki	Vörukóði
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Pöntunarupplýsingar

Vöruheiti	stykki	Vörukóði
Freka® þarmaslanga FR 9 fyrir PEG FR 15, ENFit	1x1	7755646
Freka® PEG-sett fyrir maga FR 15, ENFit	1x1	7755643
Freka® viðgerðasett fyrir PEG FR 15, ENLock	1x1	7981383
Freka® tengi fyrir PEG FR 15, ENFit	1x15	7981386
Freka® festingarplata fyrir PEG FR 15	1x5	7904 002
Freka® klæmma fyrir slöngu fyrir PEG CH 9 og PEG CH 15	1x15	7751 701
Freka® Y-tengi fyrir PEG FR 15/9, ENFit	1x5	7981394
Freka® millistykki með smelli FR 9 fyrir PEG FR 15, ENFit	1x15	7981389

1. Descrizione

La sonda intestinale Freka® CH/FR 9 per PEG CH/FR15, ENFit è indicata per la nutrizione intestinale a lungo termine o per la somministrazione a lungo termine di trattamenti farmacologici. Componenti Sonda intestinale in poliuretano CH/FR 9, 120 cm (1 x 1 pezzo) con:

- filo guida integrato rivestito in Teflon con connettore a Y innestato e vite di fissaggio azzurra
- striscia radiopaca
- tacche numeriche ogni 10 cm
- curva distale a coda di maiale
- 4 aperture laterali
- Sonda flessibile aperta diritta con piccola sporgenza terminale

Accessori (1 x 1 pezzo)

- Connettore a Y Freka® per CH/FR 15, ENFit per accesso simultaneo gastrico e intestinale composto da:
 - a) vite di fissaggio (biancoazzurra) per il fissaggio alla sonda gastrica PEG Freka® CH/FR 15, ENFit
 - b) connettore a Y con adattatore a imbuto per decompressione gastrica (bianco) e accesso intestinale (verde) per il fissaggio dell'adattatore Click.
- Adattatore Click Freka® CH/FR 9, ENFit composto da:
 - a) Adattatore Click Freka®
 - b) Connettore ENFit (con perno metallico)

2. Indicazioni

a. Nutrizione intestinale a lungo termine ad esempio in caso di:

- coma prolungato
- ostruzione del flusso gastrico
- disfagia neurologica con rischio di aspirazione
- nutrizione a valle della stenosi intestinale

b. Decompressione gastrica/drenaggio per gravità e contemporanea nutrizione intestinale in caso di:

- Alterazione dello svuotamento gastrico

c. Somministrazione a lungo termine di farmaci

3. Controindicazioni

Controindicazioni assolute

- Ostruzione intestinale
- Atonia intestinale
- Peritonite
- Sepsis

Controindicazioni relative

- Immunosoppressione
- Enterite da radiazioni
- Pancreatite
- Morbo di Crohn (pericolo di formazione di fistole)
- Carcinoma peritoneale

4. Avvertenze

1. Questo prodotto è monouso. Non riutilizzarlo.
2. Rispettare sempre la data di scadenza del prodotto.
3. Prima di inserire la sonda intestinale Freka CH/FR 9, deve essere già stata posizionata, secondo le relative istruzioni per l'uso, la sonda gastrica PEG Freka® CH/FR 15. Questa sonda

Sonda intestinale Freka® CH/FR 9 per PEG CH/FR 15, ENFit

serve come guida per la sonda intestinale Freka CH/FR 9.

4. Per facilitare l'inserimento della sonda intestinale si può bagnare la punta della sonda con acqua sterile oppure con Endogel. **Bisogna assicurarsi che il perno metallico del connettore ENFit e l'estremità esterna della sonda siano privi di grasso, puliti e asciutti.** Non è necessario l'uso di lubrificanti (elevato pericolo di allentamento della sonda intestinale).
5. Per il posizionamento duraturo della sonda intestinale, farla passare senza tensione e dritta — senza anse — attraverso il lume gastrico fino all'intestino tenue. Le anse rimanenti nello stomaco aumentano il rischio di dislocazione della sonda.
6. Durante l'inserimento non allentare in nessun caso il fissaggio del filo guida né spingere il filo guida avanti o indietro. Pericolo di fuoriuscita attraverso le aperture della sonda. In caso di ostruzione, la sonda va sostituita.
7. **Per prevenire l'apertura accidentale dell'adattatore Click Freka®, la connessione a vite non può essere tolta senza distruggere l'adattatore. Se la connessione a vite viene tolta, è necessario usare un nuovo adattatore Freka Click CH/FR 9 ENFit, codice prodotto 7981389.**
8. Non è consentito in alcuna circostanza ripristinare a forza la pervietà del lume della sonda applicando una pressione elevata (siringa ENFit di volume ridotto, per es. 2,5 o 5 ml) o usando un filo guida. In caso contrario sussiste il pericolo che la sonda intestinale si stacchi oppure che venga perforata.
9. Non usare liquidi contenenti acidi perché potrebbero causare coagulazione.
10. La sonda va risciacquata prima e dopo ogni somministrazione di farmaci con 20 ml di acqua, preferibilmente utilizzando una siringa ENFit da 20-60 ml. I farmaci, in particolare gli antacidi, non devono essere somministrati in nessun caso insieme agli alimenti.
11. Non utilizzare pompe di infusione parenterale per somministrare la nutrizione entrale.

5. Misure preventive

1. **Durata d'uso:** in base all'esperienza clinica, la sonda può rimanere in posizione diversi mesi senza l'insorgere di complicazioni. La somministrazione frequente di alcolici può causare alterazioni del materiale della sonda che ne rendono necessaria la sostituzione già dopo un breve periodo. Dopo ogni somministrazione la sonda deve venire risciacquata bene. Si possono evitare quasi completamente alterazioni del materiale causate da farmaci risciacquando bene la sonda prima e dopo ogni somministrazione di farmaci.
2. **Indicazioni per la medicazione:** una volta guarito il punto di perforazione, la sonda PEG dovrebbe venire spostata delicatamente avanti e indietro nello stomaco una volta al giorno, evitando nel modo più assoluto di ruotarla, per evitare che si formino delle curvature o che la sonda intestinale possa dislocarsi. È importante poter muovere liberamente

Sonda intestinale Freka® FR 9 per PEG FR 15,ENFit

la sonda nello stomaco per evitare che il disco di ritenzione interno si incarri ("buried bumper syndrome"). La sonda va risciacquata prima e dopo ogni applicazione alimentare, almeno una volta al giorno, con 20 ml di acqua tiepida, preferibilmente attraverso una siringa ENFit da 20-60 ml. In caso di utilizzo bilume, il lato della sonda non usato per la nutrizione va lavato nello stesso modo una volta al giorno.

In caso di ostruzione, la sonda va sostituita.

Non è consentito in alcuna circostanza ripristinare a forza la pervietà del lume della sonda applicando una pressione elevata (siringa ENFit di volume ridotto, per es. 2,5 o 5 ml) o usando un filo guida. **In caso contrario sussiste il pericolo che la sonda intestinale si stacchi oppure che venga perforata.**

In caso di ostruzione, la sonda intestinale va sostituita.

- Indicazioni per la somministrazione di farmaci:** ove possibile, i farmaci devono essere somministrati in forma disolta (in soluzione) o liquida in corrispondenza del raccordo a T del set. Sono da preferire farmaci in forma liquida (gocce o sciroppi).

La sonda va risciacquata prima e dopo ogni somministrazione di farmaci con 20 ml di acqua, preferibilmente utilizzando una siringa ENFit da 20-60 ml. I farmaci, in particolare gli antiacidi, non devono essere somministrati in nessun caso insieme agli alimenti.

In caso di dubbi, consultare il medico responsabile o un farmacista.

6. Eventi avversi

È importante poter muovere liberamente la sonda nello stomaco per evitare che il disco di ritenzione interno si incarri ("buried bumper syndrome").

7. Istruzioni

7.1 Inserimento della sonda intestinale

Prima di inserire la sonda intestinale Freka CH/FR 9, deve essere già stata posizionata, secondo le relative istruzioni per l'uso, la sonda gastrica PEG Freka® CH/FR 15. Questa sonda serve come guida per la sonda intestinale CH/FR 9.

Fissaggio del connettore ENFit alla sonda (guida) gastrica

- Chiudere la clamp.
- Tagliare il connettore ENFit della sonda gastrica (fig. 1).
- Spingere sulla sonda gastrica la vite di fissaggio bianco-azzurra del connettore ENFit.
- Inserire il più profondamente possibile il perno del connettore a Y sulla sonda e fissarlo con la vite di fissaggio (fig. 2). Sfilare verso il basso l'ausilio per l'avvitamento (anello esterno bianco) e toglierlo (fig. 3).**

Posizionamento della sonda intestinale

- Aprire con 3-4 giri la vite di fissaggio azzurra sulla sonda intestinale e spingere il filo guida fino a poco prima dell'inserto metallico sul terminale distale della sonda per stirare la curva a coda di maiale (fig.4/1).
- Rifissare il filo guida mediante la vite di fissaggio (fig. 4/2).
- Aprire la clamp sulla sonda gastrica.
- Inserire delicatamente la sonda intestinale attraverso l'accesso intestinale del connettore a Y ('i per intestinale, verde) (fig. 5).

Inserimento della sonda intestinale attraverso il lume gastrico fino all'intestino tenue. Per il posizionamento duraturo della sonda intestinale, farla passare senza tensione e dritta – senza anse. Le anse rimanenti nello stomaco aumentano il rischio di dislocazione della sonda.

- In caso di posizionamento endoscopico, si raccomanda di afferrare l'estremità distale della sonda utilizzando i seguenti strumenti endoscopici e di spingere la sonda sotto controllo visivo fino a quando passa oltre il legamento di Treitz (fig. 6):
 - pinza per corpi estranei, 2:1 dentata
 - pinza a due bracci oppure
 - pinza per polipi a tre bracci. La sonda può anche venire spinta in avanti con l'aiuto del filo guida sotto il controllo del convertitore d'immagine.
- Una volta raggiunta la posizione desiderata, rimuovere il filo guida (fig. 7).
- Ritraendo l'endoscopio, tenere la sonda in posizione con lo strumento endoscopico utilizzato.

Durante il posizionamento non allentare in nessun caso il fissaggio del filo guida né spingere il filo guida avanti o indietro. Pericolo di fuoriuscita attraverso le aperture della sonda.

Fissaggio della sonda intestinale alla sonda (guida) gastrica

- Per fissare saldamente la sonda intestinale, chiudere la clamp.
- Tagliare la sonda intestinale circa 3-4 cm al di sopra dell'uscita della sonda stessa dalla sonda gastrica di guida (fig. 8).
- Spingere nella sonda intestinale l'adattatore Click ENFit verde/bianco dalla parte dell'estremità bianca.**
- Quindi spingere il perno metallico del connettore ENFit il più a fondo possibile nella sonda intestinale e avvitare l'adattatore Click ENFit molto stretto fino alla fine (fig. 9).**
- Aprire la clamp.
- Quindi, premere per far scorrere l'adattatore Click ENFit intestinale connesso sull'accesso intestinale ENFit del connettore a Y (fig. 10) fino a quando si sente un lieve scatto.

it

Sonda intestinale Freka® FR 9 per PEG CH/FR 15, ENFit

- Per facilitare l'inserimento della sonda intestinale si può bagnare la punta della sonda con acqua sterile oppure con Endogel.
- Bisogna assicurarsi che il perno metallico del connettore ENFit e l'estremità esterna della sonda siano privi di grasso, puliti e asciutti. Se si impiega olio MCT, sussiste un rischio maggiore di fuoriuscita della sonda intestinale Se si utilizzano lubrificanti aumenta il pericolo di fuoriuscita della sonda intestinale.**

7.2 Uso del connettore a Y per l'utilizzo bilume della sonda

In caso di decompressione gastrica e nutrizione intestinale

- l'accesso gastrico del connettore a Y ('g' per gastrico, bianco) si utilizza per la decompressione e
- gli alimenti sono somministrati attraverso l'accesso intestinale del connettore a Y ('i' per intestinale, verde), preferibilmente mediante pompa per nutrizione entrale.

7.3 Indicazioni per il regime di nutrizione

Si può iniziare la somministrazione di alimenti quando la sonda gastrica PEG è stata posizionata da più di 1-2 ore oppure quando la nutrizione avviene attraverso l'intestino tenue. In caso di posizionamento contemporaneo della sonda gastrica PEG con la sonda intestinale e in caso di nutrizione intragastrica, si consiglia di lasciare il paziente a digiuno per circa 1-2 ore.

All'inizio gli alimenti dovrebbero venire somministrati lentamente e aumentati con gradualità. Per la nutrizione continua deve essere impiegata una pompa per nutrizione entrale standard.

Non utilizzare pompe di infusione parenterale per somministrare la nutrizione entrale.

7.4 Indicazioni per la rimozione e la sostituzione della sonda intestinale

Per rimuovere/sostituire la sonda intestinale, premere saldamente tra due dita le superfici contrapposte dell'adattatore Click e tirare (fig. 11). Quindi, estrarre delicatamente la sonda intestinale e sostituirla con una nuova, se necessario.

Per prevenire l'apertura accidentale dell'adattatore ENFit Freka®, la connessione a vite non può essere tolta senza distruggere l'adattatore. Se la connessione a vite viene tolta, è necessario usare un nuovo adattatore Click CH/FR 9 ENFit, codice prodotto 7981389.

8. Informazioni per l'ordinazione

Nome prodotto	pezzi	Codice prodotto
Sonda intestinale Freka® CH/FR 9 per PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7755646

Nome prodotto	pezzi	Codice prodotto
Set PEG gastrica Freka® CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Set di riparazione Freka® per PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Connettori Freka® per PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Piastra di fissaggio Freka® per PEG CH/FR 15	1 x 5	7904 002
Clamp Freka® per PEG CH/FR 9 e PEG CH/FR 15	1 x 15	7751 701
Connettore a Y Freka® per PEG CH/FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Adattatore Click Freka® CH/FR 9 per PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Set di bende per gastrostomia secondo Hermann	1 x 1	7901081
Set di bende di Erlangen	1 x 1	7981941

Siringa per alimentazione entrale

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Nome prodotto	pezzi	Codice prodotto
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Beschrijving

Freka®-darmsonde FR 9 voor PEG FR15, ENFit is bedoeld voor langdurige darmsondeoefening of voor langdurige toediening van geneesmiddelen.

Inhoud van de verpakkingDarmsonde van polyurethaan-FR 9, 120 cm (1 x 1 stuk) met:

- Geïntegreerde voerdraad met Teflon-coating met Y-connector en blauwe bevestigingsschroef
- Radiopake strook
- Intervalmerkeringen om de 10 cm
- Distale krulpunt
- 4 laterale uitvoopoorten
- Rechte open flexibele slang met kleine antenne

Accessoires (1 x 1 stuk)

- Freka® Y-connector voor FR 15, ENFit voor gelijktijdige maag- en darmtoegang bestaande uit:
 - a) bevestigingsschroef (blauwwit) voor aansluiting op gastrische Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-connector met trechteradapter voor maagdecompreßie (wit) en darmtoegang (groen) voor bevestiging van de klikadapter.
- Freka®-klikadapter FR 9, ENFit bestaande uit:
 - a) Freka®-klikadapter
 - b) ENFit-connector (met metalen pin)

2. Indicaties

a. Langdurige darmsondeoefening bijvoorbeeld bij:

- Langdurige coma
- Pylorushypertrofie
- Neurologische dysfagie met risico van aspiratie
- Post-intestinale stenosevoeding

b. Maagdecompreßie / afvoer door zwaartekracht en gelijktijdige darmsondeoefening bij:

- Verstoerde maaglediging

c. Langdurige toediening van geneesmiddelen

3. Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties

- Darmobstructie
- Intestinale atonie
- Peritonitis
- Sepsis

Relatieve contra-indicaties

- Immunosuppressie
- Bestrahlingsenteritis
- Pancreatitis
- Ziekte van Crohn (risico van fistelvorming)
- Peritoneal carcinoom

4. Waarschuwingen

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.
2. Let op de uiterste gebruiksdatum.
3. Voor de darmsonde Freka FR 9 wordt geplaatst, moet de Freka®-maagsonde PEG FR 15 conform de toepasselijke gebruiksaanwijzing geplaatst zijn. De Freka PEG Gastric FR 15 doet dienst als buisgeleider voor darmsonde Freka FR 9.

4. Om plaatsing van de darmsonde te vergemakkelijken kan de punt van de slang worden bevochtigd met steriel water of Endogel. **Zorg ervoor dat de metalen pin van de ENFit-connector en het externe uiteinde van de slang vrij van vet, schoon en droog zijn.** Het gebruik van smeermiddelen is niet nodig (verhoogd risico dat de darmsonde losraakt).

5. Een darmsonde voor langdurig gebruik moet via het maaglumen in de korte darm worden geplaatst; de sonde moet recht (zonder lussen) zijn en enige speling hebben. Lussen die in de maag achterblijven vergroten het risico van losraking van de sonde.
6. Laat de aansluiting van de voerdraad tijdens plaatsing nooit los en duw de voerdraad dan niet naar voren of achteren. De draad zou dan onbedoeld door de slangenuitgang geduwd kunnen worden. Als de slang verstopt raakt, moet deze worden vervangen.

7. **Om onbedoeld openen van de Freka®-klikadapter te voorkomen kan de Schroefverbinding niet worden opgeheven zonder de adapter stuk te maken. Als de Schroefverbinding is opgeheven, moet er een nieuwe Freka Klikadapter FR 9 ENFit, artikelnr.: 7981389 worden gebruikt.**

8. Het lumen van de slang mag in geen geval krachtig worden vrijgemaakt (ENFit-spuut met klein volume, bijvoorbeeld 2,5 of 5 ml) of met behulp van een geleidedraad. Er is sprake van risico van losraking van de darmsonde of perforatie van de slang.
9. Gebruik geen zuurhoudende vloeistoffen. Deze kunnen namelijk stolling veroorzaken.
10. De voedingsslang moet voor en na elke toediening van geneesmiddelen met 20 ml water worden gespoeld, bij voorkeur met een ENFit-spuut van 20-60 ml. Geneesmiddelen met name antacida, mogen in geen geval met voedsel worden vermengd.
11. Parenterale infusiepompen mogen niet worden gebruikt voor de toediening van entrale voeding.

5. Voorzorgsmaatregelen

1. **Duur van gebruik:** Op basis van klinische ervaring kan de sonde een groot aantal maanden zonder complicaties op zijn plaats blijven.

Frequente toediening van alcohol kan leiden tot materiaalschade aan de slang, waardoor de slang na slechts korte tijd vervangen zal moeten worden. De slang moet na elke toediening met water worden gespoeld. Er doen zich in het algemeen geen materiale defecten door geneesmiddelen voor als de slang voor en na elke toediening van geneesmiddelen wordt gespoeld.

2. **Opmerkingen over nazorg:** De PEG-maagsonde moet een keer per dag voorzichtig achterwaarts en voorwaarts in het stoma worden bewogen als de punctieplaats eenmaal genezen is. De slang mag tijdens dit proces in geen geval gedraaid worden, ter voorkoming van de vorming van lussen en losraking van de darmsonde. Vrije beweging van de slang in het stoma is van belang om te voorkomen dat

de binnentretenplaats vast komt te zitten n ('Buried Bumper Syndrome').

Spoei de voedingssonde voor en na elke toediening van voeding of ten minste eens per dag met ten minste 20 ml lauwwarm water met een ENFit-spuut van 20-60 mL In het geval van gebruik van dubbel lumen, moet de tak van de slang die niet voor voeding wordt gebruikt, op dezelfde wijze eenmaal per dag worden gespoeld.

Als de slang verstopt raakt, moet deze worden vervangen.
Het lumen van de slang mag in geen geval krachtig worden vrijgemaakt (ENFit-spuut met klein volume, bijvoorbeeld 2,5 of 5 ml) of met behulp van een geleidendraad.**Er is sprake van risico van losraking van de darmsonde of perforatie van de slang.**

Als de darmsonde verstopt raakt, moet deze worden vervangen.

3. Opmerkingen over de toediening van geneesmiddelen:

Geneesmiddelen dienen waar mogelijk in oogelost vloeibare vorm toegeleid te worden in het T-stuk van de gebruikte set. Vloeibare geneesmiddelen (druppels of stroop) genieten de voorkeur.

De voedingsslange moet voor en na elke toediening van geneesmiddelen met 20 ml water gespoeld worden, bij voorkeur met een ENFit-spuut van 20-60 ml. Geneesmiddelen met name antacida, mogen in geen geval met voedsel worden vermengd.

In geval van twijfel wordt een consult met de dienstdoende arts of een apotheker aangeraden.

6. Bijwerkingen

Vrije beweging van de slang in het stoma is van belang om te voorkomen dat de binnentretenplaats vast komt te zitten ('Buried Bumper Syndrome').

7. Aanwijzingen

7.1 Plaatsing van de darmsonde

Voor de darmsonde Freka FR 9 wordt geplaatst, moet de Freka®-maagsonde PEG FR 15 conform de gebruiksaanwijzing geplaatst zijn. De PEG FR 15 doet dienst als buisleider voor darmsonde FR 9.

Bevestiging van de ENFit-Y-connector aan de maag(geleidings)sonde

- Sluit de slangklem.
- Snijd de ENFit-connector van de maagsonde af (fig. 1).
- Duw de blauw-witte bevestigingsschroef voor de ENFit-connector op de maagsonde.
- **Duw de pin van de Y-connector zo ver mogelijk in de sonde en zet deze vast met de bevestigingsschroef (fig. 2). Trek het Schroefhulpmiddel (externe witte ring) in neerwaartse richting en verwijder het. (fig. 3).**

Plaatsing van de darmsonde

- Draai de blauwe bevestigingsschroef 3-4 slagen los en duw de voerdraad voor het metalen inzetstuk aan het distale uiteinde van de slang om de kruippunt te rekenen. (fig.4/1).
- Zet de voerdraad weer op zijn plaats vast met behulp van de bevestigingsschroef (fig. 4/2).
- Open de slangklem op de maagsonde.
- Leid de darmsonde voorzichtig door de darmtoegang van de Y-connector (,i' - intestinaal, groen) (fig. 5).

Plaatsing van de darmsonde via het maaglumen in de korte darm. Om een langdurige plaatsing van de sonde te verzekeren, moet de sonde recht (zonder lussen) zijn en enige speling hebben. Lussen die in de maag achterblijven vergroten het risico van losraking.

- In geval van endoscopische plaatsing verdient het aanbeveling het distale uiteinde van de slang met de volgende endoscopische instrumenten te detecteren en de slang onder visuele controle te duwen tot deze zich na het Treitz-ligament bevindt (fig. 6):
 - de tang voor vreemde lichamen, 2:1 tanden,
 - de tweearmige grijper of
 - de driearmige pollepgrgijper. De slang kan ook met behulp van de voerdraad onder beeldsensorcontrole vooruit worden geduwd.
- Als de vereiste positie eenmaal bereikt is, verwijderd u de voerdraad (fig. 7).
- Bij terugtrekking van de endoscoop moet de slang met de tang of grijper op zijn plaats worden gehouden.

Laat de vastzetting van de voerdraad tijdens plaatsing nooit los en duw de voerdraad dan niet naar voren of achteren. De voerdraad zou dan onbedoeld door de slanguitgangen geduwd kunnen worden.

Bevestiging van de darmsonde aan de maag(geleidings)sonde.

- Sluit de slangklem om de darmsonde goed op zijn plaats te zetten.
- Snijd de darmsonde ongeveer 3 - 4 cm boven de uitgang uit de maagleidingssonde af (fig. 8).
- **Duw de groen-witte ENFit-klikadapter van het witte uiteinde over de darmsonde.**
- **Duw vervolgens de metalen pin van de ENFit-connector zo ver mogelijk in de darmsonde en draai de ENFit-klikadapter vast tot de stop is bereikt (fig. 9).**
- **Open de slangklem.**
- **Duw de aangesloten intestinale ENFit-klikadapter over de ENFit-darmtoegang van de Y-connector (fig. 10) tot er een klikgeluid te horen is.**

Freka®Darmsonde FR 9 voor PEG FR 15,ENFit 12-17

nl

- Om plaatsing van de darmsonde te vergemakkelijken kan de punt van de slang worden bevochtigd met steriel water of Endogel.
- Zorg ervoor dat de metalen pin van de ENFit-connector en het externe uiteinde van de slang vrij van vet, schoon en droog zijn. Als er MCT-olie wordt gebruikt is er een verhoogd risico dat de darmsonde losraakt.**

7.2 Gebruik van de Y-connector voor dubbeleHumengeslacht gebruik van de slang

Bij gebruik voor maagdecompressie en darmsondevoeding

- wordt de maagtoegang van de Y-connector (.g' voor gastrisch, wit) voor decompressie gebruikt en
- wordt voeding toegeleid via de darmtoegang van de Y-connector (.f' - intestinaal, groen) bij voorkeur met behulp van een enterale voedingspomp.

7.3 Opmerkingen over het voedingsregime

Als de PEG-maagsonde zich 1-2 uur op zijn plaats bevindt of als voedsel aan de dunne darm wordt toegeleid, kan de toediening van voeding worden gestart. Als de PEG-maagsonde tegelijkertijd met de darmsonde wordt geplaatst en voedsel via de maag wordt toegeleid, verdient het aanbeveling een vastperiode van ongeveer 1-2 uur in acht te nemen.

De dosering van de voeding moet langzaam worden gestart en geleidelijk worden verhoogd. Er moeten voor doorlopende voedseltoediening enterale standaardvoedingspompen worden gebruikt.

Parenterale infusiepompen mogen niet worden gebruikt voor de toediening van enterale voeding.

7.4 Opmerkingen over het verwijderen en vervangen van de darmsonde

Als u de darmsonde wilt verwijderen/vervangen, knijpt u hard met twee vingers op de geribbelde oppervlakken van de intestinale klikadapter en trekt u deze eraf (fig. 11). Daarna trekt u de darmsonde voorzichtig naar buiten en vervangt u deze zo nodig door een nieuwe.

Om onbedoeld openen van de Freka® ENFit-klikadapter te voorkomen kan de Schroefverbinding niet worden opgeheven zonder de adapter stuk te maken. Als de Schroefverbinding is opgeheven, moet er een nieuwe klikadapter FR 9 ENFit, artikelnr.:7981389 worden gebruikt.

8. Bestelinformatie

Productnaam	stuk	Product-code
Freka®-darmsonde FR 9 voor PEG FR 15,ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG Set Gastric FR 15, ENFit	1 x 1	7755643

Productnaam	stuk	Product-code
Freka®-reparatieset voor PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Freka® ENFit-connectoren voor PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka®-bevestigingsplaat voor PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka®-slangklem voor PEG CH 9 en PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-connector voor PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka®-klikadapter FR 9 voor PEG FR15, ENFit	1 x 15	7981389
„Hermann“ Gastrostomy Verbandset	1 x 1	7901081
Erlanger-verbandset	1 x 1	7981941

Suit voor sondevoeding

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Productnaam	stuk	Product-code
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785X5
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786X5
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787X5

1. Beskrivelse

Freka®-intestinalslang FR 9 for PEG FR15, ENFit er tiltenkt for langsiktig intestinal tilførsel av ernæring eller langsiktig administrasjon av legemidler.

Pakningsinnhold: Intestinals lange laget av polyuretan FR 9, 120cm (1 x 1stk.) med:

- Integrert Teflon-belagt foringswire med tilpasset Y-kobling og blå festeskue
- Röntgentett strimmel
- Intervalmerker hver 10. cm
- Distal boyd prøveslangsettupp
- 4laterale utløpsporter
- Rett, åpen, boyelig slange med liten antenneende

Tilbehør (1 x 1stk.)

- Freka® Y-kobling for FR 15, ENFit for samtidig gastrisk og intestinal tilgang som består av:
 - a) festeskue (blå-hvit) for feste på gastrisk Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-kobling med traktadapter for gastrisk dekomprimasjon (hvit) og intestinal tilgang (grønn) for fiksering av Click-adapter.
- Freka® Click-adapter FR 9, ENFit som består av:
 - a) Freka® Click-adapter
 - b) ENFit-kontakt (med metallpinne)

2. Indikasjoner

a. Langvarig intestinal tilførsel av ernæring for eksempel ved:

- forlenget coma
- obstruksjon av gastrisk utløp
- neurologisk dysfagi med risiko for aspirasjon
- tilførsel av ernæring etter intestinal stenose

b. Gastrisk dekomprimasjon/ drenering ved gravitasjon og samtidig intestinal tilførsel av ernæring ved:

- nedsatt gastrisk tomming
- c. Langsiktig administrasjon av legemidler

3. Kontraindikasjoner

Absolute kontraindikasjoner

- Intestinal obstruksjon
- Intestinal atoni
- Peritonitt
- Sepsis

Relative kontraindikasjoner

- Immunsupresjon
- Strålingsenteritt
- Pankreatitt
- Crohns sykdom (fare for dannede av fistel)
- Peritoneal karsinom

4. Advarsler

1. Dette er et produkt til engangsbruk. Ikke til gjenbruk.
2. Merk deg produktets levetid
3. For innføring av Freka-intestinals lange FR9 må den gastriske slangen, Freka® PEG FR15, plasseres i henhold til bruksanvisningen. Freka PEG gastrisk FR 15 tjener som en foringsslange for Freka-intestinals lange FR9.

Freka®-intestinals lange FR 9 for PEG FR15,ENFit.

4. For å forenkle innføring av intestinalslangen kan tutpennen av slangen fuktes med steril vann eller endogel! **Påse at metallpinnen til ENFit-kontakten og den utvendige enden av slangen er fri for fett og at den er ren og tørt.** Det er ikke nødvendig å bruke smøremidler (økt risiko for at intestinalslangen løsner!).
5. En langsiktig intestinals lange skal føres inn gjennom det gastriske lumenet og inn i tynntarmen Den skal være slakk og rett, uten løkker. Løkker som blir igjen i magen, øker faren for at slangen løsner!
6. Under plassering må foringswirefestet ikke slippes eller foringswiren dystes fremover eller bakover. Wiren kan utilsiktlig dystes gjennom slangeutløpene. Hvis slangen blir blokkert, må den skiftes.
7. **Før å forhindre at Freka® Click-adapteren åpnes ved et uhell kan ikke den skrudde koblingen åpnes uten å ødelegge adapteren. Hvis den skrudde koblingen åpnes, må en ny Freka Click-adapter FR 9 ENFit, artikkelnr.: 7981389 brukes.**
8. Ikke under noen omstendigheter må slangens lumen spyles med makt (ENFit-sprøyte med lavt volum, f.eks. 2,5eller 5ml) eller renses ved bruk av en wire. Det er en risiko for å koble fra intestinalslangen eller perforere den.
9. Ikke bruk syreholdige væsker, da de kan forårsake koagulering.
10. Slangen må spyles med 20ml vann før og etter hver legemiddeladministrasjon, fortrinnsvis ved bruk av en ENFit-sprøyte på 20–60ml. Legemidler, spesielt syreneutralisende midler, må ikke under noen omstendigheter blandes med ernæring.
11. Parenterale infusionspumper må ikke brukes til å administrere enteral ernæring.

5. Forholdsregler

1. **Brukvarighet:**Basert på klinisk erfaring kan slangen forblive på plass i mange måneder uten komplikasjoner. Hyppig administrasjon av alkohol kan resultere i materialdefekter i slangen, noe som krever at den skiftes etter bare en kort tid i situ. Slangen må spyles med vann etter hver administrasjon. Materialdefekter forårsaket av legemidler, forekommer som regel ikke dersom slangen spyles før og etter hver administrasjon av legemidler.

2. **Merknader om etterbehandling: Den gastriske PEG-slangen bør beveges forsiktig frem og tilbake i stomien én gang om dagen når punksjonsstedet er tilhelleit. Slangen må under ingen omstendigheter snus, dette er for å forhindre at det dannes løkker på den intestinale slangen og at den løsner.** Det er viktig at slangen kan beveges fritt i stomien, for å unngå at den innvendige retensionsplaten gror fast ("buried bumper syndrome").

- Spyl ernæringslangen med 20ml lukket vann før og etter hver administrasjon av ernæring eller minst én gang daglig ved hjelp av en 20–60ml ENFit-sprøyte.Hvis det brukes dobbelt lumen, må grenen av slangen som ikke brukes til ernæring, spyles én gang om dagen på den samme måten.

Freka®-intestinalslange FR 9 for PEG FR15,ENFit.

Hvis slangen blir blokkert, må den skiftes.
Ikke under noen omstendigheter må slangens lumen spyles med makt (ENFit-sprøyte med lavt volum, f.eks. 2,5eller 5ml) eller renses med en wire. Det er en risiko for frakobling av intestinalslangen eller slangeperforering.**Hvis intestinalslangen blir blokkert, må den skiftes ut.**

Une sonde intestinale bouchée doit être remplacée par le médecin.

- 3. Merknader om administrasjon av legemidler:** Der det er mulig bør legemidler administreres i oppløst eller flytende form i T-delen av giversetet. Flytende legemidler (dråper eller sirup) er å foretrekke.

Slangen må spyles med 20ml vann før og etter hver legemiddeldeladministrasjon, fortrinnsvis ved bruk av en ENFit-sprøyte på 20–60ml. Legemidler, spesielt syreneutralisante midler, må ikke under noen omstendigheter blandes med emærting.

Hvis det er noen tvil, anbefales det å rådspørre legen eller en farmasøyt

6. Bivirkninger

Det er viktig at slangen kan beveges fritt i stomien, for å unngå at den innvendige retensionsplaten gror fast ("buried bumper syndrome").

7. Instruksjoner

7.1 Innføring av intestinalslangen

Før innføring av Freka-intestinalslange FR9 må den gastriske slangen, Freka® PEG FR15, plasseres i henhold til bruksanvisningen. PEG FR 15 tjener som en føringsslange for intestinalslangen FR9.

Fiksering av ENFit-koblingen til den gastriske (føringsslangen)

- Lukk slangeklemmen.
- Kutt av ENFit-koblingen på den gastriske slangen (figur 1).
- Dyt den blå og hvite festeskruen for ENFit-koblingen over den gastriske slangen.
- **Trykk pinnen til Y-koblingen så langt inn på slangen som mulig, og fest den med festeskruen (figur 2). Trekk skruestøtten av (utvendig hvit ring nedover, og fjern den. (figur 3).**

Plassere intestinalslangen

- Åpne den blå festeskruen på intestinalslangen 3–4omdrininger, og dytt føringssliven for metalllinnlegget ved den distale enden av slangen, for å strekke ut lokken. (Figur 4/1).
- Fest føringssliven på plass igjen ved bruk av festeskruen (figur 4/2).
- Åpne slangeklemmen på den gastriske slangen. For intestinalslangen forsiktig gjennom tarmadgangen til Y-koblingen ("Y" for intestinal, grønn) (figur 5)

Innføring av intestinalslangen via det gastriske lumenet inn i tynntarmen. For å sikre en varig plassering skal slangen være slakk og rett, uten lokker. Alle lokker som blir igjen i magen, øker faren for at slangen løsner!

- Ved endoskopisk plassering anbefales det å gripe tak i den distale enden av slangen ved å bruke de følgende endoskopiske instrumentene, og dytte slangen under visuell kontroll til den har passert forbi det treitzke ligament (figur 6):
 - tang for fremmedlegemer, 2:1 tagger,
 - den toarmede griperen eller
 - den trearmede polypgriperen Slangen kan også dyttes ved bruk av en bildesensorkontroll ved hjelp av føringsswiren.
- Når den ønskede plasseringen er oppnådd, fjerner du føringsswiren (figur 7).
- Når du trekker endoskopet ut, skal slangen holdes på plass ved bruk av tangen eller griperen.

Under plassering må føringsswirfestet ikke slippes eller føringsswiren dyttes fremover eller bakover. Føringsswiren kan utslittet dyttes gjennom slangeutløpene.

Fiksering av intestinalslangen til den gastriske (føringsslangen)

- Lukk slangeklemmen for å plassere intestinalslangen trygt.
- Kutt av intestinalslangen ca. 3–4cm over der den kommer ut av den gastriske føringsslangen (figur 8).
- **Dyt den grønne/hvite ENFit Click-adapteren fra den hvite enden og inn i intestinalslangen.**
- **Dyt deretter metallpinnen på ENFit-kontakten så langt som mulig inn i intestinalslangen, og skru ENFit Click-adapteren stramt til den stopper (figur 9).**
- **Åpne slangeklemmen.**
- **Dyt den tilkoblede intestinale ENFit Click-adaptoren over ENFit-intestinaltilgangen til Y-koblingen (figur 10) til det høres et kikk.**
- **For å forenkle innføringen av intestinalslangen kan tuppen av slangen fuktes med sterilt vann eller endogel!**
- **Påse at metallpinnen på ENFit-kontakten og den utvendige enden av slangen er fri for fett, og er rene og tørre. Hvis det brukes MCT-olje, er det en økt risiko for at intestinalslangen løsner.**

7.2 Bruke Y-koblingen for bruk av slangen med dobbelt lumen

Ved bruk for gastrisk dekompressjon og intestinal tilførsel av ernæring

- brukes den gastriske tilgangen til Y-koblingen ("g" for gastrisk, hvitt) for dekompressjon og
- ernæring administreres via intestinaltilgangen til Y-kontakten ("Y" for intestinal, grønn), fortrinnsvis ved bruk av en enteral ernæringstiflorspumpe.

7.3 Merknader om ernæringsstiflorsregimet

Hvis den gastriske PEG har vært i situ i 1–2 timer, eller mat

no

administreres til tynntarmen, kan administrasjon av ernæring starte. Hvis gastrisk PEG føres inn samtidig med intestinalslangen og ernæring administreres intragastrisk, anbefales en fasteperiode på ca. 1–2 timer.

Ernæring bør administreres langsomt i begynnelsen og økes gradvis. Det bør brukes en standard enteral ernæringsstiforselspumpe for kontinuerlig administrasjon av ernæring.

Parenterale infusjonspumper må ikke brukes til å administrere enteral ernæring.

7.4 Merknader om fjerning og skifting av intestinalslange

Du fjerner/skifter intestinalslangen ved bestemt å klemme på den konturete overflatene av intestinal-Click-adapteren med to fingre, og dra den av (figur 11). Etter det trekkes intestinalslangen forsiktig ut og erstattes med en ny om nødvendig.

For å forhindre at Freka® Click-adapteren ENFit åpnes ved et uhell kan ikke den skrudde koblingen åpnes uten å ødelegge adapteren. Hvis den skrudde koblingen åpnes, må en ny Click-adapter FR 9 ENFit, artikkelnr.: 7981389 brukes.

8. Bestillingsinformasjon

Produktnavn	stk.	Produktkode
Freka® -intestinalslange FR 9 for PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG-sett gastrisk FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® -reparasjonssett for PEG FR 15, ENLock	1 x 1	7981383
Freka®-kontakter for PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka®-fikseringsplate for PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka®-slangeklemme for PEG CH 9 og PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-kobling for PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® Click-adapter FR 9 for PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
„Hermann“-gastrostomifor-bindingssett	1 x 1	7901081
Erlanger-forbindingssett	1 x 1	7981941

Freka®-intestinalslange FR 9 for PEG FR15,ENFit.

Sprøyte for enteral ernæring

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Produktnavn	stk.	Produktkode
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Opis

Zgłębińnik dojelitowy Freka® FR9 do przeskórnej endoskopowej gastrotomii (ang. percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG) FR15, ENFit jest przeznaczony do długoterminowego żywienia dojelitowego lub podawania leków.

Zawartość opakowania Zgłębińnik dojelitowy wykonany z poliuretanu FR9, 120cm (1 x 1szt.) oraz:

- zintegrowany prowadnik pokryty teflonem z zamocowanym łącznikiem w kształcie litery „Y” i niebieską śrubą mocującą;
 - pasek nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego;
 - znaczniki odległości w odstępach co 10cm;
 - zagięta końcówka dystyczna typu „pigtail”;
 - 4boczne porty wylotowe;
 - otwarta, prosta rurka elastyczna z małą końcówką antenową.
- Elementy dodatkowe (1 x 1szt.)**
- łącznik Freka® w kształcie litery „Y” do zgłębińnika FR15, ENFit do jednoczesnego dostępu żołądkowego i jelitowego, składający się z następujących elementów:
 - a) śruba mocująca (niebiesko-biała) do mocowania zgłębińnika żołądkowego Freka® PEG FR15, ENFit;
 - b) łącznik w kształcie litery „Y” ze złączem lejkowym do odbarczenia żołądka (biały) i dostępu jelitowego (zielony) do unieruchomienia złącza Click Adapter.
 - Złącze Freka® Click Adapter FR9, ENFit składające się z następujących elementów:
 - a) złącze Freka® Click Adapter;
 - b) złącze ENFit (z metalowym wtykiem).

2. Wskazania

a. Długoterminowe żywienie dojelitowe na przykład w przypadku:

- długotrwałe śpiączki;
- zaburzeń odpływu treści żołądkowej;
- dysfagii neurogennej z ryzykiem aspiracji,
- żywienia po incydencie zwę żeny jelitowego.

b. Odبارczenie/opróźnianie grawitacyjne żołądka z jednoczesnym żywieniem dojelitowym w przypadku:

- nieprawidłowego opróżniania żołądka.

c. Długoterminowe podawanie leków.

3. Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne

- Niedrożność jelita.
- Atonia jelitowa.
- Zapalenie otrzewnej.
- Posocznica.

Przeciwwskazania względne

- Immunosupresja.
- Popromienne zapalenie jelit.
- Zapalenie trzustki.
- Choroba Leśniowskiego-Crohna (ryzyko powstania przetoki).
- Rak otrzewnej.

4. Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Nie należy wykorzystywać go ponownie.

2. Należy zwrócić uwagę na datę przydatności do użycia.
 3. Przed umieszczeniem zgłębińnika dojelitowego Freka FR9 należy wprowadzić zgłębińnik żołądkowy Freka® PEG FR15 zgodnie z instrukcją użycia. Zgłębińnik żołądkowy PEG Freka FR15 służy jako prowadnik dla zgłębińnika dojelitowego Freka FR9.
 4. W celu ułatwienia wprowadzania zgłębińnika dojelitowego można zwilżyć jego końcówkę sterylną wodą lub żellem Endogel. **Należy dopilnować, aby metalowy wtyk złącza ENFit oraz zewnętrzny koniec zgłębińnika były wolne od tłuszczy, czyste i suche.** W przypadku użycia oleju MCT istnieje zwiększone ryzyko wysunięcia się zgłębińnika jelitowego.
 5. Zgłębińnik do długoterminowego żywienia dojelitowego należy wprowadzać do jelita cienkiego przez światło żołądka, unikając naprzania i tworzenia petli. Petle pozostałe w żołądku zwiększą ryzyko przemieszczenia zgłębińnika!
 6. Podczas zakładania nie należy zwalniać mocowania prowadnika ani popchać prowadnika do przodu lub do tyłu. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego wypchnięcia prowadnika przez otwory wylotowe zgłębińnika. W przypadku powstania niedrożności zgłębińnika konieczna jest jego wymiana.
 7. **W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia złącza Freka® Click Adapter nie jest możliwe odcięnięcie połączeń śrubowych bez uszkodzenia złącza. W przypadku odcięcia połączenia śrubowego konieczne jest użycie nowego złącza Freka Click Adapter FR9 ENFit o numerze katalogowym 7981389.**
 8. Pod żadnym pozorem nie należy przepłukać świata zgłębińnika z użyciem siły (za pomocą strzykawki ENFit o małej objętości, np. 2,5ml lub 5ml) bądź udrażniać za pomocą prowadnika. W przeciwnym razie może dojść do odłączenia zgłębińnika dojelitowego lub jego perforacji.
 9. Nie należy stosować płynów zawierających kwasy, gdyż mogą one doprowadzić do koagulacji.
 10. Przed każdym podaniem leku i po jego podaniu zgłębińnik musi zostać przepłukany z użyciem 20ml wody, najlepiej podawaną strzykawką ENFit o pojemności 20–60ml. Pod żadnym pozorem nie należy podawać wraz z pokarmem jakichkolwiek leków, a w szczególności środków zubożyciających kwasy żołądkowe.
 11. Do podawania substancji odżywczych do jelita cienkiego nie należy stosować pomp infuzyjnych do żywienia pozajelitowego.
- 5. Środki ostrożności**
1. **Czas użytkowania:** W oparciu o doświadczenie kliniczne ustalone, że zgłębińnik może pozostać na miejscu przez wiele miesięcy, nie dając żadnych powikłań. Częste podawanie alkoholu może powodować uszkodzenia materiału, z którego wykonany jest zgłębińnik, wymagające jego wymiany po krótkim czasie od umieszczenia w jelicie. Po każdym podaniu zgłębińnik należy przepłukać wodą. Podawanie leków zazwyczaj nie powoduje powstawania uszkodzeń materiału pod warunkiem, że zgłębińnik jest przepłukiwany przed każdym podaniem leku i po jego

podaniu.

2. Uwagi dotyczące opieki pozabiegowej:

Po wyjegojeniu miejsca naklucia należy raz dziennie ostrożnie poruszać zgłębnikiem żołądkowym PEG w obrębie stomii i tyłu i do przodu. Pod żadnym pozorem nie należy obracać zgłębnika, gdyż może to spowodować powstanie pętli i przemieszczenie zgłębnika dojelitowego. Zachowanie swobodnego ruchu zgłębnika w stomii jest ważne w celu uniknięcia wrośnięcia wewnętrznej płytki ustalającej zgłębnik w ścianie żołądka („buried bumper syndrome”).

Zgłębnik musi być przepukiwany przed każdym podaniem pokarmu i po jego podaniu lub co najmniej raz dziennie za pomocą 20ml lejnej wody, najlepiej podawanej strzykawką ENFit o pojemności 20–60ml. W przypadku użycania zgłębnika o podwójnym świetle w ten sam sposób należy raz dziennie przepukiwać nieużywaną część zgłębnika.

W przypadku powstania niedrożności zgłębnika konieczna jest jego wymiana.

Pod żadnym pozorem nie należy przepukiwać światła zgłębnika z użyciem siły (za pomocą strzykawki ENFit o małej objętości, np. 2,5ml lub 5ml) bądź udrażniać za pomocą prowadnika. **W przeciwnym razie może dojść do odłączenia zgłębnika dojelitowego lub jego perforacji.**

W przypadku powstania niedrożności zgłębnika dojelitowego konieczna jest jego wymiana.

3. Uwagi dotyczące podawania leków:

Gdy to tylko możliwe, leki powinny być podawane w postaci rozpuszczonej lub płynnej przez element w kształcie litery „T”, w zestawie do podawania. Preferowane są leki w postaci płynnej (krople lub syropy).

Przed każdym podaniem leku i po jego podaniu zgłębnik musi zostać przepukiany za pomocą 20ml wody, najlepiej podawanej strzykawką ENFit o pojemności 20–60ml. Pod żadnym pozorem nie należy podawać wraz z pokarmem jakichkolwiek leków, a w szczególności środków zbożojetnujących kwasów żołądkowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

6. Działania niepożądane

Zachowanie swobodnego ruchu zgłębnika w stomii jest ważne w celu uniknięcia wrośnięcia wewnętrznej płytki ustalającej zgłębnika w ścianie żołądka („buried bumper syndrome”).

Zgłębnik dojelitowy Freka® FR 9 do zgłębnika PEG 15, ENFit.

7. Wskazówki

7.1 Wprowadzenie zgłębnika dojelitowego

Przed umieszczeniem zgłębnika dojelitowego Freka FR9 należy wprowadzić zgłębnik żołądkowy Freka® PEG FR15 zgodnie z instrukcjami użycia. Zgłębnik PEG FR15 służy jako prowadnik dla zgłębnika dojelitowego go FR9.

Mocowanie złącza ENFit do zgłębnika żołądkowego (prowadnika)

- Zamknąć zacisk zgłębnika.
- Odciąć złącze ENFit od zgłębnika żołądkowego (ryc.1).
- Nalożyć niebiesko-białą śrubę mocującą złącza ENFit na zgłębniki żołądkowy.
- **Wprowadzić metalowy wtyk łącznika w kształcie litery „Y” możliwie jak najdalej do zgłębnika i zabezpieczyć śrubą mocującą (ryc.2). Zdać ze śruby biały pierścień zewnętrzny, przesuwając go w dół, a następnie go usunąć (ryc.3).**

Ustawianie pozycji zgłębnika dojelitowego

- Odkręcić o 3–4obroty niebieską śrubę mocującą na zgłębniku dojelitowym i wprowadzić prowadnik aż po metalową wkładkę na końcu dystalnym zgłębnika, aby uzyskać wyprostowanie zagłęcia typu „pigtail” (ryc.4/1).
- Ponownie zamocować prowadnik w pozycji, korzystając ze śruby mocującej (ryc.4/2).
- Otworzyć zacisk na zgłębniku żołądkowym.
- Ostrożnie wprowadzić zgłębnik dojelitowy przez dostęp jelity łącznika w kształcie litery „Y” (oznaczony literą „i” (ang. intestinal, dojelitowy), zielony) (ryc.5)

Wprowadzanie zgłębnika dojelitowego przez światło żołądka do jelita cienkiego. Aby zapewnić trwałe założenie zgłębnika należy uniknąć jego naprężania i tworzenia pętli. Jakiekolwiek pętle pozostałe w żołądku zwiększą ryzyko przemieszczenia!

- W przypadku umieszczenia zgłębnika z użyciem technik endoskopowych zalecane jest chwycenie dystalnego końca zgłębnika z użyciem wymienionych poniżej narzędzi endoskopowych i wprowadzanie zgłębnika pod kontrolą wzroku do momentu jego przejścia nad wjazdem Treitza (ryc.6):
 - kleszczyki do ciał obcych, zazębanie 2:1;
 - dwuramienny chwytał
 - lub trójramienny chwytał do polipów. Zgłębnik można również wprowadzić, korzystając z prowadnika oraz obserwacji z użyciem czujnika obrazu.
- Po osiągnięciu żądanej pozycji należy wyjąć prowadnik (ryc.7).
- Podczas wycofywania endoskopu zgłębnik należy utrzymywać w miejscu, korzystając z kleszczyków lub chwytała.

Zgłębińko dojelitowy Freka® FR 9 do zgłębińka PEG 15, ENFit.

pl

Podczas zakładania nie należy zwalniać mocowania prowadnika ani popchać prowadnika po przedu lub tyłu. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego wypchnięcia prowadnika przez otwory wylotowe we zgłębińku.

Mocowanie zgłębińka dojelitowego do zgłębińka żołądkowego (prowadnika)

- Aby pewnie zamocować zgłębińko dojelitowy, zamknąć zaciśk zgłębińka.
- Odciąć zgłębińko dojelitowy na wysokości około 3–4 cm ponad miejscem jego wyjścia ze zgłębińka żołądkowego (ryc.8).
- **Nalożyć zielono-białe złącze ENFit Click Adapter białym końcem na zgłębińko dojelitowy.**
- Następnie wprowadzić metalowy wtyk złącza ENFit możliwie najdalej do zgłębińka dojelitowego imco moźliwie dokręcić do oporu złącze ENFit Click Adapter (ryc.9).
- **Otworzyć zaciśk zgłębińka.**
- **Wsunąć podłączone złącze jelitowe ENFit Click Adapter na port dostępu jelitowego ENFit na łączniku w kształcie litery „Y” (ryc.10) do momentu usłyszenia kliknięcia.**

- W celu ułatwienia wprowadzania zgłębińka dojelitowego można zwilżyć jego końcówek sterylną wodą lub żellem Endogel!
- Należy dopilnować, aby me talowy wtyk złącza ENFit oraz zewnętrzny koniec zgłębińka były wolne od tłuszczy, czyste i suche. W przypadku użycia oleju MCT istnieje zwiększone ryzyko wysunięcia się zgłębińka jelitowego.

7.2 Użycie łącznika w kształcie litery „Y” w przypadku zastosowania podwójnego światła

W przypadku użycia do odbarczania żołądka i żywienia dojelitowego

- port dostępu żołądkowego łącznika w kształcie litery „Y” (oznaczony literą „g” (ang. gastric, żołądkowy), biały) jest wykorzystywany do odbarczania, natomiast
- pokarm jest podawany przez port dostępu jelitowego łącznika w kształcie litery „Y” (oznaczony literą „j” (ang. intestinal, dojelitowy), zielony), najlepiej z wykorzystaniem pomp do żywienia dojelitowego.

7.3 UWAGI DOTYCZĄCE SCHEMATU ŻYWIEŃIA

Podawanie pokarmu można rozpoczęć, gdy żołądkowy zgłębińko PEG znajduje się w miejscu przy 1–2godziny lub podawanie ma zostać wykonane do jelita cienkiego. Jeśli żołądkowy zgłębińko PEG został umieszczony wraz ze zgłębińkiem dojelitowym, a pokarm jest podawany dożołądkowo, zaleca się zastosowanie około 1–2godzin głodówki.

Pokarm należy początkowo podawać wolno, stopniowo zwiększając szybkość. Do ciągłego podawania pokarmu należy stosować standardową pompę do żywienia dojelitowego.

Do podawania substancji odżyw. czyste do jelita cienkiego nie należy stosować pomp infuzyjnych do żywienia pojazdowo-jelitowego.

7.4 UWAGI DOTYCZĄCE WYJMIANIA I WYMIANY ZGŁĘBIŃKA DOJELITOWEGO

Aby wyjąć/wymienić zgłębińko dojelitowy, mocno ścisknąć dwoma palcami konturowane powierzchnie jelitowego złącza Click Adapter i pociągnąć (ryc.11). Następnie ostrożnie wyciągnąć zgłębińko dojelitowe i w razie potrzeby wymienić na nowy.

W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia złącza Freka® Click Adapter ENFit nie jest możliwe odkręcenie połączeń śrubowych bez uszkodzenia złącza. W przypadku odkręcenia połączenia śrubowego konieczne jest użycie nowego złącza Click Adapter FR9 ENFit o numerze katalogowym 7981389.

8. Informacje dotyczące zamawiania

Nazwa produktu	szt.	Numer katalogowy
Zgłębińko dojelitowy Freka® FR9 do zgłębińka PEG FR15, ENFit	1 x 1	7755646
Zestaw zgłębińka żołądkowego Freka® PEG FR15, ENFit	1 x 1	7755643
Zestaw naprawczy zgłębińka Freka® PEG FR15, ENFit	1 x 1	7981383
Złącza Freka® do zgłębińka PEG FR15, ENFit	1 x 15	7981386
Numer katalogowy Płytki mocującej Freka® do zgłębińka PEG FR15	1 x 5	7904 002
Zaciśk zgłębińka Freka® do zgłębińków PEG CH 9 oraz PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Łącznik Freka® w kształcie litery „Y” do zgłębińka PEG FR15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Złącze Freka® Click Adapter FR9 do zgłębińka PEG FR 15, ENFit*	1 x 15	7981389
Gastrostomia „Hermann” Zestaw opatrunków	1 x 1	7901081
Rozszerzony zestaw opatrunków	1 x 1	7981941

Strzykawka do żywienia enteralnego		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Nazwa produktu	szt.	Numer katalogowy
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

Sonda intestinal Freka® FR 9 para PEG FR 15,ENFit

pt

1. Descrição

A sonda intestinal Freka® CH/FR 9 para PEG CH/FR15, ENFit, destina-se a nutrição intestinal de longa duração ou a administração prolongada de medicação.

Componentes Sonda de poliuretano para inserção no intestino delgado, CH/FR 9, 120 cm (1 x 1 unidade) com:

- fio-guia revestido de teflon integrado com peça de ligação em Y e parafuso de fixação azul
- bandas de contraste radiológico
- marcas numeradas a cada 10 cm
- cone distal em espiral
- 4 portas de saída laterais
- sonda flexível aberta com pequena extremidade saliente

Acessórios(1 x 1 unidade)

- Peça de ligação em Y Freka® para CH/FR 15, ENFit, para acesso gástrico e intestinal simultâneo, constituída por:
 - a) Parafuso de fixação (azulbranco) na sonda gástrica Freka® CH/FR 15, ENFit
 - b) Peça de ligação em Y com adaptador cônico para de compressão gástrica (branco) e acesso intestinal (verde) para fixação do Adaptador Click.
- Adaptador Click Freka® para CH/FR 9, ENFit, constituído por:
 - a) Adaptador Click Freka®
 - b) Conector ENFit (com pino de metal)

2. Indicações

a. Nutrição intestinal de longa duração em caso de:

- Coma prolongado
- Obstrução do esvaziamento gástrico
- Disfagia neurológica com risco de aspiração
- Nutrição intestinal pósstenotómica

b. Descompressão/drenagem gástrica por gravidade e nutrição intestinal simultânea em caso de:

- Perturbações no esvaziamento gástrico
- Administração prolongada de medicação

3. Contra-indicações

Contra-indicações absolutas

- Obstrução intestinal
- Atonia intestinal
- Peritonite
- Sepsis

Contra-indicações relativas

- Imunossupressão
- Enterite por radiação
- Pancreatite
- Doença de Crohn (risco de formação de fistulas)
- Carcinoma peritoneal

4. Advertências

1. Este produto destina-se a uma utilização única. Não voltar a utilizar.
2. Tenha em atenção o prazo de validade do produto.
3. Antes de colocar a sonda intestinal Freka CH FR 9, a sonda gástrica Freka® PEG CH/FR 15 deve estar colocada conforme as instruções de utilização. A sonda gástrica Freka PEG CH/FR

15 funciona como sonda-guia para a sonda intestinal Freka CH/FR 9.

4. Para facilitar a introdução da sonda intestinal, a extremidade da sonda pode ser humedecida com água esterilizada ou com endogel. **É necessário garantir que o pino de metal do conector ENFit e a extremidade externa da sonda se encontram isentos de gordura e que estão limpos e secos.** Não é necessário utilizar um lubrificante (existe um risco acrescido de a sonda intestinal se soltar).
5. A sonda intestinal de longa duração deve ser introduzida através do lumen gástrico até ao intestino delgado sem tensão e a direito, isto é, sem voltas. Qualquer laço que fique eventualmente no estômago aumenta o risco de deslocação da sonda.
6. Durante a colocação, não soltar, em circunstância alguma, a fixação do fio-guia, nem deslocar o fio-guia para a frente ou para trás. O fio poderia ser inadvertidamente empurrado pelas saídas da sonda. Se a sonda entupir, tem de ser substituída.
7. **Para evitar que o Adaptador Click Freka® se abra inadvertidamente, uma vez apertado, a ligação não pode ser desfeita sem destruir o adaptador.** Se essa ligação for desfeita, deve ser utilizado um novo Adaptador Click CH/FR 9 ENFit, com o código de produto 7981389.
8. Não se deve, em caso algum, desobstruir o lumen da sonda utilizando força (seringa ENFit de pequeno volume, por ex., 2,5 ou 5 ml), nem utilizando um fio. Caso contrário, existe o perigo de soltar ou perfurar a sonda intestinal.
9. Não utilizar líquidos ácidos, porque podem provocar a coagulação dos componentes.
10. A sonda deverá ser irrigada, antes e depois de cada administração de medicamentos, com 20 ml de água, de preferência utilizando uma seringa ENFit de 20-60 ml. Não administrar, em circunstância alguma, medicamentos como antiácidos misturados com a nutrição.
11. Não utilizar uma bomba de perfusão parentérica para administrar nutrição entérica.

5. Medidas de precaução

1. **Duração da utilização:** de acordo com a experiência clínica disponível, a sonda pode permanecer colocada durante vários meses sem complicações. A administração frequente de bebidas alcoólicas pode provocar danos no material da sonda, o que irá exigir a sua substituição pouco tempo após a aplicação. A sonda tem de ser abundantemente irrigada com água após cada administração. Podem evitarse danos no material provocados por mediamentos se a sonda for abundantemente irrigada antes e depois de cada administração de medicamentos.
2. **Instruções relativas aos cuidados a ter: a sonda gástrica PEG deve ser ligeiramente avançada e recuada uma vez por dia no estômago após a cicatrização do local de punção.** No entanto, nunca deve ser rodada para se evitar a formação de laços e de deslocamentos da sonda intestinal. É importan-

te que a sonda se move livremente no estoma para evitar a aderência da placa de retenção interna („buried bumper syndrome”).

A sonda de nutrição deve ser irrigada com 20 ml de água tépida antes e depois de cada administração de nutrição ou pelo menos uma vez por dia, utilizando uma seringa ENFit de 20-60 ml. Se for utilizado o lúmen duplo, a peça da sonda não utilizada para nutrição deve ser também irrigada, do mesmo modo, uma vez por dia.

Se a sonda entupir, tem de ser substituída.

Não se deve, em caso algum, desobstruir o lúmen da sonda utilizando pressão (seringa ENFit de pequeno volume, por ex., 2,5 ou 5 ml), nem utilizando um fio. **Caso contrário, existe o perigo de soltar ou perfurar a sonda intestinal.**

Se a sonda intestinal entupir, tem de ser substituída.

- 3. Instruções relativas à administração de medicamentos:** sempre que possível, os medicamentos devem ser administrados dissolvidos ou em forma líquida através do dispositivo em T no conjunto de administração. Deve dar-se preferência a medicamentos em formulações líquidas (gotas ou xarope).

A sonda deverá ser irrigada, antes e depois de cada administração de medicamentos, com 20 ml de água, de preferência utilizando uma seringa ENFit de 20-60 ml. Não administrar, em circunstância alguma, medicamentos como antiácidos misturados com a nutrição.

Em subsistir alguma dúvida, recomendamos que consulte o seu médico ou farmacêutico.

6. Efeitos adversos

É importante que a sonda se move livremente no estoma para evitar a aderência da placa de retenção interna („buried bumper syndrome”).

7. Instruções

7.1 Colocação da sonda intestinal

Antes de colocar a sonda intestinal Freka CH/FR 9, a sonda gástrica Freka® PEG CH/FR 15 deve estar colocada conforme as instruções de utilização. A sonda PEG CH/FR 15 funciona como sonda-guia para a sonda intestinal CH/FR 9.

Fixação do conector ENFit na sonda (de guia) gástrica

- Fechar a braçadeira de tubo.
- Cortar o conector ENFit da sonda gástrica (Fig. 1).
- Fazer deslizar o parafuso de fixação azul e branco sobre a sonda gástrica até ao conector ENFit.
- **Empurrar o pino da peça de ligação em Y o mais possível para dentro da sonda e fixar com o parafuso de fixação (Fig. 2). Empurrar para baixo e retirar o parafuso auxiliar (anilha branca exterior). (Fig. 3).**

Colocação da sonda intestinal

- Girar o parafuso azul de fixação da sonda intestinal 3-4 vezes e fazer avançar o fio-guia até um pouco antes do elemento metálico na extremidade distal da sonda, de modo a esticar a espiral do cotovelo. (Fig.4/1).
- Fixar novamente o fio-guia com o parafuso de fixação (Fig. 4/2).
- Abrir a braçadeira de tubo na sonda gástrica.
- Inserir a sonda intestinal cuidadosamente através do acesso intestinal da peça de ligação em Y „Y“ - intestinal, verde (Fig. 5).

Inserção da sonda intestinal no intestino delgado através do lúmen gástrico. Para assegurar uma colocação duradoura da sonda, esta deverá realizar-se sem tensão e a direito, isto é, sem voltas. Qualquer laço que fique eventualmente no estômago aumenta o risco de deslocação da sonda.

- No caso de colocação endoscópica, é preferível seguir a extremidade distal da sonda utilizando os seguintes instrumentos endoscópicos e empurrá-la, sob observação, até esta ter passado pelo ligamento de Treitz (Fig. 6):
 - pinça para corpos estranhos, com dentes 2:1
 - pinça de dois braços ou
 - pinça para polípos, de três braços. A sonda também pode ser empurrada recorrendo ao controlo do sensor de imagem com o auxílio do fio-guia.
- Depois de chegar à posição pretendida, retirar o fio-guia (Fig. 7).
- Ao retirar o endoscópio, a sonda deve ser mantida em posição utilizando uma pinça.

Durante a colocação, não soltar, em circunstância alguma, a fixação do fio-guia, nem deslocar o fio-guia para a frente ou para trás. O fio-guia poderia ser inadvertidamente em purrado pelas saídas da sonda.

Fixação da sonda intestinal à sonda (de guia) gástrica

- Para fixar a posição da sonda intestinal, fechar a braçadeira de tubo.
- Cortar a sonda intestinal aproximadamente 3-4 cm acima do seu ponto de saída da sonda-guia gástrica (Fig. 8).
- **Empurrar o adaptador ENFit Click verde-branco a partir da parte branca para dentro da sonda intestinal.**
- **Seguidamente, inserir o mais possível o pino de metal do conector ENFit na sonda intestinal e apertar com força o adaptador ENFit Click até ao „stop“ (Fig. 9).**
- **Abrir a braçadeira de tubo.**
- **Seguidamente, fazer deslizar o adaptador ENFit Click intestinal ligado sobre o acesso intestinal ENFit da peça de ligação em Y (Fig. 10) até se ouvir um leve clique.**

Sonda intestinal Freka® FR 9 para PEG FR 15,ENFit

- Para facilitar a introdução da sonda intestinal, a extremidade da sonda pode ser humedecida com água esterilizada ou com endogel.
- **É necessário garantir que o pino de metal do conector ENFit e a extremidade externa da sonda se encontram isentos de gordura e que estão limpos e secos. Se, no entanto, for usado óleo TCM, existe um risco acrescido de a sonda intestinal se soltar**

7.2 Utilização da peça de ligação em Y, no caso de utilização dos dois lumes da sonda

Em caso de descompressão gástrica e nutrição intestinal,

- o acesso gástrico da peça de ligação em Y („g“ - gástrico, branco) é utilizado para a descompressão e
- a nutrição é administrada através do acesso intestinal da peça de ligação em Y („i“ - intestinal, verde), de preferência utilizando uma bomba de nutrição entérica.

7.3 Instruções relativas à nutrição por sonda

Se a PEG gástrica tiver sido colocada há mais de 1-2 horas, ou em caso de administração de alimentos para o intestino delgado, é possível iniciar a administração de nutrição. Se a PEG gástrica for colocada simultaneamente com a sonda intestinal e houver administração intragástrica de alimentos, recomenda-se um jejum de 1 a 2 horas.

A nutrição deve ser introduzida primeiro lentamente e depois aumentada gradualmente. Para nutrição contínua por bomba, deve ser usada uma bomba de nutrição entérica disponível no mercado.

Não utilizar uma bomba de perfusão parentérica para administrar nutrição entérica.

7.4 Instruções para remoção e substituição da sonda intestinal

Para retirar/substituir a sonda intestinal, pressione firmemente, entre dois dedos, as superfícies curvas do Adaptador Click intestinal e retire-o (Fig. 11). De seguida, retire cuidadosamente a sonda intestinal e, se necessário, proceda à sua substituição.

Para evitar que o Adaptador Freka® Click ENFit se abra inadvertidamente, uma vez aparaflanado, a ligação não pode ser desfeita sem destruir o adaptador. Se essa ligação for desfeita, deve ser utilizado um novo Adaptador Click CH/FR 9 ENFit, com o código de produto 7981389.

8. Informação para a encomenda

Nome do produto	unidade	Código do produto
Freka® Sonda intestinal CH/FR 9 para PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG Dispositivo Gástrico CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7755643

Nome do produto	unidade	Código do produto
Freka® Dispositivo de reparação para PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Freka® Conectores ENLock para PEG CH/FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® Placa de fixação para PEG CH/FR 15	1 x 5	7904 002
Freka® Braçadeira de tubo para PEG CH 9 e PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Peça de ligação em „Y“ para PEG CH/FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® Adaptador Click para PEG CH/FR 9, ENFit	1 x 15	7981389
Kit „Hermann“ para cuidados na gastrostomia	1 x 1	7901081
Kit de cuidados “Erlanger”	1 x 1	7981941

Seringa para nutrição entérica		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Nome do produto	unidade	Código do produto
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Descriere

Sonda intestinală Freka® FR 9 pentru PEG FR15, ENFit este destinată alimentației intestinale de lungă durată sau administrării de lungă durată a medicamentelor.

Conținutul pachetului Sondă intestinală din poliuretan-aFR 9, 120 cm (1 x 1 buc):

- fir de ghidaj acoperit cu teflon, integrat, cu conector în Y montat și surub de fixare albastru
 - bandă radioopacă
 - gradății la intervale de 10 cm
 - vârf distal curbat
 - 4 orificii laterale pentru evacuare
 - tub flexibil deschis drept cu capăt mic tip antenă
- Accesorii (1 x 1 buc)**
- Conector în Y Freka® pentru FR 15, ENFit pentru acces simultan gastric și intestinal, compus din:
 - a) surub de fixare (alb-albastru) pentru conectare la sonda gastrică Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) conector în Y cu adaptori pănlăie pentru decompresie gastrică (alb) și acces intestinal (verde), pentru fixarea adaptorului dic.
 - Adaptor clic Freka® FR 9, ENFit, compus din:
 - a) adaptor clic Freka®
 - b) conector cu pin metalic

2. Indicații

a. Nutriție intestinală de lungă durată de exemplu, în:

- comă prelungită
- obstrucție la nivelul evacuării stomacale
- disfagie neurologică cu risc de aspirare
- nutriție post-stenoză intestinală

b. Decompresie gastrică/drenaj gravitațional și nutriție intestinală concomitantă în:

- dereglați de evacuare gastrică

c. Administrarea de lungă durată a medicamentelor

3. Contraindicații

Contraindicații absolute

- Obstrucții intestinale
- Atonie intestinală
- Peritonită
- Sepsis

Contraindicații relative

- Supresie imună
- Enterită de iradiere
- Pancreatită
- Boala Crohn (risc de formare a fistulelor)
- Carcinomatoză peritoneală

4. Avertismente

1. Acest produs este de unică folosință. Nu se reutiliza.
2. Aveți în vedere durata de depozitare permisă a produsului.
3. Înaintea introducerii sondei intestinale Freka FR9 trebuie poziționată sonda gastrică Freka® PEG FR15 în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Sonda gastrică Freka PEG FR 15 servește drept sondă de ghidaj pentru sonda intestinală Freka FR9.

4. Pentru introducerea mai facilă a sondei intestinale, se poate umecta vârful sondei cu apă sterilă sau cu Endogel! **Așgrați-vă că pinul din metal al conectorului ENFit și capătul exterior al sondei sunt degresate, curățate și uscate.** Utilizarea lubrifiantilor nu este recomandată (pericol crescut de despindere a sondei intestinale!).

5. O sondă intestinală plasată pentru o durată lungă de timp trebuie introdusă prin lumenul gastric în intestinul subțire; aceasta trebuie să fie neteșionată și dreaptă, fără bude. Budile rămase la nivelul stomacului cresc riscul deplasării sondei!
6. În timpul poziționării sondei, firul de ghidaj se menține fix și nu se împinge înainte sau înapoi. Firul ar putea fi împins din neatenție prin orificiile sondei. Dacă sonda se blochează, aceasta trebuie schimbată.

7. **Pentru a preveni deschiderea accidentală a adaptorului clic Freka®, suruburile nu se pot desface fără distrugerea adaptorului. Dacă se desface o conexiune cu surub, trebuie folosit un nou adaptor clic Freka FR 9 ENFit, nr. articol 7981389.**

8. Niciodată nu dătiți lumenul sondei cu forță (seringă ENFit de volum mic, de ex., 2,5 sau 5 ml) și nu îl deblocați cu ajutorul unui fir de ghidaj. Există pericolul de deconectare a sondei intestinale sau de perforare a sondei.
9. Nu folosiți lichide conținând acizi, deoarece pot cauza coagularea alimentelor.
10. Sonda gastrică trebuie dătită cu 20 ml de apă înainte și după fiecare administrare a medicamentelor, preferabil cu ajutorul unei seringi ENFit de 20-60 ml. Medicamentele, în special antiacizi, nu trebuie amestecate niciodată cu hrana.
11. Nu folosiți pompe de infuzie parenterală pentru administrația nutriției enterale.

5. Precauții

1. **Durata utilizării:** Pe baza experienței clinice, sonda poate fi plasată timp de mai multe luni, fără complicații. Administrarea frecventă de alcool poate determina deteriorarea materialului sondei, ceea ce face necesară schimbarea la un timp scurt după introducere. Sonda trebuie să fie spălată cu apă după fiecare administrare. Defectele de material cauzate de medicamente pot fi preîntămpinate dacă sonda este dătită înainte și după fiecare administrare a medicaietă.

2. **Note privind îngrijirea ulterioară:** Sonda gastrică PEG trebuie mișcată cu grijă înainte și înapoi în orificiu, pentru a evita o incarcare a plăcuței de reținere interne (sindrromul „Buried Bumper“). Sonda gastrică trebuie dătită cu 20 ml de apă călduroză înainte și după fiecare administrare de alimentație sau cel puțin o dată pe zi, cu ajutorul unei seringi ENFit de 20-60 ml. În caz de utilizare a unei sonde cu două lumene, brațul sondei neutilizat pentru administrația alimentelor trebuie dătit

Sondă intestinală Freka® Intestinal Tube FR 9 forpentru PEG FR 15, ENFit

ro

dată pe zi, în același fel.

Dacă sonda se blochează, aceasta trebuie schimbată. Niciodată nu cățăți lumenul sondei cu forță (seringă ENFit de volum mic, de ex., 2,5 sau 5 ml) și nu îl deblocați cu ajutorul unui fir de ghidaj. **Există pericolul de desprindere a sondei intestinale sau de perforare a sondei.**

Dacă sonda intestinală se blochează, aceasta trebuie schimbată.

- 3. Note privind administrarea medicamentelor:** Acolo unde este posibil, administrați medicamentele în formă dizolvată sau lichidă, prin piesă T a sistemului de administrare. Sunt de preferat medicamentele lichide (picături sau sirop).

Sonda gastrică trebuie dătită cu 20 ml de apă înainte și după fiecare administrare a medicamentelor, preferabil cu ajutorul unei seringe ENFit de 20-60 ml. Medicamentele, în special antiacizii, nu trebuie amestecate niciodată cu hrana.

Dacă aveți orice fel de nelamuriri, se recomandă să consultați medicul sau un farmacist.

6. Efecte adverse

Este important ca sonda să fie mobilă în orificiu, pentru a evita o încarcătură a plăcutei de reținere interne (sindrromul „Buried Bumper”).

7. Indicații

7.1 Introducerea sondei intestinale

Înaintea introducerii sondei intestinale Freka FR9 trebuie poziționată sonda gastrică Freka® PEG FR15 în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. PEG FR 15 servește drept sondă de ghidaj pentru sonda intestinală FR9.

Fixarea conectorului ENFit la sonda gastrică (de ghidaj)

- Închideți clema pentru sondă.
- Tăiați conectorul ENFit al sondei gastrice (Fig. 1).
- Împingeți surubul de fixare alb-albastru pentru conectorul ENFit peste sonda gastrică.
- Împingeți pinul conectorului în Y că se poate de mult pe sondă și fixați-l cu surubul de fixare (Fig. 2). Trageți accesoriul pentru înșurubare (inel exterior alb) în jos și îndepărtați-l. (Fig. 3).**

Posționarea sondei intestinale

- Desfaceți surubul albastru de fixare de pe sonda intestinală (3-4 rotații) și împingeți firul de ghidare până la insertul metalic de la capătul distal al sondei, pentru a întinde vârful curbat. (Fig.4/1).
 - Fixați firul de ghidaj din nou în poziție cu surubul de fixare (Fig. 4/2).
 - Deschideți clema de pe sonda gastrică.
- Introduceți cu atenție sonda intestinală prin orificiul de acces intestinal al conectorului în Y („g” pentru intestinal, verde) (Fig. 5).

Pentru a asigura poziția de lungă durată a sondei intestinale, aceasta trebuie inserată prin lumenul gastric în intestinul subtire, netensiționată și dreaptă, fără bucle. Înserarea sondei intestinale prin lumenul gastric în intestinul subtire. Pentru a asigura o poziționare de durată, sonda O eventuală buclă rămasă la nivelul stomacului crește riscul de deplasare!

- În cazul plasării endoscopice, se recomandă prinderea capătului distal al sondei folosind următoarele instrumente endoscopice și împingerea supraveghetă vizual a sondei până când aceasta trece de ligamentul lui Treitz (Fig. 6):
 - forceps dințat 2:1 pentru corpuri străine,
 - pensă de prindere cu două brațe sau
 - pensă de prindere cu trei brațe, pentru polipectomie. Sonda poate fi avansată și cu un senzor de control al imaginii, cu ajutorul firului de ghidaj.
- După ce s-a atins poziția dorită, îndepărtați firul de ghidaj (Fig. 7).
- A retragerea endoscopului, se va menține poziționarea sondei cu ajutorul forcepsului sau a pensiei de prindere.

În timpul poziționării sondei, nu eliberați fixarea firului de ghidaj și nu îl împingeți înainte sau înapoi. Firul de ghidaj ar putea fi impins din neatenție prin orificile sondei.

Fixarea sondei intestinale la sonda gastrică (de ghidaj)

- Pentru a poziționa în siguranță sonda intestinală, închideți clema de pe sondă.
- Tăiați sondă intestinală la aproximativ 3-4 cm deasupra ieșirii sale din sonda gastrică (Fig. 8).
- Împingeți adaptorul clic ENFit verde/alb de la capătul alb către sonda intestinală.**
- Apoi, împingeți pinul din metal al conectorului ENFit că se poate de mult în sonda intestinală și înfileazăți strâns adaptorul clic ENFit până ajunge la opritor (Fig. 9).**
- Deschideți clema pentru sondă.
- Împingeți adaptorul clic intestinal ENFit al conectorului în Y (Fig. 10), până când se aude un clic sonor.**

- Pentru introducerea mai facilă a sondei intestinale, se poate umecta vârful sondei cu apă sterilă sau cu Endogel®.
- Asigurați-vă că pinul din metal al conectorului ENFit și capătul exterior al sondei sunt degresate, curate și uscate. În caz de folosire a uleiului MCT, există pericol crescut de desprindere a sondei intestinale.

7.2 Utilizarea conectorului în Y pentru utilizarea sondei cu două lumene

Când se utilizează la decompresie gastrică și nutriție intestinală

- orificiul de acces gastric al conectorului în Y („g” pentru gastric, alb) este folosit pentru decompresie și alimentele sunt administrate prin orificiul de acces intestinal

al conectorului în Y („i” pentru intestinal, verde), preferabil cu ajutorul unei pompe de nutriție enterală.

7.3 Note privind procedura de hrănire

Dacă sonda gastrică PEG a fost montată de 1-2 ore sau dacă alimentele sunt administrate în intestinul subțire, se poate începe administrația de alimentație. Dacă sonda gastrică PEG se montează în același timp cu sonda intestinală și dacă nutriția se realizează la nivel gastric, se recomandă să se respecte o perioadă de repaus alimentar de 1-2 ore.

Alimentele se administrează la început lent și ulterior cantitatea este crescută treptat. Pentru administrația continuă a alimentelor se recomandă utilizarea unei pompe standard pentru nutriție enterală.

Nu folosiți pompele de infuzie parenterală pentru administrația nutriției enterale.

7.4 Note privind îndepărțarea și înlocuirea sondei intestinale

Pentru îndepărțarea/inlocuirea sondei intestinale, strângeți ferm între două degete suprafețele cu caneluri ale adaptorului clic intestinal și trageți (Fig. 11). Apoi, scoateți cu grijă sonda intestinală și înlocuiți-o cu una nouă, dacă este necesar.

Pentru a preveni deschiderea accidentală a adaptorului clic ENFit Freka®, șuruburile nu se pot desface fără distrugerea adaptorului. Dacă se desface o conexiune cu șurub, trebuie folosit un nou adaptor clic FR 9 ENFit, nr. articol 7981389.

8. Informații privind plasarea comenziilor

Denumire produs	buc	Cod produs
Sondă intestinală Freka® FR 9 pentru PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Set gastric Freka® PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Set reparații Freka® pentru PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Conectori Freka® pentru PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Plăcă de fixare Freka® pentru PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Clemă pentru sondă Freka® pentru PEG CH 9 și PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Conector în Y Freka® pentru PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Adaptor clic Freka® FR 9 pentru PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389

Denumire produs	buc	Cod produs
Set bandaje pentru gastro-stomie „Hermann”	1 x 1	7901081
Set de bandaje Erlanger	1 x 1	7981941

Seringă pentru nutriție enterală

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Denumire produs	buc	Cod produs
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Описание

Freka® эндоскопический зонд CH 9 для ЧЭГ CH15, ENFit предназначен для проведения продолжительного интестинального питания или длительного введения лекарственных препаратов.

Содержимое упаковки Кишечный зонд из полиуретана CH 9, 120 см (1 x 1 шт.):

- встроенным мандрено с тefлоновым покрытием, У-образной насадкой и установочным винтом синего цвета;
- рентгеноконтрастной полосой;
- интервальными маркерами через каждые 10 см;
- спиралевидным дистальным концом;
- четырьмя боковыми выпускными отверстиями;
- открытой латкой трубкой с небольшой антенной на конце.

Принадлежности (1 x 1шт.)

- Freka® У-образная насадка для зонда CH 15, ENFit предназначена для одновременного введения в желудок и кишечник, включающая следующие компоненты:
 - a) установочный винт (синебелый) для закрепления на Freka® желудочном зонде для ЧЭГ CH 15, ENFit;
 - b) У-образная насадка с насадкой-воронкой для декомпрессии желудка (белый) и введение в кишечник (зеленый) для крепления на насадке с защелкой.
- Freka® насадка с защелкой CH 9, ENFit, включающая следующие компоненты:
 - a) Freka® насадка с защелкой;
 - b) насадка ENFit (с металлическим штырем).

2. Показания

- a. Продолжительное интестинальное питание, например, при:
 - продолжительной коме;
 - обструкции отверстия привратника желудка;
 - неврологической дисфагии с риском аспирации;
 - стенозе кишечника (для послеоперационного питания).
- б. Декомпрессия или дренирование желудка под действием силы тяжести и одновременное интестинальное питание при:
 - нарушениях эвакуаторной функции желудка.
- в. Длительное введение лекарственных препаратов.

3. Противопоказания

Абсолютные противопоказания

- Нарушения проходимости кишечника.
- Кишечная атония.
- Перитонит.
- Сепсис.

Относительные противопоказания

- Подавление иммунитета.
- Лучевой enteritis.
- Панкреатит.
- Болезнь Крона (риск образования фистул).
- Перитонеальная карцинома.

4. Предупреждения

1. Данное изделие предназначено только для одноразового применения. Не использовать повторно!
2. Соблюдайте срок хранения изделия.
3. Перед установкой эндоскопического зонда Freka CH 9 необходимо установить Freka® желудочный зонд для ЧЭГ CH 15 в соответствии с инструкциями по применению. Желудочный зонд для ЧЭГ Freka CH 15 выступает в качестве направляющего для кишечного зонда Freka CH 9.
4. Для облегчения введения кишечного зонда можно смочить конец зонда стерильной водой или гелем Endogel. **Убедитесь, что металлический штырь насадки ENFit и внешний конец зонда обезжирены, чисты и сухие.** Применение смазки не требуется (в связи с возникновением повышенной опасности отсоединения кишечного зонда).
5. При долговременной установке кишечного зонда его необходимо без натяжения и прямо (без петель) ввести через просвет желудка в тонкий кишечник. Петли, оставшиеся в желудке, повышают риск смещения зонда.
6. При перемещении не отсоединяйте мандрен и не перемещайте его вперед и назад. Мандрен может случайно попасть в выпускные отверстия зонда. В случае закупоривания зонда его необходимо заменить.
7. **Чтобы предотвратить случайное открытие Freka® насадки с защелкой, винтовое соединение невозможно открыть, не сломав насадку.** В случае открытия винтового соединения необходимо использовать новую насадку с защелкой CH 9 ENAseFit, артикул 7981389.
8. Ни в коем случае не допускается промывка просвета зонда под давлением (с помощью шприца ENFit малого объема, например 2,5 или 5мл) или с помощью мандрена. Это может привести к отсоединению или перфорации кишечного зонда.
9. Не используйте жидкости, содержащие кислоту, поскольку они могут вызвать коагуляцию.
10. До и после каждого введения лекарственных препаратов необходимо тщательно промывать зонд, используя 20мл воды, предпочтительно с помощью шприца ENFit объемом 20–60мл. Лекарства, в особенности антацидные средства, ни в коем случае нельзя смешивать с пищей.
11. Для введения энтерального питания не должны использоваться насосы, предназначенные для парентерального введения.

5. Меры предосторожности

1. **Продолжительность применения.** В существующей практике имеются сведения о применении зонда без осложнений в течение нескольких месяцев. Частое введение спирта может привести к повреждению материала, из которого изготовлен зонд, и необходимости замены зонда на месте уже после его непродолжительного применения. После каждого введения необходимо промывать зонд водой.

Тщательное промывание зонда до и после каждого введения лекарственных препаратов позволяет практически исключить возможность повреждения материала зонда вследствие их воздействия.

2. Замечания по уходу за зондом.

Желудочный зонд для ЧЭГ необходимо один раз в день сдвигать в стоме назад и вперед после заживления места пункции. При этом во избежание образования петель и смешения кишечного зонда его ни в коем случае нельзя перекручивать. Важно, чтобы зонд мог свободно перемещаться в стоме во избежание врастания внутренней опорной пластины («синдром вросшей опорной пластины»).

Питающий зонд необходио до и после каждого введения питания — не менее 1 раза в день — промывать 20 мл теплой воды, желательно с помощью шприца ENFit объемом 20–60мл. При использовании двойного зонда его второй канал, не используемый при кормлении, необходимо промывать 1 раз в день этим же способом.

В случае закупоривания зонда его необходимо заменить. Ни в коем случае не допускается промывка просвета зонда под давлением (с помощью шприцов ENFit малого объема, например 2,5 или 5мл) или с помощью мандрена. Это может привести к отсоединению или перфорации кишечного зонда. **В случае закупоривания кишечного зонда он подлежит замене.**

В случае закупоривания кишечного зонда он подлежит замене.

3. Замечания по введению лекарственных препаратов.

По возможности лекарственные препараты следует вводить в растворенном или жидком виде через Т-образное соединение системы введения. Рекомендуется использовать жидкие лекарственные препараты (капли или сироп).

До и после каждого введения лекарственных препаратов необходимо тщательно промывать зонд, используя 20мл воды, предпочтительно с помощью шприца ENFit объемом 20–60мл. Лекарства, в особенности антиацидные средства, ни в коем случае нельзя смешивать с пищей. В случае любых сомнений рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

6. Побочные эффекты

Важно, чтобы зонд мог свободно перемещаться в стоме во избежание врастания внутренней опорной пластины («синдром вросшей опорной пластины»).

7. Инструкции

7.1 Введение кишечного зонда

Перед установкой кишечного зонда Freka CH 9 необходимо установить желудочный зонд Freka® для ЧЭГ CH 15 в соответствии с инструкциями по применению. Зонд для ЧЭГ CH 15 выступает в качестве направляющего для эндоскопического зонда CH 9.

Крепление насадки ENFit к желудочному (направляющему) зонду

- Закройте зажим зонда.
- Срежьте насадку ENFit с желудочного зонда (рис.1).
- Наденьте на желудочный зонд сине-белый установочный винт для насадки ENFit.
- **Протолкните штырь У-образной насадки как можно дальше в зонд и закрепите фиксирующим винтом (рис.2). Стяните вниз приспособление для завинчивания (внешнее белое кольцо) и снимите его (рис.3).**

Установка кишечного зонда

- Отверните синий фиксирующий винт на кишечном зонде на 3–4 оборота и надвиньте мандрен почти до металлической вставки на дистальном конце зонда таким образом, чтобы спиралевидный элемент расправился (рис.4/1).
- Задержите мандрен в необходимом положении с помощью фиксирующего винта (рис. 4/2).
- Откройте зажим на желудочном зонде. Осторожно введите кишечный зонд через соответствующий отвод У-образной насадки (с пометкой «», зеленого цвета) (рис. 5).

Установка кишечного зонда выполняется через желудочный просвет в тонкий кишечник. При долговременной установке зонда его необходимо без натяжения и прямо (без петель) ввести через просвет желудка в тонкий кишечник. Любые петли, оставшиеся в желудке, повышают риск смешения.

- В случае установки с эндоскопом рекомендуется захватить дистальный конец зонда с помощью следующих эндоскопических инструментов и под визуальным наблюдением провести зонд за связку Трейца (рис. 6). Необходимо использовать следующие инструменты:
 - пинцет для удаления инородных тел, 2:1 зубца;
 - двухпальцевый захват;
 - трехпальцевый захват для полипов. Для проталкивания зонда при управлении с помощью датчика изображения можно также использовать мандрен.
- После достижения желаемого положения удалите мандрен (рис.7).
- При извлечении эндоскопа следует удерживать зонд пинцетом или захватом.

Кишечный зонд Freka® CH 9 для ЧЭГ CH 15, ENFit

При размещении не отсоединяйте мандрен и не перемещайте его вперед и назад. Мандрен может случайно попасть в выпускные отверстия зонда.

Фиксация кишечного зонда на желудочном (направляющем) зонде

- Для надежного крепления кишечного зонда закройте зажим.
- Срежьте кишечный зонд на расстоянии приблизительно 3–4 см от желудочного направляющего зонда (рис.8).
- Наденьте на кишечный зонд зелено-белую насадку с защелкой ENFit со стороны белого конца.
- Затем вставьте металлический штырь насадки ENFit в кишечный зонд как можно дальше и плотно затяните насадку с защелкой ENFit до упора (рис.9).
- Откройте зажим зонда.
- Затем надвигайте подключенную насадку с защелкой ENFit на кишечный отвод У-образной насадки ENFit (рис. 10), пока не услышите щелчок.

- Для облегчения введения кишечного зонда можно смочить конец зонда стерильной водой или гелем Endogel.
- Убедитесь, что металлический штырь насадки ENFit и внешний конец зонда обезжирены, чистые и сухие. При использовании масла МСТ возрастает риск самопроизвольного извлечения кишечного зонда.

7.2 Использование зонда в качестве двойной полостной трубы с помощью У-образной насадки

При использовании для декомпрессии желудка и интестинального питания

- Желудочный отвод У-образной насадки (с пометкой «г», белый) используется для декомпрессии.
- Питание вводится через соответствующий отвод У-образной насадки (с пометкой «и», зеленый), желательно с помощью насоса для питания.

7.3 Замечания по режиму питания

Введение пищи можно начинать через 1–2 часа после установки желудочного зонда для ЧЭГ или если пища вводится в тонкий кишечник. При одновременной установке кишечного зонда и желудочного зонда для ЧЭГ и интрагастральном введении пищи рекомендуется проводить кормление с периодичностью в 1–2 часа. Сначала пищу следует вводить медленно, постепенно увеличивая скорость введения. Для продолжительного введения пищи следует использовать стандартный насос для энтерального питания.

Для введения энтерального питания не должны использоваться насосы, предназначенные для парентерального введения.

7.4 Замечания по извлечению и замене кишечного зонда

Для извлечения или замены кишечного зонда крепко сожмите двумя пальцами помеченные контуром участки на насадке с защелкой и потяните, чтобы снять ее (рис.11). Затем осторожно вытяните кишечный зонд и при необходимости установите новый зонд.

Чтобы предотвратить случайное открытие Freka® насадки с защелкой ENFit, винтовое соединение невозможно открыть, не сломав насадку. В случае открытия винтового соединения необходимо использовать новую насадку с защелкой CH 9 ENFit, артикул 7981389.

8. Информация для оформления заказа

Наименование изделия	шт.	Код изделия
Freka® эндоскопический зонд CH 9 для ЧЭГ CH 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® ЧЭГ-Сет энтеральный CH 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® набор для ремонта для ЧЭГ CH 15, ENFit	1 x 1	7981383
Freka® насадки для ЧЭГ CH 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® опорная пластина для ЧЭГ CH 15	1 x 5	7904 002
Freka® зажим зонда для ЧЭГ CH 9 и ЧЭГ CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® У-образная насадка для ЧЭГ CH 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® насадка с защелкой для CH 9 для ЧЭГ CH 15, ENFit	1 x 15	7981389
Набор для перевязок для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни	1 x 1	7901081
Набор для перевязок по Эрлангеру	1 x 1	7981941

Шприц для энтерального питания		
Freka® Connect ENFit/ProNeo		
Наименование изделия	шт.	Код изделия
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Popis

Črevná sonda Freka® FR 9 pre sondu PEG FR15, ENFit je určená na dlhodobé črevné podávanie výživy alebo na dlhodobé podávanie liekov.

Obsah balenia Polyuretánová črevná sonda veľkostí FR 9, 120cm (1x 1kus)

- integrovaný vodiaci drôt steflonovým povlakom sprisojeným rozvojeným konektorm amodrou fixačnou skrutkou,
- röntgenokontrastný prúzok,
- dĺžkové znáčky s odstupom 10cm,
- distálny stoočený koniec,
- 4bočné výstupné porty,
- rovná otvorená flexibilná sonda s malým anténovým zakončením.

Prislušenstvo (1x 1kus)

- Rozvojený konektor Freka® pre sondu FR 15, ENFit na súbežný žáludočný a črevný prístup obsahujúci nasledujúce súčasti:
 - a) fixačná skrutka (modro-bielá) na pripojenie k žáludočnej sônde Freka® PEG FR 15, ENFit,
 - b) rozvojený konektor slevíkovitým adaptérom na žáludočnú dekompreziu (bialej) a črevný prístup (oranžový) na fixáciu zavádzacieho adaptéra.
- Zavádzací adaptér Freka® FR 9, ENFit obsahujúci nasledujúce súčasti:
 - a) zavádzací adaptér Freka®,
 - b) konektor ENFit (škrovovým kolikom).

2. Indikácie**a. Dlhodobé črevné podávanie výživy napríklad v nasledujúcich prípadoch:**

- dlhodobá kôma,
- obstrukcia výstupnej časti žáluky,
- neurologická dysfágia s nizkou aspiráciu,
- podávanie výživy za intestinálnu stenozu.

b. Dekompresia/gravitačná drenáž žáluky asúbežné črevné podávanie výživy v nasledujúcich prípadoch:

- porucha vypreždžovania žáluky.

c. Dlhodobé podávanie liekov**3. Kontraindikácie****Absolútne kontraindikácie**

- črevná obstrukcia,
- črevná atónia,
- peritonitida,
- sepsa.

Relatívne kontraindikácie

- imunosupresia,
- radiačná enteritida,
- pankreatitisda,
- Crohnova choroba (riziko tvorby fistúl),
- peritoneálny karcinóm.

4. Varovania

1. Tento produkt je určený iba na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane.
2. Dodržujte dobu použiteľnosti produktu.

3. Pred zavedením črevnej sondy Freka FR 9sa musí zaviesť žáludočnú sondu Freka® PEG FR 15podľa pokynov na použitie. Žáludočná sonda Freka PEG FR 15slúži ako vodiaca sonda pre črevnú sondu Freka FR 9.
4. Na ulahčenie zavedenia črevnej sondy možno navŕhiť ťpicu sondy sterílnou vodou alebo gélom Endogel. **Uistite sa, že na kovovom kolíku konektora ENFit ana vonkajšom konci sondy nie je mastnotu aže sú čisté asuché.** Nevyžaduje sa použitie lubrikantov (zvýšené riziko uvolnenia črevnej sondy).
5. Črevnú sondu na dlhodobé používanie treba zaviesť cez žáludočný kanál do tenkého čreva voľne arvono bez slúčiek. Slúčky sondy vžádzajú riziko jej dislokácie!
6. V príbehu zavádzania neuvolňujte fixáciu vodiaceho drôtu anieläte vodiaci drôt dopredu ani dozadu. Mohlo by dojšť knezeľanému pretiahnutiu vodiaceho drôtu cez výstupy sondy. Pri upchati sondy je nutná jej výmena.
7. **Skrutkovaci spoj sa nedá rozpojiť bez zničenia adaptéra, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu zavádzacieho adaptéra Freka®. Ak sa skrutkovaci spoj rozpojí, musí sa použiť nový zavádzací adaptér Freka FR 9ENFit, kat. č. 7981389.**
8. Kábel sondy sa za žiadnych okolností nesmie sprichodňovať silou (striekačka ENFit smalým objemom, napríklad 2,5alebo 5ml) ani pomocou drôtu. Existuje rizikoz rozpojenia črevnej sondy alebo jej perforácie.
9. Nepoužívajte žiadne kyslé tekutiny, pretože môžu spôsobiť koaguláciu.
10. Pred apo každom podávaní liekov je nutné sondu prepláchnut 20ml vody, podľa možnosti pomocou strieakačky ENFit objemom 20až 60ml. Lieky, najmä antacídu, sa za žiadnych okolností nesmú miešať s podávanou výživou.
11. Na enteralné podávanie výživy sa nesmú používať parenterálne infúzne pumpy.

5. Preventívne opatrenia

1. **Doba používania:** Na základe klinických skúseností sa môže sonda ponechať zavedená po dobu mnohých mesiacov bez výskytu komplikácií. Cestné podávanie alkoholu môže mať za následok poškodenie materiálu sondy vyzádzajúce si jej výmenu v krátkej dobe po zavedení. Po každom podaní je nutné sondu prepláchnut' vodou. Ak sa sonda pred každým podaním lieku apo ho prepláchnie, zvyčajne nedochádza k poškodeniu materiálu sondy podávanými liekmi.
2. **Poznámky knáslednej starostlivosti:** Žáludočnú sondu PEG treba po zahojení miesta punkcie každý deň opatrne posunúť vstomii dovnútra avon. Sonda sa nesmie pri tejto činnosti za žiadnych okolností otáčať, aby nedošlo k tvorbe slúčiek adislokácii črevnej sondy. Je dôležité, aby sa sonda mohla vstomii voľne pohybovať, čím sa zabráni obrastaniu vnútornej retencnej doštičky okolitým tkanivom („syndróm obrastania okolitým tkanivom“). Pred každým podávaním výživy apo ho prepláchnie výživovú sondu aspoň raz denne 20ml vlažnej vody

pomocou striekačky ENFit s objemom 20až60ml. Vprípade dvojkanálového použitia je nutné rovnakým spôsobom prepláchnut' aj vetu sondy nepoužívanú na podávanie výživy.

Pri upchatí sondy je nutná jej výmena.

Kanál sondy sa za žiadnych okolností nesmie sprichodňovať silou (striekačka ENFit s malým objemom, napríklad 2,5 alebo 5ml) ani pomocou drôtu. **Existuje riziko rozpojenia črevnej sondy alebo jej perforácie.**

Ak dôjde k upchatiu črevnej sondy, musí sa vymeniť.

- 3. Poznámky k poďávaniu liekov:** Ak je to možné, podávajte lieky vrozputstenej alebo tekutej forme cez prípojku vtvare T na aplikáciu súprave. Uprednostňujú sa lieky vtekutej forme (kvapky alebo sirupy).

Pred apo každom podávaním liekov je nutné sondu prepláchnut' 20ml vody, podľa možnosti pomocou striekačky ENFit s objemom 20až 60ml. Lieky, najmä antacídu, sa za žiadnych okolností nesmú miešať spodávanou výživou.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na lekára alebo lekárniku.

6. Nežiaduce udalosti

Je dôležité, aby sa sonda mohla vstomii voľne pohybovať, čím sa zabráni obrastaniu vnútornej retenčnej doštičky okolitým tkanivom („syndróm obrastania okolitým tkanivom“).

7. Pokyny

7.1 Zavedenie črevnej sondy

Pred zavedením črevnej sondy Freka FR 9sa musí zaviesť žáludočnú sondu Freka® PEG FR 15 podľa pokynov na použitie. Sonda Freka PEG FR 15 slúži ako vodiaca sonda pre črevnú sondu FR 9.

Pripojenie konektora ENFit k žáludočnej (vodiacej) sonda

- Zatvorte sondovú svorku.
- Odrezte konektor ENFit na žáludočnej sonda (obr. 1).
- Nasuňte na žáludočnú sondu modro-bielu fixačnu skrutku pre konektor ENFit.
- **Zatlačte kolík rozvojeného konektora čo najdalej do sondy a zaistite ho fixačnou skrutkou (obr. 2).** Stiahnite skrutkovaciu pomôcku (vonkajší biely prstenec) smerom nadol a odstráňte ju (obr. 3).

Umiestnenie črevnej sondy

- Povolte modrú fixačnú skrutku na črevnej sonda o3až 4otáčky a zatlačte vodiaci drôt pred kovovú vložku na distálnom konci sondy, aby sa naroval stŕdčený koniec (obr. 4/1).
 - Znova zafixujte vodiaci drôt pomocou fixačnej skrutky (obr. 4/2).
 - Otvorte sondovú svorku na žáludočnej sonda.
- Zavedte črevnú sondu opatne cez črevný prístup na rozvojenom konektore (zelený koniec soznačením „i“ – zanglického intestinal [črevný]) (obr. 5).

Črevná sonda Freka® FR 9 pre sondu PEG FR 15, ENFit

Zavedte črevnú sondu cez žáludočný kanál do tenkého čreva. Sonda má byť zavedená voľne arovno bez slučiek, aby sa zaručilo trvalšie zavedenie. Pripadné slučky sondy vžalúdku zvyšujú riziko jej dislokácie!

- Pri endoskopickom zavádzaní sa odporúča uchopiť distálny koniec sondy pomocou nasledujúcich endoskopických nástrojov azatlačiť sondu za pomocí vizuálnej kontroly až za Treitzovo väzivo (obr. 6):
 - klieštky na cudzie cudzie, zuby 2:1,
 - dvojramenný uchopovací nástroj alebo
 - trojramenný uchopovací nástroj na polypy. Sonda možno zatlačiť na požadované miesto aj pomocou vodiaceho drôtu pri navádzaní pomocou obrazového snímača.
- Po dosiahnutí požadovanej polohy vytiahnite vodiaci drót (obr. 7).
- Pri vytahovaní endoskopu je nutné držať sondu na mieste pomocou kliešťov alebo uchopovacieho nástroja.

Vpriebehu zavádzania neuvoľňujte fixáciu vodiaceho drôtu aretlačte vodiaci drôt dopredu ani dozadu. Mohlo by dojst' kneželáčemu pretiahnutiu vodiaceho drôtu cez vystup spondy.

Fixácia črevnej sondy k žáludočnej (vodiacej) sonda

- Zavrite sondovú svorku, aby sa zaručilo bezpečné umiestnenie črevnej sondy.
- Odrezte črevnú sondu približne 3až 4cm nad jej výstupom zo žáludočnej vodiacej sondy (obr. 8).
- **Zatlačte zeleno-biely zavcavávací adaptér ENFit bielym koncom do črevnej sondy.**
- Potom zatlačte kovový kolík konektora ENFit čo najdalej do črevnej sondy za skrutkuje zavcavávací adaptér ENFit až na doraz (obr. 9).
- **Otvorte sondovú svorku.**
- **Nasuňte pripojený črevný zavcavávací adaptér ENFit na črevný prístup ENFit na rozvojenom konektore (obr. 10) tak, aby bolо počuť cvaknutie.**

- Na uhláčenie zavedenia črevnej sondy možno navlhčiť špičku sondy sterilnou vodou alebo gélom Endogel.
- **Uistite sa, že na kovovom kolíku konektora ENFit ana vonkajšom konci sondy nie je mastnota aže sú čisté asuché.** Pri použítiu oleja MCT existuje zvýšené riziko uvoľnenia črevnej sondy.

7.2 Dvojkanálové používanie sondy pomocou rozvojeneho konektora

Pri použítiu na žáludočnú dekompreziu ačrevné podávanie výživy

- sa žáludočný prístup na rozvojenom konektore (biely konec soznačením „g“ – zanglického gastric [žáludočný]) používa na dekomprezii a
- výživa sa podáva cez črevný prístup na rozvojenom konektore (zelený koniec soznačením „i“ – zanglického intestinal [črevný]), podľa možnosti cez pumpu na enteralné podávanie výživy.

Črevná sonda Freka® FR 9 pre sondu PEG FR 15, ENFit

sk

7.3 Poznámky k režimu podávania výživy

Ak je žalúdočná sonda PEG zavedená po dobu 1až 2 hodín alebo ak sa podáva výživa do tenkého čreva, možno začať podávanie výživy. Pri súčasnom zavedení žalúdočnej sondy PEG sčrevnou sondou ažnapi podávaní výživy do žalúdka sa odporúča postenie po dobu približne 1až 2 hodín.

Výživu je nutné podávať spočiatku pomaly azvyšovať rýchlosť podávania postupne. Pri kontinuálnom podávaní výživy je nutné vždy používať štandardnú pumpu na enterálne podávanie výživy.

Na enterálne podávanie výživy sa nesmú používať parenterálne infúzne pumpy.

7.4 Poznámky k vyberaniu avýmene črevnej sondy

Pri vyberaní/výmene črevnej sondy slácite tvorené okraje črevného zacvakávacího adaptéra pevne medzi dve prstami astiahnite ho (obr. 11). Potom opatrné vytiahnite črevnú sondu avprípade potreby ju vymeňte za novú.

Skrutkovaci spoj sa nedá rozpojiť bez zničenia adaptéra, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu zacvakávacího adaptéra Freka® ENFit. Ak sa skrutkovaci spoj rozpojí, musí sa použiť nový zacvakávací adaptér FR 9ENFit, kat. č. 7981389.

Názov produktu	kus	Kód produktu
Súprava krycích obväzov Erlanger	1x1	7981941

Striekačka pre enterálnu výživu

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Názov produktu	kus	Kód produktu
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Informácie o objednávaní

Názov produktu	kus	Kód produktu
Črevná sonda Freka® FR 9 pre sondu PEG FR 15, ENFit	1x1	7755646
Žalúdočná súprava Freka® PEG FR 15, ENFit	1x1	7755643
Reparačná súprava Freka® pre sondu PEG FR 15, ENLock	1x1	7981383
Konektory Freka® ENFitpro PEG FR 15, ENLock	1x15	7981386
Fixačná doštička Freka® pre sondu PEG FR 15	1x5	7904 002
Sondová svorka Freka® pre súpravy PEG CH 9aPEG CH 15	1x15	7751 701
Rozdvojený konektor Freka® pre sondu PEG FR 15/9, ENFit	1x5	7981394
Zacvakávací adaptér Freka® FR 9 pre sondu PEG FR 15, ENFit	1x15	7981389
Súprava gastrostomických krycích obväzov „Hermann“	1x1	7901081

1. Opis

Intestinalna cevka Freka® FR 9 za PEG FR15, ENFit, je namenjena za dolgotrajno intestinalno hranjenje ali dolgotrajno dovajanje zdravil.

Vsebina pakiranja Intestinalna cevka, narejena iz poliuretana, FR 9, 120 cm (1 x 1 kos)

- integrirano, s teflonom prevlečeno vodilno žico s pritrjenim Y-priklužkom in modrim fiksacijskim vijakom,
- trakom, neprepustnim za rentgenske žarke,
- intervalnimi oznakami na 10 cm,
- distalno konico, ukrivljeno v obliki prašičega repa,
- 4 lateralnimi izhodnimi odprtinami,
- ravno, odprto, počno cevko z majhnim, anten podobnim koncem.

Dodatak (1 x 1 kos)

- Y-priklužek Freka® za FR 15, ENFit za sočasen gastrični in intestinalni dostop, sestavljen iz:
 - a) fiksacijskega vijaka (modro-bele barve) za pritritev na gastrično cevko PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-priklužka z likaskastim vmesnikom za dekomprezijo želodca (bele barve) in intestinalnem dostopom (zelene barve) za fiksacijo vmesnika na klik.
- Vmesnik na klik Freka® FR 9, ENFit, sestavljen iz:
 - a) vmesnika na klik Freka®,
 - b) priključka ENFit (s kovinskim zatičem).

2. Indikacije

a. Dolgotrajno intestinalno hranjenje na primer pri:

- dolgotrajni komi,
- obstrukcija želodčnega odtoka,
- nevrološki disfagiji s tveganjem za aspiracijo,
- hranjenju po intestinalni stenosi.

b. Dekompresija/drenaža želodca s težnostjo in sočasnim intestinalnim hranjenjem pri:

- okvarjenem praznjenju želodca.

c. Dolgotrajno dovajanje zdravil

3. Kontraindikacije

Absolutne kontraindikacije

- Intestinalna obstrukcija
- Intestinalna atonija
- Peritonitis
- Sepsa

Relativne kontraindikacije

- Imunosupresija
- Radiacijski enteritis
- Pancreatitis
- Crohnova bolezнь (nevarnost fistulacije)
- Rak trebušne mrene

4. Opozorila

1. Ta izdelek je samo za enkratno uporabo. Ne uporabite ga znova.
2. Upoštevajte rok uporabnosti izdelka
3. Pred vstavljivo intestinalne cevke Freka FR9 morate po navodilih za uporabo namestiti gastrično cevko Freka® PEG FR15. Gastrična cevka PEG FR 15 se uporablja kot

Intestinalna cevka Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit.

vodilna cevka za intestinalno cevko Freka FR9.

4. Za lažjo vstavitev intestinalne cevke lahko konico cevke navlajite s sterilno vodo ali Endogelom! **Kovinski zatič priključka ENFit in zunanjii konec cevke morata biti nemastna, čista in suha.** Uporaba maziv ni potrebna (povečano tveganje za razrahlanje intestinalne cevke!).
5. Dolgoročno intestinalno cevko morate vstaviti skozi gastrični lumen v tanko črevo; biti mora ohlapna in ravna – brez zank. Zanke, ki ostanejo v želodcu, povečajo tveganje za premikanje cevke!
6. Med namestitevijo ne popustite pritridle vodilne žice in vodilne žice ne potiskajte naprej ali nazaj. Žico bi lahko nemamero potisnil skozi izhode cevke. Če se cevka zamaši, jo morate zamenjati.
7. **Da se prepreči nenamerno odpiranje vmesnika na klik Freka®, privrgejte priključka ne morete odviti, ne da bi uničili vmesnik. Če se privrji priključek odvije, morate uporabiti nov vmesnik na klik Freka FR 9 ENFit, št. izdelka: 7981389.**
8. V nobenem primeru lumna cevke ne smete izpirati s silo (z majhno brizgalko ENFit, npr. 2,5 ali 5 ml) ali odstranjevati blokade z vodilno žico. Obstaja tveganje, da odkopite intestinalno cevko ali cevko predrete.
9. Ne uporabljajte tekočin, ki vsebujejo kisline, saj lahko povzročijo koagulacijo.
10. Pred vsakim dovajanjem zdravila in po njem morate cevko izprati z 20 ml vode, najbolje z 20–60–ml brizgalko ENFit. Zdravil, zlasti antacidov, v nobenem primeru ne smete mešati s hrano.
11. Da dovajanje enteralne prehrane ne smete uporabljati parenteralnih infuzijskih črpalk.

5. Prevodilni ukrepi

1. **Trajanje uporabe:** Na podlagi kliničnih izkušenj lahko cevka ostane na mestu več mesecov brez kakršnih kolik zapletov.

Pogosto dovajanje alkohola lahko poškoduje material cevke in je posledično potrebna menjava po le kratkem času in situ. Po vsakem dovajaju morate cevko izprati z vodo. Okvare materiala zaradi zdravil se v splošnem ne pojavitajo, če cevko izperete pred vsakim dovajanjem zdravil in po njem.

2. **Opombe glede nadaljnje oskrbe:** **Ko se vzdobno mesto zaceli, morate gastrično cevko PEG v stomi previdno premikati nazaj in naprej.**

V nobenem primeru cevke ne smete obračati, da preprečite nastajanje zank in premikanje intestinalne cevke. Prosto premikanje cevke v stomi je pomembno, da se prepreči vražčanje notranje zadrževalne ploščice (»syndrom včpanega odbijáča«).

Pred vsakim dovajanjem hrane in po njem oziroma vsaj enkrat na dan morate cevko izprati z 20 ml mlake vode, najbolje z 20–60–ml brizgalko ENFit. Pri uporabi dvojnega lumna morate na enak način enkrat na dan izprati tudi krak cevke, ki se ne uporablja za hranjenje.

Intestinalna cevka Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit.

SI

Če se cevka zamaši, jo morate zamenjati.

V nobenem primeru lumen cevke ne smete izprirati s silo (z majhno brizgalko ENFit, npr. 2,5 ali 5 ml) ali odstranjevati blokade z vodilno žico. **Obstaja tveganje za odklop intestinalne cevke ali predtrje cevke.**

Če se intestinalna cevka zamaši, jo morate zamenjati.

- 3. Opombe glede dovajanja zdravil:** Kjer je mogoče, morate zdravila dojavati v raztopljeni ali tekoči obliki v T-elementu na infuzijskem kompletu. Prednost imajo v tekoči obliki (kapljice ali sirup).

Pred vsakim dovajanjem zdravila in po njem morate cevko izprati z 20 ml vode, najbolje z 20–60–ml brizgalko ENFit. Zdravil, zlasti antacidov, v nobenem primeru ne smete mešati s hrano.

Če ste v domu, priporočamo posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

6. Neželeni učinki

Prosto premikanje cevki v stomi je pomembno, da se prepreči vrašanje notranje zadrževalne ploščice (>sindrom vkopanega odbijača<).

7. Navodila

7.1 Vstavitev intestinalne cevke

Pred vstavljivijo intestinalne cevke Freka FR9 morate po navodilih za uporabo namestiti gastrično cevko Freka® PEG FR15. Cevka PEG FR 15 se uporablja kot vodilna cevka za intestinalno cevko Freka FR9.

Fiksacija priključka ENFit na gastrično (vodilno) cevko

- Zaprite sponko na cevki.
- Odrežite priključek ENFit gastrične cevke (sl. 1).
- Modri in beli fiksacijski vijak za priključek ENFit potisnite prek gastrične cevke.
- **Potisnite zatič Y-priklučka na cevko tako daleč, kot gre, in ga pricvrstite s fiksacijskim vijakom (sl. 2). Povlecite pripomoček za vijak (zunanji beli obroček) navzdol in ga odstranite. (sl. 3).**

Nameščanje intestinalne cevke

- Odprite modri fiksacijski vijak na intestinalni cevki za 3–4 obrate in potisnite vodilno žico pred kovinski vstavek na distalnem koncu cevke, da raztegnete krivino v obliku prasičjega repa. (sl. 4/1).
- Znova fiksirajte vodilno žico na mesto s fiksacijskim vijakom (sl. 4/2).
- Odprite sponko za cevko na gastrični cevki.
- Intestinalno cevko previdno vstavite skozi intestinalni dostop Y-priklučka (j'za intestinalni, zeleni barve) (sl. 5)

Vstavitev intestinalne cevke prek gastričnega lumna v tanko črevo. Da bo namestitev cevke trajna, mora biti cevka ohlapna in ravna – brez zank. Vse zanke, ki ostanejo v želodcu, povečajo tveganje za premikanje!

- V primeru endoskopske namestitev priporočamo, da primete distalni konec cevke z naslednjimi endoskopskimi instrumenti in cevko potisnete v vidno polje, dokler ne preide prek Treitzevega ligamenta (sl. 6):
 - prijemalke za tujke, zobci 2:1,
 - dvorčni prijemalnik ali
 - trirovčni prijemalnik za polipe. Cevko lahko potisnete tudi s sensorskim krmiljenjem slike s pomočjo vodilne žice.
- Ko dosežete zahtevani položaj, odstranite vodilno žico (sl. 7).
- Pri uveličenju endoskopa morate cevko držati na mestu s prijemalkami ali prijemalnikom.

Med namestitevijo ne popustite pritrditve vodilne žice in vodilne žice ne potiskajte naprej ali nazaj. Vodilno žico bi lahko nenamereno potisnili skozi izhode cevke.

Fiksacija intestinalne cevke na gastrično (vodilno) cevko

- Uz včrtstev položaj intestinalne cevke zaprite sponko za cevko.
- Intestinalno cevko odrežite približno 3–4 cm nad mestom, kjer izhaja iz gastrične vodilne žice (sl. 8).
- **Potisnite zeleni/beli vmesnik na klik ENFit z belega konca v intestinalno cevko.**
- Nato potisnite kovinski zatič priključka ENFit v intestinalno cevko tako daleč, kot gre, in močno privijte vmesnik na klik ENFit, dokler se ne ustavi (sl. 9).
- **Odprite sponko na cevki.**
- **Potiskajte priključeni intestinalni vmesnik na klik ENFit prek intestinalnega dostopa ENFit Y-priklučka (sl. 10), dokler ne zaslišite klika.**

- Za lažjo vstavitev intestinalne cevke lahko konico cevke navlazite s sterilno vodo ali Endogelom!
- Kovinski zatič priključka ENFit in zunanjem konec cevke morata biti nemastna, čista in suha. Če uporabljate olje MCT, obstaja povečano tveganje, da se intestinalna cevka sname.

7.2 Uporaba Y-priklučka za dvolumensko uporabo cevke Pri uporabi za dekompresijo želoda in intestinalno hranjenje

- se gastrični dostop Y-priklučka (j'za gastričen, bele barve) uporablja za dekompresijo,
- hrana pa se dovaja prek intestinalnega dostopa Y-priklučka (j'za intestinalni, zeleni barve), najbolje s šrpalko za enteralno hranjenje.

7.3 Opombe glede režima hranjenja

Če je gastrična cevka PEG in stiu že 1–2 uri ali če se hrana dojava v tanko črevo, se dovajanje hrane lahko začne. Če se gastrična cevka PEG vstavi sočasno z intestinalno cevko in je se hrana dojava intragastrično, priporočamo, da je bolnik tešč

Intestinalna cevka Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit.

približno 1–2 uri.

Na začetku je treba hrano dovajati počasi, nato pa hitrost postopoma povečevati. Za neprekiniteno dovajanje hrane uporabljajte standardno črpalko za enteralno hranjenje.

Za dovajanje enteralne prehrane ne smete uporabljati parenteralnih infuzijskih črpalk.

7.4 Opombe glede odstranjevanja in menjav intestinalne cevke

Če želite intestinalno cevko odstraniti/zamenjati, z dvema prstoma trdno stisnite oblikovane površine intestinalnega vmesnika na klík in ga potegnjite stran (sl. 11). Nato previdno izvlecite intestinalno cevko in jo po potrebi nadomestite z novo.

Da se prepriči nenamerino odpiranje vmesnika na klík Freka® ENFit, privitega priključka ne morete odviti, ne da bi uničili vmesnik. Če se priviti priključek odvije, morate uporabiti nov vmesnik na klík FR 9 ENFit, št. izdelka: 7981389.

brizgalka za dovajanje hrane po sondi**Freka® Connect ENFit/ProNeo**

Ime izdelka	kusov	Koda izdelka
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	9000785S
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	9000786S
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

8. Informacije o naročanju

Ime izdelka	kusov	Koda izdelka
Intestinalna cevka Freka® FR 9 za PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Gastrični sistem Freka® PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Sistem za popravilo Freka® za PEG FR 15, ENLock	1 x 1	7981383
Priključki Freka® za PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Fiksacijska ploščica Freka® za PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Sponka za cevko Freka® za PEG CH 9 in PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Y-priključek Freka® za PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Vmesnik na klík Freka® za PEG FR 9 za PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981389
Prevezovalni komplet za gastrostomijo po Hermannu	1 x 1	7901081
Erlangerjev prevezovalni komplet	1 x 1	7981941

1. Beskrivning

Freka® Intestinal sond FR 9 för PEG FR15, ENFit är avsedd för intestinal näringstillförsel eller administration av läkemedel under längre tid.

Komponenter Intestinal sond av polyuretan FR 9, 120 cm (1 x 1 st) med:

- Integrerad teflonbehandlad styrtråd med Y-koppling och blå fixeringsskrub
- Röntgentät tråd
- Siffermarkeringar var 10:e cm
- Distal pigtail-böjd spets
- 4 laterala öppningar
- Rak öppen flexibel sond med liten avslutande antenn

Tillbehör (1 x 1 st)

- Freka® Y-koppling för FR 15, ENFit för samtidigt gastralt och intestinal tillträde bestående av:
 - a) Fixeringsskrub (blå/vit) för fastsättning på gastralt Freka® PEG FR 15, ENFit
 - b) Y-koppling med konformad adapter för gastrisk dekompression (vit) och intestinal tillträde (grön) för fixering av klickadAPTER.
- Freka® KlickadAPTER FR 9, ENFit bestående av:
 - a) Freka® KlickadAPTER
 - b) ENFit-koppling (med metallstift)

2. Indikationer

a. Intestinal näringstillförsel under längre tid vid:

- Långvarig koma
- Gastrisk obstruktion
- Neurologisk svältstörning med aspirationsrisk
- Intestinala stenosar (för poststenotisk näringstillförsel)

b. Gastral dekompression/dränering genom tyngdkraft och samtidigt intestinal näringstillförsel vid:

- Magtömningstörningar

c. Administration av läkemedel under längre tid

3. Kontraindikationer

Absoluta kontraindikationer

- Intestinal obstruktion
- Tunnarmsatoni
- Peritonit
- Sepsis

Relativa kontraindikationer

- Immunsuppression
- Strålningssenterit
- Pankreatit
- Morbus Crohn's (risk för fistelbildning)
- Peritoneal carcinomatosis

4. Varningar

1. Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Den får inte återanvändas.
2. Beakta hållbarhetsdatumet.
3. Innan den intestinala sonden FR9 appliceras måste styrsonden Freka®PEG FR15 vara rätt positionerad enligt bruksanvisningen. FrekaPEG gastrisk FR 15 tjänar som styrsond för Freka Intestinal sond FR9.

4. För att underlättा insättningen av den intestinala sonden kan sondspetsen fuktas med steril vatten eller Endogel. **Kontrollera att ENFit-kopplingens metallstift och sondöppningen är fria från fett, rena och torra.** Det är inte nödvändigt att använda glidmedel (medför ökad risk för att den intestinala sonden lossnar).
5. För varaktig placering av den intestinala sonden ska den läggas spänningsfritt och rakt, utan öglor, genom maglumen in i tunntarmen. Öglor som blir kvar i magen ökar risken för dislokation.
6. Under placeringen får under inga omständigheter styrtrådens fixering lossas eller styrtråden skjutas fram och tillbaka. Styrtråden kan oavskiljigt skjutas genom sondöppningen. Om sonden blir igensatt måste den bytas ut.
7. **För att förhindra att Freka® KlickadAPTER öppnas av misstag, kan skruvkopplingen inte öppnas utan att adaptern förstörs. Om skruvkopplingen öppnas måste en ny Freka klickadAPTER FR 9 ENFit, artikelnummer 7981389, användas.**
8. Sondumen får under inga förhållanden renspolas med högt tryck (lägvolym ENFit-spruta, t.ex. 2,5 eller 5 ml) eller renas med en styrtråd. Sonden kan lossna eller perforeras.
9. Inga syrahaltiga vätskor får användas eftersom detta kan leda till koagulerings.
10. Sonden ska spolas igenom före och efter varje medicintillförsel med 20 ml vatten, lämpligen med en 20–60 ml ENFit-spruta. Läkemedel, i synnerhet av typen antacida, får under inga omständigheter tillföras tillsammans med näring.
11. Använd inte infusionspump.

5. Förebyggande åtgärder

1. **Användningstid:** Enligt klinisk erfarenhet kan sonden vara på plats i flera månader utan att komplikationer uppstår. Frekvent intag av alkohol kan leda till materialdefekter på sonden, som då måste bytas redan efter kort tid på plats. Sonden måste spolas igenom med vatten efter varje intag. Materialdefekter orsakade av läkemedel kan vanligtvis undvikas om sonden spolas före och efter varje läkemedelstillförsel.
2. **Skötselråd för sonden:** PEG-sonden ska dagligen försiktigt föras något fram och tillbaka i stomat när punktionsstället har läkts. Sonden ska under inga omständigheter vridas, då det kan uppstå öglor på och dislokation av den intestinala sonden. För att förhindra att den inte stopplattan växer fast ("buried bumper syndrome") är det viktigt att sonden kan röra sig frritt i stomat. Sonden ska spolas igenom före och efter matningstillfälle, minst en gång om dagen med 20 ml lummert vatten med en 20–60 ml ENFit-spruta. Vid dubbelullen användning måste den del av sonden som inte används för näringstillförsel spolas på samma sätt en gång om dagen.

Om sonden blir igensatt måste den bytas ut.

Sondlumen får under inga förhållanden renspolas med högt tryck (lägvolym ENFit-spruta, t.ex. 2,5 eller 5 ml) eller renas med en styrtråd. Sonden kan lossna eller perforeras. **Om den intestinala sonden blir igensatt måste den bytas ut.**

Om den intestinala sonden blir igensatt måste den bytas ut.

- 3. Anvisningar för tillförsel av läkemedel:** Läkemedel ska om möjligt tillföras i upplöst form i T-stycket på matningssetet. Flytande läkemedel (droppar eller sirap) är att föredra..

Sonden ska spolas igenom före och efter varje medicintillförsel med 20 ml vatten, lämpligen med en 20–60 ml ENFit-spruta. Läkemedel, i synnerhet av typen antacida, får under inga omständigheter tillföras tillsammans med näring.

Vid osäkerhet, kontakta ansvarig läkare eller farmaceut.

6. Biverkningar

För att förhindra att den inre stopplattan växer fast ("buried bumper syndrome") är det viktigt att sonden kan röra sig fritt i stomat.

7. Anvisningar

7.1 Anläggning av den intestinalasonden

Innan Freka Intestinal sond FR9 appliceras måste stryrsonden Freka® PEG FR15 vara rätt positionerad enligt bruksanvisningen. PEG FR 15 tjänar som snyrsond för den intestinala sonden FR9.

Fixering av ENFit-kopplingen på styrsonden

- Förslut slangklämman.
- Skär bort ENFit-kopplingen från styrsonden (fig. 1).
- För ENFit-kopplingens blå/vita fixeringsskruv över styrsonden.
- **För stiftet på Y-kopplingen så långt som möjligt över sonden och fixera med fixeringsskruven (fig. 2). Dra av skruvhjälpen (den ytterste vita ringen nedåt och ta bort den (fig. 3).**

Anläggande av sonden

- Öppna den blå fixeringsskruven på sonden genom att vrida den 3–4 varv och skjut fram styrtråden framför metallinsatsen på den distala delen av sonden så att den böjda delen av sonden sträcks (fig.4/1).
- Fixera styrtråden igen med hjälp av fixeringsskruven (fig. 4/2).
- Öppna slangklämman på styrsonden.
- Sonden skjuts försiktigt genom det intestinala tillträdet i Y-kopplingen („l“ för intestinal, grön) (fig. 5).

För att säkerställa varaktig placering av den intestinala sonden ska den läggas spänningsfritt och rakt, utan öglor, genom maglumen in i tunntarmen. Öglor som blir kvar i magen ökar risken för dislokation.

Freka® Intestinal sond FR 9 för PEG FR 15,ENFit

- Vid endoskopisk applicering, fatta tag i den distala änden på sonden med följande endoskopinstrument och för under visuell observation sonden nedanför Treitz ligament (fig. 6):
 - 2-1-tandad tång för främmaren de föremål
 - tvåarmad griptång eller
 - trearmad poligriptång Sonden kan även placeras i läge under genomlysnings med hjälp av styrtråden.
- När önskad position uppnåtts, avlägsna styrtråden (fig. 7).
- När endoskopet dras tillbaka ska sonden hållas i läge med hjälp av tången eller griptången.

Under placeringen får under inga omständigheter styrtrådens fixering lossas eller styrtråden skjutas fram och tillbaka. Styrtråden kan oavsett liggt skjutas genom sondöppningen.

Fixering av den intestinala sonden på styrsonden

- Fixera sonden genom att försluta slangklämman.
- Skär av den intestinala sonden cirka 3–4 cm ovanför utträdet ur styrsonden (fig. 8).
- **Skjut in den vita änden på den gröna/vita ENFit-klickadaptern i den intestinala sonden.**
- **För in ENFit-anslutningens metallstift så långt som möjligt i den intestinala sonden och skruva åt ENFit-klickadaptern ordentligt tills det tar stopp (fig. 9).**
- **Öppna slangklämman.**
- **Dra den kopplade intestinala ENFit-klickadaptern över det intestinala ENFit-tillträdet på Y-kopplingen (fig. 10) tills det hörs ett klick.**

- För att underlättा insättningen av den intestinala sonden kan sondspetsen fuktas med sterilt vatten eller Endogel.
- **Kontrollera att ENFit-kopplingens metallstift och sondöppningen är fria från fett, rena och torra. Om MCT-olja används finns det en ökad risk för att den intestinala sonden kan lossna.**

7.2 Användning av Y-koppling för dubbeljumen sondanvändning

Vid gastral decompression och samtidig näringstillförsel

- Det gastrala tillträdet på Y-kopplingen („g“ för gastral, vit) används vid decompression och
- Näringsstillförseln sker via det intestinala tillträdet på Y-kopplingen („l“ för intestinal, grön), lämpligen med enteral nutritionspump.

7.3 Anvisningar för sondmatning

Näringstillförseln kan börja när gastral PEG har suttit på plats i 1–2 timmar eller vid näringstillförsel till tunntarmen. När gastral PEG läggs in samtidigt som den intestinala sonden och näringstillförseln administreras intragastralt, rekommenderas en näringstillförselkarens på 1–2 timmar.

Under alla förhållanden ska matningen börja långsamt i början och ökas gradvis. Kontinuerlig näringstillförsel ska ske med hjälp av de enterala nutritionspumpar som finns att tillgå i handeln.

Freka® Intestinal sond FR 9 för PEG FR 15,ENFit

sv

Använd inte infusionspump.

7.4 Anvisningar för avlägsnade och byte av intestinal sond

Avlägsna/byt den intestinala sonden genom att med ett bestämt grepp trycka ihop klickadapters räfflade ytor med två fingrar och dra bort den (fig. 11). Dra försiktigt ut den intestinala sonden och byt ut den mot en ny vid behov.

För att förhindra att Freka® KlickadAPTER ENFit öppnas av misstag, kan skruvkopplingen inte öppnas utan att adaptern förstörs. Om skruvkopplingen öppnas måste en ny klickadAPTER FR 9 ENFit, artikelnummer 7981389, användas.

8. Beställningsinformation

Produktnamn	st	Artikelnummer
Freka® Intestinal sond FR 9 för PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7755646
Freka® PEG Set Gastral FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® Reparationsset för PEG FR 15, ENFit	1 x 1	7981383
Freka® ENFit-kopplingar för PEG FR 15, ENFit	1 x 15	7981386
Freka® Fixeringsplatta för PEG FR 15	1 x 5	7904 002
Freka® Slangklämma för PEG CH 9 och PEG CH 15	1 x 15	7751 701
Freka® Y-koppling för PEG FR 15/9, ENFit	1 x 5	7981394
Freka® KlickadAPTER FR 9 för PEG FR 15 ENFit	1 x 15	7981389
Hermann förbandssats för gastrostomi	1 x 1	7901081
Erlander förbandssats	1 x 1	7981941

Spruta för enteral användning**Freka® Connect ENFit/ProNeo**

Produktnamn	st	Artikelnummer
20ml	100 x 1	9000785
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS

1. Tanım

Freka® PEG FR15, ENFit için İntestinal Tüp FR 9, uzun süreli intestinal besleme veya uzun süreli ilaç uygulaması için kullanılır. **Paketin İçindekiler Poliüretan FR 9'dan yapılmış intestinal tüp, 120 cm (1 x 1 adet) sunularla birlikte:**

- Takılı Y-Konektörü ve mavi tespit vidası bulunan entegre Teflon kaplı kılavuz teli
- Radyo opak strip
- 10'ar cm aralıklı işaretler
- Distal domuz kuyruğu bükümle ucu
- 4 lateral göz açığı
- Küçük anten uçlu düz ağız esnek tüp

Aksesuar (1 x 1 adet)

- Eş zamanlı gastrik ve intestinal erişim amaçlı, FR 15, ENFit için Freka® Y-Konektör sunlardan oluşur:
 - a) gastrik Freka® PEG FR 15, ENFit ekleneti için sabitleme vidası (mavi-beyaz)
 - b) gastrik dekompresyon için huni şekilli adaptör bulunan Y-Konektör (beyaz) ve Klik Adaptörünün sabitleşmesi için intestinal erişim (yeşil).
- Freka® Klik adaptörü FR 9, ENFit sunlardan oluşur:
 - a) Freka® Klik Adaptörü
 - b) ENFit konektörü (metal pimpli)

2. Endikasyonlar

a. Uzun süreli intestinal besleme

- örneğin su durumlarda:
- Uzayan koma
- Gastrik çıkış obstrüksiyonu Aspirasyon riski taşıyan nörolojik disfaji
- Post intestinal stenoz beslemesi

b. Aşağıdaki durumlarda gastrik dekompresyon/ yer çekimi ile tahliye ve eş zamanlı intestinal besleme:

- Gastrik boşalmada bozukluk
- c. Uzun süreli ilaç uygulaması

3. Kontrendikasyonlar

Mutlak Kontrendikasyonlar

- Intestinal obstrüksiyon
- Intestinal atoni
- Peritonit
- Sepsis

Görece kontrendikasyonlar

- İmmün baskılama
- Radisyon entteriti
- Pankreatit
- Crohn hastalığı (fistül oluşma riski)
- Peritoneal karsinom

4. Uyarılar

1. Bu ürün tek kullanılmaktır. Tekrar kullanmayın.
2. Lütfen ürünün raf ömrünü dikkat edin
3. Freka® İntestinal Tüp FR9 yerleştirilmeden önce, Gastrik Tüp Freka® PEG FR15 kullanımını talmatlardan uyarınca konumlandırılmalıdır. Freka PEG Gastrik FR 15, Freka® İntestinal Tüp FR9 için bir kılavuz tüp görevi görür.
4. İntestinal tüpün takılmasını kolaylaştırmak için, tüpün

ucu steril su ya da Endogel ile nemlendirilebilir! **ENFit Konektörün metal piminin ve tüpün dış ucunun yağısız, temiz ve kuru olduğuna emin olun.** Yağlama yağlarının kullanılması gerekmek (intestinal tüp gevşeme riski artar!).

5. Uzun süreli intestinal tüp gastrik lumen yoluyaince bağırsağa takılmışlardır; gevşek ve düz olmalı – ilmikler bulunmamalıdır. Midede kalan ilmikler, tüpün dislokasyonu riskini artırır!
6. Yerleştirme sırasında, kılavuz telin eklenetini serbest bırakmayı veya kılavuz teli ileri geri çektişmemen. Tel kazara tüp ağızlarının dışına itilebilir. Tüp tikanırsa, değiştirilmesi gerekecek.
7. **Freka® Klik Adaptörünün kazara açılmasını önlemek için, vidali bağlantı adaptör kırılmasından önceki haline getirilemez. Vidali bağlantı yapılamazsa, yeni bir Freka Klik Adaptör FR 9 ENFit, ürün no.: 7981389 kullanılmalıdır.**
8. Tüpün lümeni hiçbir şekilde zorla (küçük hacimli ENFit enjektör, örn. 2,5 veya 5 ml) temizlenmemeli veya bir tel kullanılarak açılmaya çalışılmamalıdır. Intestinal tüpün bağlantısının kopması veya tüp perforasyonu riski söz konusudur.
9. Asitli sıvılar kullanılmamın, bunlar pıhtlaşmaya yol açabilir.
10. Tüp, her bir ilaç uygulaması öncesi ve sonrasında tercihen 20-60 ml ENFit enjekktörü kullanılarak 20 ml su ile ykanmalıdır. İlaçla bilhassa antasitler, hiçbir şekilde ile karıştırılmamalıdır.
11. Enteral besleme uygulaması için parenteral perfüzyon pompaları kullanılmamalıdır.

5. Önlemler

1. **Kullanım Süresi:** Klinik deneyim, tüpün komplikasyonlarına yol açmadan larçalar yerinde kabul edileceğini göstermektedir. Sık alkol uygulaması, tüpte materyal kusurlarına yol açabilir ve takıldıktan çok kısa süren sonra dejismen gerektirebilir. Her uygulamadan sonra tüp suyla yıkamalıdır. Tüp her ilaç uygulamasından önce ve sonra ykanırsa, ilaçdan kaynaklanan materyal kusurları genellikle meydana gelmez.
2. **Hastalık Sonrası Tedavi Notları: Delme bölgeleri iyileştiğinden sonra, gastrik PEG tüpü stomada günde bir kere dikkatlice geriye ve ileyile hareket ettilirilmelidir. Dügüm oluşumunu ve intestinal tüpün dislokasyonunu önlemek için tüp kesinlikle döndürülmemelidir. İç tutma plakasının gömülmesini ('gömülmüş tampon sendromu') önlemek için tüpün stomada serbestçe hareket etmesi önemlidir. Besleme tüpünü her besleme uygulaması öncesi ve sonrasında veya en az günde bir kere 20 ml İLK suyla 20-60 ml ENFit enjekktörü kullanılarak ykanın. Çift lümen kullanımı durumunda, besleme için kullanılmayan tüpün kolu aynı şekilde günde bir kere ykanmalıdır.**

Freka® PEG FR15, ENFit için İntestinal Tüp FR 9

Tüp tıkanırsa, değiştirilmesi gereklidir.
Tüpün lümeni hiçbir şekilde zorla (küçük hacimli ENFit enjektör, örn. 2,5 veya 5 ml) temizlenmemeli veya bir tel kullanılarak aşılmaya çalışılmamalıdır. **İntestinal tüpün bağlantısının kopması veya tüp perforasyonu riski söz konusudur.**

- İntestinal tüp tıkanırsa, değiştirilmesi gereklidir.
- 3. İlaçların Uygulanmasına İlişkin Notlar:** Mümkin olduğunda, ilaçar çözümleri veya sıvı forma verme setindeki T parçasına uygulanmalıdır. Sıvı ilaçlar (damla veya şurup) tercih edilir.

Tüp, her bir ilaç uygulaması öncesi ve sonrasında tıcheni 20-60 ml ENFit enjektörü kullanılarak 20 ml su ile yıkamalıdır. İlaçlar, bilhassa antasitler, hiçbir şekilde besleme ile karıştırılmamalıdır.

Herhangi bir süphe durumunda, doktora veya eczacuya danışmanız tavsiye edilir.

6. Advers olaylar

İç tutma plakاسının gömülümesini ("gömülü tampon sendromu") önlemek için tüpün stomoda serbestçe hareket etmesi önemlidir.

7. Talimatlar

7.1 İntestinal Tüpü Takılması

Freka İntestinal Tüp FR9 takıldan önce, gastrik tüp Freka® PEG FR15 kullanım talimatlarına göre konumlandırılmalıdır. PEG FR 15, intestinal tüp FR 9 için kilavuz tüp görevi görür.

ENFit Konektörünün Gastrik (Klavuz) Tüpe Sabitlemesi

- Tüp kelepçesini kapatın.
- Gastrik tüpin ENFit Konektörünün kesiliп çıraklımı (Şekil 1).
- ENFit konektörünün mavi ve beyaz testip vidası gastrik tüp üzerinden ittirin.
- **Y-konektörün pimin tüpe mümkün olduğu kadar ileri gidecek şekilde ittirin ve tespit vidası ile sabitleyin (Şekil 2).** Vidalama yardımıcısını (dis beyaz halka) aşağı yönde çekin ve sıkın. (Şekil 3).

İntestinal Tüpün Konumlandırılması

- İntestinal tüpteki mavi testip vidası 3-4 kere döndürerek ağrı ve domuz kuyruğu bükümünü germek için tüpün distal ucunda bulunan metal geçmenin önündeki klavuz teli ittirin. (Şekil 4/1).
- Tespit vidası kullanılarak klavuz teline tekrar konumuna sabitleyin (Şekil 4/2).
- Gastrik tüp üzerindeki tüp kelepçesini açın.
- Y-Konektörün intestinal erişim yerinden intestinal tüpü dikkatle takın ('i, intestinal anlamlı gelir, yeşil) (Şekil 5).

Intestinal tüpün gastrik lümen yoluya ince bağırsağa takılması. Tüpün yerleşiminin dayanıklı olmasını sağlamak için, tüp gevşek ve düz olmalı – ilmek olmamalıdır. Midede kalan ilmeker, dislokasyon riskini artırır!

- Endoskopik yerleştirme söz konusuya, aşağıdaki endoskopik araçları kullanarak tüpün distal ucunun kavrlanması ve görsel kontrol altında tüpün Treitz ligamentinin ilerisine gelecek kadar itilmesi tavsiye edilir (Şekil 6):
 - yabancı cisim forşesleri, 2:1 dış,
 - iki kollu kavrayıcı veya
 - üç kollu polip. kavrayıcı. Tüp klavuz telinin yardımıyla bir görüntü sensör kumandası kullanılarak da itilebilir.
- Gerekken konuma ulaşıldığında, klavuz teli çokarm (Şekil 7).
- Endoskop geri çekildiğinde, forşesler veya kavrayıcı kullanılarak tüp konumunda tutulmalıdır.

Yerleştirme sırasında, klavuz teli aksesuarını serbest bırakmayın veya klavuz teli ileri geri çektiştirmeyin. Klavuz teli kazara tüp ağızlarından itilebilir.

İntestinal Tüpün Gastrik (Klavuz) Tüpe Sabitlemesi

- İntestinal tüp güvenle konumlandırılacak için, tüp kelepçesini kapatın.
- İntestinal tüp, gastrik klavuz tüpten çıkışının yaldak 3 - 4 cm yukarıından keserek çokarm (Şekil 8).
- **Yeşil/beyaz ENFit Klik Adaptörünü beyaz uçtan intestinal tüpe ittirin.**
- Sonra ENFit konektörünün metal pimini intestinal tüpe mümkün olduğu kadar ileri gidecek şekilde sokun ve ENFit Klik adaptörünü sonuna kadar sıkın (Şekil 9).
- **Tüp kelepçesini açın.**
- **Bağlı intestinal ENFit Klik Adaptörünü, bir klik sesi duyulana kadar Y-Konektörün ENFit intestinal erişim yerinden (Şekil 10) ittirin.**

- İntestinal tüp takıldan sonra kolaylaştırılmış için, tüpün ucu steril siyah Endogel ile nemlendirilebilir!
- **ENFit konektörünün metal piminin ve tüpün dış ucunun temiz ve yağısız olduğuna emin olun.** MCT yağı kullanırsa, intestinal tüp düşme riski artabilir.

7.2 Tüm Çift Lümen Kullanımı İçin Y-Konektörün Kullanımı

Gastrik dekompresyon ve intestinal besleme için kullanılması

- dekompresyon için Y-Konektörün gastrik erişim yeri ('i, gastrik anlamlı gelir, beyaz) kullanılır ve
- besleme tıcheni bir enteral besleme pompası kullanılarak, Y-Konektörün intestinal erişim yerinden uygulanır ('i, intestinal anlamlı gelir, yeşil).

7.3 Besleme Rejimine İlişkin Notlar

Gastrik PEG 1 - 2 saat boyunca yerinde kalmışsa veya ince bağırsağa gıda verilmişse, besleme uygulanması başlatabilir. Gastrik PEG, intestinal tüple takılmışsa ve besleme intragastrikal

olarak uygulanırsa, yaklaşık 1-2 saatlik bir açık periyoduna uyulması tavsiye edilir-. Besleme başlangıcta yavaşça uygulanmalı ve kademeli olarak artırmalıdır. Sürekli besleme uygulanması için standart bir enteral besleme pompası kullanılmalıdır.

Enteral besleme uygulaması için parenteral perfüzyon pompaları kullanılmamalıdır.

7.4 İntestinal Tüpün Çkarılması ve Değiştirilmesine İlişkin Notlar

İntestinal tüpü çıkarmak/değiştirmek için, intestinal Klik Adaptörünün konturlu yüzeylerini iki parmak arasında sıkın ve çekip çıkarın (Şekil 11). Bundan sonra, intestinal tüpü dikkatlice çekip çıkarın ve gerekirse yenisiyle değiştirin.

Freka® Klik Adaptörü ENFit'in kazara açılmasını önlemek için, adaptörü kırmadan vidalı bağlantı eski haline getirilemez. Vidalı bağlantı yapılamazsa, yeni bir Klik Adaptörü FR 9 ENFit, ürün no.: 7981389 kullanmalıdır.

8. Sipariş Bilgisi

Ürün adı	adet	Ürün kodu
Freka® Intestinal Tüp FR 9 PEG FR 15, ENFit için	1 x 1	7755646
Freka® PEG Set Gastrik FR 15, ENFit	1 x 1	7755643
Freka® PEG FR 15, ENLock için Onarım Seti	1 x 1	7981383
Freka® Konektörleri PEG FR 15, ENFit için	1 x 15	7981386
Freka® PEG FR 15 için Tespit Plakası	1 x 5	7904 002
Freka® Tüp Kelepçesi PEG CH 9 ve PEG CH 15 için	1 x 15	7751 701
Freka® PEG FR 15/9, ENFit için Y-Konektör	1 x 5	7981394
Freka® PEG FR 15, ENFit için Klik Adaptörü FR 9	1 x 15	7981389
„Hermann“ Gastrostomi Sargı Seti	1 x 1	7901081
Erlanger Sargı Seti	1 x 1	7981941

Enteral besleme enjektörü

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Ürün adı	adet	Ürün kodu
20ml	100 x 1	9000785

Freka® PEG FR15,ENFit için İntestinal Tüp FR 9

Enteral besleme enjektörü

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Ürün adı	adet	Ürün kodu
20ml (medium box)	30 x 1	90007855
20ml (small box)	10 x 1	9000785XS
60ml	50 x 1	9000786
60ml (medium box)	30 x 1	90007865
60ml (small box)	10 x 1	9000786XS
100ml	30 x 1	9000787
100ml (small box)	10 x 1	9000787XS