



# Ambix nova

## Inspirert av pasienters liv


Infusjon som gis hjemme må infunderes gjennom en pumpe for sikker og effektiv infusjon.

**Ambix nova** er den nye generasjonen ambulerende pumpe fra Fresenius Kabi.

Det unike designet er inspirert av pasienters liv, for å gjøre infusjon enkel og trygg.



Monitoreringsskerm



Infusjonsmodus



Sykepleierlås

## Enkel og trygg

Ambix Nova gjør det mulig å starte en infusjon med 3 klikk.

1  
Installer infusjonssettet

2  
Programmer parameter

3  
Start infusjon



Ergonomisk håndtak  
Enkel å betjene



Infusjonssett med fargekode  
Enkel å betjene




Bred fargeskjerm  
Høy synlighet



Intuitivt tastatur  
Enkel i bruk

Den komplette løsningen  
for parenteral ernæring  
fra Fresenius Kabi.



# Ambix nova ryggsekker for pasientmobilitet

Voksenmodell  
Robust og komfortabel til voksne



Barnemodell  
Litet og lett, spesielt designet for barn

## Ambix nova utstyrstilbehør

Ambix nova infusjonspumpers tilbehør  
Smart Holder Power/Smart Holder Com og Partner software er også kompatibel med Amika/Amika+ entrale ernæringspumper.



Smart Holder for strømforsyning og Smart Holder COM for å aktivere dataforbindelse.



Partner programvare for vedlikehold.



## Technical details

### Infusion

#### Infusion modes

- Flow rate only mode: continuous infusion at a flow rate
- Continuous mode: continuous infusion at a flow rate, volume and time
- Ramp mode: 3 phases infusion at a volume and time
- Intermittent mode: cyclic infusion at a flow rate, volume and time

#### Flow rate

From 1 mL/h to 600 mL/h, 1 mL/h increments

#### Accuracy

+/- 5% for flow rate +/- 10 mL/h +/- 0.5 mL for flow rate < 10 mL/h

#### Volume range

From 1 mL to 9999 mL, 1 mL increments

#### Priming

Automatic, semi-automatic and manual priming are available

#### Delayed start

Delayed start enables to postpone start of a new infusion from 1 min. to 24 h

#### KVO (keep vein open)

KVO function is a low flow rate from 1 mL/h to 10 mL/h to keep vein open during all infusion interruptions

#### Night mode

Night mode enables to manage pump luminosity at night by decreasing screen brightness

#### Max flow rate

Customization of pump flow rate to not exceed (from 1 mL/h to 600 mL/h)

#### Keypad lock

Disabling keypad to prevent unintentional key press

#### Nurse setting lock

Possibility to prevent patient from changing settings, access secured by code

### Alarms / Informations

#### High priority alarms (Pumping stops and red LED blinking)

Missing set, Door open, Upstream occlusion, Downstream occlusion, Empty bag / Air inline, End of infusion, Empty battery, Technical alarms

#### Low priority alarms (Pumping continues and orange LED is fixed)

End of infusion pre-alarm, Empty battery pre-alarm, Start reminder

#### Occlusion alarm

2 levels:

Low: 487.5 mmHg +/- 187.5 mmHg

High: 787.5mmHg +/- 262 mmHg

#### Air alarms

Single bubble volume setting: from 0.125 mL to 0.75 mL

Cumulated bubbles volume setting: from 0.25 mL to 0.75 mL

Duration of cumulated bubbles detection: from 1 min to 30 min.

#### End of infusion pre-alarm

Customizable alarm to notify approaching end of infusion from 1 min. to 59 min. or from 1 mL to 999 mL

#### History menu

Infusion history (250 infusion events), Cumulative counter of volume infused during a period of time (from 1 to 99 days), Alarm history (250 alarm events)

#### Reset manufacturing settings

Automatic reset of all settings and history information

### Technical specifications

#### Pumping mechanism

Linear peristaltic pumping system

#### Display

Color LCD 64.8 mm x 48.7 mm (320 pixels x 240 pixels)

#### Dimensions (H/W/D) / Weight

Pump: Approx. 156.4 mm x 129.7 mm x 49 mm / ~ 0.66 kg

Smart Holder Power: Approx. 132 mm x 118 mm x 46 mm (without pole clamp) / ~ 0.45 kg

Ambix is a registered trademark by Fresenius Kabi in selected countries. Due to our policy of continuous product development as well as changes in standards, the features described are subject to change. Please contact us for the most updated information. These medical devices are regulated by health authorities. Please refer to the respective CE Declaration of Conformity for the applicable Medical Device Directive or Regulation. Pictures are not contractual.



FRESENIUS  
KABI

caring for life



Fresenius Kabi Norge AS  
Postboks 4646, Nydalen, 0405 Oslo  
Telefon 22 58 80 00  
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com  
bestilling@fresenius-kabi.com | www.fresenius-kabi.com/no

## Ambix nova

Ambulerende intravenøs infusjonspumpe

