



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Ablaufschläuche und Adapter

Ableiten und Überleiten von
Spüllösungen

Zur Unterstützung kundenindividueller
Anwendungen beim Ableiten und Überleiten von
Spüllösungen


Hohe Arbeitsflexibilität

Kompatibilität zwischen
verschiedenen Konnektoren

Kundenorientiert

Ablaufschläuche und Adapter

Ableiten und Überleiten von Spüllösungen



Endoskopie Ablaufschlauch, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zum Ableiten von Spüllösungen über den Luer-Lock-Ansatz (Ablauf) des Endoskops in ein Auffangbehältnis. **Bestandteile:** Luer-Lock-Anschluss pos., **Gesamtlänge:** 1,40 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Endoskopie Ablaufschlauch, einzeln steril	30 x 1	Karton	2890951	08620759

Set zur Blasenspritzenbefüllung, einzeln steril



Bestandteile: Anstichdorn, Ritsch-Ratsch-Klemme, Rückschlagventil, Urologenkonus, 5 Silikon-schlauchstücke, **Gesamtlänge:** 0,30 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Set zur Blasenspritzenbefüllung, einzeln steril	25 x 1	Karton	2841001	07570812

Rückschlagventil, einzeln steril



Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Rückschlagventil, einzeln steril	100 x 1	Karton	2847001	04541879

Care-Lock®-Adapter, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Care-Lock®-Überleitgeräten mit Stopfen-Beuteln bzw. Kanistern.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Care-Lock®-Adapter, einzeln steril	50 x 1	Karton	2881011	07570746

Dorn-Adapter, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Dorn-Überleitgeräten mit Care-Lock®-Beuteln.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Dorn-Adapter, einzeln steril	100 x 1	Karton	2881061	07570717

Zuspritz-Adapter Care-Lock®, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Luer-Lock-(neg.)-Anschlüssen zu Care-Lock®-Beuteln.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Zuspritz-Adapter Care-Lock®, einzeln steril	50 x 1	Karton	2881501	07570769

* Verpackungseinheit