

Medical Devices

CompoLab TM

Rápido, Ergonômico e Confiável
Analisador de Hemoglobina



CompoLab TM

Analizador de hemoglobina compacto e portátil com tempo de medição **menor que 2 segundos**

Rápido, Ergonômico e Fácil de Usar


- Display sempre em modo de espera - dispositivo pronto para uso
- Robusto para uso móvel
- Leve - aproximadamente 180g
- Nenhuma calibração necessária - mínima manutenção e limpeza
- Software opcional Fresenius Kabi "Hb-Master" pode ser instalado no seu PC local - fácil transferência de dados via USB
- Leitura de códigos de barras opcional - basta ligar um leitor de código de barras ao PC
- 2 possibilidades de carga - USB e plugue adaptador



- ✓ **Medição rápida dentro de 2 segundos**
- ✓ **Compacto com grande display**
- ✓ **Bateria de longa duração**
- ✓ **Gerenciamento de dados opcional**
- ✓ **Necessário apenas 1 gota de sangue**



Fácil preenchimento da cuveta



Cuveta livre de reagente, design exclusivo e validade prolongada

- Sem reação química dentro das cuvetas - não sensível à temperatura e umidade
- Tecnologia que previne a formação de bolhas na Cuveta
- Validade das cuvetas de 2,5 anos mesmo se aberta a embalagem de alumínio
- Cuveta pode ser preenchida de qualquer ângulo

Embalagem das cuvetas em alumínio



Suporte fixo para cuveta



CÓDIGOS DOS PRODUTOS


9034000	CompoLab TM
9034050	Cuvetas - 100 cuvetas por embalagem de alumínio (5 pacotes por caixa)
9034010	Maleta de transporte CompoLab TM

DADOS TÉCNICOS

Faixa de medição	0,3 a 25,5 g/dL (3 a 255 g/L; 0,2 a 15,9 mmol/L)
Precisão de medição	1,8 a 25,4 g/dl dentro de +/-1,3%
Temperatura de estocagem	CompoLab TM : 0°C a +50°C (-30°C a +70°C durante o transporte, 24 horas no máximo) Cuvetas: 0°C a +50°C (-30°C a +70°C durante o transporte, 24 horas no máximo)
Duração de uso	Vários meses com bateria completamente carregada
Fonte de energia	100 - 200 V AC, 50 -60 Hz
Dimensões	9 x 15 x 4 cm (largura x profundidade x altura)
Peso	Aproximadamente 180 g

REGISTRO ANVISA

Compolab TM	MS 10154450210
Cuvetas Compolab TM	MS 10154450210



Informações sobre pedidos

Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho, bem como equipamento, por favor contate-nos.