











## ENTERAL

### Freka® Tube



**de** - Vor Sicherstellung einer korrekten Sondenlage nichts in den Schlauch einbringen. Vor Sicherstellung einer korrekten Sondenlage Sonde nicht spülen und kein Gleitmittel auf den Führungsdraht auftragen. / **en** - Do not introduce anything down the tube before gastric placement has been confirmed. Do not flush the tube or lubricate the guidewire before gastric placement has been confirmed. / **fr** - Ne rien introduire via la sonde tant que le placement gastrique n'a pas été confirmé. Ne pas rincer la sonde ni lubrifier le fil-guide tant que le placement gastrique n'a pas été confirmé. / **bg** - Не въвеждайте нищо в сондата, преди да потвърдите поставянето в стомаха. Не промивайте сондата и не прилагайте лубрикант към водача, преди да потвърдите поставянето в стомаха. / **cs** - Před potvrzením umístění v žaludku do sondy nic nezavádějte. Před potvrzením umístění v žaludku sondu neproplachujte a nenanášejte lubrikant na vodičí drát. / **da** - Tilsæt ikke noget ned i sonden, før placeringen i maven er bekræftet. Skyl ikke sonden, og smør ikke guidewiren, før placeringen i maven er bekræftet. / **el** - Μην εισάγετε τίποτα στον σωλήνα πριν επιβεβαιωθεί η γαστρική τοποθέτηση. Μην εκπλένετε τον σωλήνα και μην λιπαίνετε το οδηγό σύρμα πριν επιβεβαιωθεί η γαστρική τοποθέτηση. / **es** - No introduzca nada en la sonda sin que se haya confirmado la colocación gástrica. No enjuague la sonda ni lubrique la guía sin que se haya confirmado la colocación gástrica. / **fi** - Älä päästä mitään letkua pitkin, ennen kuin asettuminen mahalaukkuun on varmistettu. Älä huuhtele tai liukasta ohjainlankaa, ennen kuin letkun asettuminen mahalaukkuun on varmistettu. / **hr** - Niz cijev nemojte ništa uvoditi dok ne potvrdite da je smještena u želucu. Nemojte ispirati cijev ni podmazivati vodičku dok ne potvrdite da je smještena u želucu. / **hu** - Semmit se vezessen le a csövön a gyomorba történő behelyezés megerősítése előtt. Ne öblítse át a csövet és ne nedvesítse meg sikosítóval a vezetődíótot a gyomorba történő behelyezés megerősítése előtt. / **is** - Ekki setja neitt í slönguna fyrr en staðsetning hennar í maganum hefur verið staðfest. Ekki skola slönguna eða smyrja stýrivirinn fyrr en staðsetning hennar í maganum hefur verið staðfest. / **it** - Non introdurre alcuna sostanza nella sonda prima di averne confermato il posizionamento gastrico. Non risciacquare la sonda o lubrificare il filo guida prima di avere confermato il posizionamento gastrico. / **nl** - Breng niets in de sonde voordat plaatsing in de maag is bevestigd. Spoel de sonde niet en smeer het geleidingsdraad niet voordat plaatsing in de maag is bevestigd. / **no** - Det må ikke introduseres noe gjennom slangen før gastrisk plassering er bekreftet. Ikke skyl slangen eller påfør smøremiddel på føringswiren før gastrisk plassering er bekreftet. / **pl** - Nie podawać niczego przez zgłębnik przed potwierdzeniem, że został on wprowadzony do żołądka. Nie przepłukiwać zgłębnika ani nie nakładać środka poslizgowego na prowadnik przed potwierdzeniem, że zgłębnik został wprowadzony do żołądka. / **pt** - Não introduza nada no tubo antes de ter confirmado a colocação gástrica. Não irrigue o tubo nem lubrifique o fio-guia antes de ter confirmado a colocação gástrica. / **ro** - Nu introduceți nimic prin tub înainte să fie confirmată amplasarea gástrică. Nu clătiți tubul și nu lubrifiați firul de ghidaj înainte să fie confirmată amplasarea gástrică. / **ru** - Не вводите ничего в зонд, пока не подтвердится размещение зонда в желудке. Не промывайте зонд или не смазывайте мандрен, пока не подтвердится размещение зонда в желудке. / **sk** - Sondou nič neprodávajte, kým sa neoverí zavedenie do žalúdka. Sondou nepreplachujte a nenanášajte lubrikant na vodičací drôt, kým sa neoverí zavedenie do žalúdka. / **sl** - V cevko ne vstavlajte ničesar, dokler ni potrjena ustreza lega cevke v želodcu. Cevke ne spirajte in ne nanašajte maziva na vodično žico, dokler ni potrjena ustreza lega cevke v želodcu. / **sv** - För inte in något i slangen innan placeringen i magen har bekräftats. Spola inte slangen och smörj inte styrtråden innan placeringen i magen har bekräftats. / **tr** - Gastrik yerleştirme doğrulanmadan, tüpe herhangi bir şey vermeyin. Gastrik yerleştirme doğrulanmadan, tüpü yıkamayın veya kilavuz teli yağlamayın.