


Transfusion Technology


CompoFlex®

Sistemas flexíveis de Bolsas de Sangue





- Agulha retrátil (maior segurança para o usuário)




Bolsa Principal

- Convencional ou Top and Bottom.
- Capacidade: 450ml sangue total.
- Plastificante DEHP.

Sistema Composampling

- Para a coleta prévia de amostras de sangue total para análise laboratorial, reduzindo comprovadamente o índice de contaminação bacteriana nos hemocomponentes.



Libra Propaganda

Acessórios



1. Sistema Composampler
2. Sistema Composampling

Sistemas para coleta de amostras para testes sorológicos e imunohematológicos

Sistema Compobact

Sistema para coleta de amostras para testes microbiológicos



Ficha Técnica

Descrição	Reg. ANVISA
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP	10154450073
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450072
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450085
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificante DEHP	10154450076
Bolsa para Transferência de Sangue e Seus Componentes	10154450007

Informações sobre pedidos

Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho, bem como equipamento, por favor contate-nos.