

Amika[®]

Easy To Live


Equipos para Infusão de Nutrição Enteral





EasyBag

EasyBag Mobile







EQUIPOS AMIKA®	EasyBag ENPlus	EasyBag ENLock ENPlus	EasyBag Mobile ENPlus
COMPRIENTO DO TUBO	2100 +/- 50 mm	2500 +/- 80 mm	2500 +/- 80 mm
PARTE SUPERIOR			
- EasyBag Slim Spike			
- ENPlus	● / C	● / C	● / C
- Varioline			
- Bolsa Conectada			
COMPONENTES NO TUBO			
- Câmara de Gotejamento	●	●	
- Pinça Rolete			
- Porta de Medicação	● / LL / O	● / ENL / O	● / LL / O
PARTE INFERIOR			
- Adaptador ENLock	●		● / C
- Conector ENLock		●	

Abreviação: ENL: ENLock / LL: Luer Lock / C: Capa / O: Oral

Y-set Easy Bag

Varioline Comfort

Bag



Two Line EasyBag

2320 +/- 120 mm

Varioline Comfort

2500 +/- 110 mm

Varioline Comfort ENLock ENPlus

2500 +/- 110 mm

Bag Set ENLock

2500 +/- 110 mm

●●/C

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●●

●

●

●/LL/O

●/LL/O

●/ENL/O

●/ENL/O

●/C

●/C

●/C

●

DEHP* FREE: Livre de DEHP / Latex free

(*) De acordo com o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) da UE, contendo não mais de 0,1% (p / p) de DEHP.

Detalhes Técnicos

- **Equipo Enteral Amika®**
Modelos: EasyBag ENPlus, EasyBag ENLock ENPlus, EasyBag Mobile ENPlus, Two Line EasyBag, Varioline Comfort e Varioline Comfort ENLock ENPlus
Registro ANVISA: 80145110221
- **Equipo Enteral Amika® com Bolsa**
Modelo: Bag Set ENLock
Registro ANVISA: 80145110222
- **Bomba para Nutrição Enteral Amika®**
Registro ANVISA: 80145119009



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Av. Marginal Projetada, 1652
CEP: 06460-200 • Tamboré • Barueri, SP
Tel.: 11 2504.1400 • SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br