



Urinauffangbeutel

4 l Beutelvolumen


Harndrainagesystem für die
postoperative Dauerspülung

Wahlweise mit Pumpball
zum Freispülen von Koageln
ohne Diskonnektion

Mit Tropfkammer

Mit Filter zum bakterienfreien
Gasaustausch

Urinauffangbeutel




Schlauchlänge 1,20 m




Tropfkammer garantiert genaueste Spülkontrolle und reduziert die Gefahr eines Rückstaus in die Harnblase



Einhand-Schiebeventil zur hygienischen Entleerung des Beutels



Wahlweise auch mit Pumpball erhältlich (zum Freispülen von Koageln ohne Diskonnektion)



Filter zum bakterienfreien Gasaustausch

Beide Beutel haben eine Tropfkammer und einen Filter zum bakterienfreien Gasaustausch.

Bestellinformationen

Artikel	Stk. p. VE*	PZN	Art.-Nr.
Urinauffangbeutel 4 l	20 x 1	19216091	2894000
Urinauffangbeutel 4 l mit Pumpball	20 x 1	19216116	2894002

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de