




Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss


Für das intra- und postoperative Überleiten
von Spüllösungen aus Behältnissen mit
Care-Lock®-Anschluss

Fester Halt des Überleitgerätes durch
die patentierte Schraubverbindung
Care-Lock®

Anwenderfreundlich durch eine große
Vielfalt an indikationsbezogenen
Ausführungen

Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss



Alle Überleitgeräte können als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel sicher durch den Arzt am Patienten angewendet werden. Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich.

Einfach-Überleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	RV	UK/ Paraschl.	LL-pos.	Abl. Schl.	Länge
Einzel steril											
Überleitgerät 1 CL	30 x 1	Karton	2881001	00891418	✓	✓		✓			1,80 m
Überleitgerät 2 CL	20 x 1	Karton	2881081	00891447	✓	✓			✓	0,70 m	1,80 m
Überleitgerät 5 CL	30 x 1	Karton	2881021	00891424	✓	✓	✓	✓			0,80 m
Doppelt steril											
Überleitgerät 1 CL/X	15 x 1	Karton	2877101	00891393	✓	✓		✓			3,30 m
Überleitgerät 2 CL/X	15 x 1	Karton	2877201	00891364	✓	✓			✓		3,30 m

Zwillingsüberleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	RR-K	TK	RK	RV	UK/ Paraschl.	LL-pos.	Länge	
													Schenkel	Gesamt
Einzel steril														
Zwillingsüberleitgerät 1 CL	15 x 1	Karton	2881101	00891453			✓	✓	✓		✓		0,27 m	2,00 m
Zwillingsüberleitgerät 3 CL	15 x 1	Karton	2881301	00891482			✓	✓	✓	✓	✓		0,50 m	2,05 m
Zwillingsüberleitgerät 4 CL	15 x 1	Karton	2881131	08620713		✓				✓		✓	0,80 m	3,20 m
Doppelt steril														
Zwillingsüberleitgerät 2 CL/X	10 x 1	Karton	2877621	00891387		✓						✓	0,80 m	3,20 m
Zwillingsüberleitgerät 3 CL/X	10 x 1	Karton	2877651	08530795		✓		✓			✓		0,80 m	3,25 m

CL = Care-Lock®, CL/X = Care-Lock® doppelt steril, Abl. Schl. = Ablaufschlauch, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklemme, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme, RV = Rückschlagventil, UK/Paraschl. = Urologenkonus/Paraschlauch, LL-pos. = Luer-Lock positiv

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de