




Überleitgeräte

mit Dornanschluss


Für das intra- und postoperative Überleiten von Spüllösungen aus Behältnissen mit Stopfenanschluss

Universeller Einstechdorn ermöglicht die Verbindung mit allen gängigen Spüllösungsbehältnissen mit Stopfenanschluss

Anwenderfreundlich durch eine große Vielfalt an indikationsbezogenen Ausführungen

Überleitgeräte

mit Dornanschluss



Alle Überleitgeräte können als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel sicher durch den Arzt am Patienten angewendet werden. Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich.

Einfach-Überleitgeräte mit Dorn-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	Y-Stück, Sil.	RV	UK/ Paraschl.	LL- pos.	CL-Kon.	Länge
Einzeln steril												
Überleitgerät 1 D	30 x 1	Karton	2883101	00891499	✓	✓			✓			1,80 m
Überleitgerät 3 D	30 x 1	Karton	2883401	00891536	✓	✓				✓		1,80 m
Überleitgerät 4 D	30 x 1	Karton	2884091	00891565		✓		✓			✓	0,80 m
Überleitgerät 5 D	20 x 1	Karton	2884021	02004858	✓	✓	✓		✓			2,05 m
Überleitgerät 6 D	30 x 1	Karton	2884201	00891602	✓	✓		✓	✓			1,80 m
Cystoskopie-Überleitgerät	30 x 1	Karton	2883131	05717576	✓	✓			✓			1,80 m
Doppelt steril												
Überleitgerät 1 D/X	15 x 1	Karton	2877101	00891335	✓	✓			✓			3,30 m
Überleitgerät 2 D/X	15 x 1	Karton	2877201	00891341	✓	✓				✓		3,30 m
Überleitgerät 4 D/X	15 x 1	Karton	2848021	08620624								
Teil 1:					✓	✓				✓		1,70 m
Teil 2:					Ablaufschlauch mit LL-pos. und Silikonschlauch							1,20 m

Zwillingsüberleitgeräte mit Dorn-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	TK	RR-K	RV	UK/ Paraschl.	CL-Kon.	Länge Schenkel Gesamt
Einzeln steril												
Zwillingsüberleitgerät 1 D	15 x 1	Karton	2894201	00891708		✓			✓	✓		0,80 m 3,25 m
Zwillingsüberleitgerät 2 D	15 x 1	Karton	2890101	00891654	✓	✓				✓		0,80 m 1,95 m
Zwillingsüberleitgerät 3 D	15 x 1	Karton	2884101	00891571	✓			✓	✓		✓	0,50 m 0,85 m
Zwillingsüberleitgerät 9 D	15 x 1	Karton	2890701	00891683		✓	✓	✓		✓		0,30 m 2,50 m
Doppelt steril												
Zwillingsüberleitgerät 1 D/X	10 x 1	Karton	2877101	00891335		✓			✓	✓		0,80 m 3,20 m
Zwillingsüberleitgerät 2 D/X	8 x 1	Karton	2848021	08620624								0,80 m
Teil 1:					✓	✓			Ablaufschlauch mit LL-pos.			3,10 m
Teil 2:						✓			Paraschlauch geklebt			2,90 m

D = Dorn, D/X = Dorn-Anschluss doppelt steril, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklemme, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme, RV = Rückschlagventil, UK/Paraschl. = Urologienkonus/Paraschlauch, CL-Kon. = Care-Lock®-Konnektor, LL-pos. = Luer-Lock positiv

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

731071/6 (05.26/FKD)