

Freka[®] Connect Sprøjter og tilbehør



ENFit

Freka® Connect sprøjtesortiment

Et komplet sprøjtesortiment med ENFit

Freka Connect ENFit findes i mange størrelser
1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml og 100 ml

Freka Connect ENFit passer til:

- Enteralsæt med ENFit
- Perkutane sonder med ENFit
- Transnasale sonder med ENFit
- EasyBag bolusadapter


Freka Connect:	Pakningsstørrelse	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
1 ml (steril)	30 stk.	915331	9000788LDT
2,5 ml (steril)	30 stk.	915332	9000782LDT
5 ml (steril)	30 stk.	915333	9000783
10 ml (steril)	100 stk.	915334	9000784
20 ml (steril)	100 stk.	915335	9000785
60 ml (steril)	50 stk.	915336	9000786
100 ml (steril)	60 stk.	915337	9000787



Tilbehør

Freka prop passer til Freka Connect sprøjter

Freka tilbehør	Pakningsstørrelse	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Freka prop ENFit (usteril)	30 stk.	912701	7981369
Freka opsugningsrør ENFit 15 cm (usteril)	30 stk.	-	7752013



EN_0070/Marts 2017



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk