



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Amika<sup>®</sup>/Amika+<sup>®</sup> pumpesett, ENFit

Amika/Amika+ pumpesett for kobling til EasyBag og andre ernæringsposer med ENPlus port

---

Regulerbar Amika pumpeklemme

---

ENPlus spike med hette for kobling til ENPlus port på sondeernæringspose

---

Medisineringsport for bruk med ENFit sprøyter

---

ENFit kobling for kobling til ENFit ernæringssonde

---

# Amika® / Amika+® pumpesett, ENFit

Enteralt ernæringssett for tilførsel av enteral ernæring med Amika/Amika+ ernæringspumpe

## Egenskaper

- Regulerbar Amika/Amika+ pumpeklemme
- ENPlus spike med hette for kobling til ENPlus port på sonde-ernæringspose (Fig. 1)
- Medisineringsport for bruk med ENFit sprøyter
- ENFit kobling for kobling (Fig. 2) til ENFit ernæringssonde

## Produktspekter

- EasyBag sett for kobling til EasyBag
- VarioLine med sett for kobling til EasyBag, eller alle ernæringsposer med ENPlus port. Passer med tåteflasker med smal åpning samt til glassflasker (Fig. 3)
- TwoLine EasyBag sett med Y-kobling for kobling til to EasyBag poser (Fig. 5)
- VarioLine Comfort ernæringssett med dråpekammer, ENPlus spike og VarioLine adapter for bruk både til gravitasjon og for bruk i Amika/Amika+ ernæringspumpe

## Bestillingsinformasjon

### Medisinsk engangsutstyr

Kan bestilles direkte fra Fresenius Kabi lager i Halden på [bestilling@fresenius-kabi.com](mailto:bestilling@fresenius-kabi.com)

	Lengde på sett i cm	Hette på proximal kobling	Hette på ENPlus Spike	Salgsenhet	Art.nr.
Amika pumpesett EasyBag, ENFit	250	nei	ja	30	7751900
Amika pumpesett EasyBag med hette, ENFit	250	ja	ja	30	7751917
Amika pumpesett TwoLine EasyBag, ENFit	232	nei	ja	30	7751903
Amika pumpesett TwoLine EasyBag med hette, ENFit	232	ja	ja	30	7751994
Amika pumpesett VarioLine, ENFit	250	nei	ja	30	7751902
Amika pumpesett VarioLine med hette, ENFit	250	ja	ja	30	7751919
Amika pumpesett VarioLine Comfort, ENFit	250	ja	ja	30	7751904
Amika pumpesett Bag, ENFit	250	nei	-	30	7751956
Amika pumpesett Bag med hette, ENFit	250	ja	-	30	7751914



Luer-fri  
Latex-fri