




**FRESENIUS
KABI**

caring for life



EasyBag ENFit gravitasjonssett

Enteralt ernæringssett med dråpekammer
til gravitasjonsmating

Egner seg best til stasjonær bruk

Settet har ENPlus spike og passer til
EasyBag og alle andre ernæringsposer
med ENPlus port

Settet har rulleklemme for justering
av hastighet

ENFit gravitasjonssett har ENFit kobling
og er kun tilpasset ENFit

EasyBag ENFit gravitasjonssett

Enteralt ernæringssett med dråpekammer til gravitasjonsmating

Enteralt ernæringssett med dråpekammer til gravitasjonsmating

Egner seg best til stasjonær bruk.

Settet har ENPlus spike og passer til EasyBag og alle andre ernæringsposer med ENPlus port.

Settet har rulleklemme for justering av hastighet.

ENFit ernæringssett har ENFit kobling og er kun tilpasset ENFit.

Egenskaper

- Dråpekammer
- Rulleklemme
- ENFit kobling (Fig.1) for kobling til ENFit ernæringssonde
- ENPlus Spike (Fig.2) med hette for kobling til ENPlus port på ernæringspose
- Medisineringsport tilpasset ENFit sprøyter (Fig 3)



Bestillingsinformasjon

Medisinsk engangsutstyr

Kan bestilles direkte fra Fresenius Kabis lager i Halden på bestilling@fresenius-kabi.com

Produkt	Lengde på sett i cm	Proximal kobling	Medisinport	Hette på proximal kobling	Hette på ENPlus Spike	Salgsenhet	Art.nr.
GraviSet EasyBag ENFit	190	ENFit	ENFit	Nei	Ja	30	7751936

Luer-fri
Latex-fri
DEHP-fri