



PharmaShaker® Pro

En enhet för snabb och automatiserad rekonstituering av läkemedel i pulverform

PharmaShaker® Pro

- Utformad för högre produktivitet och förebyggande av RSI (Repetitive Strain Injury)
- Kan användas inuti LAF-skåp eller isolatorer
- Finns i två versioner: behållare för 3 eller 6 injektionsflaskor

Funktioner

- Snabb skakningshastighet
- Universellt och ergonomiskt greppsystem för injektionsflaskor
- Utformad och testad för att klara VHP-sterilisering



Universellt greppsystem för flaskor

PharmaShaker® Pro

Egenskaper

- Justerbar hastighet: 12 olika hastigheter, från 30 upp till 360 skakningar/min
- Justerbar skaktid: från 5 sekunder till 1 timme (steg om 5 sekunder)
- Kan utrustas med upp till 8 programmerbara skakcykler
- Exakta skakningsrörelser
- Lång motorlivslängd
- Kompakt design
- Motståndskraftig mot alla vanliga rengöringsmedel

Efterlevnad av EU-direktiv

- EMC (2014/30/EU)
- LVD (2014/35/EU)

Tekniska specifikationer

IP-klassificering	IP-kod	IP32
Mått och dimensioner	Skakapparat, version för 6 injektionsflaskor Skakapparat, version för 3 injektionsflaskor Kontrollbox Strömenhet	458 x 252 x 166 mm 272 x 252 x 166 mm 160 x 75 x 47 mm 160 x 55 x 33 mm
Vikter	Skakapparat, version för 6 injektionsflaskor Skakapparat, version för 3 injektionsflaskor Kontrollbox Strömenhet	3,4 kg 2,6 kg 0,45 kg 0,55 kg
Totala vikter	Skakapparat, version för 6 injektionsflaskor Skakapparat, version för 3 injektionsflaskor	4,4 kg 3,6 kg
Material	PharmaShaker® Pro	PET Rostfritt stål PVC PC-plast, klar Elastollan®
Specifikationer	Vialklämma Strömenhet Max. effekt Strömförbrukning (standby) Strömförbrukning (drift)	100-240 VAC (50/60 Hz) 65 W 1,1 W 9,6-11,1 W
Utförande	Skakningsfrekvens Tid för skakning Skakningsvinkel Programmerbara skakningscykler	30-360 skakningar/min 2 sekunder - 60 minuter, steg om 5 sekunder Cirka $\pm 25^\circ$ Upp till 8
Märkning	CE-märkning	CE



PharmaShaker® Pro (för 6 injektionsflaskor)



PharmaShaker® Pro (för 3 injektionsflaskor)



Kontrollbox