




**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Therastick®

Subcutane Dauerkanüle

Zur Schmerz-, Insulin- und
antiviralen Therapie


Schmerzarme Punktion

Einfache und sichere Handhabung,
die auch für die Selbstmedikation
von Patienten geeignet ist

Kompatibilität zu Arzneimitteln und
diagnostischen Hilfsmitteln

Therastick®

Subcutane Dauerkanüle



Produktmerkmale

- Reduzierung allergischer Reaktionen durch Verwendung hochwertiger, bewährter Materialien
- Hochwertiges Polyethylen ohne Klebeverbindungen, damit zur Medikamentenapplikation bestens geeignet
- Erhöhte Effizienz der Medikamentengabe durch geringes Totvolumen (Druckbeständigkeit: 2 bar)
- Zuverlässige 28 Gauge Dauerkanüle zur kontinuierlichen, subcutanen Medikamentenapplikation
- Abdrehbare Schutzkappe zur Vermeidung unbeabsichtigter Stichverletzungen durch die Nadel
- Einfache Handhabung
- Abnehmbare Griffplatte erleichtert die Punktion und verhindert eine versehentliche Dislokation der Kanüle
- Klebeadhäsiv für eine sichere Fixation
- Flexibel, hautverträglich, atmungsaktiv
- Die durchdachte Formgebung sorgt für einen erhöhten Tragekomfort

Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Kanülenlänge (mm)	Schlauchlänge (cm)
Therastick®	25	8088071	06191834	8	80
Therastick®	25	8088041	06191981	12	60
Therastick®	25	8088051	06192271	12	80
Therastick®	25	8088061	06193626	2	110

Latex-frei
PVC-frei
DEHP-frei**

* Verpackungseinheit; ** Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen