



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# sanabelle Absaugkatheter

Für die sichere Anwendung im  
Bereich der Sekretabsaugung



#26065566 | © Rustin Guzy - Shutterstock.com  
Free. Senior woman walking in the park in autumn / Urheber: Rustin Guzy

## Absaugkatheter

# sanabelle Absaugkatheter

Die sanabelle Absaugkatheter ermöglichen durch ihre spezielle Oberfläche ein einfaches Einführen und Absaugen. Die Gefahr einer Traumatisierung der Mukosa wird so verringert und durch die abgerundete Spitze der konventionell atraumatischen Absaugkatheter zusätzlich geschont. Die zentrale Öffnung sowie zwei laterale Augen ermöglichen ein Absaugen auch bei stärkerer Borkenbildung.

Speziell für tracheotomierte Patienten in der außerklinischen Versorgung werden die kürzeren Ausführungen mit Fingertip empfohlen. Dies unterstützt ein fachgerechtes, nicht zu tiefes Absaugen in der Trachea.

Die sanabelle Absaugkatheter sind in zwei Längen, den gängigen Größen und in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.




Atraumatisch  
abgerundete Spitze

## Anwendungsbereich

- ▶ Endotracheale Absaugung
- ▶ Orale Absaugung
- ▶ Nasale Absaugung

## Eigenschaften

- ▶ Aus flexiblem, medizinischen Kunststoff (DEHP-frei)
- ▶ Atraumatisch abgerundete Spitze
- ▶ Weicher Schaft mit satiniertes Oberfläche
- ▶ Zwei seitlich gegenüberliegende Augen
- ▶ Zentrale Öffnung
- ▶ Zum Einmalgebrauch
- ▶ Einzeln steril verpackt



Wahlweise mit Trichteransatz oder Fingertip

## Bestellinformationen

### sanabelle Absaugkatheter, 30 cm, weich, Trichter

VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe	Farbcodierung	HiMi.-Nr.
100	ME77700482	01454312	CH 8	● blau	01.99.01.0078
100	ME77700483	05522878	CH 10	● schwarz	01.99.01.0078
100	ME77700484	00032425	CH 12	○ weiß	01.99.01.0078
100	ME77700485	00032431	CH 14	● grün	01.99.01.0078
100	ME77700486	00032448	CH 16	● orange	01.99.01.0078

### sanabelle Absaugkatheter, 50 cm, weich, Trichter

VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe	Farbcodierung	HiMi.-Nr.
100	ME77700467	00001904	CH 8	● blau	01.99.01.0075
100	ME77700468	00006830	CH 10	● schwarz	01.99.01.0075
100	ME77700469	00031578	CH 12	○ weiß	01.99.01.0075
100	ME77700470	00032247	CH 14	● grün	01.99.01.0075
100	ME77700471	00032394	CH 16	● orange	01.99.01.0075
100	ME77700472	01454298	CH 18	● rot	01.99.01.0075

### sanabelle Absaugkatheter, 50 cm, standard, Trichter

VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe	Farbcodierung	HiMi.-Nr.
100	ME77700460	05522996	CH 8	● blau	01.99.01.0076
100	ME77700461	05523004	CH 10	● schwarz	01.99.01.0076
100	ME77700462	01454306	CH 12	○ weiß	01.99.01.0076
100	ME77700463	00032402	CH 14	● grün	01.99.01.0076
100	ME77700464	00032419	CH 16	● orange	01.99.01.0076

### sanabelle Absaugkatheter, 30 cm, weich, Fingertip

VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe	Farbcodierung	HiMi.-Nr.
100	ME77700489	05522909	CH 6	● hellgrün	01.99.01.0077
100	ME77700490	05522915	CH 8	● blau	01.99.01.0077
100	ME77700491	05522921	CH 10	● schwarz	01.99.01.0077
100	ME77700492	01454329	CH 12	○ weiß	01.99.01.0077
100	ME77700493	00032460	CH 14	● grün	01.99.01.0077
100	ME77700494	00032477	CH 16	● orange	01.99.01.0077

### sanabelle Absaugkatheter, 50 cm, weich, Fingertip

VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe	Farbcodierung	HiMi.-Nr.
100	ME77700476	05522944	CH 10	● schwarz	01.99.01.0074
100	ME77700477	05522950	CH 12	○ weiß	01.99.01.0074
100	ME77700478	05522967	CH 14	● grün	01.99.01.0074
100	ME77700479	05522973	CH 16	● orange	01.99.01.0074

\* Verpackungseinheit

Mehr Informationen finden Sie im Pflegeleitfaden zur Tracheostomeversorgung Absaugung und Inhalation.



# wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

## **Ernährung**

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

## **Arzneimittel**

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

## **Infusionen**

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

## **Medizinprodukte**

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.