





Trachealkanülen & Zubehör

Kanülenwechsel & Notfälle

Für Patienten mit einem Tracheostoma ist die Bedeutung eines sicheren Atemweges essentiell. Daher ist bei einem Notfall, der jederzeit eintreten kann, sofort zu handeln. So kann zum Beispiel das bei einer perkutanen Dilatationstracheotomie (PDT) angelegte Tracheostoma beim Trachealkanülenwechsel kollabieren. Auch kann es zu Problemen während der Beatmung oder Spontanatmung aufgrund einer verlegten Trachealkanüle kommen. Plötzlich auftretende Blutungen, Schwellungen oder Erbrechen können sich ebenfalls zu Notfällen entwickeln. In diesen Fällen hat die Sicherung der Atemwege oberste Priorität!



Produktgruppen Kanülenwechsel & Notfälle

Produktgruppe	Beschreibung	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.	
sanabelle Trachealdilatator	Trachealspreizer 3-schenklig, nach Laborde, 14 cm, in praktischer Aufbewahrungsbox mit Tragegriff	1	ME77720000	03337355	12.99.99.0012	
sanabelle TM100 Cuffdruckmessgerät	Hilfsmittel zur korrekten Einstellung und Kontrolle des Cuffdrucks von Trachealkanülen oder Endotrachealtuben, mit übersichtlicher und farblich markierter Einteilung der Skala	1	ME77701100	10542469	12.99.99.0013	
sanabelle Notfallbeatmungsmaske	Maske zur Beatmung über das Tracheostoma als Erste-Hilfe-Maßnahme, für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren, Silikonmaske, in handlicher Box	1	ME77703800	00886038	-	
sanabelle Handabsaugpumpe	Absaugmöglichkeit für den Notfall oder auch den mobilen Einsatz, mit Erwachsenenbehälter (Füllvolumen 250 ml) und Kinderbehälter (Füllvolumen 50 ml) und jeweils passendem Verschlussdeckel	1	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	

*Verpackungseinheit

Hinweis

Eine Notfallbeatmungsmaske wird über dem Stoma angeschlossen und dient der Notfallbeatmung. Laryngektomierte Patienten können ausschließlich über das Tracheostoma beatmet werden! Für den Notfall sollte auch immer eine Trachealkanüle in der nächstkleineren Größe zur Standardkanüle (und mit Cuff) bereitliegen.