






Trachealkanülen & Zubehör Reinigung & Pflege

Sowohl die Haltbarkeit der Trachealkanülen als auch der Zustand des Tracheostomas eines Patienten können durch die Verwendung geeigneter Reinigungs- und Pflegemittel positiv beeinflusst werden. Je nach Material und Herstellervorgaben unterscheiden sich die Reinigungsmöglichkeiten bei Trachealkanülen und deren Innenkanülen sehr stark. Es gilt hierbei, unbedingt die Gebrauchsanweisungen der verwendeten Hilfsmittel zu beachten!



Produktgruppen Reinigung & Pflege

Produktgruppe	Beschreibung	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.	
Reinigung des Tracheostomas						
sanabelle 3in1 Stoma Reinigungstücher	Reinigungstücher mit feuchtigkeitsspendendem weichem Spezialvlies zur täglichen Reinigung intakter Haut von Sekreten, Verunreinigungen und Kleberesten, pH-neutral, frei von Alkohol, Paraben und (Mineral)Ölen					
	Sachet in Faltschachtel	30	ME77701600	11702107	12.99.99.1005	
	Spenderdose	60	ME77701610	11702142	12.99.99.1005	
	Beutel mit Pop-up Verschluss	60	ME77701605	11702136	12.99.99.1005	
Reinigung der Trachealkanüle						
sanabelle Reinigungs- bürsten	Reinigungsbürsten, gebogen, mit Wollkopf:					
	Borstendurchmesser: 7 mm, für Kanülen-ID ≥ 7 mm	5	ME77701500	01174630	12.99.99.1013	
	Borstendurchmesser: 9 mm, für Kanülen-ID ≥ 8 mm	5	ME77701501	01174676	12.99.99.1013	
	Borstendurchmesser: 11 mm, für Kanülen-ID ≥ 9 mm	5	ME77701502	01174699	12.99.99.1013	
	Set: 2 x 7 mm, 2 x 9 mm, 1 x 11 mm	5	ME77701503	01174707	12.99.99.1013	
	Reinigungsbürsten, gerade:					
Borstendurchmesser: 7 mm, für Kanülen-ID $\geq 5/6$ mm	5	ME77701504	01174742	12.99.99.1013		
Borstendurchmesser: 9 mm, für Kanülen-ID $\geq 7/8$ mm	5	ME77701505	01174765	12.99.99.1013		
Borstendurchmesser: 11 mm, für Kanülen-ID $\geq 9/10$ mm	5	ME77701506	01174771	12.99.99.1013		
sanabelle Reinigungs- stupfer	Reinigungstupfer mit PU-Schaum, biegsam					
	Reinigungstupfer, klein, für Kanülen-ID ≥ 7 mm, Reinigungstupfer, groß, für Kanülen-ID ≥ 8 mm	50 50	ME77701507 ME77701508	05891280 05891334	- -	
sanabelle Reinigungs- dose	Reinigungsdose mit 600 ml Fassungsvermögen, Siebeinsatz und Pinzette (für Kanülen mit normaler Länge)	1	ME77701509	07349510	-	

*Verpackungseinheit