

## CompoSeal Mobilea II

# Produktinformationen und technische Daten

### Produktübersicht

<b>CompoSeal Mobilea II - Komplett Set</b>		
	VE*	Art.-Nr.
CompoSeal Mobilea II Set im Transportkoffer	1	9027011
<b>CompoSeal Mobilea II - Einzelprodukte</b>		
	VE*	Art.-Nr.
CompoSeal Mobilea II Powerpack	1	9027001
CompoSeal Mobilea II Ladenetzteil	1	9027031
CompoSeal Mobilea II Handschweißzange	1	9027021
CompoSeal Mobilea II Kabel Handschweißzange	1	9027041
CompoSeal Mobilea II Transportkoffer	1	9027051
CompoSeal Mobilea II Umhängetasche	1	9027070
SplashGuard, Spritzschutz	6	9029700

\* Verpackungseinheit

### Technische Daten

<b>CompoSeal Mobilea II Set im Transportkoffer</b>	
Abmessungen	Länge: 395 mm Höhe: 295 mm Breite: 106 mm
Gewicht	2364 g

<b>CompoSeal Mobilea II Powerpack</b>	
Abmessungen	Länge: 110 mm Höhe: 145 mm Breite: 52 mm
Gewicht	760 g

<b>CompoSeal Mobilea II Ladenetzteil</b>	
Abmessungen	Länge: 65 mm Höhe: 130 mm Breite: 75 mm
Gewicht	270 g

<b>CompoSeal Mobilea II Handschweißzange</b>	
Abmessungen	Länge: 215 mm Höhe: 30 mm Breite: 65 mm
Gewicht	315 g

<b>CompoSeal Mobilea II Kabel Handschweißzange</b>	
Abmessungen	Länge: 1470 <sup>1)</sup> mm Höhe: 5 mm Breite: 5 mm
Gewicht	83 g

<b>CompoSeal Mobilea II Transportkoffer</b>	
Abmessungen	Länge: 395 mm Höhe: 295 mm Breite: 106 mm
Gewicht	900 g

1) Länge von Stecker zu Stecker



# wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

## **Ernährung**

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

## **Arzneimittel**

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

## **Infusionen**

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

## **Medizinprodukte**

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
T 0800 / 788 7070  
F 06172 / 686 8239  
kundenberatung@fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# CompoSeal Mobilea II

Schlauchschweißgerät für den  
mobilen Einsatz





### CompoSeal Mobilea II

## Zuverlässige Technologie für mobiles und effizientes Schlauchschweißen

---



Entwickelt für den  
mobilen Einsatz



Intelligentes  
Energiemanagement



Zuverlässige Technologie

---

## CompoSeal Mobilea II

# Ihre Vorteile auf einen Blick

Mobilea II vereint die Erfüllung höchster Ansprüche der professionellen Schlauchschweißung mit den Vorzügen einer fortschrittlichen Batterietechnologie

---



### Entwickelt für den mobilen Einsatz

- Geringes Gewicht, Powerpack 760 g, Schweißzange 315 g
- Robustes Metallgehäuse
- Stoßabsorbierende Gummierung
- Umhängetasche
- Transportkoffer



### Intelligentes Energiemanagement

- Moderne Lithium-Polymer Batterietechnologie
- Bis zu 1.000 Schweißungen pro Akkuladung an Standard Blutbeutelschläuchen
- Automatische Anpassung der Schweißzeit an die jeweilige Schlauchstärke



### Zuverlässiger Betrieb

- Zugelassen für den Betrieb am punktierten Spender
- Leckageerkennung durch Prozessüberwachung
- Qualitativ hochwertige Schweißnähte unabhängig von der Batteriekapazität

## CompoSeal Mobilea II Schnelle und einfache Handhabung



Ergonomisch geformte  
Handschiweißzange

Robustes Powerpack mit  
Lithium-Polymer Akku



Splashguard - Spritzschutz  
für Handschiweißzangen  
von Fresenius Kabi



Handschiweißzange mit  
Indikator-LED



Ladenetzteil

Handlicher Transportkoffer  
für organisierte Aufbe-  
wahrung der Komponenten

