



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Endoschürze und Endoschild

## Auffangschürze und Abdeckungssystem

Zum Ableiten von Spüllösungen und Abdeckung  
des OP-Feldes

Hygienisches und sicheres Arbeiten

---

Einfache praktische Handhabung


---

Einzel steril verpackt

---

# Endoschürze und Endoschild

zum Ableiten von Spüllösungen und Abdeckung des OP-Feldes



Endoschürze und Endoschild ermöglichen das Auffangen von Gewebeteilen und Ableiten von Spüllösung sowie das Abdecken des OP-Feldes bzw. des Patienten.

## Endoschürze



Die Endoschürze ist eine hygienisch sichere Einmalschürze mit Befestigungsbändern. Sie wird zum gleichzeitigen Auffangen von Gewebeteilen und Ableiten von Spüllösung, z. B. bei der TUR in der Urologie eingesetzt. Ein integriertes herausnehmbares Sieb ermöglicht das Sammeln und Entnehmen von Gewebeteilen für histologische Untersuchungen.

- Zuverlässige Ableitung der Spüllösung durch großlumigen Ablaufschlauch
- Einfaches Sammeln und Entnehmen von Gewebeteilen
- Leichtere Reinigung des Arbeitsplatzes nach dem Eingriff
- Schlauchlänge 1,30 m
- Einzeln steril verpackt

## Endoschild



Das Endoschild ermöglicht die sterile Abdeckung des OP-Feldes bzw. des Patienten.

- Kontaminationsschutz bei digitaler Untersuchung des Rektums bzw. der Vagina bei operativen Eingriffen in der Urologie, Gynäkologie und Chirurgie
- Fixierung am Patienten oder am OP-Tuch möglich
- Vorhandene Einführöffnung für Genitalien oder als Zugang bei der Endoskopie
- Schweißnaht an der Einführhülse des Endoschildes ermöglicht ein problemloses Aufreißen und Entfernen bei liegendem Katheter
- Größe 60 x 83 cm
- Einzeln steril verpackt

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Endoschürze	5 x 1	Karton	2885201	00891625
Endoschild PVC	50 x 1	Karton	2885501	04767135

\*Verpackungseinheit