



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Freka Drainjet® Faltenbalgflaschen

Spüllösungen

Gebrauchsfertige, anwenderfreundliche
Katheterpflegelösungen

NaCl 0,9% - Isotonische
Kochsalzlösung

Purisole® SM verdünnt

Solutio R^{Plus}

Freka Drainjet® Faltenbalgflaschen

Spüllösungen



NaCl 0,9% - Isotonische Kochsalzlösung

Isotonische (physiologische) Kochsalzlösung zur inneren und äußeren Anwendung wie postoperative Blasenpülung bei urologischen Eingriffen, Spülungen des Magen-Darm-Trakts und von Fisteln und Drainagen. Auch zur Reinigung von Wunden und Verletzungen durch direkten Kontakt oder durch imprägnierte Wundauflagen wie Gaze und Verbände.

1 l enthält:

Natriumchlorid	9,0 g
Wasser für Injektionszwecke	q.s.
Na ⁺	154 mmol/l
Cl ⁻	154 mmol/l
pH-Wert	5,0 - 7,0
Titrationssacidität	<1 mmol NaOH/l
Theor. Osmolarität	308 mOsm/l

Purisole® SM verdünnt

Zur intra- und postoperativen Blasenpülung bei urologischen Eingriffen wie transurethrale Resektion der Prostata oder von Blasentumoren sowie zur Spülung von suprapubischen oder urethralen Blasenkathetern.

1 l enthält:

Sorbit	27,0 g
Mannit	5,4 g
Wasser für Injektionszwecke	
pH-Wert	4,5 - 7,0
Titrationssacidität	<1 mmol NaOH/l
Theor. Osmolarität	178 mOsm/l

Solutio R^{Plus}

Zur Blasenpülung und zum intermittierenden Spülen von suprapubischen Kathetern oder transurethralen Dauerkathetern, um Katheterinkrustationen vorzubeugen und zu entfernen und Verletzungen durch Inkrustationen bei der Entfernung des Katheters zu vermeiden.

Freka Drainjet® Solutio R^{Plus} kann zur intermittierenden Spülung der Blase (Blasenpülung) und des Urinkatheters in einem geschlossenen Spülkreislauf verwendet werden, um Ablagerungen in und um den Katheter aufzulösen.

1 l enthält:

Magnesiumhydroxidcarbonat	28,4 g
Zitronensäure, wasserfrei	57,7 g
D-Gluconolacton	8,3 g
Magnesiumcitrat, wasserfrei	2,76 g
Zitronensäure 6 % (zur pH-Einstellung), maximal	3,462 g
Wasser für Injektionszwecke bis zu	1000 ml
pH-Wert	3,4 - 4,5

Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN
NaCl 0,9% - Isotonische Kochsalzlösung 60 ml Freka Drainjet®	10	1313041	03031679
NaCl 0,9% - Isotonische Kochsalzlösung 120 ml Freka Drainjet®	10	1313121	07628902
Purisole® SM verdünnt 60 ml Freka Drainjet®	10	2559041	03031685
Solutio R ^{Plus} 60 ml Freka Drainjet®	10	B313763	01881126

*Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen