

# Wundversorgung


Produktübersicht 2019/2020



**3M**  
Kooperationspartner  
Wundversorgung

## 3M™ Wundversorgungsschema

Das einfache 3M™ Wundversorgungsschema orientiert sich an Exsudatmenge und Wundarchitektur und berücksichtigt darüber hinaus den zu schützenden Wundrand. Das erleichtert es Ihnen, für jeden Ihrer Patienten schnell die passendste Lösung zu finden.








































Wundfarbe	nekrotisch	nekrotisch/fibrinös	fibrinös	fibrinös/ granulierend	granulierend	granulierend/ epithelisierend	epithelisierend
<b>Exudationsgrad</b>							
<b>trocken</b>	Nekrosektomie* 		3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN 3M™ Tegaderm™ Film 3M™ Tegaderm™ Hydrogel		3M™ Tegaderm™ Absorbent		
<b>wenig</b>	Nekrosektomie* 		3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam 3M™ Tegaderm™ Foam/Foam Adhesive 3M™ Tegaderm™ Alginate (leicht angefeuchtet) 3M™ Tegaderm™ Hydrogel		3M™ Tegaderm™ Absorbent	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN	
<b>mäßig</b>	Nekrosektomie* 		3M™ Tegaderm™ Silicone Foam 3M™ Tegaderm™ Foam/Foam Adhesive 3M™ Tegaderm™ Absorbent 3M™ Tegaderm™ Alginate				 Kompressionstherapie mit 3M™ Coban™ 2 / 3M™ Coban™ 2 Lite**
<b>stark</b>	Nekrosektomie* 		3M™ Tegaderm™ Silicone Foam 3M™ Tegaderm™ Foam/Foam Adhesive 3M™ Tegaderm™ Superabsorber 3M™ Tegaderm™ Alginate				
<b>sehr stark</b>	Nekrosektomie* 		3M™ Tegaderm™ Superabsorber 3M™ Tegaderm™ Alginate				
<b>Wundreinigung</b>			Freka Drainjet®				
<b>Wundrand</b>			3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz				
<b>Wundumgebung</b>			3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme (gereizte Haut) / 3M™ Medica Trockene Haut Basiscreme				
<b>kritische Kolonisation/Infektion</b>			Lavasorb® 3M™ Tegaderm™ Alginate Ag, in Kombination z.B. mit 3M™ Tegaderm™ Foam, 3M™ Tegaderm™ Superabsorber				

\* Nekrosektomie, danach Wundzustand neu bestimmen. Nekrosen, die aufgrund einer unbehandelten pAvK entstehen, belassen und trocken versorgen.  
\*\* Zur Behandlung eines Ulcus cruris venosum

Weiterführende Produkte und detaillierte Produktinformationen - im Sinne einer individuellen und ganzheitlichen Versorgung - finden Sie auf der Rückseite oder in unserem Produktkatalog Wundversorgung.

# Bestellinformationen

## Wundversorgung

	VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wund- architektur	Exsudat- menge	Produktbild	
Reinigung	<b>Freka Drainjet® - Isotonische Kochsalzlösung<sup>4</sup></b>								
	10	1313044	03031679	60 ml	-	-	-		
	10	1313124	07628902	120 ml	-	-	-		
	<b>Lavasorb® - Wundspüllösung</b>								
	1	HSS1562S	01341743	250 ml	-	-	-		
	20	HSS1565	04446276	250 ml	-	-	-		
Hautschutz	<b>3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz<sup>3</sup></b>								
	5	3343P	06916728	1 ml Schaumstoffapplikator, Praxispackung	Hilfsmittel-Nr. 29.26.10.2013				
	10	3343E / 10	06916711	1 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013				
	25	3343E	06916734	1 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013				
	25	3345E	06916740	3 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013				
	1	3346P	06916757	28 ml Sprayflasche, Praxispackung	29.26.10.2014				
	12	3346E	06916763	28 ml Sprayflasche	29.26.10.2014				
	<b>3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme</b>								
	1	3391G	11033505	28 g Tube	-	-	-		
	1	3392G	11033528	92 g Tube	-	-	-		
	20	3392GS	11033540	2 g Beutel	-	-	-		
	<b>3M™ Cavilon™ Wasch- &amp; Reinigungstücher</b>								
	1 x 8 Tücher	9272	10341587	20 x 30 cm	-	-	-		
	<b>3M™ Cavilon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege</b>								
	1 x 8 Tücher	9274	10341593	20 x 30 cm	-	-	-		
	<b>3M™ Medica Trockene Haut Basiscreme</b>								
	1	3350FK	06963484	200 ml Tube	-	-	-		
	Wundversorgung	<b>3M™ Tegaderm™ Silicone Foam<sup>1,6</sup> - Silikon-Schaumverband</b>							
10		90631	13229170	10 x 10,8 cm	-				
10		90632	13229187	15 x 15 cm	-				
<b>3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border<sup>1,6</sup> - Silikon-Schaumverband mit Silikonhafrand</b>									
10		90643	13229135	5 x 5 cm	2,3 x 2,5 cm				
10		90640	08738337	7,5 x 7,5 cm	3,6 x 3,9 cm				
10		90641	08738366	10 x 10 cm	5,4 x 5,9 cm				
10		90642	08738389	15 x 15 cm	9,6 x 10 cm				
5		90646	13229141	16,5 x 16,5 cm, Ferse	9,5 x 9,5 cm				
10		90647	13229158	15 x 17 cm, Sakrum	11,7 x 9,5 cm				
5		90648	13229164	18,5 x 22 cm, Sakrum	15,2 x 12 cm				
<b>3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive<sup>1,6</sup> - Schaumverband mit Kleberand</b>									
10		90610	06917320	8,8 x 8,8 cm, quadratisch	5 x 5 cm				
10		90611	06917231	10 x 11 cm, oval	6 x 7,6 cm				
10		90612	06917337	14,3 x 14,3 cm, quadratisch	10 x 10 cm				
5		90613	06917308	14,3 x 15,6 cm, oval	10 x 11 cm				
10		90614	06917219	6,9 x 7,6 cm, oval	3,1 x 3,8 cm				
10		90615 <sup>2</sup>	06917202	6,9 x 6,9 cm, Kleeblatt-Form mit Vlieskleberand	2,5 x 2,5 cm				
5	90616	06917314	19 x 22,2 cm, oval	14 x 17,1 cm					
5	90619	06917343	13,9 x 13,9 cm, rund	7,6 x 7,6 cm					

# Bestellinformationen




















## Wundversorgung

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wundarchitektur	Exsudatmenge	Produktbild
<b>3M™ Tegaderm™ Foam<sup>1,6</sup> - Schaumverband, nicht klebend</b>							
10	90600	06917113	5 x 5 cm	-			
10	90601	06917159	10 x 10 cm	-			
5	90602	06917165	10 x 20 cm	-			
5	90603	06917171	20 x 20 cm	-			
10	90604	06917136	8,8 x 8,8 cm, geschlitzt mit Loch	-			
1 Rolle	90605	06917194	10 x 60 cm, gerollt	-			
<b>3M™ Tegaderm™ Superabsorber<sup>6</sup> - superabsorbierender Wundverband mit hoher Absorptionsfähigkeit</b>							
10	90701FK	09771331	10 x 10 cm	10 x 7 cm			
10	90702FK	09771348	10 x 20 cm	10 x 17 cm			
10	90703FK	09771354	20 x 20 cm	20 x 17 cm			
10	90704FK	09771360	20 x 30 cm	20 x 27 cm			
<b>3M™ Tegaderm™ Absorbent<sup>6</sup> - transparenter Hydroaktivverband</b>							
5	90800	06916792	7,6 x 9,5 cm, oval	3,8 x 5,7 cm			
5	90801	06916800	11,1 x 12,7 cm, oval	6 x 7,5 cm			
5	90802	06916823	14,9 x 15,2 cm, quadratisch	10,1 x 10,1 cm			
5	90803	06916817	14,2 x 15,8 cm, oval	8,5 x 10,7 cm			
5	90805	06916846	20 x 20,3 cm, quadratisch	14,9 x 15,2 cm			
5	90807	06916852	16,8 x 19,0 cm, nierenförmig	11,6 x 14,5 cm			
<b>3M™ Tegaderm™ Alginate - Calciumalginat-Verband</b>							
10	90110	06916875	5 x 5 cm Kompresse	-			
10	90112	06916881	10 x 10 cm Kompresse	-			
5	90114	06916898	10 x 20 cm Kompresse	-			
5	90120	06916869	30,4 x 2 cm Tamponade	-			
<b>3M™ Tegaderm™ Alginate Ag<sup>5</sup> - Alginate-Wundauflage mit Silber</b>							
10	90310	06916906	5 x 5 cm Kompresse	-			
10	90312	06916912	10 x 10 cm Kompresse	-			
10	90314	06916935	10 x 20 cm Kompresse	-			
10	90316	06916941	15 x 15 cm Kompresse	-			
10	90320	06916958	3 x 30 cm Tamponade	-			
<b>3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid<sup>6</sup> - Hydrokolloidverband</b>							
5	90001	06917366	10 x 12 cm, oval mit Kleberand	7 x 9 cm			
5	90002	06917403	10 x 10 cm, quadratisch ohne Kleberand	10 x 10 cm			
5	90003	06917372	13 x 15 cm, oval mit Kleberand	10 x 12 cm			
6	90007	06917455	17,1 x 16,1 cm, nierenförmig mit Kleberand	13,9 x 12,3 cm			
<b>3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN<sup>6</sup> - dünner Hydrokolloidverband</b>							
10	90021	06917461	10 x 12 cm, oval mit Kleberand	7 x 9 cm			
5	90022	06917509	10 x 10 cm, quadratisch ohne Kleberand	10 x 10 cm			
10	90023	06917484	13 x 15 cm, oval mit Kleberand	10 x 12 cm			
<b>3M™ Tegaderm™ Hydrogel</b>							
1	91110-1	06917521	15 g Tube	-			
10	91110	06917515	15 g Tube	-			

Wundversorgung

# Bestellinformationen

## Wundversorgung

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild			
<b>3M™ Tegaderm™ Contact - nichthaftende Wundauflage</b>										
10	5642	06916964	7,5 x 10 cm	-						
5	5644	06916987	20 x 25 cm	-						
<b>3M™ Steri-Strip™ - Wundverschluss-Streifen</b>										
12	1540NP-12	03328853	3 mm x 7,5 cm, 12 Umschläge à 5 Streifen	-	-	-				
12	1541NP-12	03328876	6 mm x 7,5 cm, 12 Umschläge à 3 Streifen	-	-	-				
12	1542NP-12	03211938	6 mm x 3,8 cm, 12 Umschläge à 6 Streifen	-	-	-				
12	1546NP-12	03328882	6 mm x 10 cm, 12 Umschläge à 10 Streifen	-	-	-				
12	1547NP-12	03328899	12 mm x 10 cm, 12 Umschläge à 6 Streifen	-	-	-				
<b>3M™ Tegaderm™ Film<sup>1,6</sup> - Transparentverband</b>										
5	1622NP	06916993	4,4 x 4,4 cm	-						
100	1622W	06917001	4,4 x 4,4 cm	-						
5	1624NP	06917018	6 x 7 cm	-						
100	1624W	06917024	6 x 7 cm	-						
5	1626NP	06917030	10 x 12 cm	-						
50	1626W	06917047	10 x 12 cm	-						
20	1627	06917053	10 x 25 cm	-						
10	1628	06917076	15 x 20 cm	-						
10	1629	06917082	20 x 30 cm	-						
5	1630NP	06917099	10 x 11,5 cm, oval	-						
50	1630W	06917107	10 x 11,5 cm, oval	-						
<b>3M™ Tegaderm™ + Pad<sup>6</sup> - Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage</b>										
5	3582NP	07194846	5 x 7 cm	2,4 x 4 cm						
50	3582	07590418	5 x 7 cm	2,4 x 4 cm						
5	3584NP	07194852	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm						
50	3584	03100481	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm						
5	3586NP	07194869	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm						
25	3586	07590424	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm						
5	3589NP	07194875	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm						
25	3589	07590430	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm						
25	3590	07590447	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm						
25	3591	07590453	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm						
25	3593	07590476	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm						
<b>3M™ Medipore™ + Pad<sup>6</sup> - steriler Wundverband</b>										
5	3562NP	07194792	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm						
50	3562E	01681143	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm						
50	3564E	01681189	6 x 10 cm	3,4 x 6,5 cm						
5	3566NP	07194800	10 x 10 cm	5 x 5,5 cm						
25	3566E	01681203	10 x 10 cm	5 x 5,5 cm						
5	3569NP	07194817	10 x 15 cm	5 x 10,5 cm						
25	3569E	01681232	10 x 15 cm	5 x 10,5 cm						
5	3570NP	07194823	10 x 20 cm	5 x 15,5 cm						
25	3570E	01681249	10 x 20 cm	5 x 15,5 cm						
25	3571E	01681284	10 x 25 cm	5 x 20,5 cm						
25	3572E	01603309	10 x 30 cm	5 x 25,5 cm						
25	3573E	01681367	10 x 35 cm	5 x 30,4 cm						
<b>3M™ Tegaderm™ Roll - Transparentverband von der Rolle</b>										
1	16002	06917550	5 cm x 10 m	-						
1	16004S	06917596	10 cm x 2 m	-						
1	16004	06917567	10 cm x 10 m	-						
1	16006	06917610	15 cm x 10 m	-						

# Bestellinformationen

## Wundversorgung

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild
<b>3M™ Medipore™ auf Liner - Breitfixierpflaster von der Rolle</b>							
1	2991/1	00225704	5 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/2	00225710	10 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/3	00225727	15 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/4	00225733	20 cm x 10 m	-	-	-	
<b>3M™ silikonbeschichtetes Rollenpflaster - hautschonendes Fixierpflaster</b>							
12	2770-1	09078883	2,5 cm x 5 m	-	-	-	
6	2770-2	09078914	5 cm x 5 m	-	-	-	
<b>3M™ Micropore™ Silicone - hautschonendes Fixierpflaster</b>							
1	2775NP-1	09079813	2,5 cm x 5 m	-	-	-	
1	2775NP-2	09079836	5 cm x 5 m	-	-	-	
<b>3M™ Durapore™ - Fixierpflaster aus Kunstseidenvlies</b>							
24	1538-0	01593433	1,25 cm x 9,14 m	-	-	-	
12	1538-1	01593551	2,5 cm x 9,14 m	-	-	-	
<b>3M™ Micropore™ - Fixierpflaster aus Viskosevlies</b>							
24	1530-0	01319732	1,25 cm x 9,14 m	-	-	-	
12	1530-1	01319749	2,5 cm x 9,14 m	-	-	-	
<b>3M™ Tegaderm™ CHG - Antimikrobieller I.V. Transparentverband</b>							
25	1657R	05992271	8,5 x 11,5 cm	-	-	-	
25	1658R	05992294	10 x 12 cm	-	-	-	
25	1659R	05992319	10 x 15,5 cm	-	-	-	
<b>3M™ Tegaderm™ I.V. - Transparente Kanülen- und Katheterfixierung</b>							
100	1633	04999874	7 x 8,5 cm	-	-	-	
50	1635	00300245	8,5 x 10,5 cm	-	-	-	
<b>3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced - Kanülen- und Katheterfixierung für die Pädiatrie</b>							
100	1680	10329586	3,8 x 4,5 cm	-	-	-	
100	1682	10329592	5,1 x 5,7 cm	-	-	-	
<b>3M™ I.V. Dressing - Kanülen- und Katheterfixierung</b>							
50	3523	03827444	8 x 6,1 cm	-	-	-	
<b>3M™ Coban™ 2 / 3M™ Coban™ 2 Lite - Kompressionssysteme</b>							
1 System (mit 2 Rollen)	2094 (3M Coban 2)	06916786	1 Rolle Schaumstoffbinde 10 cm x 2,7 m (ohne Dehnung) 1 Rolle Kurzzugbinde 10 cm x 4,7 m (volle Dehnung)	-	-	-	
1 System (mit 2 Rollen)	2794E (3M Coban 2 Lite)	06917627	1 Rolle Schaumstoffbinde 10 cm x 2,7 m (ohne Dehnung) 1 Rolle Kurzzugbinde 10 cm x 4,7 m (volle Dehnung)	-	-	-	
<b>3M™ Polsterwattebinden</b>							
12	MW03	03198416	7,5 cm x 2,7 m	-	-	-	
12	MW04	03198422	10 cm x 2,7 m	-	-	-	

\*Verpackungseinheit

1: die Produkte und die dazugehörigen Packungen sind latexfrei. 2: ohne feuchtigkeitskontrollierende Schicht. 3: im Rahmen der Stomatherapie als Hilfsmittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig. 4: ausnahmsweise zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V in Verbindung mit Abschnitt J und Anlage V der Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses in den dort angegebenen Indikationen. 5: 3M Tegaderm Alginate Ag ist nicht apothekenpflichtig. 6: Bei der Versorgung von tiefen Wunden in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller.



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
T 0800 / 788 7070  
F 06172 / 686 8239  
[kundenberatung@fresenius-kabi.de](mailto:kundenberatung@fresenius-kabi.de)  
[www.fresenius-kabi.de](http://www.fresenius-kabi.de)

**wir helfen Menschen**