



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Wundversorgung

Unser komplettes Programm






3M

Kooperationspartner
Wundversorgung

3M™ Wundversorgungsschema

Das einfache 3M™ Wundversorgungsschema orientiert sich an Exsudatmenge und Wundarchitektur und berücksichtigt darüber hinaus den zu schützenden Wundrand. Das erleichtert es Ihnen, für jeden Ihrer Patienten schnell die passendste Lösung zu finden.

Wund- architektur	Exsudat- management	sehr stark	stark	mäßig	wenig	trocken
 Wundrand		· 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz	· 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz	· 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz	· 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz	· 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz
 Cavitäten		· 3M™ Tegaderm™ Superabsorber	· 3M™ Tegaderm™ Alginate · 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive	· 3M™ Tegaderm™ Alginate · 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive	· 3M™ Tegaderm™ Hydrogel · 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive	· 3M™ Tegaderm™ Hydrogel · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN · 3M™ Tegaderm™ Film
 tiefe Wunden			· 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Superabsorber	· 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Absorbent · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid	· 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Absorbent · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN	
 flache Wunden		· 3M™ Tegaderm™ Superabsorber	· 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive · 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Superabsorber	· 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive · 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Absorbent · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid	· 3M™ Tegaderm™ Hydrogel · 3M™ Tegaderm™ Foam · 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive · 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam · 3M™ Tegaderm™ Absorbent · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN	· 3M™ Tegaderm™ Hydrogel · 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN · 3M™ Tegaderm™ Film

































































































Ergänzende Maßnahmen
































- 3M™ Tegaderm™ Contact - bei besonders empfindlichen Wunden
- 3M™ Tegaderm™ Alginate Ag - bei infektionsgefährdeten und infizierten Wunden unter ärztlicher Aufsicht
- 3M™ Coban™ 2 / 3M™ Coban™ 2 Lite - zur Kompressionstherapie
- 3M™ Tegaderm™ + Pad für die Versorgung von akuten Wunden
- 3M™ Medipore™ + Pad für die Versorgung von akuten Wunden

- 3M™ Steri-Strip™ - für einen sicheren Wundverschluss
 - Fresenius Kabi Freka Drainjet® Isotonische Kochsalzlösung - zur Wundreinigung
 - Fresenius Kabi Lavasorb® - mit Polihexanid konservierte Wundspüllösung zur Wundreinigung und Wundspülung
- Abhängig vom Wundzustand sind debridierende Maßnahmen in das Versorgungskonzept mit einzubeziehen.

Bestellinformationen





Wundversorgung




























VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild
3M™ Tegaderm™ Foam - Schaumverband, nicht klebend							
10	90600	06917113	5 x 5 cm	-			
10	90601	06917159	10 x 10 cm	-			
5	90602	06917165	10 x 20 cm	-			
5	90603	06917171	20 x 20 cm	-			
10	90604	06917136	8,8 x 8,8 cm, geschlitzt mit Loch	-			
1 Rolle	90605	06917194	10 x 60 cm, gerollt	-			
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive - Schaumverband mit Kleberand							
10	90610	06917320	8,8 x 8,8 cm, quadratisch	5 x 5 cm			
10	90611	06917231	10 x 11 cm, oval	6 x 7,6 cm			
10	90612	06917337	14,3 x 14,3 cm, quadratisch	10 x 10 cm			
5	90613	06917308	14,3 x 15,6 cm, oval	10 x 11 cm			
10	90614	06917219	6,9 x 7,6 cm, oval	3,1 x 3,8 cm			
10	90615**	06917202	6,9 x 6,9 cm, Kleeblatt-Form mit Vlieskleberand	2,5 x 2,5 cm			
5	90616	06917314	19 x 22,2 cm, oval	14 x 17,1 cm			
5	90619	06917343	13,9 x 13,9 cm, rund	7,6 x 7,6 cm			
3M™ Tegaderm™ Silicone Foam - Silikon-Schaumverband							
10	90631	13229170	10 x 10,8 cm	-			
10	90632	13229187	15 x 15 cm	-			
3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border - Silikon-Schaumverband mit Kleberand							
10	90643	13229135	5 x 5 cm	2,3 x 2,5 cm			
10	90640	08738337	7,5 x 7,5 cm	3,6 x 3,9 cm			
10	90641	08738366	10 x 10 cm	5,4 x 5,9 cm			
10	90642	08738389	15 x 15 cm	9,6 x 10,0 cm			
5	90646	13229141	16,5 x 16,5 cm, Ferse	9,5 x 9,5 cm			
10	90647	13229158	15 x 17 cm, Sakrum	11,7 x 9,5 cm			
5	90648	13229164	18,5 x 22 cm, Sakrum	15,2 x 12 cm			
3M™ Tegaderm™ Superabsorber - Wundverband mit hoher Absorptionsfähigkeit							
10	90701FK	09771331	10 x 10 cm	8 x 7 cm			
10	90702FK	09771348	10 x 20 cm	8 x 17 cm			
10	90703FK	09771354	20 x 20 cm	16 x 17 cm			
10	90704FK	09771360	20 x 30 cm	16 x 27 cm			
3M™ Tegaderm™ Alginate - Calciumalginatverband							
10	90110	06916875	5 x 5 cm Komresse	-			
10	90112	06916881	10 x 10 cm Komresse	-			
5	90114	06916898	10 x 20 cm Komresse	-			
5	90120	06916869	30,4 x 2 cm Tamponade	-			
3M™ Tegaderm™ Alginate Ag - Alginat-Wundauflage mit Silber							
10	90310	06916906	5 x 5 cm Komresse	-			
10	90312	06916912	10 x 10 cm Komresse	-			
10	90314	06916935	10 x 20 cm Komresse	-			
10	90316	06916941	15 x 15 cm Komresse	-			
10	90320	06916958	3 x 30 cm Tamponade	-			
3M™ Tegaderm™ Absorbent - transparenter Hydroaktivverband							
5	90800	06916792	7,6 x 9,5 cm, oval	3,8 x 5,7 cm			
5	90801	06916800	11,1 x 12,7 cm, oval	6 x 7,5 cm			
5	90802	06916823	14,9 x 15,2 cm, quadratisch	10,1 x 10,1 cm			
5	90803	06916817	14,2 x 15,8 cm, oval	8,5 x 10,7 cm			
5	90805	06916846	20,0 x 20,3 cm, quadratisch	14,9 x 15,2 cm			
5	90807	06916852	16,8 x 19,0 cm, nierenförmig	11,6 x 14,5 cm			
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid - Hydrokolloidverband							
5	90001	06917366	10 x 12 cm, oval mit Kleberand	7 x 9 cm			
5	90002	06917403	10 x 10 cm, quadratisch ohne Kleberand	10 x 10 cm			
5	90003	06917372	13 x 15 cm, oval mit Kleberand	10 x 12 cm			
6	90007	06917455	17,1 x 16,1 cm, nierenförmig mit Kleberand	13,9 x 12,3 cm			
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid THIN - dünner Hydrokolloidverband							
10	90021	06917461	10 x 12 cm, oval mit Kleberand	7 x 9 cm			
5	90022	06917509	10 x 10 cm, quadratisch ohne Kleberand	10 x 10 cm			
10	90023	06917484	13 x 15 cm, oval mit Kleberand	10 x 12 cm			

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Größe Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild
3M™ Coban™ 2 / 3M™ Coban™ 2 Lite - Kompressionssysteme							
1 System (mit 2 Rollen)	2094 (3M Coban 2)	06916786	1 Rolle Schaumstoffbinde 10 cm x 2,7 m (ohne Dehnung) 1 Rolle Kurzzugbinde 10 cm x 4,7 m (volle Dehnung)	-	-	-	
1 System (mit 2 Rollen)	2794E (3M Coban 2 Lite)	06917627	1 Rolle Schaumstoffbinde 10 cm x 2,7 m (ohne Dehnung) 1 Rolle Kurzzugbinde 10 cm x 4,7 m (volle Dehnung)	-	-	-	
3M™ Polsterwattebinden							
12	MW03	03198416	7,5 cm x 2,7 m	-	-	-	
12	MW04	03198422	10 cm x 2,7 m	-	-	-	
Fresenius Kabi Freka Drainjet® - Isotonische Kochsalzlösung							
10	1313044	03031679	60 ml	-	-	-	
10	1313124	07628902	120 ml	-	-	-	
Fresenius Kabi Lavasorb® - Wundspüllösung							
1	HSS1562S	01341743	250 ml	-	-	-	
20	HSS1565	04446276	250 ml	-	-	-	
9	HSS156L	04446282	1000 ml	-	-	-	
3M™ Steri-Strip™ - Wundverschluss-Streifen							
12	1540NP-12	03328853	3 mm x 7,5 cm, 12 Umschläge à 5 Streifen	-	-	-	
12	1541NP-12	03328876	6 mm x 7,5 cm, 12 Umschläge à 3 Streifen	-	-	-	
12	1542NP-12	03211938	6 mm x 3,8 cm, 12 Umschläge à 6 Streifen	-	-	-	
12	1546NP-12	03328882	6 mm x 10 cm, 12 Umschläge à 10 Streifen	-	-	-	
12	1547NP-12	03328899	12 mm x 10 cm, 12 Umschläge à 6 Streifen	-	-	-	
3M™ Tegaderm™ Film - Transparentverband							
5	1622NP	06916993	4,4 x 4,4 cm	-			
100	1622W	06917001	4,4 x 4,4 cm	-			
5	1624NP	06917018	6 x 7 cm	-			
100	1624W	06917024	6 x 7 cm	-			
5	1626NP	06917030	10 x 12 cm	-			
50	1626W	06917047	10 x 12 cm	-			
20	1627	06917053	10 x 25 cm	-			
10	1628	06917076	15 x 20 cm	-			
10	1629	06917082	20 x 30 cm	-			
5	1630NP	06917099	10 x 11,5 cm, oval	-			
50	1630W	06917107	10 x 11,5 cm, oval	-			
3M™ Tegaderm™ + Pad - Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage							
5	3582NP	07194846	5 x 7 cm	2,4 x 4 cm			
50	3582	07590418	5 x 7 cm	2,4 x 4 cm			
5	3584NP	07194852	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm			
50	3584	03100481	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm			
5	3586NP	07194869	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm			
25	3586	07590424	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm			
5	3589NP	07194875	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm			
25	3589	07590430	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm			
25	3590	07590447	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm			
25	3591	07590453	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm			
25	3593	07590476	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm			
3M™ Medipore™ + Pad - steriler Wundverband							
5	3562NP	07194792	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm			
50	3562E	01681143	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm			
50	3564E	01681189	6 x 10 cm	3,4 x 6,5 cm			
5	3566NP	07194800	10 x 10 cm	5 x 5,5			

Bestellinformationen

Wundversorgung

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild
3M™ Tegaderm™ Hydrogel							
1	91110 - 1	06917521	15 g, Einzeltube	-			
10	91110	06917515	15 g, Vorratspackung	-			
3M™ Tegaderm™ Contact - nichthaftende Wundauflage							
10	5642	06916964	7,5 x 10 cm	-			
5	5644	06916987	20 x 25 cm	-			
3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz							
5	3343P	06916728	1 ml Schaumstoffapplikator, Praxispackung	Hilfsmittel-Nr. 29.26.10.2013			
10	3343E/10	06916711	1 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013			
25	3343E	06916734	1 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013			
25	3345E	06916740	3 ml Schaumstoffapplikator	29.26.10.2013			
1	3346P	06916757	28 ml Sprayflasche, Praxispackung	29.26.10.2014			
12	3346E	06916763	28 ml Sprayflasche	29.26.10.2014			
3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme							
1	3391G	11033505	28 g Tube	-	-	-	
1	3392G	11033528	92 g Tube	-	-	-	
20	3392GS	11033540	2 g Beutel	-	-	-	
3M™ Cavilon™ Wasch- und Reinigungstücher							
8	9272	10341587	20 x 30 cm	-	-	-	
3M™ Cavilon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege							
8	9274	10341593	20 x 30 cm	-	-	-	
3M™ Medica Trockene Haut Basiscreme							
1	3350FK	06963484	200 ml Tube	-	-	-	

VE*	Art.-Nr.	PZN	Abmessung Verband	Größe Wundauflage	Wund-architektur	Exsudat-menge	Produktbild
3M™ Tegaderm™ Roll - Transparentverband von der Rolle							
1	16002	06917550	5 cm x 10 m	-			
1	16004S	06917596	10 cm x 2 m	-			
1	16004	06917567	10 cm x 10 m	-			
1	16006	06917610	15 cm x 10 m	-			
3M™ Medipore™ auf Liner - Breitfixierpflaster von der Rolle							
1	2991/1	00225704	5 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/2	00225710	10 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/3	00225727	15 cm x 10 m	-	-	-	
1	2991/4	00225733	20 cm x 10 m	-	-	-	
3M™ Silikonrollenpflaster - Fixierpflaster hautschonend ablösbar							
1	2775P-1	09079813	2,5 cm x 5 m	-	-	-	
12	2770-1	09078883	2,5 cm x 5 m	-	-	-	
1	2775P-2	09079836	5 cm x 5 m	-	-	-	
6	2770-2	09078914	5 cm x 5 m	-	-	-	
3M™ Durapore™ - Fixierpflaster aus Kunstseidenvlies							
24	1538-0	01593433	1,25 cm x 9,14 m	-	-	-	
12	1538-1	01593551	2,5 cm x 9,14 m	-	-	-	
3M™ Micropore™ - Fixierpflaster aus Viskosevlies							
24	1530-0	01319732	1,25 cm x 9,14 m	-	-	-	
12	1530-1	01319749	2,25 cm x 9,14 m	-	-	-	
3M™ Tegaderm™ I.V. - Transparente Kanülen- und Katheterfixierung							
100	1633	04999874	7 x 8,5 cm	-	-	-	
50	1635	00300245	8,5 x 10,5 cm	-	-	-	
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced - Fixierverband für die Pädiatrie							
100	1680	10329586	3,8 x 4,5 cm	-	-	-	
100	1682	10329592	5,1 x 5,7 cm	-	-	-	
3M™ Tegaderm™ I.V. Dressing - Kanülen- und Katheterfixierung							
50	3523	03827444	8 x 6,1 cm	-	-	-	
3M™ Tegaderm™ CHG - Antimikrobieller I.V. Transparentverband							
25	1657R	05992271	8,5 x 11,5 cm	-	-	-	
25	1658R	05992294	10 x 12 cm	-	-	-	
25	1659R	05992319	10 x 15,5 cm	-	-	-	

*Verpackungseinheit; **ohne feuchtigkeitskontrollierende Schicht



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen