




**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss

Für das intra- und postoperative Überleiten von Spüllösungen aus Behältnissen mit Care-Lock®-Anschluss

Fester Halt des Überleitgerätes durch die patentierte Schraubverbindung Care-Lock®

Anwenderfreundlich durch eine große Vielfalt an indikationsbezogenen Ausführungen

Gute Durchflussrate

Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss



Alle Überleitgeräte garantieren als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel Sicherheit in der Anwendung für den Arzt und den Patienten. Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich.

Einfach-Überleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

| Artikel | Stk. pro VE* | VE* | Art.-Nr. | PZN | TK | RK | Y-Stück, Sil. | RV | UK / Paraschl. | LL-pos. | Abl. Schl. | Länge |
|-----------------------|--------------|--------|----------|----------|----|----|---------------|----|----------------|---------|------------|--------|
| Einzel steril | | | | | | | | | | | | |
| Überleitgerät 1 CL | 30x1 | Karton | 2881001 | 00891418 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | 1,80 m |
| Überleitgerät 2 CL | 20x1 | Karton | 2881081 | 00891447 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | 0,70 m | 2,30 m |
| Überleitgerät 4 CL | 20x1 | Karton | 2881041 | 00891430 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | 2,05 m |
| Überleitgerät 5 CL | 30x1 | Karton | 2881021 | 00891424 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | 1,80 m |
| Doppelt steril | | | | | | | | | | | | |
| Überleitgerät 1 CL/X | 15x1 | Karton | 2877701 | 00891393 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | 3,30 m |
| Überleitgerät 2 CL/X | 15x1 | Karton | 2877501 | 00891364 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | 3,30 m |

Zwillingsüberleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

| Artikel | Stk. pro VE* | VE* | Art.-Nr. | PZN | TK | RK | RR-K | TK | RK | RV | UK / Paraschl. | LL-pos. | Länge | |
|-------------------------------|--------------|--------|----------|----------|----|----|------|----|----|----|----------------|---------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Schenkel | Gesamt |
| Einzel steril | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwillingsüberleitgerät 1 CL | 15x1 | Karton | 2881101 | 00891453 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 0,27 m | 2,00 m |
| Zwillingsüberleitgerät 2 CL | 15x1 | Karton | 2881201 | 00891476 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | 0,50 m | 2,80 m |
| Zwillingsüberleitgerät 2a CL | 15x1 | Karton | 2890111 | 08620707 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | 0,80 m | 2,15 m |
| Zwillingsüberleitgerät 3 CL | 15x1 | Karton | 2881301 | 00891482 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0,50 m | 2,05 m |
| Zwillingsüberleitgerät 4 CL | 15x1 | Karton | 2881131 | 08620713 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | 0,80 m | 3,20 m |
| Doppelt steril | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwillingsüberleitgerät 1 CL/X | 10x1 | Karton | 2877601 | 00891370 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | 0,80 m | 3,30 m |
| Zwillingsüberleitgerät 2 CL/X | 10x1 | Karton | 2877621 | 00891387 | | ✓ | | | | | | ✓ | 0,80 m | 3,20 m |
| Zwillingsüberleitgerät 3 CL/X | 10x1 | Karton | 2877651 | 08530795 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | 0,80 m | 3,25 m |

CL = Care-Lock®, CL/X = Care-Lock® doppelt steril, Abl.Schl. = Ablaufschlauch, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklemme, Y-Stück, Sil. = Y-Stück mit Silikonansatz
RV = Rückschlagventil, UK / Paraschl. = Urologenkonus / Paraschlauch, LL-pos. = Luer-Lock positiv, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme

*Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen