



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



sanabelle Katheterisierungs-Sets

zum Legen oder Wechseln
von Blasenkathetern

Für ein standardisiertes und aseptisches
Arbeiten beim Katheterisieren

Umfangreiche Setkomponenten

Einfache und sichere Handhabung
ohne Unterbrechung der Sterilkette

Setkomponenten steril im
Peel-Pack verpackt

sanabelle Katheterisierungs-Sets

zum Legen oder Wechseln von Blasenkathetern



Die sanabelle Katheter-Sets sind einfach und sicher zu handhaben. Die Bestandteile der Sets sind systematisch gepackt. Dadurch ist ein standardisiertes und aseptisches Arbeiten** beim Katheterisieren ohne Unterbrechung der Sterilkette möglich. Die sanabelle Katheter-Sets gibt es in drei Ausführungen: als Basis-Set für die Grundausstattung und als umfassende Sets mit Octenisept®***, einer Aqua-Glycerin-Spritze und wahlweise mit Gleitgel.

	sanabelle Katheter-Set Basic U940	sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U950	sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U955
1 Arbeitsunterlage 60 x 60 cm	✓	✓	✓
1 Einmalspritze, 10 ml	✓	✓	✓
2 Handschuhe Nitril Größe L	✓	✓	✓
1 Handschuh Copolymer Größe M	✓	✓	✓
1 Unterlegetuch 60 x 60 cm	✓	✓	✓
1 Abdecktuch mit Loch und Schlitz 60 x 60 cm	✓	✓	✓
1 Pinzette	✓	✓	✓
2 Mullkompressen 8-fach, 7,5 x 7,5 cm	✓	✓	✓
5 Mulltupfer pflaumengroß	✓	✓	✓
1 Urinauffangbehältnis 500 ml	✓	✓	✓
1 Tupferschale 60 ml	✓	✓	✓
1 Octenisept®*** 15 ml		✓	✓
1 Einmalspritze mit Aqua-Glycerin Gemisch 10 ml		✓	✓
1 Einmalspritze mit Kathetergleitgel 6 ml		✓	

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
sanabelle Katheter-Set Basic U940	1 x 50	Pack	ME77707220-50	16667114
sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U950	1 x 50	Pack	ME77707221-50	16667120
sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U955	1 x 50	Pack	ME77707222-50	16667137

*Verpackungseinheit ** nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI)

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

*** octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase - **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. - **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut auch vor Katheterisierung der Harnblase. - **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. - **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. - **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Das Arzneimittel nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung sollte bei Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeborenen, mit Vorsicht erfolgen. octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase kann schwere Hautschäden verursachen. Überschüssiges Arzneimittel entfernen und sicherstellen, dass die Lösung nicht länger als nötig auf der Haut verbleibt (einschließlich mit der Lösung benetzte Materialien mit direktem Kontakt zum Patienten). Die Anwendung von octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:** Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen