



Careflex DUO

Skyllevæsker

Careflex DUO med et unikt dobbeltportsystem er designet med henblik på at give dig den mest effektive og brugervenlige skyllevæskeemballage.

Holdbarhed i varmeskab ($\leq 40^{\circ}$ C) max. 16 dage.



Effektivt portsystem

Maksimal fleksibilitet ved håndtering

Integreret ophængning giver optimalt væskeflow

Careflex DUO CE-mærket

Skyllevæsker

INFORMATION OM PURISOL

- En blanding af mannitol 0,54% og sorbitol 2,7%
- Elektrolytfri og således egnet til brug ved diatermi
- Forårsager ikke hæmolyse ved absorption
- Ved absorption dannes ikke toksiske metabolitter
- Mannitol har udtalt diuretisk effekt
- Sorbitol elimineres hurtigt fra plasma
- Ideel skyllevæske til brug ved TUR-B, TUR-P, gynækologiske procedurer m.m.

EGENSKABER CAREFLEX DUO

- Dobbelt port
- Holdbarhed i varmeskab ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) maks. 16 dage.
- Effektivt portsystem - spikeport og skrueport på samme pose
- Transparent flerlagsfolie fremstillet uden hverken DEHP, latex eller PVC
- Posen er steriliseret ved 121°C
- Integreret ophængning giver optimalt væskeflow

INFORMATION OM NATRIUMCHLORID

- NaCl-koncentration 9 mg/ml
- PH 5,0-7,0
- Analyseret i henhold til Ph Eur 2.9.20
- Steril skyllevæske til forskellige kirurgiske indgreb. Ikke til parenteral anvendelse

PAKNINGSSTØRRELSER OG VARENUMRE

Pose	Skyllevæske	Varenr.	Pakningsstr.
Careflex DUO	NaCl 0,9 %	804981	4 x 3000 ml
Careflex DUO	Purisol	804980	4 x 3000 ml



FT_0055/December 2018