



Mikrospol

Skyllevæsker

Med kegleformet spids, der sikrer kontrolleret skylning.

Til skylning af mindre sår, næse og øjne

Til rensning/skylning af instrumenter og til at fugte kompresser

Ampullens ovale udformning sikrer kontrolleret skylning

CE-mærket

Mikrospol

Skyllevæsker

INFORMATION OM NATRIUMKLORID 9 mg/ml

- Koncentrationen af natriumklorid 9 mg/ml
- pH 5,0-7,0
- Fremstillet i henhold til Ph.Eur. 2.9.20
- Steril skyllevæske til forskellige kirurgiske indgreb
- Må ikke anvendes parenteralt



EGENSKABER MIKROSPOL

- Steril, skal anvendes umiddelbart efter anbrud
- Til skylning af mindre sår, næse og øjne
- Til rensning/skylning af instrumenter og til at fugte kompresser
- Ampullens ovale udformning sikrer kontrolleret skylning
- Kegleformet spids med propbeskyttet hals, udformet til præcis skylning
- Uden latex og PVC. Der er ikke anvendt DEHP ved fremstillingen

PAKNINGSSTØRRELSER OG VARENUMMER

Beholder	Opløsning	Varenr.	Pakningsstr.
Mikrospol	Natriumklorid 9 g/ml	210352	20 x 30 ml

FT_0054/Oktober 2018