

### Freka® PEG, ENFit

Sondas de gastrostomía endoscópica percutánea



#### Contenido del embalaje unitario

- 1 Sonda Freka® PEG (PU)
- 1 Conexión ENFit (PEST)
- 1 Placa externa de sujeción (Sik)
- 1 Abrazadera
- 1 Cánula de punción
- 1 Escalpelo
- 1 Hilo de guía

#### Características

- Sonda de poliuretano transparente graduada en cm de 35 cm de longitud
- Extremo distal patentado
- Sonda diseñada para colocación endoscópica
- Kit completo con todo lo necesario para su colocación
- Extracción con endoscopio
- Evita las complicaciones naso-faringo-esofágicas que provocan las sondas nasogástricas a largo plazo
- Mejora la calidad de vida del paciente
- Menor riesgo de reflujo gastroesofágico

#### Recomendaciones de uso

Nutrición por vía enteral a largo plazo (>6-8 semanas)

Presentación	Color	Diámetro Ext.	Diámetro Int.	Ref.	U. de venta
Freka® PEG 9 FR, ENFit	Amarillo	2,9 mm	1,9 mm	7755642	1
Freka® PEG 15 FR, ENFit	Azul	4,8 mm	3,6 mm	7755643	1
Freka® PEG 20 FR, ENFit	Morado	6,6 mm	5 mm	7755644	1

La seguridad es Nutrición Emocional



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.  
Torre Mapfre - Villa Olímpica  
C/ Marina, 16-18, planta 26

Teléfono: (+34) 93 225 65 65  
E-mail: [atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com](mailto:atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com)  
[www.nutricionemocional.es](http://www.nutricionemocional.es)

Servicio de Atención al Cliente  
 **900 53 21 11**