

Freka® Trelumina 16/9 FR, ENFit

Sonda nasoyeyunal de triple luz para nutrición yeyunal, aspiración gástrica y regulación de presión en estómago



Contenido del embalaje unitario

- 1 Jeringa Freka® Connect ENFit/ENPlus de 10 ml
- 1 Sonda de tres lúmenes
- 1 Tirita de sujeción nasal (PUR)

Características

- Una sonda de 9 FR dentro de una sonda de descompresión gástrica 16 FR de poliuretano con cuatro orificios de salida
- Luz de ventilación para una mayor seguridad cuando el paciente está sometido a una aspiración continua
- Conexión ENFit, incompatible con sistemas IV
- Longitud de 150 cm con marcas en cm. El extremo yeyunal sobresale 55 cm del extremo gástrico situado a 95 cm
- Extremo distal abierto con 3 orificios de salida para la alimentación yeyunal
- Elementos radioopacos: en las bandas y los extremos gástrico y yeyunal de la sonda
- Extremo yeyunal en forma de antena que facilita la manipulación endoscópica
- Fiador premontado que permite una mayor rigidez de la sonda durante la intubación
- Posibilidad de utilizar un cable-guía independiente facilitando la colocación de la sonda en yeyuno
- Libre de látex
- Colocación:
 - endoscópica
 - fluoroscópica
 - quirúrgica
 - A ciegas
- Fabricado según la directiva europea de productos sanitarios: CE 0123

Recomendaciones de uso

Soporte nutricional en pacientes de UCI que requieran nutrición enteral a nivel yeyunal y, al mismo tiempo, aspiración/descompresión gástrica

Presentación

Freka Trelumina 16/9 FR, ENFit

Referencia

7981834

Unidad de venta

1

La seguridad es Nutrición Emocional



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.
Torre Mapfre - Villa Olímpica
C/ Marina, 16-18, planta 26

Teléfono: (+34) 93 225 65 65
E-mail: atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com
www.nutricionemocional.es

Servicio de Atención al Cliente
 **900 53 21 11**