

### Freka® Endolumina 8 FR, ENFit

Sonda nasoyeyunal de un lumen que permite la administración de la nutrición enteral a nivel yeyunal



#### Contenido del embalaje unitario

- 1 Sonda Freka® Endolumina (PUR)
- 1 Conector ENFit (PEST)
- 1 Tirita de sujeción nasal (PUR)
- 1 Catéter de redirección (PVC)
- 2 Ampollitas de lubricante (MCT)
- 1 Jeringa Freka® connect ENFit/Proneo de 10 ml

#### Características

- Sonda de 8 FR de poliuretano con cuatro orificios de salida
- Conexión ENFit, incompatible con sistemas IV
- Evita el desplazamiento de la sonda al retirar el endoscopio
- Colocación a través del canal terapéutico del endoscopio para facilitar el sondaje
- Conector ENFit
- Longitud de 270 cm con marcas cada 5 cm
- 4 orificios de salida para la alimentación yeyunal
- Radio-opaca en su totalidad
- Con un catéter para redireccionar la sonda una vez extraído el endoscopio
- Con ampollitas de aceite MCT para facilitar su colocación
- Fabricado según al directiva europea de productos sanitarios: CE 0123

#### Recomendaciones de uso

Soporte nutricional en pacientes que requieran nutrición enteral a nivel yeyunal

Presentación	Referencia	Unidad de venta
Freka® Endolumina 8 FR, ENFit	7981832	1

La seguridad es Nutrición Emocional



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.  
Torre Mapfre - Villa Olímpica  
C/ Marina, 16-18, planta 26

Teléfono: (+34) 93 225 65 65  
E-mail: [atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com](mailto:atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com)  
[www.nutricionemocional.es](http://www.nutricionemocional.es)

**Servicio de Atención al Cliente**  
 **900 53 21 11**