

Freka® Gastrotube 15 FR

Sonda nasoyeyunal quirúrgica



Contenido del embalaje unitario

- 1 Sonda Freka® Gastrotube
- 1 Jeringa de 5 ml
- 2 Ampollas de Aceite MCT
- Instrucciones de uso

Características

- Sonda de silicona transparente de 15 FR con 1 línea radioopaca para posibilitar el control radiológico
- Conector cónico con fiador incorporado para facilitar su colocación
- Válvula de llenado lateral del balón (5-7ml de agua estéril o solución salina)
- Colocación rápida y fácil sin endoscopia
- Manejo y cuidados sencillos
- Placa de fijación externa rotatoria que facilita la limpieza del estoma
- Libre de látex
- Esterilizado por EO
- Fabricado según la Directiva Europea de Productos Sanitarios: CE 0123

Recomendaciones de uso

Sustitución de sonda PEG

Presentación	Diámetro Externo	Diámetro Interno	Referencia	Unidad de venta
Freka® Gastrotube 15 FR	5 mm	3,6 mm	7750821	1

La seguridad es Nutrición Emocional



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi España, S.A.U.
Torre Mapfre - Villa Olímpica
C/ Marina, 16-18, planta 26

Teléfono: (+34) 93 225 65 65
E-mail: atencioncliente.spain@fresenius-kabi.com
www.nutricionemocional.es

Servicio de Atención al Cliente
 **900 53 21 11**