

# Fresenius Kabi France

6, rue de Rempart  
F-27400 Louviers

..  
Laboratoire de contrôle

## Certificat d' Analyse

Produit: VSL EAU 500 ml FKNO/SE/DK/FI  
N° article: B230523  
Lot: 13NKP141

Date de fab.: 1X500ML BOTTLE  
2019/10/14

---

Caract.	Tol.infér./%	Tol.supér./%	Valorisation
---------	--------------	--------------	--------------

---

### CARACTERES

---  
**conforme**

### VOLUME EXTRACTIBLE

ml 500,0  
**515,0 ml** **conforme**

### CONDUCTIVITE

µS/cm 5,000  
**0,965 µS/cm** **conforme**

### ACIDITE OU ALCALINITE

---  
**conforme**

### SUBSTANCES OXYDABLES

---  
**conforme**

### CHLORURES

---  
**conforme**

### NITRATES <= 0,2 ppm

---  
**conforme**

### SULFATES

---  
**conforme**

### AMMONIUM <= 0,2 ppm

---  
**conforme**

### CALCIUM / MAGNESIUM

---  
**conforme**

### RESIDU A L'EVAPORATION

% 0,003  
**0,000 %** **conforme**

---

# Fresenius Kabi France

6, rue de Rempart  
F-27400 Louviers

..  
Laboratoire de contrôle

## Certificat d' Analyse

Produit: VSL EAU 500 ml FKNO/SE/DK/FI  
N° article: B230523  
Lot: 13NKP141  
Date de fab.: 2019/10/14  
1X500ML BOTTLE

---

Caract.	Tol.infér./%	Tol.supér./%	Valorisation
---------	--------------	--------------	--------------

---

### ENDOTOXINES BACTERIENNES < 0,25 UI/ml

---  
<0.015 ui/ml **conforme**

### ETIQUETAGE

---  
**conforme**

### DATE DE PEREMPTION

---  
2022 05 **conforme**

### REF. PCP 003

---  
version 16 **conforme**

### STERILITE

---  
**conforme**

### CONTROLE FINAL

---  
**conforme**

### CONFORMITE DU DOSSIER DE LOT

---  
**conforme**

Le lot est accepté

Ce certificat d'analyse est créé automatiquement par le système et valable sans signature.

Date: 2020/01/07      Responsable Contrôle: Marie-Alix Vallot

---

---