

Freka[®] Connect

Seringues entérales

- pour une administration sûre des médicaments
- pour rincer la sonde
- avec connexion étanche au connecteur de sonde et à la vanne à 3 voies



Caractéristiques

- Seringue à trois-pièces de haute qualité
- Glissement régulier et facile
- Grande précision d'application
- Bonne lisibilité
- Se composant du Polypropylène et Isoprene caoutchouc (sans DEHP, PVC et Latex)
- Stérile, à usage unique

Différentes formes d'embout disponibles

Fig. 1 **ENLock** avec bouchon à glisser et par vissage

Fig. 2 **ENFit[™]/ProNeo** avec bouchon à vis

Fig. 3 **ENFit[™]/ProNeo Low Dose Tip (LDT)** pour un dosage précis lors de l'administration de plus petites quantités



Gamme complète

Freka[®] Capuchon universel pour fermer les seringues entérales

Freka[®] Connect Seringues entérales

ENLock 1 - 100 ml

ENFit[™]/ProNeo 1 - 100 ml

Low Dose Tip (LDT) 1 - 5 ml

Pipette d'aspiration pour l'aspiration de médicaments, sirop, etc.

ENLock












ENFit[™]/ProNeo







Longueur 130 mm
Diamètre interne 2.1 mm
Diamètre externe 3.5 mm
Volume de remplissage 0.5 ml

150 mm
1.6 mm
2.7 mm
0.3 ml

Compatibilité avec connecteurs de sonde

		Connecteurs de sonde			
		ENFit™	ENLock	LuerLock	Embout conique
Seringues					
ENFit™/ProNeo		✓	Uniquement compatible avec l'adaptateur graduel violet ENLock (Art. N° 7981376) du set de transition «universel» 	Uniquement compatible avec l'adaptateur blanc LuerLock (Art. N° 7981366) du set de transition «universel» 	Uniquement compatible avec l'adaptateur graduel violet ENLock (Art. N° 7981376) du set de transition «universel» 
ENLock		Uniquement compatible avec le MediAdaptateur blanc (Art. N° 7981377) du set de transition «universel» 	✓	Accessoire supplémentaire nécessaire: Adaptateur conique universel blanc (Art. N° 7755681) 	✓

Compatibilité avec vanne à 3 voies

		Seringues	
		ENFit™/ProNeo	ENLock
Vanne à 3 voies			
Set de transition «universel» avec MediAdaptateur blanc (Art. N° 7981377)		✓	✓
Set définitif ENFit™		✓	✗

N° de Référence

	Unité de vente	ENOral	ENLock	ENFit™/ProNeo	ENFit™/ProNeo Low Dose Tip (LDT)
Seringue entérale					
Freka® Connect 1 ml	30x1	9000765		9000788	9000788LDT*
Freka® Connect 2.5 ml	30x1		9000766	9000782	9000782LDT*
Freka® Connect 5 ml	30x1		9000767	9000783	9000783LDT*
Freka® Connect 10 ml	100x1		9000764	9000784	
Freka® Connect 20 ml	100x1		9000762	9000785	
Freka® Connect 60 ml	50x1		9000763	9000786	
Freka® Connect 100 ml	30x1		9000768	9000787	
Freka® Capuchon					
Non stérile	1x30		7981369	7981403	
Stérile	1x30		7981372	7981402	
Pipette d'aspiration	ENLock: 1x25 / ENFit™: 1x30		ENT1001-01	7752013	
Adaptateur					
Freka® Adaptateur ENFit/ENLock	violet 1x15	7981376			
Freka® MediAdaptateur ENFit	blanc 1x15	7981377			
Freka® Adaptateur ENFit/LuerLock	blanc 1x15	7981366			

* disponibilité prévue au mi-mars 2017