

Fakta om freeflex®

Posestørrelse	50 ml	50 ml	100 ml	100 ml	250 ml	250 ml	250 ml	500 ml	500 ml	500 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml
Produksjonsland	Norge	Frankrike	Norge	Frankrike	Norge	Frankrike	Tyskland	Norge	Frankrike	Tyskland	Norge	Frankrike	Tyskland
Batchnumre begynner med følgende tall	12	13	12	13	12	13	14	12	13	14	12	13	14
Fyllevolum	60,5 ml (min. 57; max. 64)	55 ml (min. 53; max. 57)	114,5 ml (min. 108; max. 121)	109 ml (min. 104; max. 114)	270 ml (min. 264; max. 277)	268 ml (min. 265; max. 275)	263 ml*	529 ml (min. 522; max. 535)	521 ml (min. 517; max. 532)	525 ml*	1030 ml (min. 1024; max. 1037)	1038 ml (min. 1029; max. 1060)	1042 ml*
Vekt av tom pose inkl. hetter	9,1 g	8,7 g	9,1 g	8,7 g	11,7 g	11,1 g	11,6 g (FFX) 11,7 g (FFX+)	14,3 g	13,9 g	14,0 g (FFX) 14,1 g (FFX+)	19,8 g	19,6 g	19,5 g (FFX) 19,6 g (FFX+)
Tilsetningskapasitet (uten luft**)	107 ml	98 ml (min. 91; max. 106ml)	50 ml	69 ml	80 ml	90 ml	75 ml	150 ml	120 ml	150 ml	150 ml	158 ml	150 ml
Restvolum	≤ 3 ml	≤ 3 ml	≤ 3 ml	≤ 3 ml	≤ 5 ml	≤ 3 ml	≤ 3 ml	≤ 12 ml	≤ 6 ml	≤ 3 ml	≤ 3 ml	≤ 4 ml	≤ 3 ml

*Fyllevolumet varierer fra pose til pose pga. fyllemaskinens toleranse.

**Det angitte volum gir ikke overtrykk forutsatt at luft er fjernet.

For eksakt beregning av volumet bør posen veies (1 ml = 1 g) og deretter trekkes toposens vekt fra.

FT_2020-05-13_1