

Fakta om freeflex infusjonsposer

	50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Pakningsstørrelse	60 x 50 ml	50 x 100 ml	30 x 250 ml	20 x 500 ml	10 x 1000 ml
Fyllingsvolum *	55 - 61 ml	109 - 116 ml	263 - 271 ml	521 - 530 ml	1029 - 1042 ml
Tilsetningskapasitet **	105 - 107 ml	62 - 69 ml	83 - 114 ml	113 - 143 ml	142 - 179 ml
Vekt tom pose inkl. hette	7,3 g	7,3 g	10 g	12,5 g	18 g
Vekt overpose	7,6g	7,6g	9,6 g	13 g	17 g
Vekt hette blå/hvit	0,5 g / 0,3g	0,5 g / 0,3g	0,5 g / 0,3g	0,5 g / 0,3g	0,5 g / 0,3g
Holdbarhet	2 år	2 år	3 år	3 år	3 år
Holdbarhet i varmeskap < 40°C				6 mnd	6 mnd
Holdbarhet uten overpose	14 dager	14 dager	14 dager	14 dager	14 dager

Injeksjonsporten:

Maksimalt antall stikk i porten: 10 stikk med kanyletykkelse 19-23 G, 5 stikk med 18 G eller 3 stikk med 16 G

Overtrykksinfusjon:

500 ml og 1000 ml posene er designet for å tåle trykk på opptil 300 mmHg i inntil 7 dager og opptil 400 mmHg i en time.

Mindre poser tåler trykk på opptil 300 mmHg i inntil tre dager og opptil 400 mmHg i en time. Fjern luft fra posen før trykkinfusjon.

* for eksakt fyllingsvolum anbefales det å veie posen

** Det angitte volum gir ikke overtrykk forutsatt at luft er fjernet