

## EasyBag Bolusadapter


Adapter til opptrekk av sondemat med ENFit sprøyte

ENPlus Spike for åpning av EasyBag og alle andre ernæringsposer med ENPlus port

ENFit kobling for opptrekk av sondemat med enteral sprøyte

# EasyBag Bolusadapter

Adapter til opptrekk av sondemat med ENFit sprøyte



## EasyBag Bolusadapter

- ENPlus spike for åpning av EasyBag posen
- ENFit kobling for opptrekk av sondemat med enteral sprøyte

## Bestillingsinformasjon

### Medisinsk engangsutstyr

Kan bestilles direkte fra Fresenius Kabis lager i Halden på [bestilling@fresenius-kabi.com](mailto:bestilling@fresenius-kabi.com)

Produkt	Salgsenhet	Art.nr.
EasyBag Bolusadapter	15	7755694



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Norge AS  
Postboks 4646, Nydalen, 0405 Oslo  
Telefon 22 58 80 00  
[markedsavdelingen@fresenius-kabi.com](mailto:markedsavdelingen@fresenius-kabi.com)  
[bestilling@fresenius-kabi.com](mailto:bestilling@fresenius-kabi.com) | [www.fresenius-kabi.com/no](http://www.fresenius-kabi.com/no)

4703-10 September 2020