

**Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
T +48 (22) 345 67 89
F +48 (22) 345 67 87
www.fresenius-kabi.pl

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Warszawa, 16.11.2020.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia placówkom medycznym większej dostępności płynów infuzyjnych, firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. wprowadza do obrotu kolejną wielkość opakowania płynów infuzyjnych typu

KabiClear, pojemność 1000 ml.

Opakowanie 1000 ml posiada identyczne cechy, jak dostępne od 2013 roku inne pojemności KabiClear (100 ml, 250 ml, 500 ml), czyli:

- dwa porty różnej wielkości zabezpieczone zatyczkami zabezpieczającymi dostęp do membran;
- dwie jałowe, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem membrany, których jałowość jest potwierdzona zapisem w Charakterystykach Produktów Leczniczych płynów infuzyjnych;
- kolorystyczne zróżnicowanie etykiet na opakowaniu bezpośrednim w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

Wymienione cechy opakowań KabiClear mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa personelu medycznego przygotowującego leki do podaży oraz pacjentów otrzymujących leki drogą dożylną.

W załączeniu dołączamy instrukcję obsługi opakowania KabiClear, która jest jednocześnie identyczna, jak dla opakowania KabiPac.

Z poważaniem,

Dyrektor Rejestracji,
Bezpieczeństwa Farmakoterapii i Jakości
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.


Małgorzata Czekerda-Kurczab

**Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
T +48 (22) 345 67 89
F +48 (22) 345 67 87
www.fresenius-kabi.pl

**Instrukcja użycia* pojemnika
typu KabiPac i KabiClear:**

1. Przed użyciem należy sprawdzić wygląd pojemnika oraz roztworu – roztwór powinien być klarowny bez zanieczyszczeń (nie używać pojemników uszkodzonych i (lub) wcześniej używanych).
2. Przygotowanie infuzji:
 - a) Postawić pojemnik KabiPac/KabiClear na stabilnej i równej powierzchni. Usunąć plastikową osłonkę/zatyczkę z większego portu (portu do infuzji) ze strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania.
 - b) Wprowadzić kolec zestawu do infuzji pionowo w port do infuzji, lekko obracając zestaw dłonią, drugą ręką trzymając szyjkę pojemnika.
3. Dodanie leku do opakowania:
 - a) Postawić pojemnik KabiPac/KabiClear na stabilnej i równej powierzchni.
 - b) Usunąć plastikową osłonkę/zatyczkę z mniejszego portu (portu do dostrzyknięć) ze strzałką skierowaną do wewnątrz opakowania, a następnie wprowadzić igłę w środek portu do dostrzyknięć i dodać produkt leczniczy do pojemnika KabiPac/KabiClear.

Uwaga: Porty są jałowe, nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

*pkt. 6.6. zarejestrowanych Charakterystyk Produktów Leczniczych płynów infuzyjnych dostępnych w opakowaniu KabiClear.