

Do wszystkich zainteresowanych

**Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
T +48 (22) 345 67 89
F +48 (22) 345 67 87
www.fresenius-kabi.pl

Warszawa, 20.06.2018

Szanowni Państwo,

Firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. informuje iż w trosce o wysoką jakość naszych produktów i odpowiadając na potrzeby klientów zmianie ulegają: **wygląd i właściwości uszczelniające membran portów w opakowaniu płynów infuzyjnych KabiPac.**

Zmiana ta ma na celu **zwiększenie** elastyczności membran, co jest niezwykle istotne podczas codziennego użytkowania opakowań i wpływa na **poprawę bezpieczeństwa** terapii infuzyjnej.

Zmianie ulega także kolor membran, obecnie będą miały one kolor szary. Wielkość portu do dostrzyknięć została nieznacznie powiększona. Specyfikacja materiałowa oraz skład membran pozostają bez zmian.

Wszystkie zmiany dotyczą wyłącznie opakowań KabiPac. Opakowania ze zmienionymi membranami będą do Państwa dostarczane sukcesywnie począwszy od 26 czerwca 2018 roku. W ciągu najbliższych miesięcy w obrocie mogą pozostawać opakowania z dwoma rodzajami membran.

Z poważaniem,



Beata Jurecka – Lepieszko

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu