



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# EasyBag<sup>®</sup> mobile Amika<sup>®</sup>

## Mobilt aggregat till Amikapump

Avsett för användning i Amika rygsäck. Aggregatet är en sterilprodukt för engångsbruk. Kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

Passar till följande förpackningar:

- EasyBag
- Nutrison Pack
- SmartFlex

ENFit och ENPlus


Trevägskran för medicinering

Patenterad slangklämma

# EasyBag® mobile Amika®

Mobilt aggregat till Amikapump

## MED TREVÄGSKRAN FÖR MEDICINERING



## EGENSKAPER EASYBAG MOBILE AMIKA

- ENFit
- ENPlus
- Trevägskran för medicinering
- Patenterad slangklämma
- Längd: 250 cm
- Fri från ftalater

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
EasyBag mobile Amika	1x30 st	827433	7751905

Beställs via Tamro, [order@tamro.com](mailto:order@tamro.com), tel: 031-767 76 43.