



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



VarioLine Amika® ENFit/ENPlus

Universalaggregat till Amikapump

Aggregatet är en sterilprodukt för engångsbruk. Kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

Passar till följande förpackningar:

- Flaskor med smal eller bred hals
- Plastcontainer med bred hals
- Nappflaskor
- EasyBag
- Nutrison Pack
- SmartFlex

ENFit och ENPlus koppling

Avtagbar VarioLine-adapter

Trevägskran för medicinering

Patenterad slangklämma

VarioLine Amika ENFit/ENPlus

Universalaggregat till Amika nutritionspump

MED AVTAGBAR VARIOLINE-ADAPTER



EGENSKAPER VARIOLINE AMIKA

- Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning.
- ENPlus koppling. Passar till sondnäringsförpackningar med ENPlus port, såsom t.ex. EasyBag.
- Avtagbar VarioLine-adapter (ENPlus) för koppling till flaskor/ plastcontainer/happflaska med smal eller bred hals.
- Droppkammare.
- Bakterietätt ventilationsvalv för minskad risk för kontaminering.
- Transparent slang för kontroll av innehåll i slang.
- Slang av PVC med mjukgörare TEHTM.
- Patenterad slangklämma med fritt flödesskydd.
- Trevägskran för medicinering eller spolning.
- Längd 250 cm.
- Fri från latex och Bisfenol A.
- Sterilförpackad (EO).
- Plastpåse för upphängning av flaska medföljer.
- Användningstid upp till 24 h i ett slutet system.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
VarioLine Amika ENFit/ENPlus	1x30 st	827435	7751902