

Le 1 novembre 2021

Héparine sodique injectable, USP 1 000 unités USP/mL, fioles DM, 1 mL Avis de rupture de stock & changement de codes

Madame, Monsieur,

Au nom de Fresenius Kabi Canada Ltée, j'ai le regret de vous aviser qu'en raison d'un retard de production, nous allons éprouver une interruption d'approvisionnement qui va toucher notre préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 1 000 unités USP/mL en fioles DM de 1 mL**, et ce, du **30 novembre au 6 décembre 2021**. Notre stock disponible est à court terme, sa datation étant de 1 mois. La date de péremption des stocks actuellement disponibles est le 30 novembre 2021.

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Description du produit	Date estimative d'épuisement des stocks	Date estimative de disponibilité
02264315	C504701	936261	Héparine sodique injectable, USP 1 000 unités USP/mL, fioles DM de 1 mL	30 nov. 2021*	6 déc. 2021

* Veuillez noter que les dates d'épuisement des stocks vont varier selon les régions; prière de vérifier les disponibilités auprès du centre de distribution desservant votre localité.

À compter du 6 décembre 2021, le code produit de notre préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 1 000 unités USP/mL en fioles DM de 1 mL** (C504701) sera remplacé par un nouveau code. Les modifications suivantes ont été adoptées :

- **Code produit** : Le nouveau code produit est présenté dans le tableau ci-dessous.
- **Teneur en latex** : Le produit au code nouveau est maintenant doté d'un **bouchon sans latex**.
- **Fiole** : De légers changements ont été apportés à la taille des fioles.
- **Étiquetage** : L'étiquetage du plateau et de la fiole a été mis à jour pour inclure la nouvelle image de la marque Fresenius Kabi Canada et refléter les exigences d'un langage clair en matière d'étiquetage. Un aperçu plus détaillé de l'étiquetage actuel par rapport au « nouvel étiquetage » est présenté à la page suivante de cette lettre.

La formulation du produit ne change en rien, et tous les formats **ne sont pas exempts** d'agents de conservation.

DIN	Description du produit	Code produit actuel	NOUVEAU code produit	Codes CUP actuels	NOUVEAUX codes CUP	NOUVEAU code MPD	NOUVEAU code McKesson	Date de disponibilité
02264315	Héparine sodique injectable, USP, 1000 unités USP/mL, fioles DM de 1 mL	C504701	C504013	Fiole : 629336507016 Plateau : 629336000326	Fiole : 629336004829 Plateau : 629336004836	AVC**	AVC**	6 déc. 2021

**À vous communiquer.

Modifications apportées aux étiquettes :

Étiquette actuelle	NOUVELLE étiquette
<p>Fiole</p> <p>DIN 02264315 Latex Free C504701</p> <p>1 mL Heparin Sodium Injection, USP</p> <p>1 000 USP units/mL</p> <p>Sterile Multiple-dose Vial For IV or SC Use Fresenius Kabi Canada Ltd. 1-877-821-7724</p> <p>402266D</p> <p>LOT: EXP:</p> <p>FP0 6 29336 50701 6 0 000000 000000 0</p>	<p>Fiole</p> <p>1 mL DIN 02264315 C504013</p> <p>Heparin Sodium Injection, USP</p> <p>1000 USP units / mL</p> <p>IV or SC use. See insert. Fresenius Kabi Canada Ltd.</p> <p>403642</p> <p>LOT EXP</p> <p>6 29336 00482 1 9</p>
<p>Plateau</p> <p>25 x 1 mL DIN 02264315 C504701 Latex Free</p> <p>Heparin Sodium Injection, USP</p> <p>1 000 USP units/mL</p> <p>Sterile/Sterile For Intravenous or Subcutaneous Use Pour usage intraveineux ou sous-cutané</p> <p>42787E</p> <p>Anticoagulant. Multiple-dose vial/Fiole à doses multiples. Discard unused portion 28 days after initial puncture./ Jeter toute portion inutilisée 28 jours après l'ouverture initiale de la fiole. Each mL contains: heparin 1 000 USP units with methylparaben 1.5 mg, propylparaben 0.15 mg, sodium chloride 9 mg, and Water for Injection q.s. Hydrochloric acid and/or sodium hydroxide may have been added for pH adjustment. Porcine Intestinal mucosa origin. 1 000 units of heparin is neutralized by approximately 10 mg Protamine Sulfate. Store between 15 °C and 30 °C. Protect from freezing. See package insert for detailed information. Fresenius Kabi Canada Ltd. Toronto, ON M9W 0C8 1-877-821-7724</p> <p>FP0 6 29336 00032 6 0 000000 000000 0</p>	<p>Plateau</p> <p>25 x 1 mL DIN 02264315 C504013 Latex free stopper</p> <p>Heparin Sodium Injection, USP</p> <p>1000 USP units / mL</p> <p>Sterile Solution Stérile For Intravenous (IV) or Subcutaneous (SC) use.</p> <p>42554</p> <p>Anticoagulant. Multidose. Discard unused portion 28 days after initial puncture. Each mL: heparin 1000 USP units. Preservatives: methylparaben 1.5 mg, propylparaben 0.15 mg. Porcine intestinal mucosa origin. Dosage and Administration: See insert. Store at 15 °C to 30 °C. Do NOT freeze Questions or concerns? 1-877-821-7724 Fresenius Kabi Canada Ltd. M9W 0C8</p> <p>6 29336 00483 1 6</p>

Nous reconnaissons les difficultés et inconvénients que cette situation d'interruption d'approvisionnement peut vous causer, et vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard.

Si vous avez la moindre question ou préoccupation, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant aux ventes.

Cordialement,



George Shamsoun
Directeur adjoint – Marketing, Médicaments injectables
george.shamsoun@fresenius-kabi.com