

15 avril 2025

Compoflex Transfer Pack Container avec coupleur - 600 mL **Notification de commande en souffrance**

Cher client,

Fresenius Kabi Canada a le regret de vous informer qu'il y a une interruption de l'approvisionnement en **Compoflex Transfer Pack Container with Coupler - 600 mL**

Fresenius Kabi Code produit	Description du produit	Estimation de la rupture de stock Date	Date de disponibilité estimée
R6R2023	Réceptacle de transfert avec coupleur - 600 ml	15 avril 2025	75% de l'allocation 9 mai 2025

Nous sommes conscients des difficultés et des désagréments que vous pourriez rencontrer en raison de l'interruption d'approvisionnement, et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard. Dans l'intervalle, veuillez envisager l'utilisation de notre **réceptacle vide Compoflex 1F avec raccord - 1000 ml (R6R2031)** comme substitut.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter votre représentant Fresenius Kabi.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Lucy Chen
Responsable marketing senior, MedTech
Fresenius Kabi Canada