

6 février 2026

Compoflex 1F - Vide - 600 mL - Luer mâle **Notification de commande en souffrance**

Cher client,

Fresenius Kabi Canada a le regret de vous informer qu'il y a une interruption de l'approvisionnement en
Compoflex 1F - vide - 600 mL - Luer mâle

Fresenius Kabi Code produit	Description du produit	Estimation de la rupture de stock Date	Date de disponibilité estimée
R6R2024	Compoflex 1F - Vide - 600 mL - Luer mâle	6 février 2026	31 mars 2026

Nous sommes conscients des difficultés et des désagréments que vous pourriez rencontrer à la suite de notre interruption d'approvisionnement et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard.

En remplacement, veuillez envisager l'utilisation de notre produit **Compoflex 1F – Vide – 600 mL – Coupleur (R6R2023)** qui offre un connecteur coupleur au lieu d'un connecteur Luer lock.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter votre représentant Fresenius Kabi.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Lucy Chen
Responsable marketing senior, MedTech
Fresenius Kabi Canada