

Pressemitteilung

Die Anlage und Handhabung transnasaler und perkutaner Ernährungssonden einfach und risikolos trainieren

Bad Homburg, 14. Oktober 2024 – Die richtige Sondenanlage und Handhabung transnasaler und perkutaner Sonden unterstützt Fresenius Kabi durch Trainingsmodelle und Sondenworkshops seit über 25 Jahren. Für den optimalen Wissenstransfer wurde der Freka® Phant, ein elektronisches Phantom für das Training mit perkutanen Sonden entwickelt.

Der Freka® Phant bietet eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten zum Erlernen einer Erst- und Ersatzanlage perkutaner Ernährungssonden. Dazu gehören beispielsweise die Anlage und Mobilisierung einer PEG oder der Wechsel von Austauschsystemen (Ballonsonden). Auch ein Verbandwechsel oder die Verwendung von Zubehör wie dem Stoma-Längenmesser können am neuen praktischen Übungsmodell von Fresenius Kabi einfach und risikolos trainiert werden.

Realitätsnahes Training für mehrere Schulungsteilnehmer

Sowohl die Ansicht des Magens und der inneren Magenwand als auch das Punktionsverhalten der Bauchdecken sind realitätsnah gestaltet. Die auswechselbare Bauchdecke simuliert dünnes, dickes oder sogar vernarbtes Gewebe. An einer Spezialbauchdecke mit 4 Stomata kann die Anlage von Austauschsystemen in diversen Größen ideal geschult werden – als wäre es direkt am Patienten.

Sondenworkshop mit „Hands-on-Training“ im Dezember 2024

Neben der Möglichkeit einer Schulung mithilfe des Freka® Phant bietet Fresenius Kabi in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Tübingen und Prof. Dr. K.-E. Grund sowie der Firma FujiFilm Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung der Erstanlage von transnasalen und perkutanen Sonden an.

Unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Ellrichmann und einem Team erstklassiger Referenten können die Teilnehmer am **05.12.2024** im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, ihr Wissen zur Theorie und ihre praktischen Fertigkeiten bei der Anlage transnasaler und perkutaner SONDENSYSTEME vertiefen. In den „Hands-on-Trainingseinheiten“ können die verschiedenen Schritte ohne Zeitdruck und ohne direkten Kontakt am Patienten wiederholt eingeübt werden. Dieses norddeutsche Highlight für die Aus- und Weiterbildung ist auf maximal 25 endoskopisch tätige Ärzte und Fachkräfte begrenzt.

Jetzt noch anmelden!

Anmeldungen zum Sondenworkshop werden bis zum **08.11.2024** angenommen – also am besten gleich registrieren bei der WissensAkademie von Fresenius Kabi. Über den unten angeführten Link zum Seminarangebot der WissensAkademie finden Interessierte auch die detaillierte Agenda sowie Informationen zu den Seminargebühren und Stornobedingungen.

Für Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren Ansprechpartner von Fresenius Kabi.

Auch im Jahr 2025 finden die Fortbildungsveranstaltungen statt

Der bekannte und bewährte Sondenworkshop mit Hands-on-Training wird auch an drei Standorten im Jahr 2025 stattfinden. Merken Sie sich gerne die unten angeführten Veranstaltungen vor. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fresenius Kabi Ansprechpartner.

Aktuelle Termine (Änderungen vorbehalten):

- Mai 2025 – Sondenworkshop im Rahmen der WorkshopWeeks Rhein/Ruhr 2025 in Düsseldorf
- September 2025 – Sondenworkshop am Universitätsklinikum Leipzig
- Dezember 2025 – Sondenworkshop am Universitätsklinikum Frankfurt

Seminarangebot im Internet von Fresenius Kabi:

<https://www.fresenius-kabi.com/de/dienstleistungen/wissensakademie>

Zeichen 3.375 (inkl. Leerzeichen)

Bei Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar.

Kontakt für Presseanfragen:

WEFRA LIFE SOLUTIONS

Mitteldicker Weg 1, 63263 Neu-Isenburg

Inga Burmann

Tel.: +49 69 69 50 08 33 2

E-Mail: inga.burmann@wefra.life

Pressefoto



**Workshop mit
Hands-on-Training**
Transnasale & perkutane Ernährungssonden
Seminar für Ärztinnen/Ärzte & Pflegefachkräfte in der Endoskopie

**FRESENIUS
KABI**

Jetzt anmelden

Jetzt über die WissensAkademie von Fresenius Kabi anmelden – zum Sondenworkshop mit „Hands-on-Training“ am 05.12.2024 im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Gerne schicken wir Ihnen die Abbildung in druckfähiger Auflösung – eine kurze Nachricht an inga.burmann@wefra.life genügt.

Informationen zu Fresenius Kabi

Fresenius Kabi ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern, der auf lebensrettende Arzneimittel und Technologien für Infusionen, Transfusionen und klinische Ernährung spezialisiert ist. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden für die Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten eingesetzt.

Das Produktportfolio umfasst eine Reihe von hochkomplexen Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik und generische i.v. Arzneimittel. Im Bereich der Biopharmazeutika bietet Fresenius Kabi unter anderem Biosimilar-Arzneimittel mit den Schwerpunkten Autoimmunerkrankungen und Onkologie an. Bei der klinischen Ernährung umfasst das Portfolio eine große Auswahl an enteralen und parenteralen Ernährungsprodukten. Im Bereich der Medizintechnik bietet Fresenius Kabi unter anderem Infusionspumpen, Apheresegeräte, Zelltherapiegeräte und relevante Einmalartikel an.

Mit seiner Strategie „Vision 2026“, die ein wesentlicher Bestandteil des Programms #FutureFresenius des Gesundheitskonzerns Fresenius ist, will das Unternehmen zudem die Effizienz in der Therapie und Versorgung von Patienten steigern und den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung weltweit verbessern. Fresenius Kabi hat den Anspruch, in seinen Produktsegmenten weltweit führend zu sein – zum Wohle der Patienten, Kunden und Stakeholder.

Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten von Fresenius Kabi Deutschland finden Sie auf der Internetseite www.fresenius-kabi.de.